

Jaguar LIGHT Rollator

Art. 317410, 317411, 317412, 317414, 317415, 317416, 317417

Gebrauchsanleitung
Brugervejledning
User Manual
Manuale
Bruksanvisning
Instrukcja Obsługi
Manuel de l'utilisateur
Gebruikershandleiding
Návod k použití
Návod na použitie



Indoor rollator
7" black wheels



Jaguar standard



SUPREME
7" silver wheels



Jaguar standard, folded

Inhaltsverzeichnis
Indholdsfortegnelse
Table of contents
Indice
Innehållsförteckning
Spis treści
Table des matières
Inhoudsopgave

	Gebrauchsanleitung	3-6	DEUTSCH
	Brugervejledning	7-9	DANSK
	User Manual	10-12	ENGLISH
	Manuale	13-15	ITALIANO
	Bruksanvisning	16-18	SVENSKA
	Instrukcja Użytkowania	19-22	POLSKI
	Manuel de l'utilisateur	23-26	FRANÇAIS
	Gebruikershandleiding	27-30	NEDERLANDS
	Návod k použití	31-34	ČESKÝ
	Návod na použitie	35-38	SLOVENSKÝ

1. Einleitung

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns besonders. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine Beschreibung und wichtige Informationen über die Verwendung des Medizinprodukts. Sie soll Ihnen helfen, das Produkt korrekt und sicher zu verwenden. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Anleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät verwenden. Achten Sie besonders auf die Sicherheitsrichtlinien und befolgen Sie diese stets. Mobilex ist ständig bemüht, seine Produkte zu verbessern und zu aktualisieren. Daher behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und technische Daten des Produkts ohne weitere Ankündigung zu ändern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein medizinisches Gerät, das entwickelt wurde, um die Mobilität von Personen zu erhöhen, die Schwierigkeiten beim Stehen oder Gehen haben. Der Rollator ermöglicht es diesen Personen, die Fähigkeit zur Verrichtung täglicher Aktivitäten wiederzuerlangen. Der Rollator ist für Personen geeignet, die aufgrund verschiedener Krankheiten eine stabile Gehhilfe benötigen. Der Rollator sollte nur als Stütze beim Stehen und Gehen verwendet werden. Jede andere Verwendung ist untersagt.

Indikationen

Der Rollator ist ein medizinisches Hilfsmittel, das Menschen mit Funktionseinschränkungen hilft. Die Indikationen für die Verwendung sind Krankheiten, die zu Mobilitätseinschränkungen und Behinderungen führen, die das selbstständige Sitzen, Stehen und Gehen behindern. Daher ist eine zusätzliche stabile Stütze erforderlich, wenn Sie die oben genannten Tätigkeiten ausführen. Die Indikationen lassen sich nicht auf ein bestimmtes Krankheitsbild beziehen und hängen von der individuellen Bewertung des Gesundheitszustands des potenziellen Benutzers durch einen Arzt oder Physiotherapeuten ab. Die Hauptzielgruppen sind jedoch ältere Menschen, Personen mit Paresen, rheumatischen Erkrankungen und andere Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule, der Knie oder der Hüften. Die Verwendung des Produkts für einen anderen als den oben beschriebenen Zweck ist verboten.

Kontraindikationen

Rollatoren sind nicht für Personen geeignet, die das Gleichgewicht im Stehen nicht halten können. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn der Benutzer Probleme mit der Wahrnehmung hat. Kontraindikationen können nicht auf ein bestimmtes Krankheitsbild bezogen werden und hängen von der individuellen Bewertung des Gesundheitszustands des potenziellen Benutzers ab. Die Wahl des für ein bestimmtes Krankheitsbild geeigneten orthopädischen Hilfsmittels muss immer mit Hilfe eines Facharztes oder Physiotherapeuten getroffen werden. Beachten Sie darüber hinaus die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

Einsatzbereiche

Das Produkt kann in der häuslichen Pflege, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie in Krankenhäusern verwendet werden.

Medizinische Zwischenfälle und unerwünschte Ereignisse

Sollten unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller:

Mobilex A/S	Telefon:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Sicherheitsanforderungen

- Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung von allen Personen, die das Produkt benutzen, gelesen wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden und/oder Verletzungen, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand.
- Wenn Defekte oder Fehler festgestellt werden, müssen Sie das Produkt sofort außer Betrieb nehmen und sich an den Händler wenden.
- Befolgen Sie alle Empfehlungen und Warnhinweise des Herstellers.
- Beachten Sie die Informationen auf dem Etikett des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den beschriebenen Zweck.
- Steigen Sie nicht auf das Produkt.
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen an dem Produkt vor, es sei denn, Sie haben die schriftliche Genehmigung des Herstellers für solche Modifikationen.
- Das Produkt und die Tasche dürfen nicht mit mehr Gewicht beladen werden als in den technischen Daten angegeben.
- Alle Räder MÜSSEN während der Benutzung IMMER mit dem Boden in Kontakt sein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Rollator richtig ausbalanciert ist und Unfälle vermieden werden können.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Teile des Produkts zusammenbauen oder einstellen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob die Bremsen richtig funktionieren.
- Benutzen Sie den Rollator nur, wenn er vollständig ausgeklappt ist und die Verriegelung aktiviert wurde.
- Benutzen Sie den Rollator nur in Innenräumen auf einer ebenen, stabilen Fläche.
- Die Feststellbremsen müssen immer angezogen sein, wenn der Rollator nicht benutzt wird.

Lieferung

Das Produkt wird in einem Karton geliefert. Der Inhalt des Pakets ist:

- ✓ 1 Rollator;
- ✓ 1 Tablett;
- ✓ 1 Benutzerhandbuch;

Vorläufige Prüfung

Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons anhand der obigen Liste. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt feststellen, dass ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an Ihren Lieferanten.

3. Beschreibung

Beschreibung des Produkts

Der Rollator "Jaguar light" hat einen pulverbeschichteten Aluminiumrahmen. Er ist sehr wendig und stabil und verfügt über einen höhenverstellbaren Schiebegriff, der sich dem Benutzer anpasst. Die Bremsen können beim Gehen oder als Feststellbremsen verwendet werden. Der Korb macht das Tragen von Gegenständen mit der Hand überflüssig.

Der Rollator bestehen aus den folgenden Elementen:

1. Schiebegriff
2. Bremsgriff
3. Clip zur Höhenverstellung des Griffs
4. Knopf für die Klappsperre
5. Bremse
6. Hinteres 7-Zoll-Rad
7. Klammer der Feststellbremse
8. Tablett
9. Tasche mit Reißverschluss
10. Korb
11. Vorne 7" drehbare Räder

Beschreibung der Montage

Für dieses Produkt benötigen Sie keine Montageanleitung.

Beschreibung der Funktion

Zusammenklappen/Aufklappen des Rahmens

Um den Rahmen aufzuklappen, ziehen Sie den hinteren Rahmenteil nach hinten. Drücken Sie den Griff vorsichtig nach unten, bis sich der Rahmen vollständig entfaltet und "einrastet", was anzeigt, dass der Rollator in der ausgeklappten Position verriegelt ist. Das Tablett kann nun auf den Korb gestellt werden. Um den Rahmen zu klappen, nehmen Sie das Tablett ab und drücken Sie die Klappsperrtaste. Ziehen Sie den hinteren Rahmenteil nach innen.

Höhenverstellung des Schiebegriffs

Um die Höhe des Schiebegriffs einzustellen, lösen Sie die Höhenverstellclips auf beiden Seiten und schieben Sie den Griff in die gewünschte Position. Schließen Sie die Höhenverstellclips. Beide Seiten des Griffs sollten immer auf die gleiche Höhe eingestellt sein.

Bremsen

Die Bremsen können schrittweise aktiviert werden, indem Sie den Bremsgriff mit zunehmender Kraft ziehen. Die Bremsen sind vollständig aktiviert, wenn sich der Bremsgriff mit dem Feststellbremsclip arretieren lässt und der Rollator vollständig zum Stillstand gekommen ist. Um den Bremsvorgang zu beenden, lassen Sie den Bremsgriff los. Der Rollator ist auch mit einer Feststellbremse ausgestattet. Um die Feststellbremse zu aktivieren, ziehen Sie den Bremsgriff und arretieren Sie ihn in gezogener Position mit dem Feststellbremsclip. Um die Feststellbremse zu lösen, entriegeln Sie den Bremsgriff und bringen ihn in die neutrale Position zurück.

Drücken Sie den Griff der Feststellbremse nach unten (Modell 317415)

Beim Jaguar SUPREME wird die Feststellbremse durch Herunterdrücken des Bremsgriffs aktiviert und durch das Zurückziehen in eine neutrale Position entriegelt.

WARNUNG! Aktivieren Sie immer die Feststellbremse, wenn Sie den Rollator nicht benutzen! Wenn Sie den Rollator auf einer nicht ebenen Fläche abstellen, müssen Sie immer die Feststellbremse aktivieren!

Zubehör

Für dieses Produkt gibt es kein Zubehör.



4. Technische Daten

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 Verschiedenfarbig	Art. 317415 SUPREME
Schiebestangenhöhe	83,5 – 94,5 cm	90,3 – 96 cm
Faltmaße (H x B x T)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Gesamtbreite	56 cm	56 cm
Länge offen / geschlossen	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Gewicht	5,84 kg	
Tragkraft (Rollator / Tasche)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne und hinten: 7" (175 x 27 mm)	
Wendekreis	80,8 cm	
Rohrdurchmesser	Kreuz für Rahmen Ø22 mm/Rahmen Ø26,25x52mm	
Material	Aluminiumrahmen, Kunststoff	

Produktetikett



Beispiel für das Produktetikett

	QR-code Link für Homepage		Produktions- Datum
	Produzent		Max Belastung
	Gebrauchs - anleitung sehen		Max Breite
	Nur für den Innenbereich		Serien-nr.
	CE Produkt		Artikelnr.
	Max Belastung Korb		Medizinisches Produkt

Symbole auf Produktetiketten

5. Wartung & Pflege

Normaler Schmutz kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und einem Schwamm oder weichen Lappen entfernt werden. Prüfen Sie die spezifischen Produktinformationen und verwenden Sie nur handelsübliche Reinigungsprodukte, die für die Reinigung geeignet sind. Verwenden Sie zur Desinfektion nur Desinfektionsmittel, die für die Verwendung mit medizinischen Produkten zertifiziert sind und vor Ort erhältlich sind.

Die Räder können mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Nach der Reinigung sollten die Radlager regelmäßig mit Öl geschmiert werden, sowie wenn die Räder zu quietschen beginnen.

Trotz der soliden Konstruktion und der Verwendung widerstandsfähiger Materialien unterliegt das Produkt einem Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem professionellen Service überprüfen zu lassen. Wir empfehlen das Folgende:

- ✓ Reinigung und Desinfektion des Produkts
- ✓ Prüfen des Rahmens auf Biegungen, Schäden, Verschleiß oder Korrosion
- ✓ Prüfen von Verschleißteilen und ggf. Ersetzen
- ✓ Allgemeines Nachspannen der Komponenten

Empfohlene Nutzungsdauer: Normalerweise 10 Jahre, je nach Gebrauch.

Lagerung: Wir empfehlen die Lagerung an einem trockenen Ort bei Temperaturen über 0 °C.

Transport

Es wird empfohlen, das Produkt für den Transport zusammenzuklappen. Das Produkt sollte stabilisiert und gesichert transportiert werden, so dass es während des Transports nicht zu plötzlichen oder gefährlichen Bewegungen kommen kann.

Wiederverwendung

Das Produkt ist zur Wiederverwendung geeignet. Bevor ein neuer Benutzer das Produkt übernimmt, muss das Produkt technisch überprüft und gemäß Punkt 5 desinfiziert werden.

6. Die häufigsten Probleme und Lösungen

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Rollator ist schwer zu führen oder zu schieben	Dreck zwischen Rädern und Gabeln	Entfernen Sie Schmutz oder Haare zwischen Rädern und Gabeln
Die Bremsen funktionieren nicht oder nur auf einer Seite	Die Bremsbacken sind abgenutzt, oder die Bremsen sind nicht richtig eingestellt	Stellen Sie die Bremsen ein. Ersetzen Sie bei Bedarf die Bremsbacken (→ Servicecenter).

7. Entsorgung des Produkts

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden und muss zum örtlichen Recycling-Center gebracht werden.

8. Garantiebedingungen

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie für Schäden, die durch Produktions- oder Materialfehler verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur oder Verwendung des Produkts. Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie, es sei denn, der Verschleiß ist auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen. Wenn Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung vorgenommen werden, sind die CE-Kennzeichnung und die Produktgarantie nicht mehr gültig. Im Falle von Produktschäden, die unter diese Garantie fallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S. Die Garantie deckt keine Transportkosten ab und beinhaltet keine Entschädigung für Personenschäden oder Nichtbenutzung des Produkts während der Reparatur. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs entstanden sind.

9. CE-Erklärung

Das Produkt hat die Konformitätsbewertung gemäß der EU-Verordnung: MDR 2017/745 über Medizinprodukte bestanden und ist CE-gekennzeichnet. Für das Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, die Sie unter:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

oder über den QR-Code auf der rechten Seite abrufen können.



1. Introduktion

Vi glæder os over at du har købt et kvalitetsprodukt fra Mobilex A/S. Denne brugsanvisning indeholder en beskrivelse og vigtige oplysninger om brugen af det medicinske udstyr. Den har til formål at hjælpe dig med at bruge produktet korrekt og sikkert. Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger udstyret. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne og følg dem altid. Mobilex forsøger hele tiden at forbedre og opgradere sine produkter. Derfor forbeholder vi os retten til at ændre produktets specifikationer og tekniske data uden yderligere varsel.

Formålsbeskrivelse

Dette produkt er medicinsk udstyr, der er designet til at øge mobiliteten for personer, der har svært ved at stå eller gå. Rollatoren gør det muligt for disse personer at genvinde evnen til at udføre daglige aktiviteter. Rollatoren er velegnet til personer, der som følge af forskellige sygdomme har brug for stabil gangstøtte. Rollatoren bør kun bruges som støtte til at stå og gå med. Enhver anden brug er forbudt.

Indikation

Rollatoren er et medicinsk udstyr, der er designet til at hjælpe personer med funktionsbegrænsninger. Indikationerne for brug er sygdomme, der forårsager bevægelsesbegrænsninger og handicap, som hindrer selvstændigt at sidde, stå og gå. Der er derfor behov for en ekstra stabil støtte, når de ovennævnte aktiviteter skal udføres. Indikationerne kan ikke relateres til et bestemt klinisk billede, og de afhænger af en individuel vurdering af den potentielle brugers sundhedstilstand af en professionel læge eller fysioterapeut, men de vigtigste målgrupper er ældre mennesker, personer med parese, reumatiske sygdomme og andre personer med begrænset mobilitet i lænderyggen, knæ eller hofter. Det er forbudt at bruge produktet til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.

Kontraindikationer

Rollatorer er ikke beregnet til personer, der ikke kan opretholde en korrekt kropsbalance i stående stilling. Apparatet må ikke anvendes, hvis brugeren har problemer med opfattelsen. Kontraindikationer kan ikke relateres til et bestemt klinisk billede, og de afhænger af en individuel vurdering af den potentielle brugers sundhedstilstand. Valget af ortopædisk hjælpemiddel, der passer til et givet sygdomsbillede, skal altid foretages med hjælp fra en speciallæge eller fysioterapeut. Derudover skal du overholde sikkerhedsoplysningerne i kapitel 2.

Anvendelsesområder

Produktet kan anvendes i hjemmeplejen, i sundheds- og langtidsplejainstitutioner og på hospitaler.

Medicinske hændelser og uønskede hændelser

I tilfælde af uønskede hændelser i forbindelse med enheden skal du kontakte forhandleren eller producenten:

Mobilex A/S	Telefon:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Sikkerhedskrav

- Sørg for, at alle personer, der bruger produktet, har læst denne vejledning.
- Producenten påtager sig intet ansvar for skader og/eller personskade som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningen.
- Brug kun produktet i fejlfri stand.
- Hvis der konstateres defekter eller fejl, skal du straks stoppe med at bruge produktet og kontakte forhandleren.
- Følg alle producentens anbefalinger og advarsler.
- Vær opmærksom på oplysningerne på produktetiketten.
- Brug kun produktet til det beskrevne formål.
- Du må ikke kravle op på produktet.
- Undgå at foretage konstruktive ændringer på produktet, medmindre du har producentens skriftlige accept af sådanne ændringer.
- Enheden og tasken må ikke belastes med mere vægt end angivet i de tekniske data.
- Alle hjul SKAL ALTID være i kontakt med gulvet under brug. Dette vil sikre, at rollatoren er korrekt afbalanceret, og bør forhindre ulykker.
- Vær forsigtig, når du samler eller justerer nogen dele af enheden.
- Kontroller altid, om bremserne fungerer korrekt før brug.
- Brug kun rollatoren, når den er fuldt udfoldet, og låsesystemet er aktiveret.
- Rollatoren bør kun bruges indendørs på et fladt, stabilt underlag.
- Parkeringsbremserne skal altid være aktiveret, når rollatoren ikke er i brug.

Levering

Enheden leveres i en kartonæske. Indholdet af pakken er:

- ✓ 1 Rollator;
- ✓ 1 Bakke;
- ✓ 1 Brugervejledning;

Foreløbig kontrol

Kontrollér kassens indhold med ovenstående liste. Hvis du på dette tidspunkt opdager, at en del mangler eller er beskadiget, skal du straks kontakte din leverandør.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

"Jaguar light"-rollatoren har en pulverlakeret aluminiumsramme. Den er meget manøvreduktig og stabil og har et højdejusterbart skubbehåndtag, der passer til brugeren. Bremsene kan bruges under gang eller som parkeringsbrems. Kurven eliminerer behovet for at bære ting i hånden.

Rollatoren består af følgende elementer:

1. Skubbe håndtaget
2. Bremsehåndtag
3. Clips til justering af håndtagets højde
4. Låseknop til foldning
5. Bremse
6. Baghjul 7" baghjul
7. Parkeringsbremseclips
8. Bakke
9. Lomme med lynlås
10. Taske
11. Forreste 7" drejhjul

Beskrivelse af samling

Denne enhed har ikke brug for en samlevejledning.

Funktionsbeskrivelse

Foldning/udfoldning af rammen

For at folde rammen ud, skal du trække den bageste rammedel bagud. Tryk forsigtigt håndtaget nedad, indtil rammen foldes helt ud og "klikker", hvilket indikerer, at rollatoren er låst i en udfoldet position. Baggen kan nu placeres på tasken. For at folde rammen skal du tage bakken af og trykke på låseknappen til foldning. Træk den bageste rammedel indad.

Højdejustering af skubbehåndtag

For at justere højden på skubbehåndtaget skal du låse højdejusteringsclipsene på begge sider op, og skubbe håndtaget til den ønskede indstilling. Lås højdejusteringsclipsene. Begge sider af håndtaget skal altid være indstillet i samme højde.

Brems

Bremsene kan aktiveres gradvist ved at trække i bremsegrebet med stigende kraft. Bremsene er fuldt aktiveret, når bremsegrebet kan låses med parkeringsbremseclipsen, og rollatoren er helt standset. For at stoppe bremsningen slipper du bremsegrebet.

Rollatoren er også udstyret med en parkeringsbremsefunktion. For at aktivere parkeringsbremsen skal du trække i bremsegrebet og låse det i en trukket position med parkeringsbremseclipsen. For at frakoble parkeringsbremsen skal du låse bremsegrebet op og flytte det tilbage til en neutral position.

Tryk håndtaget til parkeringsbremse ned (model 317415)

På Jaguar SUPREME aktiveres parkeringsbremsen ved at trykke bremsegrebet nedad og låses op ved at trække det tilbage til en neutral position.

ADVARSEL! Aktiver altid parkeringsbremsen, når du ikke bruger rollatoren! Når du placerer rollatoren på en overflade, der ikke er plan, skal du altid aktivere parkeringsbremsen!

Tilbehør

Der er intet tilbehør til denne enhed.



4. Tekniske data

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 Forskellige farver	Art. 317415 SUPREME
Højde af skubbehåndtag	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Mål af foldet rollator (H x B x D)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Totalbredde	56 cm	56 cm
Længde åben / sammenfoldet	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Vægt	5,84 kg	
Maks. belastning (rollator / taske)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Brems	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)	
Vendediameter	80,8 cm	
Rørdiameter	Håndtagsrør Ø21*1,5*402mm, Forreste forbindelsesrør: Ø19*1*398mm, Fast rør sjældent ramme 19*1*395mm, Ramme for Ø 18,5x 36,3/ramme bag Ø26,5x39,3mm	
Materiale	Aluminiumsramme, plastik (PA+GF), kurv af stof	

Produktmærke



Eksempel på produktetiket

	QR-code link til hjemmesiden		Produktionsdato
	Producent		Max belastning
	Se bruger-vejledningen		Max bredde
	Kun til indendørs brug		serienr.
	CE mærket produkt		Varenr
	Max belastning kurv		Medicinsk udstyr

Betydningen af ikonerne

5. Vedligeholdelse og pleje

Almindeligt snavs kan fjernes med almindelige rengøringsmidler og en svamp eller en blød klud. Tjek de specifikke produktoplysninger, og brug kun kommercielle rengøringsmidler, der er egnede til rengøring. Til desinfektion må der kun anvendes desinfektionsmidler, der er certificeret til brug med medicinsk udstyr, og som fås lokalt.

Hjulene kan rengøres med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Efter rengøring skal hjullejerne smøres med olie med jævne mellemrum, eller når hjulene begynder at knirke.

På trods af den solide konstruktion og brugen af modstandsdygtige materialer er produktet udsat for slitage. Det anbefales derfor at lade produktet kontrollere med jævne mellemrum af en professionel service. Vi anbefaler følgende:

- ✓ Rengøring og desinfektion af produktet
- ✓ Kontrol af rammen for bøjninger, skader, slitage eller korrosion
- ✓ Kontrol af sliddele og udskiftning af dem om nødvendigt
- ✓ Generel efterspænding af komponenterne

Anbefalet levetid: Normalt 10 år afhængigt af brugen.

Opbevaring: Vi anbefaler opbevaring på et tørt sted ved temperaturer over 0 °C.

Transport

Det anbefales at folde rollatoren sammen under transport. Apparatet skal transporteres på en stabil og sikret måde uden risiko for pludselige eller farlige bevægelser under transporten.

Genbrug

Produktet er egnet til genbrug. Inden en ny bruger overtager produktet, skal apparatet kontrolleres teknisk og desinficeres i henhold til punkt 5.

6. De mest almindelige problemer og løsninger

Problemer	Mulige årsager	Løsninger
Rollatoren er svær at føre eller skubbe	Snavs mellem hjul og gafler	Fjern snavs eller hår mellem hjul og gafler
Bremserne virker ikke eller kun i den ene side	Bremseklodserne er slidte, eller bremserne er ikke indstillet korrekt	Juster bremserne. Udskift om nødvendigt bremseklodserne (→ servicecenter).

7. Bortskaffelse af produktet

Produktet kan ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet og skal afleveres på den lokale genbrugsstation.

8. Garantibetingelser

Mobilex A/S yder 2 års garanti for skader forårsaget af fejl i produktionen eller materialefejl. Garantien er ikke gældende ved ikke tilsigtet reparation eller brug af produktet. Dele, der er udsat for normal slitage, er ikke omfattet af garantien, medmindre sliddet skyldes en fabriksfejl. Hvis der foretages produktændringer uden vores skriftlige accept, er CE-mærkningen og produktgarantien ikke gyldig. I tilfælde af produktskader, der er omfattet af denne garanti, bedes du underrette din forhandler eller Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende brug af produktet under reparation. Garantien dækker ikke skader, der skyldes, at brugervejledningen ikke er blevet fulgt.

9. CE-erklæring

Apparatet har bestået overensstemmelsesvurderingen i henhold til EU-forordningen: MDR 2017/745 om medicinsk udstyr og er CE-mærket. Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for enheden og er tilgængelig på:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

eller via QR-koden til højre.



1. Introduction

Thank you for buying a high-quality Mobilex product. These instructions of use contain a description and important information about the use of the medical device. It is intended to help you to use the product correctly and safely. It is very important to read the instructions carefully before using the device. Pay particular attention to the safety guidelines and always follow them. Mobilex is constantly trying to improve and upgrade its products. Therefore we reserve the right to change specifications and technical data of the product without further notice.

Intended use of the device

This product is medical device which has been designed to increase the mobility of persons who have difficulties standing or walking. The rollator enables those persons to regain the ability to perform daily activities. The rollator is suitable for persons who as a result of various diseases need stable walking support. The rollator should only be used as a support for standing and walking. Any other use is prohibited.

Indications

The rollator is a medical device designed to help people with functional limitations. The indications for use are diseases that cause mobility limitations and disabilities, obstructing independent sitting, standing and walking. Therefore, there is a need for an additional stable support when performing the activities listed above. Indications cannot be related to one specific clinical picture and they depend on individual evaluation of potential user's health status by professional physician or physical therapist, but main target user groups are elderly people, persons with paresis, rheumatic diseases, and other people with limited mobility of the lumbar spine, knees or hips. Using the product for any purpose other than those described above is prohibited.

Contraindications

Rollators are not indicated for those persons who can't maintain proper body balance in a standing position. The device must not be used if the user has problems with perception. Contraindications cannot be related to one specific clinical picture and they depend on individual evaluation of potential user's health status. The choice of orthopedic aid appropriate for a given clinical picture must be always made with the help of a specialist physician or physiotherapist. In addition, observe the safety information in Chapter 2.

Areas of use

The product can be used in home care, health and long-term care facilities, and hospitals.

Medical incidents and unwanted events

In case of any unwanted events related to the device, please contact the dealer or manufacturer:

Mobilex A/S	Phone:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Safety requirements

- Make sure that this manual has been read by all persons using the device.
- The manufacturer assumes no responsibility for damage and/or injury resulting from failure to follow the operating instructions.
- Only use the product in a flawless condition.
- If defects or errors are detected you must immediately stop using the device and contact the dealer.
- Follow all manufacturer's recommendations and warnings.
- Be aware of the information on the product label.
- Only use the product for the described purpose.
- Don't climb onto the device.
- Avoid making constructive changes to the device, unless you have the manufacturer's written acceptance for such modifications.
- The device and the bag must not be loaded with more weight than indicated in Technical data.
- All wheels MUST be in contact with the floor at ALL TIMES during use. This will ensure that the rollator is properly balanced and should prevent accidents.
- Use caution when assembling or adjusting any parts of the device.
- Always check if the brakes function properly before use.
- Use the rollator only when it has been fully unfolded and the locking device has been activated.
- The rollator should only be used indoors on a flat stable surface.
- Parking brakes must always be engaged when the rollator is not in use.

Parts supplied

The device is supplied in a carton box. The contents of the package are:

- ✓ 1 Rollator;
- ✓ 1 Tray;
- ✓ 1 User manual;

Preliminary check

Check the contents of the box with the list above. If at this stage you discover that a part is missing or damaged, contact your supplier immediately.

3. Description

Product description

The "Jaguar light" rollator has a powder coated aluminium frame. It offers great manoeuvrability, stability and has a height adjustable push handle to fit the user. The brakes can be used while walking or as parking brakes. The basket eliminates the need to hand carry items.

The rollator consists of the following elements:

1. Push handle
2. Brake handle
3. Handle height adjustment clip
4. Folding lock button
5. Brake
6. Rear 7" wheel
7. Parking brake clip
8. Tray
9. Pocket with a zipper
10. Basket
11. Front 7" turning wheels



Assembly description

This device doesn't require an assembly instruction.

Function description

Folding/unfolding the frame

To unfold the frame pull the rear frame part backwards. Gently press down the handle until the frame fully unfolds and "clicks", which indicates the rollator is locked in an unfolded position. The tray can now be placed on the basket. To fold the frame, take the tray off and press the folding lock button. Pull the rear frame part inwards.

Push handle height adjustment

To adjust the height of the push handle, unlock the height adjustment clips on both sides and slide the handle to the desired setting. Lock the height adjustment clips. Both sides of the handle should always be at set to the same height.

Brakes

Brakes can be gradually activated by pulling the brake handle with increasing force. Brakes are fully engaged when brake handle can be locked with the parking brake clip and the rollator is fully stopped. To stop braking let go of brake handle.

The rollator is also equipped with a parking brake function. To engage the parking brake pull the brake handle and lock it in a pulled position with the parking brake clip. To disengage the parking brake, unlock the brake handle and move it back to a neutral position.

Push down parking brake handle (model 317415)

On Jaguar SUPREME the parking brake is engaged by pushing down the brake handle and unlocked by pulling it back to a neutral position.

WARNING! Always activate the parking brake when not using the rollator! When placing the rollator on a non-plane surface you must always activate the parking brake!



Accessories

There are no accessories provided for this device.

4. Technical data

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 Various colours	Art. 317415 SUPREME
Height (adjustable push handle)	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Folded rollator size (H x W x D)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Width	56 cm	56 cm
Length (depth) unfolded / folded	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Weight	5,84 kg	
Max. user weight / bag load	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Brakes	2 lockable with parking function	
Wheel sizes	Front and back: 7" (175 x 27 mm)	
Turning circle	80,8 cm	
Tube diameter	Handle tube Ø21*1,5*402mm, Front connecting tube: Ø19*1*398mm, Fixed tube rear frame 19*1*395mm, Frame front Ø 18,5x 36,3/frame back Ø26.5x39,3mm	
Material	Aluminium frame, plastic (PA+GF), basket made of fabric	

Product label



Example of the product label

	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Max width
	Only to be used indoor		serial no
	CE marked product		Item Number
	Max load basket		Medical Device

Meaning of the icons

5. Care and maintenance

Regular dirt can be removed with standard cleaning products and a sponge or soft rag. Check the specific product information and use only commercial cleaning products which are suitable for cleaning. For disinfection, use only disinfectants certified for use with medical devices available locally.

Wheels can be cleaned with hot water with a mild cleaning agent. After cleaning the wheel bearings should be lubricated with oil periodically or when the wheels start squeaking.

Despite the solid construction and the use of resistant materials the product is subject to wear. It is therefore recommended to check the product at regular intervals by a professional service. We recommend the following:

- ✓ Cleaning and disinfection of the product
- ✓ Checking the frame for bends, damage, wear or corrosion
- ✓ Checking wear parts and replacing them if necessary
- ✓ General re-tightening of the components

Recommended service life: Normally 10 years, depending on use.

Storage: We recommend storage in a dry place in temperatures above 0 °C.

Transportation

It is recommended to fold the device for transportation. The device should be transported in a stabilized and secured way with no risk of sudden or dangerous movements during transport.

Reuse

The product is suitable for reuse. Before a new user takes over the product, the device must be checked on a technical level and disinfected according to point 5.

6. Most common problems and solutions

Problems	Possible causes	Solutions
The rollator is difficult to guide or push	Dirt between wheels and forks	Remove dirt or hair between wheels and forks
The brakes do not work or work only on one side	The brake shoes are worn, or the brakes are not adjusted correctly	Adjust the brakes. Replace the brake shoes if needed (→ service center)

7. Disposal of the product

The product can not be disposed of with household waste and must be brought to the local recycling center.

8. Guarantee terms

Mobilex A/S offers 2 years of warranty for damages caused by errors in production or material errors. The warranty is not valid by not-intended repair or usage of the product. Parts subject to normal wear are not covered by the warranty, unless wear is caused by a manufacturing fault. If product changes are made without our written acceptance the CE-marking and product warranty will not be valid. In the event of product damages covered by this warranty, please notify your dealer or Mobilex A/S directly. The warranty does not cover transport costs and does not include compensation for personal injuries or non-use of the product during repair. The warranty does not cover damages due to the user manual not being followed.

9. Declaration of conformity

The device has passed the conformity assessment in accordance with EU Regulation: MDR 2017/745 regarding medical devices and is CE marked. A declaration of conformity has been issued for the device and is available at:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

or via the QR code on the right.



1. Introduzione

Ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Queste istruzioni per l'uso contengono una descrizione e informazioni importanti sull'uso del dispositivo medico. Hanno lo scopo di aiutarla a utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro. È molto importante leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Presti particolare attenzione alle linee guida sulla sicurezza e le segua sempre. Mobilex cerca costantemente di migliorare e aggiornare i suoi prodotti. Pertanto, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i dati tecnici del prodotto senza ulteriore preavviso.

Uso previsto del dispositivo

Questo prodotto è un dispositivo medico progettato per aumentare la mobilità di persone che hanno difficoltà a stare in piedi o a camminare. Il rollator consente a queste persone di recuperare la capacità di svolgere le attività quotidiane. Il rollator è adatto a persone che, a causa di varie patologie, hanno bisogno di un supporto stabile per camminare. Il rollator deve essere usato solo come supporto per stare in piedi e camminare. Qualsiasi altro uso è vietato.

Indicazioni

Il rollator è un dispositivo medico progettato per aiutare le persone con limitazioni funzionali. È indicato per persone con malattie che causano limitazioni della mobilità e disabilità, ostacolando la seduta, la posizione eretta e la deambulazione indipendenti. Pertanto, c'è bisogno di un supporto stabile aggiuntivo quando si svolgono le attività sopra elencate. Le indicazioni non possono essere correlate a un quadro clinico specifico e dipendono dalla valutazione individuale dello stato di salute del potenziale utente da parte di un medico professionista o di un fisioterapista. I principali gruppi di utenti sono comunque anziani, persone con paresi, malattie reumatiche e altre persone con mobilità limitata della colonna vertebrale lombare, delle ginocchia o delle anche. È vietato utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli sopra descritti.

Controindicazioni

I rollator non sono indicati per persone che in posizione eretta non riescono a mantenere il corretto equilibrio del corpo. Il rollator non deve essere utilizzato se l'utente ha problemi di percezione. Le controindicazioni non possono essere correlate a un quadro clinico specifico e dipendono dalla valutazione individuale dello stato di salute del potenziale utente. La scelta dell'ausilio ortopedico appropriato per un determinato quadro clinico deve essere sempre effettuata con l'aiuto di un medico specialista o di un fisioterapista attenendosi alle informazioni sulla sicurezza riportate nel Capitolo 2.

Aree di utilizzo

Il prodotto può essere utilizzato anche nell'assistenza domiciliare, nelle strutture sanitarie e di assistenza a lungo termine e negli ospedali.

Incidenti medici ed eventi indesiderati

In caso di eventi indesiderati legati al dispositivo, si rivolga al rivenditore o al produttore:

Mobilex A/S	Telefono:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Requisiti di sicurezza

- Assicurarsi che questo manuale sia stato letto da tutte le persone che utilizzano il dispositivo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni e/o lesioni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni operative.
- Utilizzare il prodotto solo in condizioni impeccabili.
- Se si rilevano difetti o errori, deve interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare il rivenditore.
- Seguire tutte le raccomandazioni e le avvertenze del produttore.
- Tener conto delle informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo descritto.
- Non salire sul dispositivo.
- Non apportare modifiche costruttive al dispositivo, a meno che tali modifiche non siano approvate per iscritto dal produttore.
- Il dispositivo e la borsa non devono essere caricati più di quanto indicato nei dati tecnici.
- Per garantire il corretto bilanciamento e per evitare incidenti, durante l'uso tutte le ruote DEVONO sempre essere a contatto con il pavimento.
- Fare attenzione durante l'assemblaggio o la regolazione di qualsiasi parte del dispositivo.
- Prima dell'uso, verificare sempre che i freni funzionino perfettamente.
- Utilizzare il rollator solo se completamente aperto con il dispositivo di bloccaggio chiusura attivato.
- Il rollator deve essere utilizzato solo in interni, su superfici piane e stabili.
- Il freno di stazionamento deve essere sempre inserito quando il rollator non è in uso.

Ambito di consegna

Il rollator è fornito in una scatola di cartone contenente:

- ✓ 1 Rollator;
- ✓ 1 Vassoio;
- ✓ 1 Manuale d'uso;

Controllo preliminare

Controllare il contenuto della scatola con l'elenco precedente. Se mancasse un pezzo o fosse danneggiato, contattare immediatamente il fornitore.

3. Descrizione

Descrizione del prodotto

Il rollator "Jaguar light" ha un telaio in alluminio verniciato a polvere. Offre grande manovrabilità, stabilità e ha un manico di spinta regolabile in altezza per adattarsi all'utente. I freni possono essere utilizzati durante la deambulazione o come freni di stazionamento. Il cestino elimina la necessità di portare a mano gli oggetti.

Il rollator è composto dai seguenti elementi:

1. Maniglia di spinta
2. Maniglione del freno
3. Clip di regolazione dell'altezza della maniglia
4. Pulsante di bloccaggio chiusura
5. Freno
6. Ruota posteriore da 7 pollici
7. Clip per bloccare il freno di stazionamento
8. Vassoio
9. Borsa con cerniera
10. Cestino
11. Ruote anteriori da 7 pollici



Descrizione del montaggio

Il dispositivo è fornito già montato.

Descrizione delle funzioni

Piegare/dispiegare il telaio

Per aprire il telaio, tirare la parte posteriore del telaio all'indietro. Premere delicatamente la maniglia fino a quando il telaio si apre completamente e fa "clic", il che indica che il rollator è bloccato in posizione aperta. Il vassoio può ora essere posizionato sul cestino. Per ripiegare il telaio, togliere il vassoio e premere il pulsante di blocco del ripiegamento. Tirare la parte posteriore del telaio verso l'interno.

Regolazione dell'altezza della maniglia di spinta

Per regolare l'altezza della maniglia di spinta, sbloccare le clip di regolazione dell'altezza su entrambi i lati e far scorrere la maniglia fino all'impostazione desiderata e bloccare nuovamente le clip. Fare attenzione che entrambi i lati della maniglia siano sempre impostati alla stessa altezza.

Freni

I freni possono essere attivati gradualmente tirando la maniglia del freno con forza crescente. Per attivare il freno tirare la maniglia del freno verso l'alto. Per interrompere la frenata, rilasciare la maniglia del freno. Il rollator è dotato anche di una funzione di freno di stazionamento. Per inserire il freno di stazionamento, tirare la maniglia del freno e bloccarla in posizione tirata con la clip rossa. Per disinnestare il freno di stazionamento, sbloccare la clip rossa e rilasciare la maniglia del freno riportandola in posizione neutra.

Funzionamento del freno di stazionamento sul modello SUPREME (cod. 317415)

Sul modello Jaguar SUPREME il freno di stazionamento si inserisce spingendo verso il basso la maniglia del freno e si sblocca tirandola verso l'alto in posizione neutra.

ATTENZIONE! Attivare sempre il freno di stazionamento se il rollator non è in uso o se è posizionato su una superficie non piana!



Accessori

Non sono previsti accessori per questo dispositivo.

4. Dati tecnici

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 Diversi colori	Art. 317415 SUPREME
Altezza manubrio	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Dimensioni da chiuso (A x L x P)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Larghezza	56 cm	56 cm
Lunghezza aperto / chiuso	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Peso	5,84 kg	
Portata max. (rollator / borsa)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensioni ruote	Anteriore e posteriore: 7" (175 x 27 mm)	
Diametro di sterzata	80,8 cm	
Diametro del tubo	Tubo manubrio Ø21*1,5*402mm, Tubo di collegamento anteriore: Ø19*1*398mm, Tubo fisso telaio raro 19*1*395mm, Telaio anteriore Ø 18,5x 36,3/telaio posteriore Ø26,5x39,3mm	
Materiale	Telaio in alluminio, plastica (PA+GF), cestino in tessuto	

Etichetta del prodotto



Esempio di etichetta del prodotto

	QR-code link alla homepage		Data di produzione
	Produttore		Carico massimo
	Osservare il manuale d'uso		Larghezza massima
	Da usare solo all'interno		numero di serie
	Prodotto con marchio CE		Numero di articolo
	Cesto di carico massimo		Dispositivo medico

Significato delle icone

5. Manutenzione e pulizia

Lo sporco normale può essere rimosso con i prodotti di pulizia standard e una spugna o uno straccio morbido. Verificare anche le informazioni specifiche sul prodotto e utilizzare solo prodotti commerciali adatti alla pulizia. Per la disinfezione, utilizzare solo disinfettanti certificati in loco per l'uso su dispositivi medici.

Le ruote possono essere pulite con acqua calda e un detergente delicato. Periodicamente, dopo la pulizia o anche se le ruote iniziano a cigolare, i cuscinetti delle ruote devono essere lubrificati con olio.

Nonostante una costruzione solida e l'utilizzo di materiali resistenti, il prodotto è soggetto a usura. Si raccomanda pertanto di far controllare il prodotto a intervalli regolari da parte di un servizio professionale. Raccomandiamo quanto segue:

- ✓ Pulizia e disinfezione del prodotto
- ✓ Controllare che il telaio non sia piegato, danneggiato, usurato o corrosivo.
- ✓ Controllare delle parti soggette ad usura e loro sostituzione se necessario
- ✓ Serraggio generale dei componenti

Vita utile prevista: Normalmente 10 anni, a seconda dell'uso.

Conservazione: Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperature superiori a 0 °C.

Trasporto

Si consiglia di ripiegare il dispositivo per il trasporto. Il dispositivo deve essere trasportato in modo stabilizzato e sicuro, per evitare movimenti improvvisi o pericolosi durante il trasporto.

Riutilizzo

Il prodotto è adatto al riutilizzo. Prima che un nuovo utente prenda in consegna il prodotto, il dispositivo deve essere controllato a livello tecnico e disinfettato in base al punto 5.

6. Problemi più comuni e loro soluzioni

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
Il rollator è difficile da guidare o spingere	Sporco tra le ruote e le forcelle	Rimuova lo sporco o i capelli tra le ruote e le forcelle
I freni non funzionano o funzionano solo da un lato.	Freni usurati, oppure non regolati correttamente.	Regolare i freni. Se necessario, sostituire i freni (→ centro assistenza).

7. Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici e deve essere portato al centro di riciclaggio locale.

8. Termini della garanzia

Mobilex A/S offre 2 anni di garanzia per i danni causati da errori di produzione o errori di materiale. La garanzia non è valida per riparazioni o utilizzi non previsti del prodotto. Le parti soggette a normale usura non sono coperte dalla garanzia, a meno che l'usura non sia causata da un difetto di fabbricazione. Se vengono apportate modifiche al prodotto senza la nostra accettazione scritta, il marchio CE e la garanzia del prodotto non saranno validi. In caso di danni al prodotto coperti da questa garanzia, la preghiamo di informare il suo rivenditore o Mobilex A/S direttamente. La garanzia non copre i costi di trasporto e non include il risarcimento per lesioni personali o per il mancato utilizzo del prodotto durante la riparazione. La garanzia non copre i danni dovuti alla mancata osservanza del manuale d'uso.

9. Dichiarazione CE

Il dispositivo ha superato la valutazione di conformità in conformità al Regolamento UE: MDR 2017/745 sui dispositivi medici ed è contrassegnato dal marchio CE. Per il dispositivo è stata rilasciata una dichiarazione di conformità, disponibile sul sito:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

oppure tramite il codice QR a destra.



1. Introduktion

Gratis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppgradera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

Denna produkt är en medicinteknisk produkt som har utformats för att öka rörligheten för personer som har svårt att stå eller gå. Rollatorn gör det möjligt för dessa personer att återfå förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Rollatorn är lämplig för personer som till följd av olika sjukdomar behöver stabilt gångstöd. Rollatorn ska endast användas som stöd för att stå och gå. All annan användning är förbjuden.

Indikationer

Rollatorn är en medicinsk utrustning som är utformad för att hjälpa personer med funktionsbegränsningar. Indikationerna för användning är sjukdomar som orsakar rörelsebegränsningar och funktionshinder som hindrar självständigt sittande, stående och gående. Det finns därför ett behov av ett extra stabilt stöd när man utför de aktiviteter som anges ovan. Indikationerna kan inte relateras till en specifik klinisk bild och de beror på en individuell bedömning av den potentiella användarens hälsotillstånd av en professionell läkare eller sjukgymnast, men de huvudsakliga målgrupperna för användarna är äldre personer, personer med pareser, reumatiska sjukdomar och andra personer med begränsad rörlighet i ländryggen, knäna eller höfterna. Det är förbjudet att använda produkten för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Kontraindikationer

Rollatorer är inte avsedda för personer som inte kan upprätthålla en korrekt kroppsbalans i stående ställning. Apparaten får inte användas om användaren har problem med perceptionen. Kontraindikationer kan inte relateras till en specifik klinisk bild och de beror på en individuell bedömning av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av ortopediskt hjälpmedel som är lämpligt för en viss klinisk bild måste alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller sjukgymnast. Observera dessutom säkerhetsinformationen i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten kan användas inom hemvård, vård- och långtidsvård samt på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
---	--

2. Säkerhetskrav

- Se till att alla personer som använder apparaten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i ett felfri skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte upp på apparaten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på enheten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Enheten och väskan får inte belastas med mer vikt än vad som anges i Tekniska data.
- Alla hjul MÅSTE vara i kontakt med golvet ALLTID under användning. Detta säkerställer att rollatorn är korrekt balanserad och bör förhindra olyckor.
- Var försiktig när du monterar eller justerar någon del av enheten.
- Kontrollera alltid att bromsarna fungerar korrekt före användning.
- Använd rollatorn endast när den har fällts ut helt och hållet och låsanordningen har aktiverats.
- Rollatorn ska endast användas inomhus på ett plant och stabilt underlag.
- Parkeringsbromsen måste alltid vara inkopplad när rollatorn inte används.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda. Innehållet i paketet är:

- ✓ 1 Rullator;
- ✓ 1 Fack;
- ✓ 1 Bruksanvisning;

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Rollatorn "Jaguar light" har en pulverlackerad aluminiumram. Den erbjuder bra manövrerbarhet och stabilitet och har ett höj- och sänkbart handtag som passar användaren. Bromsarna kan användas när du går eller som parkeringsbromsar. Korgen gör att man inte behöver bära föremål för hand.

Rollatorn består av följande delar:

1. Tryck på handtaget
2. Bromshandtag
3. Klipp för justering av handtagets höjd
4. Låsknapp för fällbara handtag
5. Broms
6. Bakre 7" hjul
7. Clips för parkeringsbroms
8. Brickan
9. Ficka med dragkedja
10. Korg
11. Främre 7" vändbara hjul

Beskrivning av monteringen

Den här enheten behöver inga monteringsanvisningar.

Funktionsbeskrivning

Vikning/avvikning av ramen

För att fälla ut ramen drar du den bakre delen av ramen bakåt. Tryck försiktigt ner handtaget tills ramen fälls ut helt och hållet och "klickar", vilket indikerar att rollatorn är låst i ett utfällt läge. Brickan kan nu placeras på korgen. Om du vill fälla ramen tar du av brickan och trycker på knappen för fällningslås. Dra den bakre ramdelen inåt.

Höjjustering av skjuthandtaget

För att justera höjden på skjuthandtaget låser du upp höjjusteringsklämmorna på båda sidor och skjuter handtaget till önskad inställning. Lås höjjusteringsklämmorna. Båda sidorna av handtaget ska alltid vara inställda på samma höjd.

Bromsar

Bromsarna kan aktiveras gradvis genom att dra i bromshandtaget med ökande kraft. Bromsarna är helt aktiverade när bromshandtaget kan låsas med parkeringsbromsklämman och rollatorn är helt stannad. För att stoppa bromsningen släpper du bromshandtaget.

Rollatorn är också utrustad med en parkeringsbromsfunktion. För att koppla in parkeringsbromsen drar du i bromshandtaget och låser det i ett draget läge med parkeringsbromsklämman. För att koppla ur parkeringsbromsen, lås upp bromshandtaget och för det tillbaka till ett neutralt läge.

Tryck ner handtaget för parkeringsbromsen (modell 317415)

På Jaguar SUPREME aktiveras parkeringsbromsen genom att trycka ner bromshandtaget och låses upp genom att dra tillbaka det till neutralläge.

WARNING! Aktivera alltid parkeringsbromsen när du inte använder rollatorn! När du placerar rollatorn på en yta som inte är plan måste du alltid aktivera parkeringsbromsen!

Tillbehör


Det finns inga tillbehör till den här enheten.













4. Tekniska data

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 Olika färger	Art. 317415 SUPREME
Justerbar handtagshöjd	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Vikta rollatorns storlek (H x B x D)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Total bredd	56 cm	56 cm
Längd (djup) öppnas / vikas	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Total vikt	5,84 kg	
Max. last (rollator / väskan-brickan)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbar dubbelbroms på bakhjul	
Hjul storlek	7" (175 x 27 mm)	
Vändcirkel	80,8 cm	
Rördiameter	Handtagsrör Ø21*1,5*402mm, Främre anslutningsrör: Ø19*1*398mm, Fast rör sällsynt ram 19*1*395mm, Ram fram Ø 18,5x36,3/ram bak Ø26,5x39,3mm	
Material	Aluminiumram, plast (PA+GF), tygkorg	



Produktetikett



	QR-kod till webbplatsen		Produktionsdato
	Producent		Max belastning
	Se bruksanvisningen		Max bredde
	Endast för inomhusbruk		serienr.
	CE-märkt produkt		Varenr
	Max belastning korg		Medicinsk utrustning

Betydelsen av ikonerna

Exempel på produktetikett

5. Underhåll och skötsel

Vanlig smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring. För desinfektion, använd endast desinfektionsmedel som är certifierade för användning med medicintekniska produkter och som finns tillgängliga lokalt.

Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Efter rengöringen bör hjullagren smörjas med olja regelbundet eller när hjulen börjar gnissla.

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- ✓ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✓ Kontroll av att ramen inte är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✓ Kontroll av slitdelar och byte av dem vid behov.
- ✓ Allmän åtdragning av komponenterna.

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att du viker ihop apparaten för transport. Anordningen ska transporteras på ett stabilt och säkert sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över produkten ska apparaten kontrolleras tekniskt och desinficeras enligt punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Rollatorn är svår att styra eller skjuta	Smuts mellan hjul och gaffel	Ta bort smuts eller hår mellan hjul och gafflar
Bromsarna fungerar inte eller bara på en sida.	Bromsbackarna är slitna eller bromsarna är inte korrekt inställda.	Justera bromsarna. Byt ut bromsbackarna vid behov (→ servicecenter).

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas in till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garantier

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid oavsiktlig reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.

9. CE-försäkring

Produkten har genomgått bedömningen av överensstämmelse i enlighet med EU:s förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkring om överensstämmelse har utfärdats för enheten och finns tillgänglig på:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

eller via QR-koden till höger.



1. Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera opis i ważne informacje o sposobie korzystania z wyrobu medycznego. Mają one pomóc w poprawnym i bezpiecznym korzystaniu z produktu. Jest bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem użytkownika wyrobu dokładnie zapoznać się z instrukcją. Szczególną uwagę należy zwrócić na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i zawsze ich przestrzegać. Firma Mobilex cały czas stara się poprawiać i ulepszać swoje wyroby. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji i danych technicznych wyrobu bez konieczności dodatkowego powiadomienia o tym użytkowników.

Przewidziane zastosowanie

Produkt Mobilex jest wyrobem medycznym, który został zaprojektowany w celu zwiększenia mobilności osób, które mają trudności ze staniem lub chodzeniem. Podpórka umożliwi tym osobom odzyskanie zdolności do wykonywania codziennych czynności. Podpórka jest odpowiednia dla osób, które w wyniku różnych chorób potrzebują stabilnego wsparcia podczas chodzenia. Podpórka może być używana wyłącznie jako podpora do stania, chodzenia i siadania. Wszelkie inne zastosowania są zabronione.

Wskazania

Podpórka jest wyrobem medycznym przeznaczonym do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi. Wskazaniami do stosowania są choroby powodujące ograniczenia ruchowe i niepełnosprawność, utrudniające samodzielne siedzenie, stanie i chodzenie. Dlatego istnieje potrzeba dodatkowego stabilnego podparcia podczas wykonywania powyższych czynności. Wskazania nie mogą być związane z jednym konkretnym obrazem klinicznym i zależą od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika przez lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę, ale głównymi grupami docelowymi użytkowników są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, chorobami reumatycznymi i inne osoby z ograniczoną ruchomością kręgosłupa lędźwiowego, kolan lub bioder. Używanie produktu do celów innych niż opisane powyżej jest zabronione.

Przeciwwskazania

Podpórka nie jest wskazana dla osób, które nie mogą utrzymać prawidłowej równowagi ciała w pozycji stojącej. Wyrobu nie wolno używać, jeżeli użytkownik ma problemy z zaburzoną percepcją. Przeciwwskazań nie można odnieść do jednego konkretnego obrazu klinicznego i zależą one od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika. Wybór pomocy ortopedycznej odpowiedniej dla danego obrazu klinicznego musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. Ponadto należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale 2.

Obszary zastosowania

Produkt może być stosowany w opiece domowej, w placówkach służby zdrowia i opieki długoterminowej, a także w szpitalach.

Incydenty medyczne i działania niepożądane

W razie jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych związanych z wyrobem, prosimy o kontakt z dystrybutorem lub wytwórcą:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
---	--

2. Wskazówki bezpieczeństwa

- Należy upewnić się, że niniejsza instrukcja została przeczytana przez wszystkie osoby korzystające z wyrobu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub obrażenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji użytkownika.
- Należy używać produktu tylko w nienagannym stanie technicznym.
- W przypadku wykrycia wad lub błędów należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.
- Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i ostrzeżeń producenta.
- Należy zwracać uwagę na informacje zawarte na etykiecie produktu.
- Używać produktu tylko do opisanego celu.
- Nie wspinać się na wyrób.
- Proszę unikać dokonywania zmian konstrukcyjnych w produkcie, chyba że posiadają Państwo pisemną zgodę producenta na takie zmiany.
- Nie wolno przekraczać maks. dopuszczalnego obciążenia wskazanego w Danych Technicznych.
- Wszystkie koła MUSZĄ stykać się z podłogą przez cały czas użytkowania. Zapewni to właściwą równowagę podpórki i pozwoli uniknąć wypadków.
- Należy zachować ostrożność przy montażu lub regulacji jakichkolwiek części wyrobu.
- Zawsze przed użyciem należy sprawdzić, czy hamulce działają bez zarzutu.
- Podpórki należy używać tylko wtedy, gdy jest całkowicie rozłożona, a mechanizm blokujący został aktywowany.
- Podpórka może być używana wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Hamulce postojowe muszą być zawsze załączone, gdy podpórka nie jest używana.

Dostawa

Urządzenie jest dostarczane w kartonie. Zawartość opakowania to:

- ✓ 1 Podpórka;
- ✓ 1 Tacka;
- ✓ 1 Instrukcja obsługi;

Wstępna kontrola

Sprawdź zgodność zawartości pudełka z powyższą listą. Jeśli na tym etapie odkryjesz, że brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się natychmiast ze swoim dostawcą.

3. Opis

Opis produktu

Podpórka "Jaguar light" ma ramę aluminiową malowaną proszkowo. Oferuje dużą zwrotność, stabilność i ma regulowany na wysokość uchwyt do pchania, aby dopasować się do użytkownika. Koszyk eliminuje konieczność ręcznego przenoszenia przedmiotów.

Podpórka składa się z następujących elementów:

1. Uchwyt do pchania
2. Dźwignia hamulcowa
3. Zacisk do regulacji wysokości uchwyty
4. Przycisk blokady składania
5. Hamulec
6. Tylne koło 7"
7. Blokada hamulca postojowego
8. Tacka
9. Kieszon z suwakiem
10. Koszyk
11. Przednie koła skrętne 7"

Opis montażu

Ten wyrób nie wymaga instrukcji montażu.

Opis funkcji

Rozkładanie/Składanie ramy

Aby rozłożyć ramę, należy pociągnąć tylną część ramy do tyłu. Delikatnie nacisnąć uchwyt, aż rama całkowicie się rozłoży i "kliknie", co oznacza, że podpórka jest zablokowana w pozycji rozłożonej. Aby złożyć ramę, należy zdjąć tacę, nacisnąć przycisk blokady składania i pociągnąć tylną część ramy do wewnątrz.

Regulacja wysokości uchwyty

Aby wyregulować wysokość uchwyty, należy odblokować zaciski regulacji wysokości po obu stronach i przesunąć uchwyt do żądanego ustawienia. Zablokować zaciski regulacji wysokości. Obie strony uchwyty powinny być zawsze ustawione na tej samej wysokości.

Hamulce

Hamulce można stopniowo aktywować, pociągając dźwignię hamulcową z coraz większą siłą ku górze. Hamulce są całkowicie załączone, gdy dźwignia może być zablokowana blokadą hamulca postojowego i podpórka jest całkowicie zatrzymana. Aby przerwać hamowanie, należy puścić dźwignię.

Podpórka jest również wyposażona w funkcję hamulca postojowego. Aby załączyć hamulec postojowy, należy pociągnąć dźwignię hamulcową i zablokować go blokadą hamulca postojowego. Aby wyłączyć hamulec postojowy, należy odblokować dźwignię hamulcową i opuścić ją do pozycji neutralnej.

Hamulec postojowy naciskany (model 317415)

W Jaguarze SUPREME hamulec postojowy włącza się przez naciśnięcie dźwigni hamulcowej i odblokowuje przez odciążenie go do pozycji neutralnej.

UWAGA! Zawsze należy załączać hamulec postojowy, gdy nie używamy podpórki! Stawiając podpórkę na nierównej powierzchni, należy zawsze załączyć hamulec postojowy!

Akcesoria


Do tego urządzenia nie są przewidziane żadne akcesoria.



4. Dane techniczne

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 Wiele kolorów	Art. 317415 SUPREME
Wysokość (regulowany uchwyt do pchania)	83,5 – 94,5 cm	90,3 – 96 cm
Rozmiar złożonej podpórki (wys. x szer. x gł.)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Szerokość	56 cm	56 cm
Długość (głębokość) rozłożona/ złożona	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Masa	5,84 kg	
Maks. masa użytkownika / udźwig torby	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Hamulce	2 blokowane z funkcją parkowania	
Rozmiary kół	Przód i tył: 7" (175 x 27 mm)	
Promień skrętu	80,8 cm	
Średnica rurek	Rurka uchwytu Ø21*1,5*402 mm, przednia rurka łącząca: Ø19*1*398 mm, tylna rama z rurką stałą 19*1*395 mm, rama przednia Ø 18,5 x 36,3/rama tylna Ø26,5 x 39,3 mm	
Materiał	Rama aluminiowa, tworzywo sztuczne (PA+GF), kosz wykonany z tkaniny	

Etykieta produktu



Przykład wyglądu etykiety produktu

	Kod QR na stronie głównej		Data produkcji
	Producent/ wytwórca		Maks. Dopuszczalna waga użytkownika
	Przestrzegaj instrukcji użytkownika		Maks. szerokość
	Do stosowania wewnątrz		Nr seryjny
	Oznaczenie CE		Nr katalogowy
	Maks. Udźwig koszyka		Symbol wyrobu medycznego

Symboly stosowane na oznakowaniu wyrobu

5. Konserwacja i pielęgnacja

Zwykłe zabrudzenia można usunąć za pomocą standardowych środków czyszczących i gąbki lub miękkiej szmatki. Należy sprawdzić informacje o konkretnym produkcie i używać wyłącznie komercyjnych środków czyszczących, które są odpowiednie do czyszczenia. Do dezynfekcji należy używać wyłącznie środki dezynfekujące certyfikowane do użycia z wyrobami medycznymi dostępne lokalnie.

Koła można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Po wyczyszczeniu należy smarować łożyska kół olejem okresowo lub gdy koła zaczynają piszczeć.

Pomimo solidnej konstrukcji i zastosowania odpornych materiałów produkt ulega zużyciu. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie produktu przez profesjonalny serwis. Zalecamy następujące czynności serwisowe:

- ✓ Czyszczenie i dezynfekcja produktu
- ✓ Ramę należy sprawdzić, czy nie została wygięta, uszkodzona, zużyta lub skorodowana
- ✓ Części zużywające się są sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane
- ✓ Ogólne ponowne dokręcenie komponentów

Przewidywana żywotność: Zwykle do 10 lat w zależności od sposobu użytkowania.

Przechowywanie: Zalecamy przechowywanie w suchym miejscu w temperaturze powyżej 0 °C.

Transport

Urządzenie powinno być transportowane w sposób ustabilizowany i zabezpieczony, bez ryzyka nagłych lub niebezpiecznych ruchów podczas transportu.

Ponowne użycie

Produkt nadaje się do ponownego użycia. Przed ponownym użyciem, gdy nowy użytkownik ma przejąć produkt, produkt musi być sprawdzony pod kątem technicznym oraz zdezynfekowany zgodnie z punktem 5.

6. Najczęściej spotykane problemy i ich rozwiązywanie

Objaw	Możliwa przyczyna	Co zrobić?
Podpórka jest trudna do prowadzenia lub pchania	Brud między kołami i widelcami	Usunąć brud lub włosy między kołami i widelcami
Hamulce nie działają lub działają tylko po jednej stronie	Klocki hamulcowe są zużyte lub hamulce nie są prawidłowo wyregulowane	Wyregulować hamulce. W razie potrzeby wymienić klocki hamulcowe (→ serwis).

7. Utylizacja produktu

Produktu nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, ale należy oddać go do lokalnego punktu recyklingu.

8. Warunki gwarancji

Firma Mobilex A/S udziela 2 letniej gwarancji na usterki spowodowane błędami produkcyjnymi lub wadami materiałowymi. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieautoryzowanej naprawy lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją. Części podlegające normalnemu zużyciu nie są objęte gwarancją, chyba że zużycie spowodowane jest wadą produkcyjną. Jeżeli zostaną dokonane bez naszej pisemnej zgody jakiegokolwiek przeróbki wyrobu, oznaczenie CE i gwarancja na produkt tracą ważność. W przypadku usterek produktu objętych niniejszą gwarancją, należy powiadomić sprzedawcę lub firmę Mobilex A/S. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i nie obejmuje odszkodowania za ew. urazy, szkody materialne lub niemożność korzystania z produktu podczas naprawy.

9. Deklaracja zgodności

Wyrób przeszedł ocenę zgodności zgodnie z Rozporządzeniem UE: MDR 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych i jest oznaczony znakiem CE. Deklaracja zgodności została wystawiona dla wyrobu i jest dostępna na stronie:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

podstronie produktu lub poprzez kod QR po prawej stronie.



1. Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Mobilex de haute qualité. Ce mode d'emploi contient une description et des informations importantes sur l'utilisation du dispositif médical. Il est destiné à vous aider à utiliser le produit correctement et en toute sécurité. Il est très important de lire attentivement les instructions avant d'utiliser le dispositif. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité et suivez-les toujours. Mobilex essaie constamment d'améliorer et de mettre à niveau ses produits. Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les données techniques du produit sans autre avis.

Utilisation prévue de l'appareil

Ce produit est un dispositif médical qui a été conçu pour augmenter la mobilité des personnes qui ont des difficultés à se tenir debout ou à marcher. Le rollator permet à ces personnes de retrouver la capacité d'effectuer des activités quotidiennes. Le rollator convient aux personnes qui, en raison de diverses maladies, ont besoin d'un support stable pour marcher. Le rollator ne doit être utilisé que comme support pour se tenir debout et marcher. Toute autre utilisation est interdite.

Indications

Le rollator est un dispositif médical conçu pour aider les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Les indications d'utilisation sont les maladies qui entraînent des limitations de mobilité et des handicaps, empêchant de s'asseoir, de se tenir debout et de marcher de manière indépendante. Il est donc nécessaire de disposer d'un support stable supplémentaire pour effectuer les activités énumérées ci-dessus. Les indications ne peuvent pas être liées à un tableau clinique spécifique et elles dépendent de l'évaluation individuelle de l'état de santé de l'utilisateur potentiel par un médecin ou un kinésithérapeute professionnel, mais les principaux groupes d'utilisateurs cibles sont les personnes âgées, les personnes atteintes de parésie, de maladies rhumatismales et d'autres personnes présentant une mobilité limitée de la colonne lombaire, des genoux ou des hanches. L'utilisation du produit à d'autres fins que celles décrites ci-dessus est interdite.

Contre-indications

Les rollators ne sont pas destinés aux personnes qui ne peuvent pas maintenir un équilibre corporel correct en position debout. L'appareil ne doit pas être utilisé si l'utilisateur a des problèmes de perception. Les contre-indications ne peuvent pas être liées à un tableau clinique spécifique et elles dépendent de l'évaluation individuelle de l'état de santé de l'utilisateur potentiel. Le choix de l'aide orthopédique appropriée pour un tableau clinique donné doit toujours être fait avec l'aide d'un médecin spécialiste ou d'un physiothérapeute. En outre, respectez les consignes de sécurité du chapitre 2.

Domaines d'utilisation

Le produit peut être utilisé dans les soins à domicile, les établissements de santé et de soins de longue durée, et les hôpitaux.

Incidents médicaux et incidents indésirables

En cas d'événements indésirables liés à l'appareil, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant :

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Téléphone: +45 87 93 22 20 Téléfax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
---	--

2. Exigences de sécurité

- Assurez-vous que ce manuel a été lu par toutes les personnes utilisant l'appareil.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages et/ou les blessures résultant du non-respect du mode d'emploi.
- N'utilisez le produit que dans un état irréprochable.
- Si des défauts ou des erreurs sont détectés, vous devez immédiatement cesser d'utiliser l'appareil et contacter le revendeur.
- Suivez toutes les recommandations et avertissements du fabricant.
- Tenez compte des informations figurant sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez le produit que pour l'usage décrit.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Évitez toutes modifications constructives de l'appareil, sauf si vous avez l'acceptation écrite du fabricant pour ces modifications.
- L'appareil et le sac ne doivent pas être chargés plus qu'indiqué dans les données techniques.
- Toutes les roues DOIVENT être en contact avec le sol à TOUT moment de l'utilisation. Cela permettra de garantir que le rollator est correctement équilibré et devrait éviter les accidents.
- Soyez prudent lors de l'assemblage ou du réglage des pièces de l'appareil.
- Vérifiez toujours avant l'utilisation que les freins fonctionnent parfaitement.
- N'utilisez le rollator que lorsqu'il a est entièrement déplié et que le dispositif de verrouillage est activé.
- Le rollator ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, sur une surface plane et stable.
- Les freins de stationnement doivent toujours être enclenchés lorsque le rollator n'est pas utilisé.

Pièces fournies

L'appareil est fourni dans une boîte en carton. Le contenu d'un emballage est le suivant :

- ✓ 1 Rollator;
- ✓ 1 Plateau;
- ✓ 1 Manuel d'utilisation;

Contrôle préliminaire

Vérifiez le contenu de la boîte avec la liste ci-dessus. Si, à ce stade, vous découvrez qu'une pièce est manquante ou endommagée, contactez immédiatement votre fournisseur.

3. Description

Description du produit

Le rollator "Jaguar light " a un cadre en aluminium à revêtement pulvérisé. Il offre une grande maniabilité et stabilité et possède une poignée de poussée réglable en hauteur pour s'adapter à l'utilisateur. Les freins peuvent être utilisés pendant la marche ou comme freins de stationnement. Le panier évite de porter des objets à la main.

Le rollator est composé des éléments suivants :

1. Poignée de poussée
2. Poignée de freinage
3. Clip de réglage de la hauteur de la poignée
4. Bouton de verrouillage du pliage
5. Frein
6. Roue arrière de 7 pouces
7. Clip de frein de stationnement
8. Plateau
9. Poche avec fermeture à glissière
10. Panier
11. Roues avant de 7" tournantes

Description de l'assemblage

Cet appareil ne nécessite pas d'instruction de montage.

Description de fonction

Plier/déplier le cadre

Pour déplier le cadre, tirez la partie arrière du cadre vers l'arrière. Appuyez doucement sur la poignée jusqu'à ce que le cadre se dépie complètement et émette un "clic", ce qui indique que le rollator est verrouillé en position dépliée. Le plateau peut maintenant être placé sur le panier. Pour replier le cadre, retirez le plateau et appuyez sur le bouton de verrouillage du pliage. Tirez la partie arrière du cadre vers l'intérieur.

Réglage de la hauteur par poignée de poussée

Pour régler la hauteur de la poignée de poussée, déverrouillez les clips de réglage de la hauteur des deux côtés et faites glisser la poignée jusqu'au réglage souhaité. Verrouillez les clips de réglage de la hauteur. Les deux côtés de la poignée doivent toujours être réglés à la même hauteur.

Panier rotatif

Le panier peut être tourné vers l'avant en tirant la tige à l'intérieur du panier vers son bord et en la tirant vers le haut.

Freins

Les freins peuvent être activés progressivement en tirant la poignée de frein avec une force croissante. Les freins sont complètement engagés lorsque la poignée de frein est verrouillée avec le clip du frein de stationnement et que le rollator est complètement arrêté. Pour arrêter le freinage, relâchez la poignée de frein.

Le rollator est également équipé d'une fonction de frein de stationnement. Pour engager le frein de stationnement, tirez la poignée de frein et verrouillez-la en position tirée avec le clip du frein de stationnement. Pour désengager le frein de stationnement, déverrouillez la poignée de frein et ramenez-la en position neutre.

Pousser vers le bas la poignée du frein de stationnement (modèle 317415)

Sur la Jaguar SUPREME, le frein de stationnement est engagé en poussant la poignée de frein vers le bas et déverrouillé en la ramenant en position neutre.

AVERTISSEMENT! Activez toujours le frein de stationnement lorsque vous n'utilisez pas le rollator! Lorsque vous placez le rollator sur une surface non plane, vous devez toujours activer le frein de stationnement!

Accessoires


Il n'y a pas d'accessoires fournis pour cet appareil.



4. Données techniques

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 Diverses couleurs	Art. 317415 SUPREME
Hauteur du poignée (réglable)	83,5 – 94,5 cm	90,3 – 96 cm
Dimensions du rollator pliée (H x L x P)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Largeur	56 cm	56 cm
Longueur dépliée / pliée	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Poids	5,84 kg	
Poids max. de l'utilisateur / charge du sac	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Freins	2 verrouillables avec système de stationnement	
Dimensions des roues (avant et arrière)	7" (175 x 27 mm)	
Cercle de braquage	80,8 cm	
Diamètre du tube	Tube de poignée : Ø21 x 1,5 x 402 mm, tube de liaison avant : Ø19 x 1 x 398 mm, tube fixe arrière du cadre : Ø19 x 1 x 395 mm, cadre avant : Ø18,5 x 36,3 mm / cadre arrière : Ø26,5 x 39,3 mm	
Matériel	Cadre en aluminium, plastique (PA+GF), panier en tissu	

Étiquette du produit



Exemple d'étiquette de produit

	Lien QR-code vers la page d'accueil		Date de fabrication
	Fabricant		Charge maximale
	Respecter le manuel d'utilisation		Largeur maximale
	À utiliser uniquement à l'intérieur		numéro de série
	Produit marqué CE		Numéro d'article
	Charge maximale du panier		Dispositif médical

Signification des icônes

5. Entretien et maintenance

La saleté ordinaire peut être éliminée avec des produits de nettoyage standard et une éponge ou un chiffon doux. Vérifiez les informations spécifiques du produit et n'utilisez que des produits de nettoyage commerciaux adaptés au nettoyage. Pour la désinfection, utilisez uniquement des désinfectants certifiés pour une utilisation avec des dispositifs médicaux disponibles localement.

Les roues peuvent être nettoyées à l'eau chaude avec un produit de nettoyage doux. Après le nettoyage, les roulements de roue doivent être lubrifiés à l'huile périodiquement ou lorsque les roues commencent à grincer.

En principe, le produit ne nécessite pas d'entretien. Malgré la construction solide et l'utilisation de matériaux résistants, le produit est sujet à l'usure. Il est donc recommandé de faire contrôler le produit à intervalles réguliers par un service professionnel. Nous vous recommandons ce qui suit :

- ✓ Nettoyage et désinfection du produit
- ✓ Vérification de l'absence de courbures, de dommages, d'usure ou de corrosion sur le cadre
- ✓ Contrôle des pièces d'usure et remplacement si nécessaire
- ✓ Resserrage général des composants

Durée de vie recommandée: Normalement 10 ans selon l'utilisation.

Stockage: Nous recommandons le stockage dans un endroit sec à des températures supérieures à 0 °C.

Transport

Il est recommandé de plier l'appareil pour le transport. L'appareil doit être transporté de manière stabilisée et sécurisée, sans risque de mouvements brusques ou dangereux pendant le transport.

Réutilisation du produit

Le produit peut être réutilisé. Avant qu'un nouvel utilisateur prenne en charge le produit, l'appareil doit être contrôlé sur le plan technique et désinfecté conformément au point 5.

6. Problèmes et solutions les plus courants

<i>Problèmes</i>	<i>Causes possibles</i>	<i>Solutions</i>
Le rollator est difficile à guider ou à pousser	Saleté entre les roues et les fourches	Enlever la saleté ou les cheveux entre les roues et les fourches
Les freins ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent que d'un seul côté	Les sabots de frein sont usés, ou les freins ne sont pas réglés correctement	Réglez les freins. Remplacez les sabots de frein si nécessaire (→ centre de service).

7. Élimination du produit

Le produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être apporté au centre de recyclage local.

8. Conditions générales de garantie

Mobilex A/S offre 2 ans de garantie pour les dommages causés par des erreurs de production ou des erreurs matérielles. La garantie n'est pas valable en cas de réparation ou d'utilisation non intentionnelle du produit. Les pièces soumises à une usure normale ne sont pas couvertes par la garantie, sauf si l'usure est causée par un défaut de fabrication. Si des modifications du produit sont apportées sans notre acceptation écrite, le marquage CE et la garantie du produit ne seront pas valables. En cas de dommages au produit couverts par la présente garantie, veuillez en informer votre revendeur ou Mobilex A/S directement. La garantie ne couvre pas les frais de transport et ne comprend pas d'indemnisation pour les dommages corporels ou la non-utilisation du produit pendant la réparation. La garantie ne couvre pas les dommages dus au non-respect du manuel d'utilisation.

9. Déclaration CE de conformité

Le dispositif a passé l'évaluation de conformité conformément au règlement de l'UE : MDR 2017/745 concernant les dispositifs médicaux et porte le marquage CE. Une déclaration de conformité a été délivrée pour le dispositif et est disponible sur:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

ou via le code QR à droite.



1. Inleiding

Bedankt dat u een hoogwaardig Mobilex-product hebt gekocht. Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving en belangrijke informatie over het gebruik van het medische hulpmiddel. Zij is bedoeld om u te helpen het product correct en veilig te gebruiken. Het is zeer belangrijk om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen vóórdat u het hulpmiddel gebruikt. Let in het bijzonder op de veiligheidsrichtlijnen en volg deze altijd op. Mobilex streeft er voortdurend naar haar producten te verbeteren en te optimaliseren. Daarom behouden wij ons het recht voor om specificaties en technische gegevens van het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Beoogd gebruik van het hulpmiddel

Dit product is een medisch hulpmiddel dat is ontworpen om de mobiliteit te vergroten van personen die moeite hebben met staan of lopen. De rollator stelt deze personen in staat om opnieuw dagelijkse activiteiten uit te voeren. De rollator is geschikt voor personen die als gevolg van diverse aandoeningen stabiele loopondersteuning nodig hebben. De rollator mag uitsluitend worden gebruikt als ondersteuning bij staan en lopen. Elk ander gebruik is verboden.

Indicaties

De rollator is een medisch hulpmiddel dat is ontworpen om mensen met functionele beperkingen te helpen. Indicaties voor gebruik zijn aandoeningen die mobiliteitsbeperkingen en handicaps veroorzaken, waardoor zelfstandig zitten, staan en lopen worden belemmerd. Daarom is er behoefte aan extra stabiele ondersteuning bij het uitvoeren van de hierboven genoemde activiteiten. Indicaties kunnen niet aan één specifiek klinisch beeld worden gekoppeld en zijn afhankelijk van een individuele beoordeling van de gezondheidstoestand van de potentiële gebruiker door een arts of fysiotherapeut. De belangrijkste doelgroepen zijn echter ouderen, personen met parese, reumatische aandoeningen en andere personen met een beperkte mobiliteit van de lumbale wervelkolom, knieën of heupen. Het gebruik van het product voor enig ander doel dan hierboven beschreven is verboden.

Contra-indicaties

Rollators zijn niet geïndiceerd voor personen die in staande positie geen correcte lichaamsbalans kunnen behouden. Het hulpmiddel mag niet worden gebruikt wanneer de gebruiker problemen heeft met de waarneming. Contra-indicaties kunnen niet aan één specifiek klinisch beeld worden gekoppeld en zijn afhankelijk van een individuele beoordeling van de gezondheidstoestand van de potentiële gebruiker. De keuze van een orthopedisch hulpmiddel dat geschikt is voor een bepaald klinisch beeld moet altijd worden gemaakt met behulp van een gespecialiseerd arts of fysiotherapeut. Neem bovendien de veiligheidsinformatie in hoofdstuk 2 in acht.

Toepassingsgebieden

Het product kan worden gebruikt in de thuissituatie, in zorg- en langdurige zorginstellingen en in ziekenhuizen.

Medische incidenten en ongewenste voorvallen

Neem bij ongewenste voorvallen met betrekking tot het hulpmiddel contact op met de dealer of fabrikant:

Mobilex A/S	Phone:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Veiligheidsvereisten

- Zorg ervoor dat deze handleiding is gelezen door alle personen die het hulpmiddel gebruiken.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade en/of letsels als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het product uitsluitend in perfecte staat.
- Als er defecten of fouten worden vastgesteld, moet u het gebruik van het hulpmiddel onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de dealer.
- Volg alle aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant.
- Let op de informatie op het productlabel.
- Gebruik het product uitsluitend voor het beschreven doel.
- Klim niet op het hulpmiddel.
- Vermijd constructieve wijzigingen aan het hulpmiddel, tenzij u schriftelijke toestemming van de fabrikant hebt voor dergelijke aanpassingen.
- Het hulpmiddel en de tas mogen niet zwaarder worden belast dan aangegeven in de Technische gegevens.
- Alle wielen MOETEN TIJDENS HET GEBRUIK ALTIJD contact maken met de vloer. Dit zorgt ervoor dat de rollator goed in balans is en helpt ongevallen te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het monteren of afstellen van onderdelen van het hulpmiddel.
- Controleer vóór gebruik altijd of de remmen correct functioneren.
- Gebruik de rollator alleen wanneer deze volledig is uitgekapt en het vergrendelmechanisme is geactiveerd.
- De rollator mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt op een vlakke, stabiele ondergrond.
- De parkeerremmen moeten altijd worden ingeschakeld wanneer de rollator niet in gebruik is.

Geleverde onderdelen

Het hulpmiddel wordt geleverd in een kartonnen doos. De inhoud van de verpakking is:

- ✓ 1 rollator;
- ✓ 1 dienblad;
- ✓ 1 gebruikershandleiding.

Voorcontrole

Controleer de inhoud van de doos aan de hand van bovenstaande lijst. Als u in dit stadium vaststelt dat een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.

3. Beschrijving

Productbeschrijving

De rollator "Jaguar light" heeft een gepoedercoat aluminium frame. Hij biedt uitstekende wendbaarheid en stabiliteit en is voorzien van in hoogte verstelbare duwbeugels om aan de gebruiker te worden aangepast. De remmen kunnen tijdens het lopen worden gebruikt of als parkeerrem. De mand maakt het overbodig om voorwerpen in de hand te dragen.

De rollator bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Duwbeugel
2. Remhendel
3. Klem voor hoogteverstelling van de handgrepen
4. Vergrendelknop voor inklappen
5. Rem
6. Achterwiel 7"
7. Clip voor parkeerrem
8. Dienblad
9. Zakje met ritssluiting
10. Mand
11. Voorste zwenkwielen 7"

Montagebeschrijving

Dit hulpmiddel vereist geen montage-instructies.

Functiebeschrijving

Frame inklappen/uitklappen

Om het frame uit te klappen trekt u het achterste framegedeelte naar achteren. Druk de duwbeugel voorzichtig naar beneden tot het frame volledig is uitgeklappt en u een "klik" hoort; dit geeft aan dat de rollator in uitgeklapte stand is vergrendeld. Het dienblad kan nu op de mand worden geplaatst.

Om het frame in te klappen, verwijdert u het dienblad en drukt u op de vergrendelknop voor inklappen. Trek het achterste framegedeelte naar binnen.

Hoogteverstelling van de duwbeugel

Om de hoogte van de duwbeugel aan te passen, ontgrendelt u de hoogteverstellingsklemmen aan beide zijden en schuift u de beugel naar de gewenste stand. Vergrendel vervolgens de hoogteverstellingsklemmen. Beide zijden van de beugel moeten altijd op dezelfde hoogte worden ingesteld.

Remmen

De remmen kunnen geleidelijk worden geactiveerd door de remhendel met toenemende kracht aan te trekken. De remmen zijn volledig ingeschakeld wanneer de remhendel kan worden vergrendeld met de parkeerremclip en de rollator volledig stilstaat. Om te stoppen met remmen laat u de remhendel los.

De rollator is ook uitgerust met een parkeerremfunctie. Om de parkeerrem in te schakelen trekt u de remhendel aan en vergrendelt u deze in aangetrokken positie met de parkeerremclip. Om de parkeerrem uit te schakelen ontgrendelt u de remhendel en beweegt u deze terug naar de neutrale stand.

Parkeerremhendel omlaag drukken (model 317415)

Bij de Jaguar SUPREME wordt de parkeerrem ingeschakeld door de remhendel omlaag te drukken en ontgrendeld door de hendel terug te trekken naar de neutrale stand.

WAARSCHUWING! Schakel altijd de parkeerrem in wanneer u de rollator niet gebruikt! Wanneer u de rollator op een niet-vlakke ondergrond plaatst, moet u altijd de parkeerrem inschakelen!

Accessoires

Er worden geen accessoires meegeleverd voor dit hulpmiddel.



4. Technische gegevens

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 Diverse kleuren	Art. 317415 SUPREME
Hoogte (verstelbare duwbeugel)	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Afmetingen ingeklapte rollator (H x B x D)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Breedte	56 cm	56 cm
Lengte (diepte) uitgeklapt / ingeklapt	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Gewicht	5,84 kg	
Max. gebruikersgewicht / belasting tas	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Remmen	2 vergrendelbare remmen met parkeerfunctie	
Wielmaten	Voor en achter: 7" (175 x 27 mm)	
Draaicirkel	80,8 cm	
Buisdiameter	Handgreepbuis Ø211,5402mm, verbindingbuis voorzijde: Ø191398mm, vaste buis achterframe 191395mm, frame voorzijde Ø 18,5x 36,3 / frame achterzijde Ø26.5x39,3mm	
Materiaal	Aluminium frame, kunststof (PA+GF), mand van stof	

Productlabel



Voorbeeld van het productlabel

	QR-code link naar de startpagina		Product met CE-markering
	Fabrikant		Productiedatum
	Gelieve de gebruikershandleiding te raadplegen.		Maximale belasting
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Artikelnummer		Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
	Maximale breedte		Maximale belasting mand

Betekenis van de pictogrammen

5. Verzorging en onderhoud

Normaal vuil kan worden verwijderd met gebruikelijke reinigingsmiddelen en een spons of zachte doek. Raadpleeg de specifieke productinformatie en gebruik uitsluitend gangbare reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor reiniging. Gebruik voor desinfectie uitsluitend plaatselijk verkrijgbare desinfectiemiddelen die zijn gecertificeerd voor gebruik met medische hulpmiddelen.

Wielen kunnen worden gereinigd met warm water en een mild reinigingsmiddel. Na reiniging dienen de wiellagers periodiek met olie te worden gesmeerd, of wanneer de wielen beginnen te piepen.

Ondanks de solide constructie en het gebruik van slijtvaste materialen is het product onderhevig aan slijtage. Daarom wordt aanbevolen het product regelmatig door een professionele service te laten controleren. Wij adviseren het volgende:

- ✓ Reiniging en desinfectie van het product
- ✓ Controle van het frame op verbuigingen, beschadigingen, slijtage of corrosie
- ✓ Controle van slijtageonderdelen en vervanging indien nodig
- ✓ Algemene nacontrole en het opnieuw aandraaien van componenten

Aanbevolen levensduur: normaal 10 jaar, afhankelijk van gebruik.

Opslag: wij adviseren opslag op een droge plaats bij temperaturen boven 0 °C.

Transportation

Voor transport wordt aanbevolen het hulpmiddel in te klappen. Het hulpmiddel moet tijdens transport gestabiliseerd en gezekeerd worden vervoerd, zonder risico op plotselinge of gevaarlijke bewegingen.

Hergebruik

Het product is geschikt voor hergebruik. Voordat een nieuwe gebruiker het product overneemt, moet het hulpmiddel technisch worden gecontroleerd en gedesinfecteerd overeenkomstig punt 5.

6. Meest voorkomende problemen en oplossingen

<i>Problemen</i>	<i>Mogelijke oorzaken</i>	<i>Oplossingen</i>
De rollator is moeilijk te sturen of te duwen	Vuil tussen wielen en vorken	Verwijder vuil of haren tussen wielen en vorken
De remmen werken niet of alleen aan één zijde	De remblokken zijn versleten, of de remmen zijn niet correct afgesteld	Stel de remmen af. Vervang de remblokken indien nodig (→ servicecentrum)

7. Afvoer van het product

Het product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid en moet naar het plaatselijke recyclingcentrum/milieustraat worden gebracht.

8. Garantievoorwaarden

Mobilex A/S biedt 2 jaar garantie op schade veroorzaakt door productiefouten of materiaaldefecten. De garantie vervalt bij onjuist(e) reparatie of gebruik van het product dat niet conform de bestemming is. Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie, tenzij de slijtage is veroorzaakt door een fabricagefout. Als er zonder onze schriftelijke toestemming wijzigingen aan het product worden aangebracht, zijn de CE-markering en productgarantie niet langer geldig. In geval van productschade die onder deze garantie valt, dient u uw dealer of Mobilex A/S rechtstreeks te informeren. De garantie dekt geen transportkosten en omvat geen vergoeding voor persoonlijk letsel of het niet kunnen gebruiken van het product tijdens reparatie. De garantie dekt geen schade als gevolg van het niet opvolgen van de gebruikershandleiding.

9. Conformiteitsverklaring

Het hulpmiddel heeft de conformiteitsbeoordeling doorlopen overeenkomstig de EU-verordening: MDR 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en is CE-gemarkeerd. Voor het hulpmiddel is een conformiteitsverklaring opgesteld; deze is beschikbaar via:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

of via de QR-code rechts.



1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vysoce kvalitní výrobek Mobilex. Tento návod k použití obsahuje popis a důležité informace o používání zdravotnického prostředku. Je určen k tomu, aby vám pomohl používat výrobek správně a bezpečně. Před použitím prostředku je velmi důležité si návod pečlivě přečíst. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům a vždy je dodržujte. Společnost Mobilex se neustále snaží své výrobky zlepšovat a modernizovat. Proto si vyhrazujeme právo měnit specifikace a technické údaje výrobku bez předchozího upozornění.

Určené použití prostředku

Tento výrobek je zdravotnický prostředek navržený ke zvýšení mobility osob, které mají obtíže se stáním nebo chůzí. Rollátor umožňuje těmto osobám znovu získat schopnost vykonávat každodenní činnosti. Rollátor je vhodný pro osoby, které v důsledku různých onemocnění potřebují stabilní oporu při chůzi. Rollátor se smí používat pouze jako opora při stání a chůzi. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Indikace

Rollátor je zdravotnický prostředek určený k pomoci lidem s funkčním omezením. Indikacemi k použití jsou onemocnění způsobující omezení mobility a postižení, která brání samostatnému sezení, stání a chůzi. Proto je při výše uvedených činnostech potřeba dodatečná stabilní opora. Indikace nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu; závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele odborným lékařem nebo fyzioterapeutem. Hlavní cílové skupiny uživatelů jsou senioři, osoby s parézou, revmatickými onemocněními a další osoby s omezenou pohyblivostí bederní páteře, kolien nebo kyčlí. Použití výrobku k jiným účelům, než je uvedeno výše, je zakázáno.

Kontraindikace

Rollátory nejsou indikovány pro osoby, které nedokážou udržet správnou rovnováhu těla ve stoje. Prostředek se nesmí používat, pokud má uživatel problémy s vnímáním. Kontraindikace nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu; závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele. Výběr ortopedické pomůcky vhodné pro daný klinický stav musí být vždy proveden s pomocí odborného lékaře nebo fyzioterapeuta. Dále dodržujte bezpečnostní informace v kapitole 2.

Oblasti použití

Výrobek lze používat v domácí péči, ve zdravotnických a zařízeních dlouhodobé péče a v nemocnicích.

Zdravotnické incidenty a nežádoucí události

V případě jakýchkoli nežádoucích událostí souvisejících s prostředkem kontaktujte prodejce nebo výrobce:

Mobilex A/S	Phone:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Bezpečnostní požadavky

- Ujistěte se, že tento návod si přečetly všechny osoby používající prostředek.
- Výrobce nenes odpovědnost za škody a/nebo zranění vzniklé v důsledku nedodržení návodu k obsluze.
- Používejte výrobek pouze v bezvadném stavu.
- Pokud zjistíte závady nebo chyby, musíte ihned přestat prostředek používat a kontaktovat prodejce.
- Dodržujte všechna doporučení a varování výrobce.
- Věnujte pozornost informacím na štítku výrobku.
- Používejte výrobek pouze k popsanému účelu.
- Nestoupejte si na prostředek.
- Vyvarujte se konstrukčních úprav prostředku, pokud k nim nemáte písemný souhlas výrobce.
- Prostředek ani koš/taška nesmí být zatíženy větší hmotností, než je uvedeno v technických údajích.
- Během používání MUSÍ být všechna kola VŽDY v kontaktu s podlahou. Tím se zajistí správná stabilita rollátoru a mělo by se předejít nehodám.
- Při montáži nebo nastavování jakýchkoli částí prostředku postupujte opatrně.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda brzdy správně fungují.
- Rollátor používejte pouze tehdy, je-li plně rozložen a zajišťovací mechanismus je aktivován.
- Rollátor by se měl používat pouze v interiéru na rovné a stabilní ploše.
- Pokud rollátor nepoužíváte, musí být vždy aktivována parkovací brzda.

Dodávané části

Prostředek je dodáván v kartonové krabici. Obsah balení:

- ✓ 1 rollátor;
- ✓ 1 táč;
- ✓ 1 uživatelský manuál;

Předběžná kontrola

Zkontrolujte obsah krabice podle výše uvedeného seznamu. Pokud v této fázi zjistíte, že některá část chybí nebo je poškozená, neprodleně kontaktujte dodavatele.

3. Popis

Popis výrobku

Rollátor „Jaguar light“ má práškově lakovaný hliníkový rám. Nabízí výbornou ovladatelnost, stabilitu a výškově nastavitelné madlo, aby vyhovoval uživateli. Brzdy lze používat při chůzi nebo jako parkovací brzdy. Košík eliminuje potřebu nosit věci v ruce.

Rollátor se skládá z následujících prvků:

1. Madlo pro tlačení
2. Brzdová páka
3. Spona/páčka pro nastavení výšky madla
4. Tlačítko zámku skládání
5. Brzda
6. Zadní 7" kolo
7. Spona parkovací brzdy
8. Táč
9. Kapsa na zip
10. Košík
11. Přední otočná 7" kola

Popis montáže

Tento prostředek nevyžaduje montážní návod (montáž není nutná).

Popis funkce

Skládání/rozkládání rámu

Pro rozložení rámu vytáhněte zadní část rámu směrem dozadu. Jemně zatlačte madlo dolů, dokud se rám zcela nerozloží a „necvakne“, což znamená, že rollátor je zajištěn v rozložené poloze. Táč lze nyní umístit na košík. Pro složení rámu sejměte táč a stiskněte tlačítko zámku skládání. Zatáhněte zadní část rámu směrem dovnitř.

Nastavení výšky madla

Pro nastavení výšky madla odjistěte nastavovací spony na obou stranách a posuňte madlo do požadované polohy. Poté spony znovu zajistěte. Obě strany madla musí být vždy nastaveny na stejnou výšku.

Brzdy

Brzdy lze postupně aktivovat tahem za brzdovou páku se zvyšující se silou. Brzdy jsou plně aktivní, když lze brzdovou páku zajistit sponou parkovací brzdy a rollátor je zcela zastaven. Pro uvolnění brzdění brzdovou páku pusťte.

Rollátor je také vybaven funkcí parkovací brzdy. Pro aktivaci parkovací brzdy zatáhněte brzdovou páku a zajistěte ji v zatažené poloze pomocí spony parkovací brzdy. Pro uvolnění parkovací brzdy odjistěte brzdovou páku a vraťte ji do neutrální polohy.

Parkovací brzda stlačením brzdové páky (model 317415)

U modelu Jaguar SUPREME se parkovací brzda aktivuje stlačením brzdové páky směrem dolů a uvolní se zatažením zpět do neutrální polohy.

VAROVÁNÍ! Parkovací brzdu vždy aktivujte, když rollátor nepoužíváte! Při umístění rollátoru na nerovný/šikmý povrch musíte vždy aktivovat parkovací brzdu!

Příslušenství

Pro tento prostředek nejsou dodávána žádná příslušenství.



4. Technické údaje

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 různé barvy	Art. 317415 SUPREME
Výška (nastavitelné madlo)	83,5 – 94,5 cm	90,3 – 96 cm
Rozměry složeného rollátoru (V × Š × H)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Šířka	56 cm	56 cm
Délka (hloubka) rozložený / složený	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Hmotnost	5,84 kg	
Max. hmotnost uživatele / zatížení koše (tašky)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Brzdy	2× uzamykatelné s parkovací funkcí	
Velikost kol	vpředu i vzadu: 7" (175 × 27 mm)	
Otočný kruh	80,8 cm	
Průměr trubek	Trubka madla Ø211,5402 mm; přední spojovací trubka Ø191398 mm; pevná trubka zadního rámu 191395 mm; rám přední Ø18,5×36,3 / rám zadní Ø26,5×39,3 mm	
Materiál	Hliníkový rám, plast (PA+GF), košík z tkaniny	

Štítek výrobku



Příklad štítku výrobku

	QR kód odkaz na domovskou stránku		Označení CE
	Výrobce		Datum výroby
	Přečtěte si návod k použití		Nosnost
	Výrobní číslo		Zdravotnický prostředek
	Číslo položky		Pouze pro použití v interiéru
	Max. šíře		Maximální zatížení koše

Význam ikon

5. Péče a údržba

Běžné nečistoty lze odstranit standardními čisticími prostředky a houbičkou nebo měkkým hadříkem. Řiďte se konkrétními informacemi o výrobku a používejte pouze běžně dostupné čisticí prostředky vhodné k čištění. K dezinfekci používejte pouze dezinfekční prostředky certifikované pro použití na zdravotnické prostředky, které jsou dostupné ve vaší lokalitě.

Kola lze čistit horkou vodou s jemným čisticím prostředkem. Po čištění je třeba ložiska kol pravidelně, případně při výskytu vrzání kol, mazat olejem.

Navzdory pevné konstrukci a použití odolných materiálů podléhá výrobek opotřebení. Doporučuje se proto nechat výrobek v pravidelných intervalech kontrolovat odborným servisem. Doporučujeme zejména:

- ✓ čištění a dezinfekci výrobku
- ✓ kontrolu rámu na ohnutí, poškození, opotřebení nebo korozi
- ✓ kontrolu opotřebitelných dílů a jejich výměnu v případě potřeby
- ✓ celkové dotažení komponentů

Doporučená životnost: obvykle 10 let, v závislosti na používání.

Skladování: doporučujeme skladování na suchém místě při teplotách nad 0 °C.

Přeprava

Pro přepravu se doporučuje prostředek složit. Prostředek by měl být přepravován stabilizovaným a zajištěným způsobem tak, aby během přepravy neohrožily náhlé nebo nebezpečné pohyby.

Opakované použití

Výrobek je vhodný k opakovanému použití. Před převzetím výrobku novým uživatelem musí být prostředek technicky zkontrolován a dezinfikován podle bodu 5.

6. Nejčastější problémy a řešení

<i>Problém</i>	<i>Možné příčiny</i>	<i>Řešení</i>
Rollátor se obtížně vede nebo tlačí	Nečistoty mezi koly a vidlicemi	Odstraňte nečistoty nebo vlasy mezi koly a vidlicemi
Brzdy nefungují nebo fungují jen na jedné straně	Brzdové špalíky jsou opotřebené nebo brzdy nejsou správně seřizené	Seřídte brzdy. V případě potřeby vyměňte brzdové špalíky (→ servisní středisko)

7. Likvidace výrobku

Výrobek nelze vyhazovat do komunálního odpadu a musí být odevzdán v místním recyklačním centru.

8. Záruční podmínky

Mobilex A/S poskytuje 2letou záruku na poškození způsobená výrobními vadami nebo vadami materiálu. Záruka neplatí v případě neúčelných oprav nebo nesprávného používání výrobku. Díly podléhající běžnému opotřebenění nejsou kryty zárukou, pokud opotřebenění nebylo způsobeno výrobní vadou. Pokud budou provedeny změny výrobku bez našeho písemného souhlasu, označení CE i záruka na výrobek pozbývají platnosti. V případě poškození výrobku krytého touto zárukou informujte svého prodejce nebo přímo Mobilex A/S. Záruka nezahrnuje náklady na dopravu a nezahrnuje odškodnění za osobní zranění ani za nemožnost používat výrobek během opravy. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nedodržením uživatelského manuálu.

9. Prohlášení o shodě

Prostředek prošel posouzením shody v souladu s nařízením EU: MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích a je označen značkou CE. Pro prostředek bylo vydáno prohlášení o shodě, které je k dispozici na adrese:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

nebo prostřednictvím QR kódu vpravo.



1. Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili vysokokvalitný výrobok Mobilex. Tento návod na použitie obsahuje popis a dôležité informácie o používaní zdravotníckej pomôcky. Je určený na to, aby vám pomohol používať výrobok správne a bezpečne. Pred použitím pomôcky je veľmi dôležité prečítať si návod pozorne. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom a vždy ich dodržiavajte. Spoločnosť Mobilex sa neustále snaží svoje výrobky zlepšovať a inovovať. Preto si vyhradzuje právo meniť špecifikácie a technické údaje výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

Určené použitie pomôcky

Tento výrobok je zdravotnícka pomôcka navrhnutá na zvýšenie mobility osôb, ktoré majú ťažkosti so státím alebo chôdzou. Rolátor umožňuje týmto osobám znovu nadobudnúť schopnosť vykonávať každodenné činnosti. Rolátor je vhodný pre osoby, ktoré v dôsledku rôznych ochorení potrebujú stabilnú oporu pri chôdzi. Rolátor sa smie používať iba ako opora pri státí a chôdzi. Akékoľvek iné použitie je zakázané.

Indikácie

Rolátor je zdravotnícka pomôcka určená na pomoc osobám s funkčnými obmedzeniami. Indikáciami na použitie sú ochorenia spôsobujúce obmedzenie mobility a zdravotné postihnutia, ktoré sťažujú samostatné sedenie, státie a chôzdu. Preto je pri vykonávaní uvedených činností potrebná dodatočná stabilná opora. Indikácie nemožno viazať na jeden konkrétny klinický obraz; závisia od individuálneho posúdenia zdravotného stavu potenciálneho používateľa odborným lekárom alebo fyzioterapeutom. Hlavnými cieľovými skupinami používateľov sú však seniori, osoby s parézou, reumatickými ochoreniami a ďalšie osoby s obmedzenou pohyblivosťou driekovej chrbtice, kolien alebo bedrových kĺbov. Používanie výrobku na iné účely, než sú uvedené vyššie, je zakázané.

Kontraindikácie

Rolátory nie sú určené pre osoby, ktoré nedokážu udržať správnu rovnováhu tela v stoji. Pomôcka sa nesmie používať, ak má používateľ problémy s vnímaním. Kontraindikácie nemožno viazať na jeden konkrétny klinický obraz; závisia od individuálneho posúdenia zdravotného stavu potenciálneho používateľa. Výber ortopedickej pomôcky vhodnej pre daný klinický obraz musí byť vždy vykonaný s pomocou odborného lekára alebo fyzioterapeuta. Okrem toho dodržiavajte bezpečnostné informácie v kapitole 2.

Oblasti použitia

Výrobok je možné používať v domácej starostlivosti, v zariadeniach zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a v nemocniciach.

Zdravotnícke incidenty a nežiaduce udalosti

V prípade akýchkoľvek nežiaducich udalostí súvisiacich s pomôckou kontaktujte predajcu alebo výrobcu:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Phone: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
---	--

2. Bezpečnostné požiadavky

- Uistite sa, že tento návod si prečítali všetky osoby používajúce pomôcku.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody a/alebo zranenia spôsobené nedodržaním návodu na použitie.
- Používajte výrobok iba v bezchybnom stave.
- Ak zistíte poruchy alebo chyby, okamžite prestaňte pomôcku používať a kontaktujte predajcu.
- Dodržiavajte všetky odporúčania a upozornenia výrobcu.
- Venujte pozornosť informáciám na štítku výrobku.
- Používajte výrobok iba na opísaný účel.
- Nevyliezajte na pomôcku.
- Nevykonávajte konštrukčné úpravy pomôcky, pokiaľ nemáte písomný súhlas výrobcu na takéto úpravy.
- Pomôcka ani taška sa nesmú zaťažovať vyššou hmotnosťou, než je uvedené v technických údajoch.
- Počas používania MUSIA byť VŠETKY kolieska VŽDY v kontakte s podlahou. Tým sa zabezpečí správne vyváženie rolátora a predíde sa nehodám.
- Pri montáži alebo nastavovaní akejkoľvek časti pomôcky postupujte opatrne.
- Pred použitím vždy skontrolujte správnu funkciu brzd.
- Rolátor používajte iba vtedy, keď je úplne rozložený a zaisťovací mechanizmus je aktivovaný.
- Rolátor sa smie používať iba v interiéri na rovnom a stabilnom povrchu.
- Keď sa rolátor nepoužíva, parkovacie brzdy musia byť vždy aktivované.

Dodávané časti

Pomôcka sa dodáva v kartónovej krabici. Obsah balenia:

- ✓ 1 rolátor;
- ✓ 1 podnos;
- ✓ 1 návod na použitie;

Predbežná kontrola

Skontrolujte obsah krabice podľa uvedeného zoznamu. Ak v tejto fáze zistíte, že niektorá časť chýba alebo je poškodená, okamžite kontaktujte dodávateľa.

3. Popis

Popis výrobku

Rolátor „Jaguar light“ má hliníkový rám s práškovým náterom. Ponúka výbornú manévrovateľnosť, stabilitu a má výškovo nastaviteľné tlačné rukoväti, aby vyhovoval používateľovi. Brzdy je možné používať počas chôdze alebo ako parkovacie brzdy. Košík eliminuje potrebu nosiť predmety v rukách.

Rolátor sa skladá z nasledujúcich prvkov:

1. Tlačná rukoväť
2. Brzdová páka
3. Svorka na nastavenie výšky rukovätí
4. Zaisťovacie tlačidlo skladania
5. Brzda
6. Zadné 7" koliesko
7. Svorka parkovacej brzdy
8. Podnos
9. Vrecko so zipsom
10. Košík
11. Predné otočné 7" kolieska

Popis montáže

Táto pomôcka nevyžaduje montážny návod.

Popis funkcií

Skladanie/rozkladanie rámu

Na rozloženie rámu potiahnite zadnú časť rámu smerom dozadu. Jemne zatlačte rukoväť nadol, kým sa rám úplne nerozloží a nezacvakne, čo signalizuje, že rolátor je zaistený v rozloženej polohe. Podnos je možné teraz umiestniť na košík. Na zloženie rámu zložte podnos a stlačte zaisťovacie tlačidlo skladania. Potiahnite zadnú časť rámu smerom dovnútra.

Nastavenie výšky tlačných rukovätí

Na nastavenie výšky tlačných rukovätí odistite nastavovacie svorky na oboch stranách a posuňte rukoväť do požadovanej polohy. Potom svorky opäť zaistite. Obe strany rukoväti musia byť vždy nastavené na rovnakú výšku.

Brzdy

Brzdy možno plynule aktivovať ťahaním brzdovej páky so zvyšujúcou sa silou. Brzdy sú úplne aktivované, keď je možné brzdovú páku zaistiť svorkou parkovacej brzdy a rolátor úplne zastaví. Na uvoľnenie brzdovania pustite brzdovú páku.

Rolátor je vybavený aj funkciou parkovacej brzdy. Na aktiváciu parkovacej brzdy potiahnite brzdovú páku a zaistite ju v potiahnutej polohe pomocou svorky parkovacej brzdy. Na uvoľnenie parkovacej brzdy odistite brzdovú páku a vráťte ju do neutrálnej polohy.

Stlačenie parkovacej brzdovej páky nadol (model 317415)

Pri modeli Jaguar SUPREME sa parkovacia brzda aktivuje zatlačením brzdovej páky nadol a uvoľní sa potiahnutím späť do neutrálnej polohy.

UPOZORNENIE! Vždy aktivujte parkovaciu brzdu, keď rolátor nepoužívate! Pri umiestnení rolátora na nerovný povrch musíte vždy aktivovať parkovaciu brzdu!

Príslušenstvo

Pre túto pomôcku nie je dodávané žiadne príslušenstvo.



4. Technické údaje

Jaguar LIGHT rollator	Art. 317410-12+14+16-17 rôzne farby	Art. 317415 SUPREME
Výška (nastaviteľné tlačné rukoväti)	83,5 – 94,5 cm	90,3 – 96 cm
Rozmery zloženého rolátora (V x Š x H)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Šírka	56 cm	56 cm
Dĺžka (hĺbka) rozložený / zložený	66 / 26 cm	66 cm / 26 cm
Hmotnosť	5,84 kg	
Max. hmotnosť používateľa / zaťaženie tašky	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Brzdy	2 uzamykateľné s parkovacou funkciou	
Veľkosť kolies	vpredu aj vzadu: 7" (175 x 27 mm)	
Priemer otáčania	80,8 cm	
Priemer trubiek	Trubka rukoväte Ø21x1,5x402 mm, predná spojovacia trubka Ø19x1x398 mm, pevná trubka zadného rámu 19x1x395 mm, rám vpredu Ø18,5x36,3 / rám vzadu Ø26,5x39,3 mm	
Materiál	Hliníkový rám, plast (PA+GF), košík z textílie	

Štítok výrobku

Príklad štítku výrobku

	QR kód odkaz na domovskú stránku		Produkt s označením CE
	Výrobca		Dátum výroby
	Dodržujte pokyny v používateľskej príručke		Maximálne zaťaženie
	Sériové číslo		Zdravotnícky prostriedok
	Číslo položky		Určené iba na použitie v interiéri
	Maximálna šírka		Maximálne zaťaženie koša

Význam ikon

5. Starostlivosť a údržba

Bežné znečistenie je možné odstrániť štandardnými čistiacimi prostriedkami a špongiou alebo mäkkou handričkou. Skontrolujte informácie o konkrétnom výrobku a používajte iba bežne dostupné čistiace prostriedky vhodné na čistenie. Na dezinfekciu používajte iba dezinfekčné prostriedky certifikované na použitie so zdravotníckymi pomôckami, ktoré sú dostupné vo vašom regióne.

Kolieska možno čistiť horúcou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Po vyčistení je potrebné ložiská kolies pravidelne alebo pri začatí vrážania kolies premazať olejom.

Napriek pevnej konštrukcii a použitiu odolných materiálov podlieha výrobok opotrebovaniu. Preto sa odporúča pravidelná kontrola výrobku odborným servisom. Odporúčame najmä:

- ✓ čistenie a dezinfekciu výrobku
- ✓ kontrolu rámu na ohyby, poškodenie, opotrebovanie alebo koróziu
- ✓ kontrolu opotrebitelných dielov a ich výmenu podľa potreby
- ✓ všeobecné dotiahnutie komponentov

Odporúčaná životnosť: zvyčajne 10 rokov, v závislosti od používania.

Skladovanie: odporúčame skladovať na suchom mieste pri teplotách nad 0 °C.

Preprava

Na prepravu sa odporúča pomôcku zložiť. Pomôcka má byť prepravovaná stabilizovaným a zabezpečeným spôsobom bez rizika náhlych alebo nebezpečných pohybov počas prepravy.

Opätovné použitie

Výrobok je vhodný na opätovné použitie. Pred prevzatím výrobku novým používateľom musí byť pomôcka technicky skontrolovaná a dezinfikovaná podľa bodu 5.

6. Najčastejšie problémy a riešenia

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Rolátor sa ťažko vedie alebo tlačí	Nečistoty medzi kolieskami a vidlicami	Odstráňte nečistoty alebo vlasy medzi kolieskami a vidlicami
Brzdy nefungujú alebo fungujú iba na jednej strane	Brzdové čeľuste sú opotrebované alebo brzdy nie sú správne nastavené	Nastavte brzdy. V prípade potreby vymeňte brzdové čeľuste (→ servisné stredisko)

7. Likvidácia výrobku

TVýrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom a musí byť odovzdaný do miestneho zberného/recyklačného centra.

8. Záručné podmienky

Mobilex A/S poskytuje 2-ročnú záruku na poškodenia spôsobené výrobnými chybami alebo chybami materiálu. Záruka neplatí v prípade neodbornej opravy alebo použitia výrobku v rozpore s určeným účelom. Diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu nie sú kryté zárukou, pokiaľ opotrebovanie nie je spôsobené výrobnou chybou. Ak sa na výrobku vykonajú zmeny bez nášho písomného súhlasu, označenie CE a záruka výrobku nebudú platné. V prípade poškodenia výrobku krytého touto zárukou informujte svojho predajcu alebo priamo Mobilex A/S. Záruka nepokrýva náklady na prepravu a nezahŕňa kompenzáciu za zranenia osôb ani za nepoužívanie výrobku počas opravy. Záruka nepokrýva škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie.

9. Vyhlásenie o zhode

Pomôcka prešla posúdením zhody v súlade s nariadením EÚ: **MDR 2017/745** o zdravotníckych pomôckach a je označená značkou CE. Pre pomôcku bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je dostupné na:

mobilex.dk/medias/2026-02/jaguar_light_ce_20006.pdf

alebo prostredníctvom QR kódu vpravo.

