

FALTBARE DUSCHSTÜHLE



Faltbarer Dusch- und Toilettenstuhl

Hergestellt aus weiß lackiertem Aluminium mit geformtem Plastiksitz mit Hygiene-Ausschnitt. Die Sitzhöhe ist einstellbar.

Art.Nr. 302010

Faltbarer Toilettenstuhl

Hergestellt aus weiß lackiertem Aluminium mit geformtem Plastiksitz mit WC Eimer mit Deckel und Tragegriff. Die Sitzhöhe ist einstellbar.

Art.Nr. 302011



DUSCH- UND TOILETTEN- ROLLSTUHL

Der Dusch- und Toiletten-Rollstuhl "Kakadu" hat einen Rahmen aus weiß eloxiertem Aluminium und wird mit vier 5" Rädern mit Feststellbremsen ausgeliefert. Der Sitz, der Rücken und die klappbaren Armlehnen bestehen aus schwarzem weichem PUR. Die Fusstützen sind höhenverstellbar und abnehmbar. Mit WC Eimer und Abdeckung. Lieferbar in 3 verschiedenen Größen und in der Standardgröße auch mit Kippfunktion. Für alle Modelle ist als Zubehör ein 24" Räder Kit lieferbar.



Kakadu	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302020	Diff. bei 24"
Sitzbreite	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Sitztiefe	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Sitzhöhe	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Sitz Ausschnitt	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Überfahrbare Höhe	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	---	---	---
Überfahrbare Breite	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	---	---	---
Gesamtbreite	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+8 cm *
Gesamtiefe	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 5 cm
Gesamthöhe	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Gewicht	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Tragkraft	130 kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	130 Kg	130 Kg	---
Kippwinkel	---	---	---	---	-5° bis +25°	-5° bis +25°	---

* Gesamtbreite: Differenz bei Kakadu Tilt (202024 und 302025): +14 cm



PRODUKTE FÜR DAS BAD



Alle Mobilex Produkte für das Bad haben einen Rahmen aus hochwertigem Aluminium und vereinen modernes Design mit hoher Funktionalität.

Händler

DUSCH-HÖCKER

Die Mobilex Dusch-hocker haben alle einen Rahmen aus pulverbeschichtetem hochwertigem Aluminium. Der dreieckige Duschhocker (Bild B₂) hat eine weiche Sitzauflage, das Modell im Bild B₁ hat einen weißen festen Plastiksitz. Eine weiche Sitzauflage ist als Zubehör lieferbar. Der runde Duschhocker im Bild C1 hat eine drehbare Sitzauflage, das Modell im Bild C2 hat einen weißen festen Plastiksitz.



Beschreibung	Bild	Maße	Tragkraft
Duschklappsitz	A	44 x 54,5 x 43,5-51 cm	100 kg
Duschhocker dreieckig	B1	50 x 45 cm	120 kg
Duschhocker dreieckig	B2	44 - 46 cm	150 kg
Duschhocker rund (Ø x H)	C1	33 cm x 35,5 - 53,5 cm	130 kg
Duschhocker rund (Ø x H)	C2	33 cm x 40-50 cm	130 kg

DUSCH-HÖCKER

Der Duschhocker in Bild D hat einen grauen Sitz aus weichem PUR und ist mit weißem oder silbergrauem Rahmen und in verschiedenen Maßen lieferbar. Die Standbeine sind bei allen Modellen höhenverstellbar.



Beschreibung	Bild	Maße	Tragkraft
Duschhocker	D	52,5-62,5 x 53 x 60-77 cm	150 kg
Budget Duschhocker	E	30 x 50 x 37,5-50,5 cm	115 kg

BADEWANNEN-SITZE

Der Mobilex Badewannen Einhängesitz und der Badewannendrehstuhl mit Hygiene-Ausschnitt haben einen Rahmen aus silberfarbenem Aluminium, Sitz und Rückenlehne sind aus grauem weichen PUR. Rücken- und Armlehnen einfach abnehmbar (Clips). Der Rücken für den Einhängesitz ist optional.



Beschreibung	Bild	Maße	Tragkraft
Badewannen Einhängesitz	F	76-91 x 42 x 23 cm	150 kg
Badewannen Drehsitz	G	71 x 54 x 57 cm	130 kg

BADEWANNEN TRANSFER-BANK



Rahmen aus Aluminium mit Sitzfläche, Rücken und Seifenhalter aus weißem Plastik. Die Sitzfläche ist höhenverstellbar und rollengelagert und lässt sich mit Hilfe des Griffes leicht über die Badewannenwand schieben.

Badewannen Transferbank	Maße
Breite x Tiefe	107-111 x 49-53 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	50 x 39,5 cm
Überfahrbarer Wannenrand	45,5 - 55,5 cm
Gewicht / Tragkraft	6,5 kg
Tragkraft	130 kg

BADEWANNEN BRETT



Die Mobilex Badewannenbretter bestehen aus weißem Plastik mit einem roten Haltegriff.

Beschreibung	Bild	Maße (LxBxH)	Tragkraft
Badewannenbrett	H1	71 x 32 x 19 cm	190 kg
Badewannenbrett	H2	70 x 35 x 17 cm	150 kg
Badewannenbrett XL	--	76 x 35 x 18 cm	150 kg