

EGERBESKYTTER EGERBESKYTTER

- p) Earth
- q) Lion
- r) Flamingo



- s) Orange
- t) Lightning
- u) Girl



Egerbeskyttere med individuelt design Hvad leverer Mobilex?

Mobilex leverer egerbeskyttere i størrelserne 20", 22" og 24". Andre dimensioner er afhængig af mængder og kan tilbydes på forespørgsel.

Egerbeskyttere er silketrykte (Serigrafi).

Egerbeskyttere er fremstillet af transparent PETG, er let buede og har udskæringer til 4 eller 6 befæstigelse af drivringen. De fastgøres med 6 clips på egerne af kørestolens hjul og de nødvendige clips er inkluderet. Form og materiale svarer til egerbeskytterne fra Mobilex standard program.

Mobilex sørger sig for hele processen med produktion, tryk og levering.

Egerbeskyttere med individuelt design Hvad har vi brug for fra dig?

Formater:

Under ideelle omstændigheder giver du os den ønskede tegning eller logo som vektorgrafik (.svg, .eps, .ai), fordi layoutet så kan gøres hurtigere og mere præcist.

Hvis dit grafiske materiale ikke laves som vektorgrafik, kan vi også acceptere .tif, .png eller .jpg-format med en opløsning på 300 DPI ved en størrelse på cirka: 200 x 200 mm.

OBS! I dette tilfælde kan der opstå forarbejdningsomkostninger (se nedenfor)

Farver:


Farverne skal defineres med Pantone eller HKS farve systemets koder. En kliche laves for hver farve, og farver placeres separat efter hinanden på egerbeskytterne.

EGERBESKYTTER EGERBESKYTTER



Forhandler

EGERBESKYTTER
EGERBESKYTTER



EGERBESKYTTER
EGERBESKYTTER



EGERBESKYTTER
EGERBESKYTTER

