

- Angespannte Finanzlage
- Knappe Ressourcen

dekubitus

Testen Sie Levabos Produktprogramm
von aufpumpbaren Einpatientenkissen

- Hygienisch
- Komfortabel
- Einfach
- Wirtschaftlich



LEVABO[®]
medico cushions



Kissen zur Entlastung von Ferse/Bein



Name	Größe in cm	Nummer	Anzahl	HM Nr.	Verwendung	Über das Kissen
Heel up - Short	18 x 32 x 25	72001	12 stk			Fersen-Entlastungskissen für mobile und sitzende Benutzer, in der Regel für Rollstuhlfahrer. Kann sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie von Dekubitus verwendet werden.
Heel up - Medium	18 x 39 x 25	72007	12 stk			Fersen-Entlastungskissen sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie von Dekubitus. Ideal für Menschen mit kurzen Beinen. Meist gebraucht für bettlägerige Patienten. Die gute Unterstützung des Vorfußes verhindert die Bildung einer Spitzfußstellung.
Heel up - Long	18 x 48 x 25	72002	12 stk			Fersen-Entlastungskissen sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie von Dekubitus. Ideal für bettlägerige Patienten. Die gute Unterstützung des Vorfußes verhindert die Bildung einer Spitzfußstellung.
Heel up - Max	18 x 50 x 30	72018	12 stk			Fersen-Entlastungskissen sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie von Dekubitus. Ideal für bettlägerige Patienten. Die gute Unterstützung des Vorfußes (mit einer zusätzlichen Luftkammer für große Füße) verhindert die Bildung einer Spitzfußstellung.



All up - Multi Small	50 x 25 x 8	72003	12 stk			Lagerungskissen mit 2 Kammern. Multifunktional. Vorteilhaft zur Unterstützung sowohl in sitzender als auch liegender Position. (zwischen den Beinen, Rücken, sehr gute Unterstützung für den Arm oder das Knie).
All up - Multi Medium	50 x 27 x 8	72004	12 stk			Lagerungskissen mit 3 Kammern. Multifunktional. Vorteilhaft zur Unterstützung sowohl in sitzender als auch liegender Position (zwischen den Beinen, Rücken, eventuell auch als Stütze unter den Füßen).
All up - Multi Large	50 x 50 x 8	72005	12 stk			Lagerungskissen mit 4 Kammern. Multifunktional. Kann z.B auch zusammengerollt oder gefaltet werden. Zur Unterlage unter Arm oder Bein. Beinhaltet ein extra Velcro-Band
All up - Multi Max	50 x 50 x 20	72012	6 stk			Lagerungskissen, insbesondere für Hüftfraktur-Patienten bei denen die unteren Extremitäten über Herzhöhe gelagert werden sollen.
All up - Wing	50 x 85 x 8	72006	6 stk			Entlastungskissen für die unteren Gliedmaßen, für bettlägerige Patienten. Die seitlichen Flügel werden unter die Matratze gesteckt um das Kissen zu fixieren.

Zubehör

Name	Größe	Nummer
Heel up - Inlay X 10	35 x 50	76008
All up - Overlay Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Overlay Large X 5	50 x 100	76013





Auszeichnungen


Auf Deutschlands größter Messe für Altenpflegeprodukte wurde Levabo für seine Fersenkissen der Reihe Heel Up mit dem „Innovationspreis Altenpflege 2015“ ausgezeichnet.

Besonders hervorgehoben wurde von der Jury dabei die leichte Anwendung des Produkts, bei dem durch die Aufpumpanzeige Stop Up ein korrektes Aufpumpen sichergestellt wird, ohne dass der Benutzer unbedingt eine lange Schulung in Bezug auf Druckgeschwüre benötigt, um die Kissen korrekt verwenden zu können.

Darüber hinaus wurde von der Jury die kompakte Größe der Produkte hervorgehoben, die im Lager wenig Platz beanspruchen und sich leicht zum Patienten transportieren lassen. Ein Vorteil, der besonders in der häuslichen Pflege zum Tragen kommt.



An die gefährdeten Körperstellen denken



An die gefährdeten Körperstellen denken.
 Ein beginnender Dekubitus kann schon nach 2 – 4 Stunden entstehen!
 Druckgeschwüre treten an den meistbelasteten Körperstellen auf, wo die Knochen nur durch eine dünne Schicht Haut geschützt sind. Das flexible patientengebundene Sortiment von Levabo® ermöglicht eine rasche und wirksame Patientenlagerung, bevor an den belasteten Zonen Schäden auftreten.

Kissen zur Entlastung in Seitenlage



Name	Größe in cm	Nummer	Anzahl	HM Nr.	Verwendung	Über das Kissen
All up - Seat	42 x 42 x 5	72008	12 stk			Extra verstärktes Sitzkissen. Druckverteilung zur Prophylaxe von Dekubitus. Standardmaß für Rollstühle.
All up - Seat Large	52 x 52 x 5	72019	12 stk			Sitzkissen, extra verstärkt. Sorgt für eine optimale Druckverteilung zur Prophylaxe von Dekubitus. Extra-lang und extra-breit.
All up - Seat Max (bariatrisk)	52 x 62 x 5	72020	12 stk			Sitzkissen, extra verstärkt. XXL Kissen für ein Benutzergewicht bis 250 kg. Sitzkissen, extra verstärkt. Zur Prophylaxe von Dekubitus. Extra-lang und extra-breit.
All up - Seat Twin	48 x 52 x 5	72021	12 stk			Zweikammer-Sitzkissen, extra verstärkt. Geeignet für Patienten mit Hemiplegie und/oder instabiler Körperhaltung. Zur Prophylaxe von Dekubitus.
All up - Seat Tailbone	42 x 42 x 5	72022	12 stk			Spezielles Sitzkissen, extra verstärkt. Zur vollständigen Entlastung des Rectums und des Steißbeines, empfohlen bei Strahlenschäden oder bei Irritation durch Hämorrhoiden.
All up - Back & Seat	27 x 45 x 5	72009	12 stk			Rücken- oder Sitzkissen. Vorteilhaft für beide Einsatzbereiche. Gute Rückenstütze, leichtes Sitzkissen zur Unterstützung einer korrekten Haltung.
All up - Donut	45 x 45 x 8	72017	12 stk			Sitzkissen, extra verstärkt. Ringförmig (Material geschlossen), sorgt für eine optimale Druckverteilung zur Prophylaxe von Dekubitus.
All up - Bath	50 x 50 x 8	72013	12 stk			Spezielles Sitzkissen, extra verstärkt. Für Bad / Toilettenstühle zur besseren Lastverteilung bei längerer Verwendung. Wird am Stuhl mit Klebeband befestigt. Nach dem Bad kann das Kissen getrocknet und wiederverwendet werden.

Prophylaxe und Behandlung

Kissen zur Speziallagerung

All up - Belly	65 x 75 x 15	72023	6 stk			Spezielles Lagerungskissen empfohlen zum Gebrauch in der Radiologischen Abteilung, z.B. um den Brustkorb für spezielle Untersuchungen anzuheben.
All up - Kidney	50 x 20 x 20	72014	12 stk			Spezielles Lagerungskissen, empfohlen zum Gebrauch in der Radiologischen Abteilung als Unterstützung/Lagerung des Nieren/Beckenbereiches (z.B. bei Nierenriss)

Levabo-Notfallset

Unsere Produkte können wirklich einen Unterschied machen.

Die innovativen Lagerungsprodukte von Levabo[®] sind in Zusammenarbeit mit führenden Wundmanagerinnen entwickelt worden und werden in Dänemark hergestellt.

Die Produkte haben eine ganze Reihe von Vorteilen im Vergleich zu konventionellen Lagerungsprodukten. Diese Vorteile kommen besonders in der häuslichen Pflege zum Tragen, wo man durch die Verwendung von Levabo's Lagerungsprodukten immer das Lagerungskissen zur Hand hat, das für eine effektive Druckgeschwürprophylaxe benötigt wird.


Bei den Produkten handelt es sich um patientenspezifische, aufblasbare Lagerungskissen, die nach Gebrauch entsorgt werden. Die Produkte nehmen wenig Platz ein, auch im Lager, und sind in der zu diesem Zweck entwickelten Notfalltasche von Levabo[®] leicht zu transportieren.

Anders als bei Verwendung konventioneller Lagerungsprodukte kann mit Levabos Produkten also früher, kostengünstiger und leichter mit einer wirksamen Druckgeschwürprophylaxe begonnen werden. Schon bei bloßem Verdacht auf Druckgeschwürrisiko kann die Pflegekraft den Patienten sofort optimal lagern und dem Patienten unnötiges Leiden ersparen, was auch für das Gesundheitswesen erhebliche Einsparungen mit sich bringt.

Die Produkte sind multifunktionell und bieten in den meisten Lagerungssituationen Vorteile. Durch Einmalverwendung ist hohe Hygiene gewährleistet.



Name	Größe in cm	Nummer
All up - Seat Cover X 5	42 x 42 x 5	76009































ng von Druckgeschwüren

Zubehör



Name	Größe in cm	Nummer
All up - Seat Cover X 5	42 x 42 x 5	76009
All up - Seat Large Cover X 5	52 x 52 x 5	76010
All up - Overlay Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Overlay Large X 5	50 x 100	76013

Kissen zur Entlastung von Rumpf/Arm

Name	Größe in cm	Nummer	Anzahl	HM nr.	Verwendung	Über das Kissen
All up - Multi Small 	50 x 25 x 8	72003	12 stk			Lagerungskissen mit 2 Kammern. Multifunktional. Vorteilhaft zur Unterstützung sowohl in sitzender als auch liegender Position. (zwischen den Beinen, Rücken, sehr gute Unterstützung für den Arm oder das Knie).
All up - Multi Medium 	50 x 27 x 8	72004	12 stk			Lagerungskissen mit 3 Kammern. Multifunktional. Vorteilhaft zur Unterstützung sowohl in sitzender als auch liegender Position (zwischen den Beinen, Rücken, eventuell auch als Stütze unter den Füßen).
All up - Multi Large 	50 x 50 x 8	72005	12 stk			Lagerungskissen mit 4 Kammern. Multifunktional. Kann z.B auch zusammengerollt oder -gefaltet werden. Zur Unterlage unter Arm oder Bein. Beinhaltet ein extra Velcro-Band
All up - Multi Max 	50 x 50 x 20	72012	6 stk			Lagerungskissen, insbesondere für Hüftfraktur-Patienten bei denen die unteren Extremitäten über Herzhöhe gelagert werden sollen.
All up - Universal 	50 x 50 x 8	72010	12 stk			Lagerungskissen geeignet besonders für den Rücken, das Kreuz- und Steißbein beim Liegen in Pflegebetten oder in Seitenlage zwischen den Beinen. Können in der Mitte gefaltet werden, wenn eine größere Höhe des Kissens gewünscht wird.
All up - Universal Long 	55 x 70 x 8	72015	12 stk			Lagerungskissen, empfohlen zur Verwendung zwischen den Beinen bei Seitenlage. Längeres Modell, zum Schutz von Knie und Knöchel. Kann in der Mitte gefaltet werden, wenn eine größere Höhe erwünscht ist.
All up - Universal Slim 	45 x 75 x 8	72016	12 stk			Lagerungskissen empfohlen zur Verwendung zwischen den Beinen bei Seitenlage. Längeres und schmaleres Modell, das den Abstand zwischen den Knien sicherstellt. Kann in der Mitte gefaltet werden, wenn eine größerer Höhe erwünscht ist.
All up - Head 	28 x 30 x 5	72011	12 stk			Kopfkissen. Besonders nützlich für die Prophylaxe und Therapie von Dekubitus an Ohren und Kopf. Auch nützlich für Kompatienten zur Stabilisierung des Kopfes.
All up - Wing 	50 x 85 x 8	72013	6 stk			Spezielles Sitzkissen, extra verstärkt. Für Bad / Toilettenstühle zur besseren Lastverteilung bei längerer Verwendung. Wird am Stuhl mit Klebeband befestigt. Nach dem Bad kann das Kissen getrocknet und wiederverwendet werden.
All up - Wedge 30 deg. 	70 x 40 x 15	72024	6 stk			Seiten-Lagerungskissen. Ermöglicht eine sichere stabile Seitenlage bei 30°. Keilförmig. Die Position des Kissens wird stabilisiert durch eine Lasche die unter den Patienten geschoben wird.
All up - Lap 	80 x 60 x 10	72025	6 stk			Lagerungskissen, Halbmond. Extra hoch. Ideal zur Anwendung bei Rollstuhlfahrern um die Arme zu stützen oder entlasten.
All up - Lap Max 	80 x 60 x 20	72026	6 stk			Lagerungskissen, Halbmond. Ideal zur Anwendung bei Rollstuhlfahrern um die Arme zu stützen oder entlasten
All up - Arm Rest 	55 x 25 x 8	72027	12 stk			Lagerungskissen zur Entlastung der Arme
All up - Elbow 	30 x 20 x 10	72028	12 stk			Lagerungskissen zur Entlastung der Ellenbogen



multi small



multi medium



multi large



multi max



universal



universal long



universal slim



head



Levabo's produkter er pladsbesparende på depotet.



wing



wedge 30°



Lap



Lap Max



arm rest



elbow



Zubehör

Name	Größe in cm	Nummer
All up - Strap X 1	55 x 200	76011
All up - Overlay Medium X 5	50 x 50	76012
All up - Overlay Large X 5	50 x 100	76013

Levabo Pumpen


Som standard leveres alle Levabo®'s produkter med pumpedyse sæt inkluderet i pakningen med den enkelte pude.

Name	Größe	Nummer
Levabo manuel pumpe	29 x 6 x 6	76004
Levabo batteri pumpe	26 x 5 x 5	76001
Levabo 240V pumpe	24 x 13 x 11	76002
Levabo pumpedyse sæt X 10		76005



Immer korrektes Aufpumpen


Mit Levabo®s patentiertem Stop-Up®-System haben Sie stets die Gewissheit, dass korrekt aufgepumpt wird. Das Stop-Up®-Band zeigt an, wann die richtige Luftmenge im Kissen ist. Siehe Video auf www.levabo.dk



Das Stop-Up®-System von Levabo® jetzt mit leicht verständlichen Piktogrammen.


Levabo Guide

Für Iphone, Ipad & Android



Laden Sie kostenlos den neuen Levabo mobile App:

<http://www.levabo.dk/apps.html>
Oder scannen den QR-Code:



Händler



www.levabo.dk
www.facebook.com/LevaboAps

- Patiengebundene Verwendung sichert ein hohes Maß an Hygiene
- Heep up® ist für die Behandlung und Prophy-laxe von Druckgeschwüren in der Fersenregion konzipiert
- All up® ist für die Behandlung und Prophy-laxe von Druckgeschwüren an u.a. Ellenbogen, Schulter und Rücken konzipiert
- Bequem & einfach anzuwenden
- Guter Komfort
- Weiches, hautfreundliches, wärmeabführendes und Feuchtigkeit absorbierendes Material
- Spart Platz im Lager
- Werden in versiegelten, flachen Packungen geliefert und enthalten die Ausstattung zur Luftbefüllung
- Geprüft und zugelassen nach ISO 1099310 (Test auf mögliche hautreizende und sensibilisierende Eigenschaften)
- In verschiedenen Größen erhältlich



LEVABO
medico cushions

Levabo ApS
Højlundparken 49
DK-8355 Solbjerg
Tel. +45 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.dk

Vertriebspartner



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8600 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex.dk
Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777