

**Kudu** letvægtsrollator har en sølvfarvet aluminiumsramme. Rollatoren foldes sammen sideværts. Rollatoren er udstyret med et rygbælte og et sæde i slidstærk nylon. Skubbehåndtagene kan justeres i højden. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremsere. Der medfølger ringeklokke, stokkeholder, trædepedal, samt en bakke der kan af- og påmonteres på sædet. Rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug og er testet og godkendt til en brugervægt på max. **150 kg**.

Mobilex rollator Kudu	Standard Varenr. 312075	Medium Varenr. 312076	Small Varenr. 312077
Totalhøjde / Højde skubbehåndtag	80 - 98,5 cm	79 - 88 cm	69 - 80 cm
Sæde mål (H x W x D)	62 x 42 x 20,5 cm	57 x 42 x 20,5 cm	50 x 42 x 20,5 cm
Mål af foldet rollator (H x W x D)	82 x 29 x 67 cm	79 x 27 x 68 cm	67 x 27 x 72 cm
Total bredde	61 cm	61 cm	61 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
Længde (dybde) udfoldet	67 cm	68 cm	70 cm
Vægt	8,0 kg	7,9 kg	7,7 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		




**Impala** letvægtsrollator har en blå-metallic aluminiumsramme. Rollatoren har stokkeholder, polstret rygbælte og sæde, og har under sædet en praktisk taske. Rollatoren er let at folde sammen, og er forsynet med store hjul, så den er anvendelig både ude og inde. Skubbehåndtagene er højdejusterbare. Rollatoren er forsynet med 2 stk låsbare bremsere og er testet og godkendt til en brugervægt på max. **150 kg**.

Mobilex rollator Impala	Standard Varenr. 312060	Høj Varenr. 312061	Bred Varenr. 312062
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
Sædehøjde	53 cm	63 cm	53 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	48 cm	49 cm	53 cm
Længde (dybde)	70 cm	75 cm	70 cm
Vægt	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk

**JAGUAR**  
INDOOR ROLLATOR



**Jaguar** rollatoren har en ramme af aluminium og kan let foldes sammen. Den er en letvægtskonstruktion men meget stabil samtidig med at den kører ekstremt let. Rollatoren er udstyret med en taske og en aftagelig bakke. På 2 af de 4 store hjul er der påmonteret låsbare bremsere, som aktiveres ved hjælp af en lang bremsbøjle.



Rollatoren må kun bruges **indendøre** og er kun testet og godkendt til en brugervægt på max. **100 kg**.

Mobilex Rollator Jaguar	Orange Varenr. 312410	Lyseblå Varenr. 312411	Champagner Varenr. 312412
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	83,5 - 94,5 cm		
Mål af foldet rollator (H x W x D)	83,5 x 54,5 x 27 cm		
Total bredde	54,5 cm		
Længde (dybde) åben / sammenfoldet	66 cm / 27 cm		
Vægt	6,3 kg		
Max. belastning (rollator / taske)	100 kg / 5 kg		
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)		

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk

**Moblex**  
for a better life in motion

**ROLLATORER**



Forhandler

Moblex A/S - DK-8660 Skanderborg - www.moblex.dk



TIGER

TIGER OUTDOOR



LION

BUFFALO



Mobilex **Leopard** letvægtsrollator har en aluminiumsramme og foldes sammen sideværts. Rollatoren leveres som standard med et rygbælte, sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. På fronten er der monteret en indkøbstaske. Skubbehåndtagene kan justeres i højden. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremses, der bremses på baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på for at lette forcering af små forhindringer. Der medfølger en stokkeholder. Leopard rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til **150 kg**.

Mobilex rollator Leopard	Standard 312301 (rød) 312304 (antrasit) 312309 (blå) 312300 (grøn)	Standard + softhjul 312308 (rød) 312306 (antrasit) 312314 (blå) 312313 (grøn)	Small 312302 (antrasit)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm	55 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm	46 cm	46 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		



LEOPARD  
LEOPARD

Mobilex **Gepard** letvægtsrollator har en ramme af **kulfiber**. Rollatoren foldes sammen sideværts. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Foran er der monteret en indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med 2 håndtag, så den let kan afmonteres og bæres for sig. De store hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan justeres i højden. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremses, der bremses på baghjulene. Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til **150 kg (200 kg for HD)**

Mobilex Rollator Gepard	Standard Varenr. 312401	Small Varenr. 312402	HD Varenr. 312405
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Sædehøjde	62 cm	55 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	47 cm	47 cm	56 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	5,4 kg	5,1 kg	5,7 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk

Mobilex Arthritis Rollatorer **Tiger** og **Tiger Outdoor** er baserede på de elegante rollatorer Leopard (Tiger) og Lion (Tiger Outdoor) og med tilsvarende egenskaber og funktioner. Derudover er de bløde og behagelige underarmsstøtter med deres bremsehåndtag justerbare i dybde, vinkel og højde. Foruden modellen 312201 er underarmsstøtterne desuden indstillelige i to vinkler på hhv. 22,5° og 45°. Rollatoren har en letvægts aluminiumsramme, som let kan foldes sammen og har store, letløbende hjul og glatte, låsbare bremses.

Mobilex Rollator Tiger * med drejelige armlæn	Standard Varenr. 312201 Varenr. 312202 *	Outdoor 312205 (grå) * 312206 (brun) *
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	95 cm - 120 cm	87 - 110 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	62 / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm	56 cm
Længde (dybde)	66 cm	77 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,5 kg	12 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul (for / bag)	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm

Rollator Tiger Standard er kun godkendt til indendørs brug på plane gulve og til en brugervægt på op til **150 kg**. Modellen Tiger Outdoor er også godkendt til udendørs brug og en brugervægt på **200 kg**.

Mobilex Rollator Tiger Outdoor	Antrasitgrå Varenr. 312205	Metallic brun Varenr. 312206
Højde af underarmsstøtterne (justérbar)	87 - 110 cm	87 - 110 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	71 cm / 31 cm	71 cm / 31 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm	56 cm
Længde (dybde)	77 cm	77 cm
Vægt (+ taske 380 g)	12 kg	12 kg
Max. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm	

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk

Mobilex **Lion** udendørs rollator. Rollatoren for dig der ikke vil lade dig stoppe af nogen forhindring, de ekstra store soft hjul gør det muligt at forcere forhindringer hvor andre rollatorer giver op, desuden giver de bløde hjul en komfortabel kørsel over f.eks brosten. Rollatoren foldes sammen sideværts så den i sammenfoldet tilstand fylder minimalt, at derfor er let og transporter i bil el. lign. Sædet er fremstillet i slidstærkt nylon, og på fronten er der monteret et praktisk indkøbstaske. Lion rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til **200 kg**.

Mobilex rollator Lion	Standard Varenr. 312372 (antrasit) Varenr. 312374 (brun)	Small Varenr. 312371 (antrasit) Varenr. 312373 (brun)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	90-112 cm	77-90 cm
Sædehøjde	62 cm	53 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	68 / 26 cm	68 / 26 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm	56 cm
Længde (dybde)	76 cm	76 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,3 kg	9,0 kg
Max. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul (soft hjul)	Forhjul 285 x 44 mm - baghjul 235 x 44 mm	

Mobilex **Buffalo** letvægtsrollator har en forstærket aluminiumsramme. Rollatoren foldes sammen sideværts og leveres som standard med et rygbælte. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. På fronten er der monteret en indkøbstaske. De store hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan justeres i højden. Buffalo rollatorer er testet og godkendt til en brugervægt op til **200 kg**.

Mobilex rollator Buffalo	Standard Varenr. 312305	Small Varenr. 312307
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Sædehøjde	62 cm	55 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm	56 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	7,8 kg	7,5 kg
Max. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm	

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk