

# DREHKISSEN DREHKISSEN

Das Dreh-Sitzkissen **"Magic Turn"** besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Da Modell „Magic Turn“ bietet durch die dickere Polsterung einen grösseren Komfort. Die Innen-seiten sind gleitbeschichtet für eine hervorragende Drehbarkeit. Das Unterteil hat eine rutschfeste Unterseite. Das Kissen ist als Sitzunterlage im Auto, im Sessel oder im Stuhl gedacht um das Drehen und den Transfer des Benutzers zu erleichtern.



*Durchmesser: 37 oder 44 cm.  
Max. Belastbarkeit: 130 kg.*

Die Mobilex Steh-Drehscheibe **"Magic-Turn"** besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Die Innenseiten sind gleitbeschichtet um eine erleichterte Drehbarkeit zu ermöglichen. Das Oberteil hat eine weichen Oberfläche, das Unterteil ist mit einer rutsch feste Unterseite ausgestattet. Die Drehscheibe ist als Transferhilfe z.B. vom Bett zum Stuhl o.ä. gedacht und unterstützt das Drehen um die eigene Achse. Die Steh-Drehscheibenj ist

auch im Nassbereich einsetzbar, da sowohl die Ober- als auch die Unterseite einen Antirutschbelag hat.

*Durchmesser: 37 cm.  
Max. Belastbarkeit: 130 kg.*

Das Mobilex Dreh-Sitzkissen besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Die glatten Innenseiten ermöglichen eine erleichterte Drehbarkeit. Das Oberteil besteht aus einer dunkelblauer weichen Oberfläche, das Unterteil hat eine rutschfeste Unterseite. Das Kissen ist als Sitzunterlage im Auto, im Sessel oder im Stuhl gedacht um das Drehen und den Transfer des Benutzers zu erleichtern.



*Durchmesser: 40 oder 50 cm.  
Max. Belastbarkeit: 100 kg.*

# ÜBER UNS ÜBER UNS

Die Firma Mobilex A/S wurde 2003 gegründet und vermarktet seitdem Hilfsmittel für Personen mit Bewegungseinschränkung, so u.a. Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen, Rampen, Badeprodukte und verschiedenes Zubehör und Ersatzteile.

Hohe Qualitätsansprüche, moderne Technik, schnelle Lieferfähigkeit, ein kundenorientierter Service, sowie motivierte Mitarbeiter sind unsere Erfolgsfaktoren.



# TRANSFER PRODUKTE PRODUKTE




Händler

# TRANSFER BRETTER

Die Mobilex **Transfer-Bretter** bestehen aus 6 mm starkem weißen transluzenten Polypropylen, bzw. aus 6 mm starkem weißen PVC hergestellt. Durch den geringen Reibungswiderstand der Mobilex Transfer-Bretter wird das Übersetzen zum oder vom Rollstuhl erheblich erleichtert.



Die **Polypropylen** Bretter (Bild oben) sind in zwei Größen lieferbar: 650 x 245 mm oder 800 x 245 mm (L x B)



Das **PVC** Brett (Bild oben) ist nur in einer Größe lieferbar 800 x 245 mm (L x B)

Die Mobilex Transfer-Bretter sind bis 130 kg belastbar (bei max. 20 cm Zwischenabstand).

# TRANSFER GURTE

Der **Stützgurt** hilft dem Pflegepersonal, Patienten aus dem Bett, Stuhl oder Rollstuhl zu heben und mit ihnen kurze Entfernungen zurückzulegen. Das kann eine unterstützende Hilfe beim Aufstehen vom Sitzen oder umgekehrt sein, z.B. aus dem Rollstuhl oder Bett, dem Auto, der Toilette usw. Weiters kann der Stützgurt dafür verwendet werden den Patienten beim Gehtraining zu unterstützen.



# EINWEG GLEITMATTE

Die **Einweg Gleitmatte** ist ein Endlosschlauch der z.B. als Rollstuhlauflege verwendet wird. Die interne Velour-Oberfläche kann nur in eine Richtung rutschen und verhindert dadurch dass der Benutzer ungewollt nach vorne rutscht. Die Gleitmatte erleichtert außerdem den Benutzer wieder in seine ursprüngliche Sitzposition zu bringen.



# UMLAGERUNGS- HILFEN

Die Endlos **Gleitmatten aus Nylon** bieten innen und außen einen äußerst geringen Reibungswiderstand und minimiert dadurch die Reibung bei der Umlagerung von Patienten.

Die Endlos Gleitmatten sind in 3 Größen verfügbar.



Die **Gleitmatte mit Zugschlaufen** erleichtert das Positionieren im Sitzen oder Liegen bzw. das Umlagern von liegenden Patienten, z.B. vom Bett zu einer Trageliege. Eine paarweise Anwendung erleichtert u.a. auch das Positionieren von Lifter-Tragegurten unter dem Patienten.

