

Der neue stabile Gehtrainer zum aktiven Stehen und Laufen lernen



Technische Daten

Breite: 60-80 cm

Höhe: 86-128 cm

Länge: 81 cm

Gewicht: 16,4 kg

Tragkraft: 150 kg

Der "Bison" Gehtrainer ist eine Mobilitätshilfe zur Erlernung bzw. zum Training des aktiven Gehens und kann zur Unterstützung bei Gleichgewichtsstörungen dienen. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und bietet mehrere Verstellfunktionen: die Armauflagen sind durch die Gasfederunterstützung sehr einfach in der Höhe zu verstellen. Die Handgriffe mit den Bremshebeln sind winkelverstellbar. Die vorderen Räder sind mit Feststellbremsen ausgestattet, die hinteren lassen sich in der Richtung fixieren. Die Bremsen hinten werden über die Bremshebel betätigt. Die geringe Breite von 75 cm ermöglicht auch enge Passagen.

