

BOA Bomba de alta presión con batería de litio.



Ya está disponible la nueva bomba BOA para presiones de hasta 10 bar. Rápida, potente y aplicable a diferentes usos. En sólo 90 segundos se puede inflar una rueda para silla de ruedas de 0 a 10 bar!

BOA®
Lithium system airpump



Versátil tanto para TRABAJO como para TIEMPO LIBRE

- Presión máxima: 10bar
- Batería de litio 7,2 V 2000 mAh
- Cargador 220V 1000 mA
- Bolsa de nylon resistente al desgarro
- Soporte de carga de pared
- Lámpara LED integrada
- Manómetro iluminado
- Adaptador para diferentes tipos de válvulas

