

KAKADU

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL



Mobilex
a better life in motion

Technische Daten	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Diff. bei 24"
Sitzbreite	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Sitztiefe	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Sitzhöhe	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Sitz Ausschnitt	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Überfahrbare Höhe **	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	---
Überfahrbare Breite	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	35 cm	40 cm	---
Gesamtbreite *	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 8 cm *
Gesamttiefe	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 15 cm
Gesamthöhe	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Tragkraft	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	150 Kg	150 Kg	---
Leergewicht	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Kippwinkel (Tilt)	---	---	---	---	-5° bis +25°	-5° bis +25°	---

* Gesamtbreite: Differenz bei Kakadu Tilt (302024 oder 302025): + 14 cm

** Die Räder mit verlängertem Rohr (Zubehör - Art.Nr. 30212M) ermöglichen eine zusätzliche Bodenfreiheit von +5 cm.



Der Dusch- und Toilettenrollstuhl **Kakadu Tilt** kann in der Sitzkanzelung individuell von -5° bis +25° eingestellt werden. Die Kopfstütze mit Ohrenaussparung kann in der Höhe, Tiefe und im Winkel verstellt werden und ist im Lieferumfang enthalten. Die Unterschenkellänge und der Winkel der Fußplatten sind bei den Fußstützen verstellbar. Die komplette schwarze Polsterung inklusiv der Kopfstütze besteht aus weichem PUR.

Die Mobilex **Kakadu** Dusch- und Toilettenrollstühle werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und bieten dem Benutzer hohen Komfort. Die Modelle sind höhenverstellbar und können schnell und einfach montiert werden. Bei der Entwicklung unserer Dusch- und Toilettenrollstühlen haben wir uns darauf konzentriert, alle Modelle leicht anpassbar zu machen um sie bereits standardmässig für die meisten Nutzern verwenden zu können.

