

# CATALOGO 04.2025

## CATALOGO 04.2025



L'azienda Mobilex A/S nasce nel 2003 ed ha come obiettivo principale la fornitura diretta di ausili per disabili a clienti sparsi su tutto il territorio europeo. L'obiettivo principale dell'azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin dall'inizio, di un rapporto chiaro e sereno.

Gli alti standard di qualità, tecnologie moderne, consegne veloci, un servizio clienti efficiente nonché dipendenti motivati sono la carta vincente che ci consente di individuare nei nostri clienti i nostri migliori promotori.

Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

Tel. +45 8793 2220  
Fax +45 8793 1777  
[www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)

Part.IVA danese: DK27147720

Coordinate bancarie:

Nordea Danimarca  
Frederiks Plads 40  
DK-8000 Aarhus C

SWIFT/BIC: NDEADKKK  
IBAN: DK1420005036669073



Gentile Cliente,

Siamo felici di condividere con Lei il nostro nuovo catalogo! Ci farebbe davvero piacere conoscere la Sua opinione: ogni Suo commento, suggerimento o anche solo un feedback positivo è preziosissimo per noi.

All'interno troverà le foto dei nostri prodotti con una breve descrizione. Accanto a ogni immagine c'è un codice, così potrà trovare facilmente l'articolo di Suo interesse nel listino prezzi.


Facciamo del nostro meglio per avere sempre disponibili tutti gli articoli standard. Per quelli un po' più particolari, invece, i tempi di consegna potrebbero essere leggermente più lunghi, quindi La preghiamo di tenerne conto.

Per quanto riguarda il pagamento, Le chiediamo un bonifico anticipato (se si trova in Europa, va benissimo un bonifico SEPA).

Se desidera saperne di più, La invitiamo a dare un'occhiata anche alle nostre condizioni generali di vendita che troverà nelle pagine successive.

Per noi, la Sua soddisfazione è la cosa più importante. Per questo, ci impegniamo ogni giorno per offrirLe un servizio attento e su misura. Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto o avesse qualche lamentela, non esiti a contattare direttamente il nostro direttore generale: la Sua opinione ci aiuta a crescere e a migliorare sempre di più!

Cordialmente,



Tommy Nielsen  
Direttore generale  
Mobilex A/S

<b>Pagine</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Descrizione</b>
7 - 18	A / F	Ruotine anteriori, ruote Tente, perni e boccole
19 - 34	B	Pneumatici, camere, soluzioni antiforatura
35 - 56	C .. CZ	Ruote posteriori ed accessori, corrimano, Spinergy, kit monoguida e kit freni a tamburo
57 - 68	D .. DX	Copriraggi, copri-corrimano, manopole, pompe, accessori vari
69 - 74	DZ	Braccioli e parti varie in poliuretano
75 - 78	E	Alzawater, copri-sedili morbidi
79 - 82	G	Materassi a bolle
83 - 90	H / HX / HT	Carrozze Dolphin, Barracuda e Turtle
90 - 96	P	Cuscini per carrozzina e cuscini girevoli
97 - 102	PTe	Prodotti tessili e cuscini ortopedici SoftSleep
103 - 108	PTr	Prodotti per la movimentazione
109 - 114	PX	Cuscini per il posizionamento Levabo®
115 -118	J	Batterie, caricabatterie
119 - 128	L	Rampe mobili in alluminio per carrozzine
129 - 134	LX	Rampe da soglia, in gomma o alluminio
135 - 138	M	Tavolini per carrozzina
139 - 142	N	Maniglioni in ABS o acciaio
143 - 150	OX	Ausili per il bagno
151 - 156	OY	Carrozze comode da doccia Kakadu
157 - 160	Q	Ausili vari
161 - 194	RI .. RBi	Rollator per interni/esterni, antibracciali, deambulatori stabilizzanti, trolley per la spesa

*Salvo errori ed omissioni*

**Tariffe**

I prezzi saranno fatturati secondo il listino prezzi in vigore. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento, ma normalmente i prezzi vengono aggiornati a fine anno o solo in casi particolari durante l'anno, ma con un mese di preavviso.

**Pagamento / Limite di credito**

Il termine di pagamento standard è il pagamento anticipato. Un termine di pagamento a 30 giorni data fattura è possibile previo accordo. In questo caso concediamo un limite di credito. Se questo limite dovesse essere superato da ulteriori ordini, ci riserviamo il diritto di effettuare la consegna solo dopo il saldo delle posizioni aperte, o dopo che il credito in essere è sceso al di sotto del limite di credito.

Non concediamo detrazioni di sconto, nemmeno per pagamento anticipato o in contanti. Se fatture precedenti non sono state pagate alla scadenza regolare, ci riserviamo il diritto di trattenere le consegne fino al saldo delle posizioni aperte. In caso di fatture non pagate alla scadenza, ci riserviamo il diritto di addebitare interessi dell'1% al mese iniziato e una commissione di 10 euro per spese.

**Consegna**

Mobilex A/S spedisce tutte le merci a spesa e rischio del cliente. Se Mobilex A/S spedisce merce gratuitamente, il rischio di spedizione è comunque a carico del cliente.

**Istruzioni per l'uso**

I prodotti a marchio CE sono forniti con istruzioni per l'uso in danese, tedesco, inglese o italiano. Nei paesi al di fuori di queste aree linguistiche, il concessionario è tenuto a richiedere la documentazione da Mobilex e a provvedere egli stesso alla traduzione nella lingua in questione.

**Riserva di proprietà**

Tutte le merci consegnate rimangono di proprietà di Mobilex A/S fino al completo pagamento.

**Reclami / diritto di restituzione**

Il cliente è tenuto a controllare la completezza e il danneggiamento della merce al momento del ricevimento. Se al ricevimento della merce l'imballo presentasse danni visibili, la spedizione va accettata con riserva. I reclami devono essere presentati per iscritto a Mobilex A/S entro 8 giorni. Il diritto di reso sussiste solo se sono stati presi preventivamente accordi con Mobilex A/S e la merce viene restituita non utilizzata, non danneggiata e nella sua confezione originale. Le spese di restituzione sono a carico del cliente. Se la merce non ha più l'imballo originale, è responsabilità del cliente imballare correttamente l'articolo e di controllare che la merce non abbia riportato danni. Dopo il ricevimento e l'ispezione, Mobilex A/S accrediterà al cliente l'articolo detraendo l'importo di 30 € in caso di mancanza dell'imballo originale. La merce consegnata gratuitamente sarà accreditata al netto del trasporto originariamente pagato da Mobilex. Qualora fosse necessaria la pulizia del prodotto, Mobilex si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese sostenute.

**Forza maggiore**

In caso di forza maggiore Mobilex A/S ha il diritto di annullare o ritardare la consegna. In questi casi, il cliente non può richiedere il risarcimento dei danni.

**Responsabilità**

Mobilex A/S è responsabile solo in caso di consegna tardiva in conformità con il codice commerciale danese. Il cliente non può chiedere indennizzi per perdita d'affari, mancato guadagno o altri danni. Un' eventuale risarcimento può essere effettuato solo per l'importo del prezzo d'acquisto.

In caso di merce consegnata difettosa Mobilex A/S ha il diritto di cambiare la merce in questione o di inviare pezzi di ricambio per la riparazione. Se Mobilex A/S non è in grado di cambiare la merce, sarà comunque responsabile solo in conformità con il codice commerciale danese. Tuttavia, non sussiste alcun diritto al risarcimento per perdite d'attività o di utili o altre perdite indirette. L'eventuale risarcimento non può superare il prezzo d'acquisto.

**Responsabilità di prodotto**

Mobilex A/S è esente da qualsiasi responsabilità di prodotto, ad eccezione delle disposizioni obbligatorie della legge danese sulla responsabilità di prodotto. Tuttavia, non è possibile alcuna richiesta di risarcimento danni per perdite d'affari o di utili o altre perdite indirette.

**Protezione dei dati - raccolta e utilizzo dei dati**

Le informazioni che riceviamo ci aiutano a garantire e migliorare continuamente il nostro rapporto con i clienti. Utilizziamo le informazioni sulla vostra azienda per elaborare i vostri ordini, creare e spedire conferme d'ordine, consegnare la merce ordinata, informarvi di nuovi prodotti e modifiche e gestire i pagamenti. Raccogliamo e memorizziamo anche le informazioni degli ordini precedenti, al fine di tracciare la merce consegnata quando necessario. Se desiderate rivedere le informazioni in nostro possesso relative alla vostra azienda o farle correggere o cancellare, contattate Mobilex A/S. Mobilex A/S non trasmette dati dei propri clienti a terzi.

**Foro competente e legge applicabile**

In caso di controversie legali, il foro competente è quello di Horsens in Danimarca. Tutte le controversie sono soggette alle leggi danesi.




# RUOTINE ANTERIORI



## Rubrica A e F

Ruotine anteriori, ruote Tente, perni e viti



Ruotina skater da 3", 4" o 5" con (B) o senza LED (A)




Ruotina in alluminio 3", 4", 5" o 6" con battistrada nero



Ruotina in alluminio 4" o 5" a raggi, gomma piena




Ruotina in alluminio 5" pneumatica



Ruota gommata 4" a profilo ribassato largo o stretto



Ruota gommata da 5" a profilo alto



Ruota gommata da 5" 125 x 40 a profilo basso



Ruota gommata da 5.5" a profilo tondo



Ruota in poliuretano 6" x 1¼"



Ruota gommata 5", 6", 7", 8" a profilo ribassato tondo



Ruota gommata da 6", 7", 8" a profilo ribassato largo



Ruota gommata da 7" (B), 8" (A) a profilo ribassato piatto

Foto A13



Ruota in poliruretano 7" x 3/4",  
200 x 45

Foto A14



Ruota in poliruretano 8" x 1 1/4"

Foto A18



Ruota pneum. o Flexel 8" x 1 1/4"

Foto A16



Ruota in poliruretano 6", 150 x 30  
per carrozzine "Jazzy"

Foto A17



Ruota pneum. o Flexel 6" x 1 1/4",  
7" x 1 1/4"

Foto A34



Ruota in PU 7", 178 x 56 mm  
con cerchio divisibile

Foto A15



Ruota in poliruretano 200 x 50,  
175 x 45

Foto A19



Ruota pneum. o Flexel 200 x 50

Foto A20



Ruota 7 x 1 1/4" o 8" (200 x 50)  
con cerchio divisibile

Foto A26



Ruota in fibra 8", 7", 6", 5", 4"  
e 3" con battistrada nero

Foto A27



Ruote in fibra nei colori dei  
raggi Spinergy

Foto A42





Cassa con **16** ruote in PU 200 x 50



Cassa con **40** ruote in PU 200 x 50



Ruota in poliruretano 12"



Ruota 12" in poliuretano con freno a tamburo




Ruota pneumatica da 12", disponibile anche con Flexel



Ruota Flexel da 16" con freno a tamburo



Ruota 5" oppure 6.5" grigio scuro per ETAC



Ruota piena 8" 200x35 mm per rollator (A:ant. - B:post.)



Perni, viti, dadi ecc.



Cassetta con 200 boccole o 200 distanziali assortiti



Distanziali (in alto) o boccole (in basso)

Ruota girevole con testa girevole su doppio giro sfere, asse rivettato, adatta per letti ospedalieri o dispositivi simili di basso carico. Disponibili Ø 50 mm e Ø 75 mm, con o senza freno.



Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2470 senza freno, asse rivettato



Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2475 con freno, asse rivettato

Ruota girevole con testa girevole su doppio giro sfere, asse rivettato, adatta per letti ospedalieri, lifter o carrelli di alto carico. Disponibil: Ø 75 mm, Ø 100 mm o Ø 150 mm, con o senza freno.



Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2470 senza freno, con perno e dado



Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, mod. 2477 con freno, asse con perno e dado

Ruote girevoli per letti ospedalieri fornibili con freno a bloccaggio totale o direzionale oppure in combinazione. Tutti i modelli sono fornibili anche in versione antistatica.



Ruota girevole mod. 2474/76



Ruota girevole, mod. 2044/46

Foto F7



Ruota girevole 100 mm / 125 mm con testa a cuscinetto p.e. per comode Aquatec

Foto F8



Ruota girevole doppia mod. 2970 senza freno, testa a cuscinetto per Lifter o simili

Foto F9



Ruota mod. 5897 con freno, raggio di svolta ridotto, adatta p.e. per Lifter o simili

Foto F10



Ruota girevole nera mod. 2740 con testa a uscinetto, senza freno, p.e. per sedie VELA.

Foto F11



Ruota girevole mod. 5387 con freno, adatta per comode da doccia ecc.

Foto F12



Tubo in acciaio inox per ruote girevoli, disponibile in varie misure

## Routine anteriori

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201021	Ruotina anti-tip in nylon nero, ø50 mm, mozzo 10 mm	A1C	10 mm	--	2,37 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201031	Ruota skater 3", 75 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	6,83 €
201043	Ruota skater 4", 100 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	8,93 €
201053	Ruota skater 5", 125 x 25 mm	A1A	25 mm	40 kg	12,08 €
201032	Ruota skater Volcanic Wheel 3", 75 x 25 mm con LED	A1B	25 mm	40 kg	32,55 €
201044	Ruota skater Volcanic Wheel 4", 100 x 25 mm con LED	A1B	25 mm	40 kg	37,80 €
201057	Ruota skater Volcanic Wheel 5", 125 x 25 mm con LED	A1B	25 mm	40 kg	42,53 €
201067	Ruota skater Volcanic Wheel 6" 145 x 30, con LED	A1B	25 mm	40 kg	50,40 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201054	Ruota 5" in alluminio a tre razze, 125 x 22 mm, gomma piena	A3	25 mm	40 kg	76,65 €
20103A	Ruota 3" in alluminio 80 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A2D	25 mm	40 kg	33,60 €
20104A	Ruota 4" in alluminio 100 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A2C	25 mm	40 kg	43,58 €
20105A	Ruota 5" in alluminio 125 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A2B	25 mm	40 kg	51,45 €
20106A	Ruota 6" in alluminio 150 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A2A	25 mm	40 kg	80,85 €
20104B	Ruota 4" di alluminio nero, 100 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26C	25 mm	40 kg	40,43 €
20105B	Ruota 5" di alluminio nero, 120 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26B	25 mm	40 kg	50,40 €
20106B	Ruota 6" di alluminio nero, 150 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26A	25 mm	40 kg	73,50 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201034	Ruota 3" in in fibra nera, 75 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26D	25 mm	40 kg	25,73 €
201047	Ruota 4" in in fibra nera, 100 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26C	25 mm	40 kg	28,88 €
201056	Ruota 5" in in fibra nera, 125 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26B	25 mm	40 kg	31,50 €
201063	Ruota 6" in in fibra nera, 150 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26A	25 mm	40 kg	32,55 €
201074	Ruota 7" in in fibra nera, 175 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26E	25 mm	40 kg	33,08 €
201088	Ruota 8" in in fibra nera, 200 x 34 mm, battistrada nero, mozzo ø8 x 25 mm	A26F	25 mm	40 kg	33,60 €
20104C	Ruota 4" in fibra bianca, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	28,88 €
20104D	Ruota 4" in fibra gialla, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	28,88 €
20104E	Ruota 4" in fibra arancione, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	28,88 €
20104F	Ruota 4" in fibra rossa, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	28,88 €
20104G	Ruota 4" in fibra blu, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	28,88 €
20104H	Ruota 4" in fibra verde, 100 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	28,88 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
20105C	Ruota 5" in fibra bianca, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,50 €
20105D	Ruota 5" in fibra gialla, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,50 €
20105E	Ruota 5" in fibra arancione, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,50 €
20105F	Ruota 5" in fibra rossa, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,50 €
20105G	Ruota 5" in fibra blu, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,50 €
20105H	Ruota 5" in fibra verde, 125 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	31,50 €
20106C	Ruota 6" in fibra bianca, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	32,55 €
20106D	Ruota 6" in fibra gialla, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	32,55 €
20106E	Ruota 6" in fibra arancione, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	32,55 €
20106F	Ruota 6" in fibra rossa, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	32,55 €
20106G	Ruota 6" in fibra blu, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	32,55 €
20106H	Ruota 6" in fibra verde, 150 x 34 mm, profilo nero, mozzo ø8 x 25 mm	A27	25 mm	40 kg	32,55 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
203051	Ruota pneumatica 5" in alluminio, 125 x 30 mm, mozzo ø8 x 26 mm	A4	26 mm	40 kg	88,20 €
203061	Ruota pneumatica 6", 150 x 30 mm	A17	32 mm	40 kg	32,55 €
203071	Ruota pneumatica 7", 175 x 45 mm	A17	41 mm	40 kg	41,48 €
203072	Ruota pneumatica 7", 175 x 45 mm, cerchio div. in plasica per forc. 60 mm	A20	60 mm	40 kg	43,58 €
203081	Ruota pneumatica 8", 200 x 30 mm	A18	37 mm	40 kg	40,43 €
203082	Ruota pneumatica 8", 200 x 50 mm, con boccole per forcella 60 mm	A19	60 mm	40 kg	42,53 €
203083	Ruota pneumatica 8", 200 x 50 mm, cerchio div. in plasica per forc. 60 mm	A20	60 mm	40 kg	45,68 €
203121	Ruota 12 1/2" x 2 1/4", con pneumatico tassellato	A24	48 mm	40 kg	71,40 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
201041	Ruota gommata 4", 100 x 26 mm, profilo tondo	A5B	26 mm	40 kg	15,75 €
201042	Ruota gommata 4", 100 x 32, profilo largo	A5B	32 mm	40 kg	16,80 €
201045	Ruota gommata 4", 100 x 32 mm, nera, profilo largo nero	A5A	32 mm	40 kg	19,95 €
201051	Ruota gommata 5", 125 x 27 mm, profilo tondo	A8	32 mm	40 kg	16,80 €
201059	Ruota gommata 5", 125 x 27 mm, sez. tonda nera	A26	32 mm	40 kg	21,00 €
201055	Ruota gommata 5", 125 x 30 mm, sez. ribassata nera per Etac, mozzo 56 mm	A21	56 mm	40 kg	34,65 €
201052	Ruota gommata 5,5", 140 x 40 mm, profilo piatto	A10B	41 mm	40 kg	22,58 €
20105K	Ruota gommata 5,5", 140 x 40 mm, sez. piatta nera	A10A	41 mm	40 kg	22,58 €
20105L	Ruota gommata 5", 125 x 40 mm, sez. tonda	A7B	41 mm	40 kg	22,58 €
20105S	Ruota gommata 5", 125 x 40 mm, sez. tonda nera	A7A	41 mm	40 kg	22,58 €
201058	Ruota gommata 5", 125 x 34 mm, sez. ribassata	A9	32 mm	40 kg	19,95 €
201061	Ruota gommata 6", 150 x 27 mm, sezione tonda	A8	32 mm	40 kg	18,90 €
201062	Ruota gommata 6", 150 x 33 mm, sez. ribassata	A11	32 mm	40 kg	21,00 €
201065	Ruota gommata 6,5", 165 x 30 mm, nero, sez. ribassata per Etac, mozzo 56 mm	A21	56 mm	40 kg	35,70 €
201071	Ruota gommata 7", 175 x 27 mm, sez. tonda	A8	37 mm	40 kg	21,00 €
201072	Ruota gommata 7", 175 x 33 mm, sez. ribassata	A11	37 mm	40 kg	23,63 €
201073	Ruota gommata 7", 185 x 30 mm, sez. ribassata, per rollator, con boccole x 45 mm	A6A	43 mm	40 kg	15,75 €
201081	Ruota gommata 8", 200 x 33 mm, sez. ribassata	A11	37 mm	40 kg	24,68 €
201082	Ruota gommata 8", 200 x 27 mm, sez. tonda	A8	37 mm	40 kg	23,63 €
201083	Ruota gommata 8", 200 x 30 mm sez. piatta per rollator	A6B	43 mm	40 kg	17,85 €
201085	Ruota gommata 8", 200 x 35 mm sez. piatta, ant. per rollator, con perno e dado	A25A	60 mm	40 kg	21,00 €
201086	Ruota gommata 8", 200 x 35 mm sez. piatta, post. per rollator, con perno e dado	A25B	32 mm	40 kg	23,63 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
202061	Ruota in poliuretano 6", 150 x 30 mm	A12	32 mm	40 kg	23,63 €
202062	Ruota in poliuretano 6", 150 x 30 mm, mozzo 26 mm per carrozzina Jazzy	A16	26 mm	40 kg	44,63 €
202071	Ruota in poliuretano 7", 175 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	A13	60 mm	40 kg	26,78 €
202072	Ruota in poliuretano 7", 175 x 45 mm, rigata	A15	41 mm	40 kg	27,83 €
202073	Ruota in poliuretano 7", 178 x 56 mm, cerchio divisibile, rigata	A34	60 mm	40 kg	33,60 €
202081	Ruota in poliuretano 8", 200 x 30 mm	A14	37 mm	40 kg	24,68 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	A13	60 mm	40 kg	30,45 €
202082	Ruota in poliuretano 8", 200 x 50 mm, con boccole per forcella 60 mm	A15	60 mm	40 kg	30,45 €
202085	Ruota in poliuretano 8", 200 x 50 mm, mozzo ø10 x 41		60 mm	40 kg	27,83 €
202086	Ruota in poliuretano 8", 200 x 50 mm, con boccole x forc. 60 mm	A41	60 mm	40 kg	24,68 €
D0020	Confezione di 40 ruote in PU 8", 200 x 50 mm (cod. 202086)	A41	60 mm	40 kg	716,10 €
202084	Confezione di 16 ruote in PU 8", 200 x 50 mm, mozzo 60 mm	A40	60 mm	40 kg	245,70 €
202089	Confezione di 40 ruote in PU a cerchio chiuso 8", 200 x 50 mm, mozzo ø8 x 60 mm	A42	60 mm	40 kg	332,85 €
202121	Ruota in poliuretano 12", 300 x 45 mm, ø12 x 37/48 mm, montaggio laterale	A22	48 mm	40 kg	46,73 €
202124	Ruota in poliuretano 12", 300 x 45 mm, ø12 x 55 mm, montaggio in forcella	A22	54 mm	40 kg	56,70 €
202122	Ruota in poliuretano 12", 300 x 45 mm, con freno a tamburo e perno ø12 x 114 mm, dx	A35	---	40 kg	107,10 €
202123	Ruota in poliuretano 12", 300 x 45 mm, con freno a tamburo e perno ø12 x 114 mm, sx	A35	---	40 kg	107,10 €

Codice	Descrizione	Foto	Mozzo	Port.	Listino
204061	Ruota 6" flexel, 150 x 30 mm, rigata	A17	32 mm	40 kg	28,88 €
204071	Ruota 7" flexel, 175 x 45 mm, rigata	A17	41 mm	40 kg	41,48 €
204072	Ruota 7" flexel, 175 x 50 mm, cerchio div. in plastica, con boccole x forc. 60 mm	A20	60 mm	40 kg	48,30 €
204081	Ruota 8" flexel, 200 x 30 mm, rigata	A18	37 mm	40 kg	43,58 €
204082	Ruota 8" flexel, 200 x 50 mm, rigata	A19	41 mm	40 kg	48,30 €
204085	Ruota 8" flexel, 200 x 50 mm, cerchio div. in plastica, con boccole x forc. 60 mm	A20	60 mm	40 kg	52,50 €
204121	Ruota 12 1/2" x 2 1/4" flexel, ø12 x 37/48 mm, montaggio laterale	A24	48 mm	40 kg	82,95 €
204122	Ruota 12 1/2" x 2 1/4" flexel, ø12 x 55 mm, montaggio in forcella	A24	54 mm	40 kg	84,00 €
204161	Ruota 16" flexel con freno a tamburo, perno ø12 x 70 mm, sx.	A23	---	40 kg	164,85 €
204162	Ruota 16" flexel con freno a tamburo, perno ø12 x 70 mm, dx.	A23	---	40 kg	164,85 €

## Matrice per la selezione delle boccole o distanziali

Le nostre ruote sono fornite senza distanziali. Qui sotto troverete una tabella per trovare i distanziali adatti alle varie larghezze delle forcelle.

Vedere le prossime pagine per i prezzi



Codice	Tipo ruota	Cusc. ø mm	Largh. mozzo	codice distanziali per una larghezza forcella di ..				
				36 mm	40 mm	45 mm	53 mm	60 mm
20103A..6A	ruota in allum. arg. 3",4",5" o 6"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
20104B..6B	ruota in allum. nero 4",5" o 6"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201034	ruota in plastica 3", 80 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201031..2	ruota skater 3", 75 x 25	8 mm	24 mm	228105	228107	228109	0	0
201043..4	ruota skater 4", 100 x 25	8 mm	24 mm	228105	228107	228109	0	0
201034	ruota in plastica 4", 100 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201047	ruota in plastica 4", 100 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201056	ruota in plastica 5", 125 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201063	ruota in plastica 6", 150 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201046	ruota in alluminio 4", 100 x 22	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201054	ruota in alluminio 5", 125 x 22	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201053	ruota skater 5", 125 x 25	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201056	ruota in plastica 5", 125 x 34	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
20104C+6H	ruota in fibra colorata 4" o 5"	8 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201041	ruota gomma piena 4" 100 x 26	10 mm	26 mm	228008	228014	228004	228005	0
201042	ruota gomma piena 4" 100 x 32	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201051	ruota gomma piena 5" 125 x 26	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201052+5K+5L	ruota gomma piena 5.5" 140x40	10 mm	41 mm	0	0	228001	228003	228004
201063	ruota in plastica 6", 150 x 34	10 mm	25 mm	228104	228106	228109	0	0
201058	ruota gomma piena 5" 125 x 34	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201061	ruota gomma piena 6" 150 x 27	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201062	ruota gomma piena 6" 150 x 33	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
201071	ruota gomma piena 7" 175 x 27	10 mm	37 mm	0	228001	228002	228011	228004
201072	ruota gomma piena 7" 175 x 33	10 mm	37 mm	0	228001	228002	228011	228004
201081	ruota gomma piena 8" 200 x 33	10 mm	37 mm	0	228001	228002	228011	228004
201082	ruota gomma piena 8" 200 X 27	10 mm	37 mm	0	228001	228002	228011	228004
202061	ruota in poliuretano 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
202071	ruota in poliuretano 7" 175 x 45	10 mm	54 mm	0	0	0	0	228016
202072	ruota in poliuretano 7" 175 x 45	10 mm	41 mm	228002	0	228001	228003	228004
202081	ruota in poliuretano 8" 200 x 30	10 mm	37 mm	0	228001	228002	228011	228004
203051	ruota all .pneum. 5" 125x30mm	8 mm	26 mm	228104	228106	228109	0	0
203061	ruota pneumatica 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
203071	ruota pneumatica 7" 175 x 45	10 mm	41 mm	0	0	228001	228003	228004
203081	ruota pneumatica 8" 200 x 30	10 mm	37 mm	0	228001	228002	228011	228004
204061	ruota Flexel 6" 150 x 30	10 mm	32 mm	228001	228002	228003	228004	228005
204071	ruota Flexel 7" 175 x 45	10 mm	41 mm	0	0	228001	228003	228004
204081	ruota Flexel 8" 200 x 30	10 mm	37 mm	0	228001	228002	228011	228004
204082	ruota Flexel 8" 200 x 50	10 mm	41 mm	0	0	0	228003	228004

**Boccole e distanziali**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
228001	Boccola 2 x ø8 mm	A30	0,53 €
228016	Boccola 3 x ø8 mm	A30	0,53 €
228002	Boccola 4 x ø8 mm	A30	0,53 €
228008	Boccola 5 x ø8 mm	A30	0,53 €
228003	Boccola 6 x ø8 mm	A30	0,53 €
228014	Boccola 7 x ø8mm	A30	0,53 €
228011	Boccola 8 x ø8 mm	A30	0,84 €
228004	Boccola 10 x ø8 mm	A30	0,95 €
228012	Boccola 12 x ø8 mm	A30	0,95 €
228005	Boccola 14 x ø8 mm	A30	0,84 €
228006	Boccola 2 x ø6 mm	A30	0,53 €
228009	Boccola 4 x ø6 mm	A30	1,05 €
228015	Boccola 6 x ø6 mm	A30	0,53 €
228010	Boccola 8 x ø6 mm	A30	0,53 €
228017	Boccola distanziale Etac, ø6 x 7,5 mm	A30	1,58 €
228007	Boccola Etac per perno ø6 mm, L=12 mm	A30	1,05 €
228020	Boccola 2 x ø9 mm per perni 12 mm per Carl Oscar rollator	A30	1,05 €
228202	Boccola 3 x ø8 mm per cuscinetti ø 12 mm	A30	7,88 €

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
228101	Distanziale 2 x ø8 mm	A31	0,63 €
228102	Distanziale 3 x ø8 mm	A31	0,63 €
228103	Distanziale 4 x ø8 mm	A31	0,63 €
228104	Distanziale 5 x ø8 mm	A31	0,63 €
228105	Distanziale 6 x ø8 mm	A31	0,63 €
228106	Distanziale 7 x ø8 mm	A31	0,84 €
228107	Distanziale 8 x ø8 mm	A31	0,84 €
228108	Distanziale 9 x ø8 mm	A31	0,84 €
228109	Distanziale 10 x ø8 mm	A31	0,84 €
228098	Confezione con 200 boccole assortite	A29	98,70 €
228099	Confezione con 200 distanziali assortiti	A29	93,45 €

**Viti, dadi, perni e rondelle**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
229021	Perno compl. per forcella 40 mm (perno M8, 2 distanziali, dado)	A28	0,63 €
229022	Perno compl. per forcella 45 mm (perno M8, 2 distanziali, dado)	A28	1,50 €
229023	Perno compl. per forcella 60 mm (perno M8, 2 distanziali, dado)	A28	1,50 €
229004	Controdado M4, confezione da 10 pezzi	A28D	2,00 €
229005	Controdado M5, confezione da 10 pezzi	A28D	1,05 €
229006	Controdado M6, confezione da 10 pezzi	A28D	2,00 €
229008	Controdado M8, confezione da 10 pezzi	A28D	2,50 €
229105	Rondella ø5, 10 pezzi	A28C	2,00 €
229106	Rondella ø6, 10 pezzi	A28C	2,00 €
229108	Rondella ø8, 10 pezzi	A28C	2,00 €
229512	Vite a croce M5 x 12 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,37 €
229516	Vite M5 x 16 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,37 €
229525	Vite a croce M5 x 25 mm, conf. da 10 pz.	A28E	5,00 €
229530	Vite M5 x 30 mm, conf. da 10 pz.	A28E	5,00 €
229540	Vite M5 x 40 mm, conf. da 10 pz.	A28E	3,42 €
229625	Vite M6 x 25 mm con testa cilindrica, 10 pz.	A28A	3,42 €
229630	Vite M6 x 30 mm con testa cilindrica, 10 pz.	A28A	5,00 €
229655	Vite M8 x 55 mm con testa cilindrica, per forcella in plastica, 45 mm, 10 pz.	A28A	5,52 €
229670	Vite M8 x 70 mm con testa cilindrica, per forcella in plastica, 60 mm, 10 pz.	A28A	7,88 €
229690	Vite M8 x 90 mm con testa cilindrica, 10 pz.	A28A	8,93 €
229820	Bullone M6 x 20 mm, 10 pz.	A28B	3,42 €
229825	Bullone M8 x 25 mm, 10 pz.	A28B	3,94 €
229830	Bullone M6 x 30 mm, 10 pz.	A28B	3,42 €
229841	Bullone M8 x 40 mm, 10 pz.	A28B	4,47 €
229860	Bullone M6 x 60 mm, 10 pz.	A28B	7,00 €
229861	Bullone M8 x 60 mm, 10 pz.	A28B	7,00 €
229865	Bullone M8 x 65 mm, 10 pz.	A28B	6,00 €
229880	Bullone M8 x 80 mm, 10 pz.	A28B	6,83 €

## Ruote Tente per letti di cura o ospedalieri

Codice	Descrizione	Port.	Alt.	Foro sup.	Foto	Listino
250021	Ruota sterzante ø50 mm con bronzina, ø10 mm, 2470 PJI 050 P30	50	69	Ø10	F1	13,65
250031	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto, 2470 PJI 075 P30	75	100	Ø10	F1	14,70
250022	Ruota sterzante ø50 mm con cuscinetto e freno, 2475 PJI 050 P30	50	69	Ø10	F2	22,58
250032	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto e freno, 2470 PJI 075 P30	75	100	Ø10	F2	25,73
250033	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto, 2470 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F3	23,63
250034	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto e freno, 2477 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F4	30,45
250036	Ruota sterzante nera, ø75 mm con cuscinetto, foro ø10 mm, 2470 PJP 075 P30	75	100	Ø10	F10	41,48
250041	Ruota sterzante ø100 mm con cuscinetto, 2470 PJP 100 P30	100	135	Ø10	F3	26,78
250051	Ruota sterzante ø125 mm con cuscinetto, 2470 PJP 125 P30	100	160	Ø10	F3	30,45
250061	Ruota sterzante ø150 mm, con cusinetto, 2470 PJP 150 P30	100	185	Ø10	F3	63,00
250071	Ruota sterzante ø75 mm con cuscinetto, 11 PJP 075	75	--	--	F3	13,65
250072	Ruota sterzante ø100 mm con cuscinetto, 11 PJP 100	100	--	--	F3	16,80
250073	Ruota sterzante ø125 mm con cuscinetto, 11 PJP 125	100	--	--	F3	21,00
250042	Ruota sterzante ø100 mm con cuscinetto e freno, 2470 PJP 100 P30	100	135	Ø12	F4	33,60
250052	Ruota sterzante ø125 mm con cuscinetto e freno, foro 12 mm, 2477 PJP 125 P30	100	160	Ø12	F4	34,65
250062	Ruota sterzante ø150 mm con cuscinetto e freno, 2477 PJP 150 P30	100	185	Ø12	F4	85,05
250047	Ruota sterzante nera ø100 mm per sedie Vela, freno totale, perno lungo, 5446PJP100R26-28 S45	80	138	Ø10	F5	96,60
250057	Ruota sterzante ø125 mm, freno totale, perno lungo, 2476 PJP 125 R26-28S45	100	163	--	F5	118,65
250058	Ruota sterzante ø125 mm, freno totale, perno corto, 2476 PJP 125 R36-28S45	100	163	--	F5	93,45
250065	Ruota sterzante ø150 mm, freno totale, 2044 UAP 150 R26-28S	150	183	--	F6	172,20
250066	Ruota sterzante ø150 mm antistatica, freno totale, 2044 XSX 150 R26-28S45	150	183	--	F6	181,65
250067	Ruota sterzante ø150 mm, freno totale, 2046 UAP 150 R26-28S	150	183	--	F6	175,35
250068	Ruota sterzante ø150 mm, antistatica, freno totale, 2046 XSX 150 R26-28S45	150	183	--	F6	186,90
250044	Ruota Manner ø100 mm con freno, foro ø10 mm	100	140	Ø12	F7	34,65
250054	Ruota Manner ø125 mm con freno, foro ø10 mm	100	160	Ø12	F7	41,48
250064	Ruota Manner ø150 mm con freno, foro ø12 mm	100	180	Ø12	F7	49,35
250035	Ruota gemellare sterzante ø75 mm, con cuscinetto, 2970 PJP 075 P30	100	99	Ø10	F8	30,45
250046	Ruota sterzante ø100 mm in plastica con freno, foro ø12 mm, 5377 PJP 100 P30	100	135	Ø12	F9	35,70
250049	Ruota sterzante ø100 mm in plastica, cuscinetto inox e freno	100	133	Ø12	F11	32,55
25005B	Ruota sterzante in ø125 mm in plastica con cuscinetto e freno	100	158	Ø12	F11	40,43

## Accessori e ricambi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
250201	Tubo INOX ø19 mm per ruote Tente, M12	F12	14,70
250904	Vite a brugola con testa tonda, M12 x 45 mm, inossidabile	F13	2,37
250905	Vite a brugola con testa tonda, M12 x 25 mm, inossidabile	F13	1,58
250906	Vite a brugola con testa tonda, M10 x 25 mm, inossidabile	F13	1,05
250990	Boccola di riduzione in plastica	F14	0,21
250991	Expander per tubo tondo ø19-21,5 mm	F15	11,03

# COPERTURE **COPERTURE**



## **Rubrica B**

Pneumatici, camere, soluzioni antiforatura

**Profili battistrada**

**B1. Coperture standard per carrozzine manuali**



**B2. Coperture Kenda**



**B2a.** Kenda K-191 Konzept

Il copertone Kenda **K-191 Konzept** è un eccellente pneumatico polivalente e sportivo. Offre eccellenti caratteristiche di accelerazione e di sterzata.

**B2b.** Kenda K-196

Il copertone Kenda **K-196 Kontender** è stato appositamente studiato per utenti attivi e in rapido movimento. Ha un profilo centrale liscio per velocità più elevate e scanalature idrorepellenti per la guida sul bagnato.

**B2c.** Kenda K-1053 Kwick Trax

Il copertone Kenda **K-1053 Kwick Trax** è stato appositamente progettato per la guida normale quotidiana. Il Kwick Trax è il pneumatico ideale per tutte le condizioni atmosferiche.

**B3. Coperture tubolari Tufo**



I copertoni tubolari **Tufo** hanno una fiancata laterale appositamente progettata per aderire, una volta gonfiati, in maniera ottimale alle spalle del cerchione e per non scivolare sul cerchione. I copertoni posizionati così per la maggior parte all'interno della gola del cerchione lo proteggono anche da danni d'impatto laterale. Non è necessario incollarli il cerchione.

Tufo B3 / Tufo MS3

**B4. CST VN Master Alpha Protect**



Il copertone **Cheng Shin VN Master Alpha Protect** con protezione antiforatura PlatinumShield combina i vantaggi di uno strato di gomma LDP da 3 mm con uno strato di polifibra EPS a trama fitta e leggerissima. Questa struttura multistrato offre una protezione ottimale contro le forature. Ha un profilo scorrevole e confortevole ed è facile da installare grazie alla mancanza di un montaggio direzionale.

CST VN Master

**B5. Coperture per carrozzine elettriche**

Panoramica dei profili battistrada dei pneumatici per carrozzine elettriche o scooter



**B5a.** IA-2613

**B5b.** C-179 / IA-2801

**B5c.** C-968

**B5d.** IA-2601



**B5e.** C-628 / IA-2814

**B5f.** C-920

**B5g.** C-179

**B5h.** IA-2817



**B5i.** C-248 / IA-2805

**B5j.** C-154 / IA-2815

**B5k.** C-156

**B5l.** IA-2804



**B5m.** C-917

**B5n.** C-165 / C-9266

**B5o.** C-168

**B5p.** C-166



**B5q.** C-177

**B5r.** C-248 low

**B5s.** C-131

**B5t.** C-97

**B6. Coperture Schwalbe**



**B6a.** Marathon Evolution / Marathon+

Nuova versione dotata di una migliore resistenza al rotolamento. La struttura "anti-aging" del fianco è in grado di sopportare i tipici sovraccarichi per ritardare il più possibile la comparsa delle fastidiose screpolature dovute a pressioni troppo basse. Un nuovo profilo dinamico e il look delle scritte completano le numerose migliorie.



**B6b.** Downtown

Un tuttofare con presa e comfort. Con la protezione antiforatura K-Guard e fianchi 2Grip per proteggere le mani.



**B6c.** Rightrun e Rightrun+

Efficace protezione contro le forature, fianchi con la tecnica 2Grip, attraente mescola di gomma bicolore. Una particolarità: la robusta mescola Black'n Roll posizionata nel centro del battistrada.



**B6d.** Schwalbe One

Già il nome indica come sia significativo questo pneumatico Schwalbe. È il più veloce e nello stesso tempo affidabile copertone da carrozzina sinora prodotto da Schwalbe. È prodotto in una struttura specifica creata esclusivamente per la produzione di questo nuovo pneumatico top-class.



**B6e.** Durano

Il nuovo Durano divora i chilometri e ora si presenta con un aspetto nuovo, dinamico e più leggero di dieci grammi. La doppia mescola (Dual Compound) assicura grande aderenza su strade invernali bagnate. Una buona protezione per questo pneumatico sportivo è data da RaceGuard, la cintura di protezione a doppio strato di tessuto di nylon.



**B6f.** Lugano

Attraiante mescola bicolore. Il classico battistrada a diamante assicura grande affidabilità su percorsi asciutti e bagnati.

**B7. Coperture Offroad**



**B7a.** Copertone offroad standard



**B7b.** Schwalbe Black Jack



**B6i.** Schwalbe Land Cruiser



**B7d.** CST Offroad



**B7e.** Kenda Nevegal



**B7f.** PR1MO Knobby

**Tipi di valvola**



Valvola Presta



Valvola autom.



Valvola dritta



90°/30°




45°/45° valve




90°/90° valve

**Soluzioni antiforatura**


**B8. Profili battistrada degli anelli in poliuretano**



**B8a**



**B8b**



**B8c**




**B8d**



**B8e**

### B9. Flexel INSERT



**B9a.** Flexel con labbro **B9b.** Flexel senza labbro

Il "**Flexel Insert**" è usato al posto della camera d'aria ed offre una mobilità confortevole senza rischio di forature. Consigliamo l'uso del Flexel Insert insieme alle nostre coperture per garantire una perfetta combinazione delle parti. Il Flexel Insert ha l'ulteriore vantaggio di poter essere usato varie volte.

### B10. Flexel INFILL



**B10a.** Flexel (sezione) **B10b.** Flexel standard **B10c.** Flexel Light

**Flexel Infill** sono pneumatici schiumati con Flexel. Questi pneumatici sono utilizzati per i cerchi divisibili. Forniamo Flexel Infill in due versioni: **Flexel** (immagine B10b) e **Flexel Light** (immagine B10c). Il primo è nero e realizzato in gomma espansa, mentre il Flexel Light è realizzato in schiuma PU di colore grigio più chiaro.

**Attenzione:** non tutte le misure sono disponibili in entrambe le versioni.


### B11. Inserto a cintura Flexel



**B11a.** Cinturone Flexel **B11b.** Cinturone (sezione)

L'**inserto a cintura Flexel** è una cintura di gomma speciale antiforatura da inserire tra copertone e camera d'aria per una protezione antiforatura sicura al 100%. È adattabile anche a cerchi non scomponibili.

### B12. Accessori per il montaggio



**B12a.** Attrezzo di montaggio per copertoni pieni



**B12a.** Leva montagomme d'acciaio, di plastica o Schwalbe (blu)



**B12c.** Pasta per il montaggio di copertoni



**B12d.** Sapone per il montaggio di copertoni Flexel



**B12e.** Sigillante per copertoni



**B12f.** Schwalbe glueless patches (6 pezzi)



**B12g.** Pezze ripara-gomme



**B12h.** Adattatore per valvole DV/SV a AV (sx.), AV a DV/SV (dx.)



**B12i.** Manometro digitale Schwalbe AirMaxter

**Coperture standard** (descrizioni colori: battistrada/spalla)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
205051	Copertone 5" x 1", profilo racing IA-2613	B5A	15,75 €
205061	Copertone 6" x 1 1/4", 150 x 30 mm, rigato, IA-2802	B5B	9,98 €
205071	Copertone 7" x 1 3/4", 175 x 45 mm, rigato, IA-2801/C-179	B5B	13,65 €
205081	Copertone 8" x 1 1/4", 200 x 30 mm, rigato, IA-2802	B5B	11,03 €
205082	Copertone 8" x 2", 200 x 50 mm, rigato, IA-2802	B5B	15,75 €
205085	Copertone 8" x 2", 200 x 50 mm, nero, rigato, C-179	B5B	16,80 €
205084	Copertone 8" x 2", 200 x 50, tassellato, C-968	B5C	19,95 €
205101	Copertone 10" x 2", 250 x 50, rigato, C 179	B5B	18,90 €
205121	Copertone 12 1/2" x 2 1/4" (57-203), profilo leggero, IA-2601	B5D	18,90 €
205122	Copertone 12 1/2" x 2 1/4" (57-203), tassellato, IA-2814	B5E	21,00 €
205124	Copertone 12 1/2" x 2 1/4" nero, tassellato, IA-2814	B5E	17,85 €
205126	Copertone 12 1/2" x 2 1/4" (62-203), tassellato, C-628, rinforzato	B5E	23,63 €
205129	Copertone 12 1/2" x 1.75 x 2 1/4" (47-203), C-607	B5D	14,70 €
205161	Copertone 16" x 1.75" (47-305), profilo leggero, IA-1601	B5D	15,75 €
205205	Copertone 20" x 1" (25-451), spina di pesce, IA-2806	B1A	18,90 €
205201	Copertone 20" x 1 3/8" (37-451), profilo leggero, IA-2205	B1D	15,75 €
205206	Copertone 20" x 1.75 x 2" (47-406), profilo leggero, C-97	B5T	17,85 €
205203	Copertone 20" x 1.75" x 2" (47-406), nero, profilo leggero, C-97	B5T	33,60 €
205225	Copertone 22" x 1" (25-498), spina di pesce, IA-2806	B1A	18,90 €
205221	Copertone 22" x 1" (25-489), spina di pesce, IA-2806	B1A	18,90 €
205228	Copertone 22" x 1" (25-489), tassellato, IA-2818	B1C	17,85 €
205349	Copertone 22" x 1" (25-540) VN Master Alpha Protect, nero	B4	36,75 €
205223	Copertone 22" x 1 3/8" (37-489), profilo leggero, IA-2205	B1D	16,80 €
205224	Copertone 22" x 1 3/8" (37-501), profilo leggero, IA-2205	B1D	15,75 €
205222	Copertone 22" x 1 3/8" (37-498), profilo leggero, IA-2205	B1D	16,80 €
205241	Copertone 24" x 1" (25-540), spina di pesce, IA-2806/C-1051	B1A	17,85 €
20534A	Copertone 24" x 1" (25-540), tassellato, IA-2818	B1C	19,95 €
20534B	Copertone 24" x 1" (25-540), Speedlite nero	B1A	27,83 €
205347	Copertone VN Master Alpha Protect 24" x 1" (25-540), nero	B4	31,50 €
205246	Copertone 24" x 1" (25-540) grigio/nero, spina di pesce, IA-2806	B1A	19,95 €
205248	Copertone 24" x 1" (25-541), nero/grigio, tassellato, IA-2818	B1C	19,95 €
205242	Copertone 24" x 1 3/8" (37-540), profilo leggero, IA-2205	B1D	15,75 €
205243	Copertone 24" x 1 3/8" (37-540) tassellato, IA-2803	B1E	15,75 €
205249	Copertone 24" x 1 3/8" (37-540), rigato, C-746	B5B	18,90 €
205244	Copertone 24" x 1 3/8" x 1 1/4" (32-540), spina di pesce, IA-2807	B1B	17,85 €
20524J	Copertone MTB 24" x 1.75" (47-507), nero	B7A	19,95 €
20534F	Copertone MTB 24" x 1.95" (50-507) C-1027, nero (per Fat Wheel)	B7D	27,83 €
20525V	Copertone VN Master Alpha Protect 25" x 1" (25-559), nero	B4	32,82 €
20526V	Copertone VN Master Alpha Protect 26" x 1" (25-590), nero	B4	34,13 €
205262	Copertone 26" x 1" (25-590), spina di pesce, IA-2806	B1A	23,63 €
205261	Copertone 26" x 1 3/8" (37-590), profilo leggero, IA-2205	B1D	16,80 €

**Coperture tubolari Tufo**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
205229	Copertone tubolare Tufo B3, 22" x 1" (25-489), arancione	B3A	85,05 €
20524B	Copertone tubolare Tufo B3, 24" x 1" (25-540), arancione	B3A	87,15 €
20524R	Copertone tubolare Tufo MS3, 24" x 1" (22-540), blu	B3B	87,15 €
205255	Copertone tubolare Tufo MS3, 25" x 1" (22-559), blu	B3B	88,20 €
205265	Copertone tubolare Tufo MS3, 26" x 1" (22-590), blu	B3B	88,20 €
205284	Copertone tubolare Tufo MS3, 28" x 1" (22-622), blu	B3B	88,20 €

## Coperture Schwalbe (descrizioni colori: battistrada/spalla)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
205212	Copertone Schwalbe Kid Plus PunctureGuard 12" x 1.75" (47-203), nero	B6K	16,80 €
20522G	Copertone Schwalbe Marathon Evolution Reflex 22" x 1" (25-489), nero	B6A	63,00 €
20522D	Copertone Schwalbe Rightrun, 22" x 1" (25-489), grigio/nero	B6C	21,00 €
20522E	Copertone Schwalbe Rightrun 22" x 1" (25-501), grigio/nero	B6C	18,90 €
20524H	Copertone Schwalbe Marathon Plus 24" x 1 3/8" (37-540), grigio/nero	B6A	55,65 €
205245	Copertone Schwalbe 24" x 1" (25-540), 10 bar, spina di pesce	B1A	18,90 €
20524F	Copertone Schwalbe 24" x 1" (25-540), 10 bar, grigio/nero, spina di pesce	B1A	18,90 €
20534D	Copertone Schwalbe Downtown 24" x 1" (25-540), nero, 10 bar	B6B	23,63 €
20524Y	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 24" x 1" (25-540), nero, 10 bar	B6A	57,75 €
20524A	Copertone Schwalbe Marathon Evolution Reflex, 24" x 1" (25-540), nero, 10 bar	B6A	63,00 €
20524I	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 24" x 1 1/8" (28-540), nero, 10 bar	B6A	57,75 €
20524G	Copertone Schwalbe Marathon Plus 24" x 1" (25-540), grigio/nero, 10 bar	B6A	55,65 €
205343	Copertone Schwalbe Rightrun, 24" x 1" (25-540), nero	B6C	23,63 €
20524T	Copertone Schwalbe Rightrun 24" x 1" (25-540), blu/nero	B6C	21,00 €
20524L	Copertone Schwalbe Rightrun 24" x 1" (25-540), grigio/nero	B6C	21,00 €
20524X	Copertone Schwalbe Rightrun, 24" x 1" (25-540), rosso/nero	B6C	21,00 €
20524U	Copertone Schwalbe RightRun Plus 24" x 1" (25-540), grigio/nero	B6C	55,65 €
205240	Copertone Schwalbe Rightrun 24" x 1 1/8" (28-540), grigio/nero	B6C	21,00 €
20524W	Copertone Schwalbe One 24" x 1" (25-540), nero, pieghevole	B6D	80,85 €
205245	Copertone Schwalbe Landcruiser 24" x 1.75" (47-507), nero	B6I	21,00 €
205342	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 24" x 1 3/8" (37-540), nero, 6 bar	B6A	55,65 €
205346	Copertone Schwalbe Downtown 24" x 1 3/8" (37-540), grigio/nero	B6B	23,63 €
205348	Copertone Schwalbe Black Jack 24" x 2.10" (54-507)	B7B	25,20 €
205253	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 25" x 1" (25-559), nero, 10 bar	B6A	57,75 €
205252	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 25" x 1 1/8" (28-559), nero, 10 bar	B6A	60,90 €
205254	Copertone Schwalbe Rightrun 25" x 1" (23-559), grigio/nero	B6C	22,58 €
205256	Copertone Schwalbe Rightrun 25" x 1 1/8" (28-559), grigio/nero	B6C	22,58 €
20525A	Copertone Schwalbe One 25" x 1" (25-559), pieghevole, nero	B6D	87,15 €
205266	Copertone Schwalbe Marathon Evolution 26" x 1" (25-590), nero, 10 bar	B6A	60,90 €
205263	Copertone Schwalbe Rightrun 26" x 1" (25-590), grigio/nero	B6C	28,88 €
20526C	Copertone Schwalbe One 26" x 1" (23-571), pieghevole, nero	B6D	89,25 €
20526B	Copertone Schwalbe Marathon Plus Tour 26" x 1.75" (47-559), nero	B6J	68,25 €
20526D	Copertone Schwalbe Black Jack 26" x 2" (50-559), nero	B7B	24,68 €
205282	Copertone Schwalbe Durano RaceGuard 28" x 1" (23-622), nero	B6E	49,35 €
205281	Copertone Schwalbe Lugano 28" x 1" (23-622) nero	B6F	21,00 €
205283	Copertone Schwalbe Speedair 28" x 1" (23-622) bianco/nero	B6G	57,75 €
260017	Manometro Schwalbe Airmax Pro	B12I	24,68 €
210003	Set di 3 leve Schwalbe in plastica per copertoni	B12J	5,52 €

## Coperture Kenda con inserto in Kevlar (descrizioni colori: battistrada/spalla)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
20524E	Copertone Kenda K191 Konzept 24" x 1" (23-540), blu/nero	B2A	37,80 €
20524V	Copertone Kenda K191 Konzept, 24" x 1" (23-540), rosso/nero	B2A	37,80 €
20524N	Copertone Kenda K191 Konzept, 24" x 1" (23-540), grigio/nero	B2A	37,80 €
205240	Copertone Kenda Kwick-Trax K1053, 24" x 1" (25-540), nero	B2A	37,80 €
205247	Copertone Kenda Kwick-Trax K1053, 24" x 1" (25-540), grigio/nero	B2C	32,55 €
20524M	Copertone Kenda K196 Kontender 24" x 1" (25-540), nero	B2B	37,80 €
205257	Copertone Kenda K191 Konzept 25" x 1" (23-559), rosso/nero	B2A	40,43 €
205258	Copertone Kenda K191 Konzept 25" x 1" (23-559), grigio/nero	B2A	40,43 €
20525E	Copertone Kenda K191 Konzept 25" x 1" (23-559), blu/nero	B2A	40,43 €
20525C	Copertone Kenda K196 Kontender, 25" x 1" (25-559), rosso/nero	B2B	40,43 €
205269	Copertone Kenda K196 Kontender, 26" x 1" (23-590), rosso/nero	B2B	40,43 €
20526A	Copertone Kenda K196 Kontender 26" x 1" (23-590), grigio/nero	B2B	40,43 €
20526E	Copertone Kenda K196 Kontender, 26" x 1" (23-590), blu/nero	B2B	40,43 €
205285	Copertone Kenda K196 Kontender 28" x 1" (23-622), rosso/nero	B2B	40,43 €

## Coperture Kenda Offroad

Codice	Descrizione	Foto	Listino
20532W	Copertone Kenda Nevegal 22" x 1,95" (50-501), nero	B7E	63,00 €
20534W	Copertone Kenda Nevegal 24" x 2.1" (54-540), nero	B7E	63,00 €

## Anelli in poliuretano (copertoni pieni)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
211121	Anello in poliuretano 12 1/2" x 2 1/4, rigato, C-1009	B5B	35,70 €
211204	Anello in poliuretano 20" x 1 3/8" (37-351), tassellato, C-2803	B8E	24,68 €
211201	Anello in poliuretano 20" x 1 3/8" (37-451), profilo leggero, C-1001	B8C	23,63 €
211203	Anello in poliuretano 20" x 1" (25-451), profilo leggero, C-1006	B8C	25,73 €
211221	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-489), profilo leggero, C-1001	B8C	24,68 €
211228	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-489), tassellato, C-2803	B8E	26,78 €
211229	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-498/501), profilo leggero, C-1001	B8C	27,83 €
211222	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-498/501), profilo leggero, C-2205	B8D	24,68 €
211226	Anello in poliuretano 22" x 1 3/8" (37-498/501), tassellato, C-2803	B8E	24,68 €
21122B	Anello in poliuretano 22" x 1" (25-489) profilo leggero Krypton, nero	B8A	28,88 €
211225	Anello in poliuretano 22" x 1" (25-489) profilo leggero, C-1001	B8C	26,78 €
211242	Anello in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540), profilo leggero, C-1001	B8C	26,78 €
211241	Anello in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540), profilo leggero, C-2205	B8D	25,73 €
211244	Anello in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540), tassellato, C-2803	B8E	24,68 €
21124H	Anello in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540), tassellato, Krypton, nero	B8E	28,88 €
21124E	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540) per cerchio a gola stretta, profilo leggero, nero	B8A	31,50 €
211243	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540) profilo leggero, C-1001	B8C	23,63 €
211248	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540), profilo leggero, nero	B8C	24,68 €
21124D	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540), tassellato, C-2803	B8E	23,63 €
211252	Anello in poliuretano 25" x 1" (23-559), nero, profilo leggero	B8A	26,78 €
211251	Anello in poliuretano 25" x 1" (25-559), profilo leggero C-1001	B8C	24,68 €
211261	Anello in poliuretano 26" x 1 3/8" (37-590), profilo leggero, C-2205	B8D	28,88 €
211263	Anello in poliuretano nero 26" x 1" (25-590), profilo leggero	B8B	28,88 €
211262	Anello in poliuretano 26" x 1" (25-590), profilo leggero, C-1001	B8C	28,88 €
21124S	Anello in poliuretano 24" x 1" (25-540) per cerchio a gola stretta, profilo leggero	B8A	31,50 €
21124Y	Cartone da 30 pz. anelli in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540) profilo leggero	B8C	402,15 €
21124X	Cartone da 30 pz. anelli in poliuretano 24" x 1 3/8" (37-540) tassellato	B8E	402,15 €
21124Z	Cartone da 30 pz. anelli in poliuretano 24" x 1" (25-540), profilo leggero	B8A	402,15 €
211263	Anello in poliuretano nero 26" x 1" (25-590), profilo leggero	B8B	28,88 €

Tutte le coperture in PU sono grigie e per cerchi di larghezza standard, salvo diversa indicazione.

## Accessori per il montaggio

Codice	Descrizione	Foto	Listino
210001	Leva montagomme in acciaio	B12B	26,78 €
210002	Leve montagomme in plastica (3 pezzi)	B12B	5,52 €
210005	Chiavetta a cono per valvole tipo Schrader	B12K	9,98 €
210008	Pasta per il montaggio pneumatici, 1 kg	B12C	40,43 €
210010	Sapone per montaggio Flexel, 1/2 litro	B12D	17,85 €
210011	Sigillante per copertoni, 1 litro	B12E	32,55 €
210012	Adesivo per toppe (liquido vulcanizzatore), 25g/35ml	B12L	12,00 €
210023	Toppe autoadesive Schwalbe, confezione da 6 pz.	B12F	8,93 €
210021	Kit riparazione con toppe per camere d'aria	B12G	4,47 €
210020			
210090	Adattatore per valvole auto -> ciclo	B12HB	4,47 €
210091	Adattatore per valvole ciclo -> auto	B12HA	2,37 €
207990	Parte interna per valvole diritte tipo auto	B12M	1,58 €

## Copertoni per carrozzine elettroniche

Codice	Descrizione	Foto	Listino
206031	Copertone 2.50" - 3" (210x65) rigato, IA-2802	B5B	22,58 €
206033	Copertone 2.50" - 3" (210x65), tassellato, C-248	B5I	31,50 €
206034	Copertone 2.50" - 3" (210x65), nero, rigato, C-179	B5B	21,00 €
206041	Copertone 2.80" - 2.5" - 4", profilo leggero, IA-2817	B5H	22,58 €
20604L	Copertone 2.80" - 2.50" - 4", profilo leggero, C-178	B5G	24,68 €
20604A	Copertone 2.80" - 2.50" - 4", rigato, C-179	B5B	23,63 €
20604K	Copertone 2.80" - 2.50" - 4", nero, profilo leggero, C-178	B5G	22,58 €
206042	Copertone 3.00" - 4" (260x85), tassellato, IA-2805	B5I	26,78 €
206043	Copertone 3.00" - 4" (260x85) rigato, IA-2802	B5B	26,78 €
206044	Copertone 3.00" - 4" (260x85), profilo a V, IA-2804	B5L	26,78 €
206049	Copertone 3.00" - 4" (260x85), profilo a V, C-920	B5F	49,35 €
20604E	Copertone 3.00" - 4" (260x85), nero, profilo a V, C-920	B5F	48,30 €
20604D	Copertone 3.00" - 4" (260x85) tassellato, C-248	B5I	26,78 €
20604F	Copertone 3.00" - 4" (260x85), nero, tassellato, C-248	B5I	28,88 €
206045	Copertone 4.10" - 3.50" - 4", profilo leggero, C-189	B5F	30,45 €
20604B	Copertone 4.00" - 4", tassellato, C-248	B5I	31,50 €
206048	Copertone 4.00" - 4", nero, tassellato HF 210	B5K	40,43 €
20605A	Copertone 3.00" - 5", profilo a V, C-920	B5F	53,55 €
206053	Copertone 4.00" - 5" tassellato, IA-2815	B5J	42,53 €
206056	Copertone 4.00" - 5" tassellato, C-154	B5J	50,40 €
206055	Copertone 4.00" - 5" tassellato, nero, C-154	B5J	50,40 €
206054	Copertone 4.10" - 3.50" - 5", tassellato, C-156	B5K	36,75 €
206057	Copertone 4.10" - 3.50" - 5", tassellato, C-154	B5J	39,38 €
206058	Copertone 4.10" - 3.50" - 5", profilato C-154, nero	B5J	37,80 €
20606C	Copertone 2.50" - 6", profilo leggero C-177	B5Q	37,80 €
206065	Copertone 3.00" - 6", profilo a V, C-917	B5M	46,73 €
20606D	Copertone 4.00" - 6" nero, tassellato C-166	B5K	49,35 €
206068	Copertone 4.10"-3.50"-6", profilo, C-178, nero	B5G	44,63 €
206062	Copertone 4.10" - 3.50" - 6", nero, tassellato, C-156	B5K	43,58 €
206063	Copertone 4.10" - 3.50" - 6", 4 strati, tassellato, C-168	B5O	39,38 €
206066	Copertone 4.10" - 3.50" - 6", 6 strati, tassellato, C-156/ IA 2805	B5K	40,43 €
20606A	Copertone 4.10" - 3.50" - 6", nero, tassellato, C-168	B5O	43,58 €
206069	Copertone 5.30" - 4.50" - 6", 6 strati, tassellato, C-166	B5P	63,00 €
20608D	Copertone 2.50" - 8", profilo leggero, IA-2817	B5H	32,55 €
20608A	Copertone 2.50" - 8", profilo leggero, C-177	B5Q	42,53 €
20608B	Copertone 2.50" - 8", nero, tassellato, C-177	B5Q	49,35 €
206081	Copertone 3.00" - 8" tassellato, IA-2805	B5I	37,80 €
206088	Copertone 3.00" - 8", tassellato, IA-2805, rinforzato	B5I	44,63 €
206082	Copertone 3.00" - 8", rigato C-179	B5B	48,30 €
206083	Copertone 3.00" - 8", profilo a V, IA-2804	B5L	37,80 €
206085	Copertone 3.00" - 8", nero, tassellato, IA-2805	B5R	37,80 €
206087	Copertone 3.00" - 8", tassellato, C-248	B5I	46,73 €
20608L	Copertone 3.00" - 8", profilo a V, C-917	B5M	54,60 €
20608K	Copertone 3.00" - 8", nero, profilo racing, Cheng Shin, C-917	B5M	57,75 €
20608M	Copertone 3.00" - 8" (3.00-90-8), nero, IA-2805, tassellato per Minicrosser	B5R	35,70 €
206089	Copertone 3.00" - 8", nero, tassellato, C-248	B5R	44,63 €
20608C	Copertone 3.50" - 8", tassellato, C-168	B5O	68,25 €
20608E	Copertone 4.00" - 8", tassellato, C-168	B5O	71,40 €
206102	Copertone 3.00" - 10", tassellato, C-131	B5S	80,85 €
206106	Copertone 3.00" - 10", profilo a V, C-917	B5M	85,05 €
206133	Copertone 13" - 5.00" - 6", tassellato, C-9266/C-165	B5N	56,70 €
206132	Copertone 13" - 5.00" - 6", nero, profilato, C-9266/C-165	B5N	53,55 €

## Camere d'aria

Codice	Descrizione	Foto	Listino
207051	Camera 5" x 1", 125 x 30, valvola 45/45	B2X3	9,98 €
207061	Camera 6" x 1 1/4", 150 x 30, valvola 45/45	B2X3	7,88 €
207071	Camera 7" x 1 3/4", 175 x 45, valvola 90/30	B2X2	8,93 €
207072	Camera 7", 175 x 45, valvola 90/90	B2X4	7,88 €
207081	Camera 8" x 1 1/4", 200 x 30, valvola 45/45	B2X3	7,88 €
207082	Camera 8" x 2", 200 x 50, valvola 90/30	B2X2	8,93 €
207083	Camera 8" x 2", 200 x 50, valvola 90/90	B2X4	8,93 €
207101	Camera 10" x 2", valvola diritta	B2X1	8,93 €
207121	Camera 12 1/2" x 2 1/4", valvola diritta	B2X1	5,52 €
207122	Camera 12 1/2" x 2 1/4", valvola 90/90	B2X4	7,88 €
207124	Camera Schwalbe 12 1/2" x 2 1/4", valvola 45/45	B2X4	8,93 €
207161	Camera 16" x 1.75"/2.125", valvola diritta	B2X1	6,83 €
207201	Camera 20" x 1 3/8", valvola diritta	B2X1	6,83 €
207202	Camera 20" x 1", valvola diritta	B2X1	6,83 €
207203	Camera 20" x 1.75"/2.125", valvola diritta	B2X1	8,93 €
207207	Camera Schwalbe 20" x 1 3/8", valvola diritta	B2X1	9,98 €
207221	Camera 22" x 1", valvola diritta	B2X1	6,83 €
207222	Camera 22" x 1 3/8", valvola diritta	B2X1	6,83 €
207223	Camera Schwalbe 22" x 1", valvola diritta	B2X1	8,93 €
207225	Camera Schwalbe 22" x 1 3/8" valvola diritta	B2X1	9,98 €
207241	Camera 24" x 1 3/8" valvola diritta	B2X1	6,83 €
207242	Camera 24" x 1" valvola diritta	B2X1	6,83 €
20724A	Camera 24" x 1", Cheng Shin, valvola diritta	B2X1	8,93 €
207245	Camera 24" x 1.75" (47-507), valvola diritta	B2X1	6,83 €
207246	Camera Schwalbe 24" x 3/4" - 24" x 1" (20/28-540), valvola diritta	B2X1	9,98 €
207247	Camera Schwalbe 24" x 1 3/8", 28/47-507/541, valvola diritta	B2X1	9,98 €
207249	Camera Schwalbe, 24" x 3/4", 24" x 1" (20/28-540), valvola Presta 40 mm	B2X1	9,98 €
20724W	Camera 24" x 1,95/2,125", valvola diritta	B2X1	17,85 €
207251	Camera 25"x1", valvola diritta	B2X1	6,83 €
207252	Camera Schwalbe 25" x 1" (25-559), valvola diritta	B2X1	8,93 €
207253	Camera Schwalbe 25" x 3/4" (20-559), valvola diritta	B2X1	8,93 €
207254	Camera Schwalbe 25" x 3/4" (18/25-559/571), valvola Presta	B2X1	9,98 €
207261	Camera 26" x 1 3/8", valvola diritta	B2X1	6,83 €
207262	Camera 26" x 1", valvola diritta	B2X1	6,83 €
207264	Camera Schwalbe 26" x 1" (20-590) valvola diritta	B2X1	9,98 €
207265	Camera Schwalbe 26" x 1 3/4" (47-559), valvola diritta	B2X1	9,98 €
207267	Camera Schwalbe 26" x 3/4" (20-590), valvola Presta	B2X1	9,98 €
207281	Camera 28" x 1" (19/23-622), valvola Presta 48 mm	B2X1	7,88 €
207282	Camera Schwalbe 28" x 1" (18/28-622) , valvola Presta	B2X1	9,98 €
207283	Camera Schwalbe 28" x 7/8" (23-622), valvola diritta	B2X1	9,98 €

## Camere d'aria per carrozzine elettroniche

Codice	Descrizione	Foto	Listino
208031	Camera 2.50" - 3" valvola 90/90	B2X4	11,03 €
208041	Camera 2.80" - 2.50" - 4", valvola 90/90	B2X4	12,08 €
208042	Camera 3.00" - 4", valvola 90/90	B2X4	12,08 €
208043	Camera 4.00" - 4" / 4.10" - 3.50" - 4", valvola 90/90	B2X4	12,08 €
208051	Camera 3.50" / 4" - 4", valvola 90/90	B2X4	12,08 €
208054	Camera 3.00" - 5", valvola 90/90	B2X4	13,65 €
208052	Camera 4.00" - 5"/4.10" - 3.50" - 5", valvola 90/90	B2X4	15,75 €
208061	Camera 4.10" - 3.50" - 6", valvola 90/90	B2X4	15,75 €
208062	Camera 4.10" - 3.50" - 6", valvola diritta	B2X1	13,65 €
208064	Camera 5.30" - 4.50" - 6", valvola 90/90	B2X4	19,95 €
208066	Camera 2.50" - 6", valvola 90/90	B2X4	11,03 €
208065	Camera 3.00"-6", valvola 90/90	B2X4	14,70 €
208081	Camera 3.00" - 8", valvola 90/90	B2X4	13,65 €
208082	Camera 3.00" - 8", valvola diritta	B2X1	12,08 €
208083	Camera 2.50" - 8", valvola 90/90	B2X4	12,08 €
208084	Camera 3.50"-8" / 4.00" - 8", valvola diritta	B2X1	14,70 €
208085	Camera 3.50"-8" / 4.00" - 8", valvola 90/90	B2X4	15,75 €
208102	Camera 3.00" - 10" / 3.00" - 3.50"-10", valvola 90/90	B2X4	18,90 €
208131	Camera 13 - 5.00 - 6", valvola 90/90	B2X4	17,85 €

## Flexel Insert ("salame" interno da inserire al posto della camera d'aria)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
212121	Flexel Insert 12 1/2" x 2 1/4" per cerchione intero, con labbro	B9A	67,20 €
212122	Flexel Insert 12 1/2" x 2 1/4" K 2 per cerchione divisibile, senza labbro	B9B	67,20 €
212241	Flexel Insert SD 24" x 1", larghezza 20 mm	B9A	31,50 €
212245	Flexel Insert 24" x 1", larghezza 25 mm	B9A	33,60 €
212242	Flexel Insert 24" x 1 3/8"	B9A	37,80 €
212243	Flexel Insert 24" x 1" senza naso	B9B	42,53 €
212244	Flexel Insert 24" x 1 3/8" senza labbro	B9B	52,50 €

## Flexel Infill (copertoni pieni, schiumati di materiale Flexel)


Codice	Descrizione	Foto	Listino
213071	Flexel Infill 7" x 1 3/4", rigato, IA-2802, larghezza 32 mm	B5B	27,83 €
213081	Flexel Infill Light 8" x 2" (200 x50) , rigato, IA-2802, larghezza 32 mm	B5B	31,50 €
213086	Flexel Infill 8" x 2", nero, rigato C-179, larghezza 32 mm	B5B	54,60 €
21308A	Flexel Infill 8" x 2" (200 x 50), tassellato, larghezza 32 mm, IA-2622	B5C	37,80 €
21308L	Flexel Infill 8" x 2", rigato, C-179, larghezza 42 mm	B5B	40,43 €
21308G	Flexel Infill 8" x 2", tassellato C-968, larghezza 36 mm per Vermeiren Drive	B5C	40,43 €
21308F	Flexel Infill 8" x 2", tassellato C-968, larghezza 42 mm per Vermeiren Drive	B5C	40,43 €
213089	Flexel Infill 8 1/2" x 2", profilo leggero, IA-2817, larghezza 36 mm	B5H	40,43 €
213031	Flexel Light Infill 2.50" - 3", rigato IA-2802, larghezza 42 mm	B5B	46,73 €
213032	Flexel Infill 2.50" - 3", rigato longitud., nero, C-179, largh. 42 mm	B5B	51,45 €
213034	Flexel Infill 2.50" - 3", tassellato C-248, larghezza 42 mm	B5I	56,70 €
213035	Flexel Infill 2.50" - 3", rigato, Impac IS-300, larghezza 42 mm	B5B	53,55 €
21304E	Flexel Infill 2.80"/2.50 - 4", rigato C-179, larghezza 48 mm	B5B	53,55 €
213041	Flexel Light Infill 2.80"/2.50" - 4", profilo leggero IA-2817, larghezza 58 mm	B5H	43,58 €
21304H	Flexel infill 2.80"/2.50 - 4", profilato C-178 nero, largh. 58 mm	B5G	53,55 €
213042	Flexel infill 2.80"/2.50 - 4", rofilo leggero IA-2817, larghezza 72 mm	B5H	53,55 €
213043	Flexel Light Infill 3.00" - 4", tassellato IA-2805, larghezza 72 mm	B5I	66,15 €
213044	Flexel Infill 3.00" - 4", rigato IA-2802, larghezza 72 mm	B5B	80,85 €
213045	Flexel Infill 2.80"/2.50 - 4", rigato C-179, larghezza 63mm	B5B	53,55 €
213046	Flexel Infill 3.00" - 4", profilo a V C-920, larghezza 58 mm	B5M	96,60 €
213048	Flexel Infill 4.00" - 4", tassellato C-248, larghezza 63mm	B5I	107,10 €
213049	Flexel Infill 3.00" - 4", tassellato IA-2805 / C-248 larghezza 58 mm	B5I	80,85 €
21304A	Flexel Infill 3.00" - 4", profilo a V, IA-2804, larghezza 63 mm	B5M	80,85 €
21304B	Flexel infill 3.00" - 4", tassellato, nero, C-248, larghezza 58 mm	B5I	80,85 €
21304C	Flexel Infill 3.00" - 4", tassellato C-248, larghezza 65 mm	B5I	80,85 €
21304D	Flexel Infill 3.00" - 4", profilo a V C-920, larghezza 68 mm	B5F	97,65 €
213051	Flexel Infill 4.00" - 5", tassellato IA-2815, larghezza 68 mm	B5J	112,35 €
213052	Flexel Infill 4.10" - 3.5" - 5", tassellato, C-156, larghezza 68 mm	B5K	96,60 €
213063	Flexel infill 4.10" - 3.50" - 6", nero, tassellato, C-156, larghezza 60 mm	B5K	123,90 €
213062	Flexel Infill 4.10" - 3.50" - 6", tassellato, C-156, larghezza 67 mm	B5K	123,90 €
213069	Flexel infill 4.10" - 3.50" - 6", tassellato nero, C-156, larghezza 67 mm	B5K	123,90 €
213065	Flexel Infill 3.00" - 6", profilo a V,C-917, larghezza 51 mm	B5M	75,60 €
213066	Flexel Infill 13" - 5.00" - 6", tassellato, C-165, larghezza 68 mm	B5N	208,95 €
213067	Flexel infill 13" - 5.00" - 6", tassellato nero, C-165, larghezza 68 mm	B5N	208,95 €
213082	Flexel Light Infill 3.00" - 8", tassellato IA-2805, larghezza 53 mm	B5I	82,95 €
213083	Flexel Light Infill 3.00" - 8", tassellato IA-2805, larghezza 38 mm	B5I	82,95 €
213084	Flexel Infill 3.00" - 8", profilo a V, C-917, larghezza 48 mm	B5M	114,45 €
213085	Flexel Infill 3.00" - 8", profilo a V, IA-2804, largh. 53 mm	B5M	107,10 €
213085	Flexel infill 3.00" - 8", nero, tassellato IA-2805, larghezza 48 mm	B5R	105,00 €
213087	Flexel Infill 3.00" - 8", nero, tassellato IA-2805, larghezza. 53 mm	B5I	114,45 €
21308B	Flexel Infill 2.50" - 8", profilo leggero, IA-2817, larghezza 48 mm	B5H	82,95 €
21308D	Flexel Infill 3.50" - 8", tassellato, C-168, larghezza 38 mm	B5O	150,15 €
21308E	Flexel Light Infill 3.00" - 8", tassellato IA-2805, larghezza 48 mm	B5I	89,25 €
21308J	Flexel Infill 3.00" - 8", profilo a V, C-917, larghezza 58 mm	B5M	114,45 €
21308M	Flexel infill 3.00/90" - 8", nero, tassellato C-248/IA-2805, largh. 65 mm per Microcrosser	B5R	75,60 €

## Cinturone Flexel ("cinturone" antiforatura da inserire tra camera e copertone)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
214041	Inserito Flexel 3.00" - 4"	B11A	24,68 €
214061	Inserito Flexel 4.10" - 3.50" - 6" / 4.00" - 5"	B11A	28,88 €
214081	Inserito Flexel 3.00" - 8"	B11A	31,50 €
214131	Inserito Flexel 13" - 5.00" - 6"	B11	31,50 €

Qui di seguito troverete una spiegazione delle misure dei copertoni, nonché una tabella con alcuni tipi di carrozzine ed i relativi copertoni pieni (Flexel).

**Tabella per i Flexel Infill standard** (prezzi: vedi pagine precedenti)



misura	colore	profilo	foto	larghezza - cod.	tipo	larghezza - cod.	tipo	larghezza - cod.	tipo
7 x 1 ¾	grigio	rigato	B5d	33 mm - 213071	F				
200 x 50	grigio	rigato	B5d	33 mm - 213081	FL				
200 x 50	grigio	tassellato	B5c	33 mm - 21308A	F				
2.50 x 3	grigio	rigato	B5d	43 mm - 213031	FL				
2.50 x 3	grigio	tassellato	B1g	43 mm - 213034	F				
2.50 x 3	nero	rigato	(B5d)	43 mm - 213032	F				
2.80 - 2.50 x 4	grigio	tassellato	B5e	58 mm - 213041	FL	72 mm - 213042	F		
2.80 - 2.50 x 4	grigio	rigato	B5d	63 mm - 213045	F				
3.00 - 4	grigio	tassellato	B1g	58 mm - 213049	F	72 mm - 213043	FL		
3.00 - 4	grigio	profilo a V	B5m	58 mm - 213046	F				
3.00 - 4	grigio	rigato	B5d	72 mm - 213044	F				
3.00 - 4	nero	tassellato	(B1g)	58 mm - 21304B	F				
4.00 - 4	grigio	tassellato	B1g	63 mm - 213048	F				
4.00 - 5	grigio	tassellato	B5j	68 mm - 213051	F				
4.10 - 3.50 x 5	grigio	tassellato	B5k	68 mm - 213052	F				
3.00 - 6	grigio	profilo a V	B5m	51 mm - 213065	F				
2.50 - 8	grigio	tassellato	B5h	48 mm - 21308B	F				
3.00 - 8	grigio	tassellato	B5i	36 mm - 213083	FL	48 mm - 21308E	FL	53 mm - 213082	FL
3.00 - 8	grigio	tassellato	B5i	36 mm - 213...	F	48 mm - 213...	F	53 mm - 213...	F
3.00 - 8	nero	tassellato	(B5i)	53 mm - 213087	F				
3.00 - 8	grigio	tassellato	B5l	53 mm - 213085	F				
3.00 - 10	grigio	tassellato	B5i	58 mm - 2130103	F				


\* Tipo: F=Flexel, FL=Flexel light

**Attenzione:** Forniamo il Flexel Infill in due versioni: Flexel e Flexel Light.

Il "Flexel" è di gomma schiumata nera, mentre il "Flexel Light" è di schiuma poliuretana grigia.

Non tutte le misure di copertoni sono disponibili in entrambi le versioni.

## Descrizione delle misure dei copertoni in pollici o mm



### a) Misurazione dei copertoni per scooter o carrozzine

D=diametro esterno del copertone  
 d=diametro del cerchione  
 H=altezza della pancia del copertone  
 B=larghezza della pancia del copertone

Misura da specificare solo per inserti Flexel:

F=distanza interna tra le spalle del cerchione

Esempi:

13/5.00 - 6    D=13", B=5.00", d=6"  
 3.00 - 4        sia H come anche B=3.00", d=4"  
 3.00/90 - 8    H=3.00", B corrisponde al 90% di H, d=8"

### b) Misurazione dei copertoni per ruote posteriori grandi delle carrozzine manuali (con l'esempio di un copertone da 24" x 1")

ISO (ETRTO)	Inglese (pollici)	Francese (mm)
25 - 540 Larghezza - Ø interno (in mm)	24" x 1" Ø Esterno - Larghezza (in pollici)	600 x 25 Ø Esterno - Larghezza (in mm)

**Tabella Flexel per carrozzine elettroniche**

Marca	Modello	ruota ANTERIORE	Profilo	codice Mobilex
Invacare	Moover 85	12 1/2" x 2 1/4"	tassellato	212121 + 205126
Invacare	Moover 95	--	--	--
Invacare	Storm 3	3.00" - 6"	racing	213065
Invacare	Storm X5	3.00" - 4"	tassellato	213043
Meyra	Champ	2.80" / 2.50" - 4"	rigato	213042
Meyra	Optimus	3.00" - 10"	tassellato	213103
Meyra	Smart	3.00" - 4"	rigato	213044
Meyra	Sprint	3.00" - 4"	rigato	213044
Otto Bock	B500	2.50/2.80" - 4"	rigato	21304E
Permobil	C500	3.00" - 8"	tassellato	213082
Permobil	Chairman	3.00" - 8"	tassellato	213082
Sunrise	Quickie P220	--	--	--
Vermeiren	Tracer	3.00" - 4"	tassellato	213043

Marca	Modello	ruota POSTERIORE	Profilo	codice Mobilex
Invacare	Moover 85	200 x 50	rigato	213081
Invacare	Moover 95	3.00" - 4"	tassellato	213043
Invacare	Storm 3	8 1/2" x 2"	a V	213082
Invacare	Storm X5	3.00" - 8"	tassellato	213087
Meyra	Champ	3.00" - 8"	racing	21308J
Meyra	Optimus	3.00" - 8"	tassellato	213082
Meyra	Smart	3.00" - 8"	racing	21308J
Meyra	Sprint	3.50" - 8"	tassellato	21308D
Otto Bock	B500	3.00" - 8"	tassellato	21308E
Permobil	C500	2.50" - 3"	rigato	213031
Permobil	Chairman	200 x 50	ruota completa	204086
Sunrise	Quickie P220	4.10" / 3.50" - 6"	tassellato	213062
Vermeiren	Tracer	3.00" - 8"	racing	213085

## Tabella Flexel per scooter

Marca	Modello	ruota ANTERIORE	Profilo	codice Mobilex
Invacare	Auriga	3.00" - 4"	rigato	213044
Invacare	Meteor	4.00" - 5"	tassellato	213051
Ortopedia	Touring 926	3.50" - 10"	tassellato	213102
Sunrise	Elite	4.10" / 3.50" - 6"	tassellato	213061
Sunrise	Swift	3.00" - 4"	rigato	213044

Marca	Modello	ruota ANTERIORE	Profilo	codice Mobilex
Invacare	Auriga	3.00" - 4"	tassellato	213043
Invacare	Meteor	4.00" - 5"	tassellato	213051
Ortopedia	Touring 926	4.10" / 3.50" - 6"	tassellato	213062
Sunrise	Elite	13" - 5.00" - 6"	tassellato	213066
Sunrise	Swift	3.00" - 4"	tassellato	213043

# RUOTE POSTERIORI



## Rubrica C, CX, CY, CZ

Ruote posteriori ed accessori, corrimano, Spinergy,  
kit monoguida e kit freni a tamburo

Foto C1



**Ruota standard** in alluminio senza pneumatico e senza corrimano. Misure: 20", 22", 24" e 26".

Ruota standard	
Largh. mozzo	49 oder 53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C2



**Ruota standard con freno a tamburo** in alluminio con freno a tamburo senza pneumatico e corrimano. Misure: 20", 22", 24" e 26".

Ruota standard + freno tamburo	
Largh. mozzo	46 mm
Cuscinetti	12 mm
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C3



**Ruota completa** con mozzo nero, pneumatici in poliuretano e corrimano. Misure: 20", 22" e 24".

Ruota standard completa	
Largh. mozzo	49 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C4b



Foto C4a

Ruota **Buffalo Heavy Duty** con mozzo rinforzato, raggi argento 2,6 mm, cerchio in alluminio rinforzato con corrimano integrato. Copertura da 1 3/8" con inserti Flexel. Disponibile solo in 24"

Buffalo Heavy Duty	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	<b>140 kg</b> a ruota

Foto C10



Foto C11

**Ruota completa per Invacare** (C10) con cop. da 1" o per Etac (C11) con cop. da 1 3/8". Corrimano in alluminio color argento. Misure: 20", 22" e 24". Disponibili per Etac anche da 26".

Ruota completa per Invacare	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C5



La ruota **Ultralite** è una ruota leggera ed economica con un peso totale di 1120 grammi. Mozzo in alluminio nero, cerchio a goccia nero con cop. 1", 24 raggi in acciaio inox nero, corrimano in alluminio.

Ultralite	
Largh. mozzo	49 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C6



Ruota **Storm** a 12 raggi, cerchio a goccia nero con pneumatici da 1", mozzo in alluminio nero lavorato CNC e corrimano in alluminio nero. Peso totale 1890 grammi incluso pneumatico, camera d'aria e corrimano. Disponibile solo in 24".

Storm	
Largh. mozzo	49 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C12



La ruota **Tristar** è una ruota in alluminio con 3 grandi raggi. Il peso totale incluso pneumatico e camera d'aria e corrimano è di soli 1730 grammi. Il colore "Black Pearl" è nero con puntini brillanti.

Tristar	
Largh. mozzo	49 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C7



Ruota Mobilex **Offroad**, completa di cerchio in alluminio nero e mozzo nero a flangia alta. Corrimano in alluminio nero, camera d'aria e pneumatico nero tassellato tipo MTB. Disponibile solo in 24".

Mobilex Offroad	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C17



Ruota gemellare **Offroad Twin** con doppio cerchio saldato in alluminio. Due pneumatici MTB 1.75" x 24". Mozzo nero a flangia alta con cuscinetti da 1/2". Corrimano in alluminio nero. Disponibile solo in 24".

Mobilex Offroad Twin	
Largh. mozzo	mm
Cuscinetti	1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C8



Ruota **FAT wheel** completa di cerchio e mozzo in alluminio nero e mozzo, 36 raggi in acciaio zincato e corrimano in alluminio nero. Pneumatico tassellato tipo MTB 24" x 1,95". Disponibile solo in 24".

FAT Wheel	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

Foto C9



Ruota Mobilex **Outdoor Extreme** completa di cerchio e corrimano in alluminio nero con mozzo nero a flangia alta. Copertone Schwalbe Black Jack 24" x 2.10" (54-507). Disponibile solo in 24".

Outdoor Extreme	
Largh. mozzo	53 mm
Cuscinetti	12 mm o 1/2"
Portata max.	75 kg a ruota

## Accessori per ruote posteriori


Perni a rilascio rapido, boccole, cuscinetti, cavi freno e guaine



Perno a rilascio rapido




Perno con pulsante grande (color argento o nero)



Perno Tetra




Boccole e dado



Minuterie x montaggio corrimano



Catarifrangente



Cavi freno e parti di fissaggio



Rotolo con 50 m di guaina, box con 100 cavi freno



Nastri protettivi per cerchioni



Cuscinetto



Cassetta con cuscinetti assortiti (9 dimensioni diverse)



Attrezzo per il montaggio dei cuscinetti su ruote posteriori

## Ruote standard senza copertone e senza corrimano

Codice	Descrizione	Ø	Foto	Listino
215201	Ruota a raggi 20", color argento, mozzo ø12 mm	451		64,05 €
215221	Ruota da 22" argento, cuscinetti 12 mm	489		61,95 €
215241	Ruota a raggi 24", col. arg., mozzo ø12 mm, senza cop. e senza corrimano	540		63,00 €
215261	Ruota a raggi 26" col.arg., mozzo ø12 mm	590		75,60 €

D1120	Ruota 20" standard, cuscinetti 1/2", senza copertone e corrimano	451	C1	49,35 €
D1122	Ruota 22" standard, cuscinetti 1/2", senza copertone e corrimano	489	C1	49,35 €
D1124	Ruota 24" standard, cuscinetti 1/2", senza copertone e corrimano	540	C1	49,35 €
D1126	Ruota 26" standard, cuscinetti da 1/2", senza copertone e corrimano	590	C1	57,75 €

215203	Ruota 20" con freno a tamburo, cusc. 12 mm, senza copertone, camera, corrimano ed ancoraggio	451	C2	93,45 €
215223	Ruota 22" freno tamburo, cerchio 489 mm, cusc. 12 mm, senza cop./cam., corrimano e ancoraggio	489	C2	93,45 €
21522P	Ruota 22" freno tamburo, cerchio 510 mm, cusc. 12 mm, senza cop./cam., senza corrimano e ancoraggio	489	C2	93,45 €
215243	Ruota 24" freno tamburo, cuscinetti 12 mm, senza cop./camera, senza corrimano, senza ancoraggio	540	C2	87,15 €
215263	Ruota 26" freno tamburo, cuscinetti 12 mm, senza cop./camera, senza ancoraggio, senza corrimano	590	C2	168,00 €

## Ruote Ultralite senza corrimano e senza copertone

Codice	Descrizione	Ø	Listino
21820U	Ruota Ultralite 20", mozzo 12 mm, cerchio nero, senza copertone e senza corrimano	451	143,85 €
21822U	Ruota Ultralite 22", mozzo 12 mm, cerchio nero, senza copertone e senza corrimano	489	143,85 €
21834U	Ruota Ultralite 24", mozzo 12 mm, cerchio nero, senza copertone e senza corrimano	540	143,85 €
21826U	Ruota Ultralite 26", mozzo 12 mm, cerchio nero, senza copertone e senza corrimano	590	143,85 €

## Costo per il montaggio di corrimano e coperture e sostituzione cuscinetti

Per l'assemblaggio delle ruote addebitiamo i seguenti costi a ruota

Codice	Descrizione	Listino
D3130	Montaggio corrimano	22,58 €
D3110	Montaggio camera e copertone	22,58 €
D3120	Montaggio di copertoni pieni in PU	22,58 €
D3121	Montaggio Flexel	33,60 €

**NB.** I corrimano si trovano nella **rubrica CY** ed i copertoni nella **rubrica B**

## Ruote standard complete

Codice	Descrizione	Ø	Foto	Listino
21520A	Ruota col. arg. da 20", mozzo ø12 x 53 mm per Etac, PU 1 3/8", corrimano alluminio	451	C11	124,95 €
21522A	Ruota col. arg. da 22", mozzo ø12 x 53 mm per Etac, PU 1 3/8", corrimano alluminio	498	C11	124,95 €
21524D	Ruota col. arg. da 24", mozzo ø12 x 53 mm per Etac, PU 1 3/8", corrimano alluminio	540	C11	124,95 €

21520C	Ruota col. arg. da 20", mozzo ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	451	C11	140,70 €
21522C	Ruota col. arg. da 22", mozzo ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	489	C11	140,70 €
21524C	Ruota col. arg. da 24", mozzo ø12 x 53 mm, cop. 1", corrimano alluminio	540	C11	140,70 €
21526C	Ruota col. arg. da 26", mozzo ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	590	C11	150,15 €

21520F	Ruota da 20" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	451	C3	75,60 €
21522F	Ruota da 22" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	489	C3	80,85 €
21524F	Ruota da 24" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	540	C3	80,85 €

21520S	Ruota da 20", mozzo nero ø12 x 53 mm, cop. PU 1 3/8", corrimano alum. argento, 4 fori	451	C10	112,35 €
21522S	Ruota da 22", mozzo nero ø12 x 53 mm, cop. PU 1 3/8", corrimano alum. argento a 4 fori	489	C10	112,35 €
21524S	Ruota da 24", mozzo nero ø12 x 53 mm, cop. PU 1 3/8", corrimano alum. argento, 4 fori	540	C10	112,35 €

21520R	Ruota da 20" nera , mozzo nero ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	451	C10	112,35 €
21522R	Ruota da 22" nera , mozzo nero ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	489	C10	112,35 €
21524R	Ruota da 24" nera , mozzo nero ø12 x 53 mm, copertone 1", corrimano alluminio	540	C10	112,35 €

## Ruote speciali complete

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21824L	Ruota 24" Ultralite, mozzo 12 mm, cerchio nero con copertone, corrimano in alluminio	C5	199,50 €
D1519	Ruota 24" Ultralite, mozzo 1/2", cerchio nero con copertone, corrimano in alluminio	C5	199,50 €
218248	Ruota Storm 24", mozzo nero 12 mm, corrimano in alluminio nero, cerchio nero con cop. da 1"	C6	199,50 €
D1521	Ruota Storm 24", mozzo nero 1/2", corrimano in alluminio nero, cerchio nero con cop. da 1"	C6	199,50 €
218232	Ruota Tristar 24" in alluminio nero, con cop. e camera e corrimano in allum.nero	C12	467,25 €
218240	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 12 mm, corrimano allum. nero	C7	210,00 €
218242	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 1/2", corrimano allum. nero	C7	210,00 €
D1514	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-507) cop. MTB, cuscinetti 12 mm, corrimano High Friction	C7	223,65 €
218247	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 1/2", corrimano High Friction	C7	223,65 €
D1513	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 12 mm, corrimano acciaio inox	C7	223,65 €
21824F	Ruota Offroad 24" x 1.75" (47-504) cop. MTB, cuscinetti 1/2", corrimano acciaio inox	C7	223,65 €
21834T	Ruota gemellare Offroad, 2 x 24" x 1,75" (47-507) cop. MTB, cusc. 1/2", corrimano nero	C17	548,10 €
21834C	Ruota Outdoor Extreme 24" x 2.10 (54-507) MTB, cuscinetti 12 mm, corrimano allum. nero	C9	312,90 €
D1523	Ruota Outdoor Extreme 24" x 2.10 (54-507) MTB, cuscinetti 1/2", corrimano allum. nero	C9	312,90 €
21534S	Ruota 24" rinforzata, mozzo nero ø12 mm, cop. pieno 1 3/8", corrimano alluminio argento	C4A	223,65 €
21534T	Ruota 24" rinforzata con freno a tamburo, mozzo ø12 mm, cop. pieno 1 3/8", corrimano alluminio	C4B	252,00 €
21834F	Ruota FAT WHEEL 24" x 1.95" (50-507), cuscinetti 12 mm, corrimano alluminio nero	C8	290,85 €
D1522	Ruota FAT WHEEL 24" x 1.95" (50-507), cuscinetti 1/2", corrimano alluminio nero	C8	290,85 €

## Perni a rilascio rapido standard

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219008	Perno a rilascio rapido ø 12 x 85 mm	C28	26,78 €
219001	Perno a rilascio rapido ø 12 x 98 mm	C28	26,78 €
219002	Perno a rilascio rapido ø 12 x 104 mm	C28	26,78 €
219003	Perno a rilascio rapido ø 12 x 108 mm	C28	26,78 €
219006	Perno a rilascio rapido ø 12 x 112 mm	C28	26,78 €
219004	Perno a rilascio rapido ø 12 x 123 mm	C28	26,78 €

219101	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 99 mm	C28	26,78 €
219102	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 104 mm	C28	26,78 €
219104	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 108 mm	C28	26,78 €
219103	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 112 mm	C28	26,78 €
219107	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 118 mm	C28	26,78 €
219105	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 122 mm	C28	26,78 €
219108	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 130 mm	C28	26,78 €

## Perni a rilascio rapido con bottone grande per mozzi standard

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219302	Perno a rilascio rapido ø12 x 99 mm, bottone nero grande per Ultralite	C29A	28,88 €
219303	Perno a rilascio rapido ø12 x 104 mm, bottone nero	C29A	28,88 €
219304	Perno a rilascio rapido ø12 x 108 mm, bottone color alluminio	C29	28,88 €
219308	Perno a rilascio rapido ø12 x 108 mm, bottone nero	C29A	28,88 €
219306	Perno a rilascio rapido ø12 x 118 mm, bottone color alluminio	C29	28,88 €
219305	Perno a rilascio rapido ø12 x 118 mm, bottone nero grande	C29S	28,88 €

219407	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 94 mm, bottone nero	C29A	28,88 €
219401	Sgancio rapido ø1/2" x 99 mm con pomello nero per ruote Ultralite e X-Core	C29A	28,88 €
219402	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 101 mm, bottone nero	C29A	28,88 €
219404	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 104 mm, bottone nero	C29A	28,88 €
219405	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 112 mm con pulsante nero per mozzo standard	C29S	28,88 €
219409	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 118 mm con bottone nero per ruote Ultralite	C29A	28,88 €

## Perni a rilascio rapido con bottone grande per mozzi tipo Ultralite

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219302	Perno a rilascio rapido ø12 x 99 mm, bottone nero grande per Ultralite	C29A	28,88 €
219401	Sgancio rapido ø1/2" x 99 mm con pomello nero per ruote Ultralite e X-Core	C29A	28,88 €
219403	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 104 mm per ruota Octopus/X-core/Typhoon, alluminio spazzol	C29A	28,88 €
219406	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 108 mm, bottone nero per ruote Ultralite	C29A	28,88 €

## Perni Spinergy per mozzi R10

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219601	Spinotto Spinergy 5/8" x 4.25" per cuscinetti R10	C28	122,85 €
219602	Spinotto Spinergy 5/8" x 4.75" per cuscinetti R10	C28	122,85 €

## Perni diversi, boccole e dadi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
219411	Perno a rilascio rapido ø1/2" x 122 mm tetra	C29C	51,45 €
219905	Maniglia Tetra per perni a rilascio rapido	C29D	43,58 €
219122	Perno a rilascio rapido ø 1/2" x 104 mm, cromato	C28	9,98 €
219201	Boccola ø12 x 50 mm, M16 x 1	C30A	13,65 €
219202	Boccola ø12 x 60 mm, M16 x 1	C30A	15,75 €
219203	Boccola ø12 x 75 mm, M16 x 1	C30A	17,85 €
219210	Boccola ø1/2" x 51 mm	C30B	19,95 €
219501	Controdado M16 x 1 per boccola 24 mm	C31	1,05 €
219502	Controdado M18 x 1 per boccola 24 mm	C31	1,32 €

## Accessori per ruote posteriori

Codice	Descrizione	Foto	Listino
227011	Cavo freno 180 cm, con terminale a pera	C34H	1,58 €
227012	Cavo freno 180 cm, con terminale a tamburo	C34A	1,58 €
227013	Cavo freno 180 cm con terminale sferico	C34H	1,58 €
227018	Cavo freno, doppio, ø1,5 x 180 mm	C34I	11,03 €
227060	Box con 100 pz. cavo freno da 180 cm e nippel a barilotto	C36A	100,80 €
227021	Guaina per cavo freno, 550 mm	C34C	1,58 €
227022	Guaina per cavo freno, 800 mm	C34C	2,10 €
227023	Guaina per cavo freno, 900 mm	C34C	2,37 €
227024	Guaina per cavo freno, 1200 mm	C34C	2,63 €
227026	Guaina per cavo freno, 1400 mm	C34C	2,89 €
227050	Guaina freno ø5 mm, rotolo da 50 metri	C36	51,45 €
227002	Regolatore per cavo M6 x 25 mm	C34E	1,84 €
227003	Morsetto per cavo ø8 x 15 mm	C34F	1,58 €
227006	Vite per nipples ø5 x 7,5 mm	C34F	0,95 €
227004	Terminale per cavi freno	C34G	0,11 €
227007	Coppella in metallo per guaine ø5 mm	C34D	0,21 €
227008	Coppella in metallo per guaine ø6 mm	C34D	0,21 €
227009	Coppella in plastica per guaine ø5 mm	C34D	0,27 €
229001	Vite a croce 5 x 40 mm	C17A	0,32 €
229002	Tubetto in plastica 5,2 x 26 mm	C17B	0,21 €
229512	Vite a croce M5 x 12 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,37 €
229003	Asola per fissaggio corrimano	C17E	0,21 €
215820	Nastro protettivo per cerchione 20"	C37	1,05 €
215822	Nastro protettivo per cerchione 22"	C37	1,05 €
215824	Nastro protettivo per cerchione 24"	C37	1,05 €
215826	Nastro protettivo per cerchione 26" o 28"	C37	1,58 €
215821	Nastro protettivo Hermanns per cerchione 20/22"	C37	1,58 €
215825	Nastro protettivo Herrmans per cerchione 24"	C37	1,32 €
215827	Nastro protettivo Herrmans per cerchione 26" o 28"	C37	1,84 €
215851	Nastro protettivo Schwalbe adesivo, per alta pressione, rotolo 25 m x 15 mm	C37	35,70 €
215852	Nastro protettivo Schwalbe adesivo, per alta pressione, rotolo 25 m x 18 mm	C37	35,70 €
215853	Nastro protettivo Schwalbe adesivo, rotolo 50 m x 15 mm	C37	33,60 €
215854	Nastro protettivo Schwalbe adesivo, rotolo 50 m x 19 mm	C37	33,60 €
215810	Catarifrangenti per ruota a raggi	C32	1,32 €
231000	Cuscinetto, d=ø8 x D=ø22 x B=7 mm - 608 2RS	C33	5,52 €
231001	Cuscinetto, d=ø10 x D=ø26 x B=8 mm - 6000 2RS	C33	5,52 €
231002	Cuscinetto, d=ø12 x D=ø28 x B=8 mm - 6001 2RS	C33	5,52 €
231101	Cuscinetto, d=ø1/2" x D=ø28 x B=5/16" - R8 2RS	C33	7,88 €
231102	Cuscinetto, d=ø 1/2" x D=ø1 1/8" x B=5/16" - R8 2RS (Spinergy ø1/2")	C33	5,52 €
231103	Cuscinetto, d=ø12 x D=ø1 1/8" x B=5/16" - 2RS	C33	7,88 €
231201	Cuscinetto, d=ø12 x D=ø32 x B=10 mm - 6201 2RS	C33	7,88 €
231104	Cuscinetto, d=ø15 x D=ø28 x H=7mm - 61902 2RS	C33	9,98 €
231202	Cuscinetto, d=ø15 x D=ø32 x B=9 mm - 6002 2RS	C33	7,88 €
231203	Cuscinetto, d=ø15 x D=ø35 x B=11 mm - 6202 2RS	C33	7,88 €
231205	Cuscinetto, d=ø20 x D=ø42 x B=12 mm - 6004 2RS	C33	13,65 €
231990	Cuscinetto, d=ø10 x D=ø26 x mm - 6000 2RS, INOX	C33	6,83 €
231991	Cuscinetto, d=ø12 x D=ø28 x B=8 mm - 6001 2RS acciaio, INOX	C33	8,93 €
231992	Cuscinetto, d=ø1/2" x D=ø1 1/8" x B= 5/16" mm - R8 2RS, INOX	C33	11,03 €
231099	Cassetta con 50 cuscinetti assortiti (9 tipi )	C38	187,95 €
231899	Attrezzo per il montaggio di cuscinetti su ruote posteriori	C39	28,88 €

## Ruote Spinerger

Spinerger è un pioniere nello sviluppo di ruote rivoluzionarie nel mondo dello sport su sedia a rotelle nonché per l'uso quotidiano. Le ruote Spinerger con raggi in fibra offrono una scorrevolezza senza fastidiosi scricchiolii e nonostante il loro design ultraleggero e moderno sono estremamente affidabili richiedendo poca manutenzione.

Le diverse possibilità di combinazione sono disponibili nelle taglie 24", 25" e 26" in diversi colori. Di serie forniamo le ruote Spinerger con cuscinetto a sfere da 1/2" (tranne per il mozzo R10), senza corrimano e senza pneumatici. Le ruote Spinerger che hanno un codice Mobilex (vedi listino prezzi) di solito sono disponibili a magazzino. Altri modelli possono essere forniti su richiesta, però con tempi di consegna più lunghi.

Su richiesta, possiamo fornire le ruote Spinerger come ruote complete, cioè con corrimano e pneumatici montati. Possono essere forniti anche colori individuali per raggi, mozzi e/o cerchioni, vedi "**Spinerger Design Lab**". Per i costi aggiuntivi si prega di consultare il nostro listino prezzi.



La ruota **Spox Everyday L** è reattiva, estremamente resistente e ideale per gli sport di contatto. Se avete bisogno di una ruota leggera, veloce e agile, la Spox Lite Extreme potrebbe essere la Vostra ruota. È elegante ed ha un design fantastico.



Una ruota economica nel collaudato design Spinerger. La **Spox Sport SL** è un'eccellente ruota multiuso progettata per durare nel tempo senza compromettere stile e prestazioni. Ideale per sport di contatto come il tennis, la pallacanestro, ecc.



Progettata per chi è alla ricerca di uno stile unico e innovativo, la ruota **Lite Extreme LX** è esteticamente piacevole ed è progettata per ridurre il peso della vostra carrozzina senza comprometterne la durata e le prestazioni.



Ideata per chi cerca prestazioni, stile e rigidità torsionale extra nella scelta delle proprie ruote. La **Lite Extreme LX X-Laced** è stata progettata per garantire la massima rigidità torsionale e reattività.

Foto CX1c



La ruota **Sport Lite Extreme SLX** è reattiva, estremamente resistente e ideale per gli sport di contatto. Se avete bisogno di una ruota leggera, veloce ed agile, la Sport Lite Extreme potrebbe essere la vostra risposta. Questa ruota ha un aspetto fantastico, è elegante e Vi permette di concentrarvi sul gioco, non sul equipaggiamento.

Foto CX1g



L'ultima evoluzione nel design di Spinergy porta le prestazioni della ruota ad un livello superiore. La ruota **Sport Lite Extreme SLX X-Laced** offre una maggiore resistenza alla torsione e una risposta ancora più rapida. Ideata per atleti che chiedono il massimo ad una ruota.

Foto CX1e



La **Blade LXL** è una ruota incredibilmente elegante ed esteticamente piacevole con un design chiaro che non sacrifica mai prestazioni e durata. La ruota Blade LXL ha un cerchio largo 17 mm, un nuovo design minimalista del mozzo e naturalmente i raggi brevettati in fibra PBO.

**Raggi Blade:** i raggi a lama (Blade) portano questo modello ad un nuovo livello. Ogni raggio è a forma di lama per creare uno stile snello e innovativo simile a quello delle biciclette High-End-Aero.

Foto CX1h



La ruota **Carbon Blade CLX** è la ruota più leggera sul mercato per carrozzine ad alte prestazioni. Il cerchio in fibra di carbonio offre prestazioni mai viste prima! Gli esperti del settore sostengono che questa è la ruota più efficiente mai sviluppata. E' leggera, incredibilmente reattiva, super resistente e probabilmente la più bella ruota sul mercato.

La ruota CLX ha un cerchio in fibra di carbonio, un mozzo CNC appositamente realizzato e naturalmente i raggi brevettati in fibra PBO a forma di lama.

## Spinergy LX Flexrim

La ruota Spinergy LX con FLEXRIM è un prodotto rivoluzionario. Il materiale uretanico che fissa il corrimano sul cerchio permette all'utente di spingere senza toccare il copertone. Il materiale ultraleggero ed estremamente resistente può anche essere facilmente spinto verso l'interno per ridurre leggermente la larghezza della carrozzina quando si entra in porte molto strette. Questo prodotto è diverso da qualsiasi altro prodotto offerto da altre aziende ed è un must per qualsiasi utente di carrozzina.

NB. Il cerchio e il corrimano sono UN SOLO prodotto e non sono separabili.




Foto CY1f

## Dati tecnici delle ruote Spinerger


Modello ruota	Largh. mozzo	Tipo mozzo	Foto	Raggi Diametro	Raggi Quantità	Peso a ruota
<i>Spox Everyday L</i>	1,80" - 46,5 mm	Standard	CX1a	3 mm	18	720 g
<i>Spox Sport SL</i>	2,30" - 60,0 mm	Largo	CX1p	3 mm	24	760 g
<i>Lite Extreme LX</i>	1,80" - 46,5 mm	Fresato CNC	CX1b	4 mm	12	660 g
<i>Lite Extreme X-Laced XLX</i>	1,80" - 46,5 mm	Fresato CNC	CX1q	4 mm	12	680 g
<i>Sport Lite Extreme SLX</i>	2,30" - 60,0 mm	Largo	CX1c	4 mm	24	780 g
<i>Sport Lite Extreme X-Laced XSLX</i>	2,30" - 60,0 mm	Largo	CX1g	4 mm	24	780 g
<i>Sport Lite Extr. X-Laced XSLX R-10</i>	2,30" - 60,0 mm	Largo	CX1l	4 mm	24	800 g
<i>Blade LXL</i>	1,80" - 46,5 mm	Lite	CX1e	flach	18	580 g
<i>Carbon Blade CLX</i>	1,80" - 46,5 mm	Lite	CX1i	flach	18	560 g

Spinerger	22"	24"	25"	26"	28"
ETRTO (mm)	501	540	559	590	622

## Tipi di mozzo Spinerger



Mozzo Spinerger 1,80" o 2,30", cuscinetti ½", colore nero o argento per ruote L, LS o SLX



Mozzo Spinerger fresato, 1,80", cuscinetti ½", colore nero o argento per ruote LX



Mozzo Spinerger 1,80", Cuscinetti ½", colore nero per ruote CLX o LXL Blade



Mozzo Spinerger fresato 2,30", cuscinetti ½", colore rosso o nero per ruote XSLX



Mozzo Spinerger R10 2,30", cuscinetti 5/8", colore rosso o nero per ruote XSLX



Coprimozzo in plastica per ruote XSLX

## Spinergy **DESIGN LAB**



Foto CX1u  
Ruota completa con 9 raggi di colore diverso

Per i modelli Spinergy LX, XLX, XLX, LXL, LXL Blade, SLX e XSLX c'è la possibilità di personalizzare le ruote con **un design cromatico personalizzato**. Grazie alla possibilità di combinare 6 cerchi, 6 mozzi e 9 diversi colori dei raggi quasi non esistono limiti al Vostro gusto personale e al Vostro design - sfogatevi!

### Colori possibili

Cerchio: nero, blu, oro, rosso, viola, verde.

Mozzo: oro, nero, rosso, viola, verde, blu, blu, argento

Raggi: rosa, verde, arancione, nero, bianco, rosso, giallo, blu, viola.

E' inoltre possibile assegnare un colore diverso ad ogni raggio, sia interno che esterno.

Il tempo di consegna delle ruote Spinergy assemblate individualmente è di ca. 12 settimane. Si prega di consultare il nostro listino prezzi per i costi aggiuntivi.



**ATTENZIONE:** Non è possibile rendere ruote individuali!

## Ruote complete Spinergy

Su richiesta, possiamo fornire le ruote Spinergy come ruote complete, cioè con corrimano e/o con pneumatici montati. Per i costi aggiuntivi si prega di consultare il listino prezzi.

## Spinergy LX Offroad



Foto CX1t  
Ruota completa Spinergy LX Offroad

### Outdoor Wheel Package

Durante lo sviluppo delle ruote Spinergy Offroad, particolare attenzione è stata posta alla massima efficienza ed alle caratteristiche di guida. Scegliendo la giusta misura delle ruote, è possibile ridurre al minimo la variazione dell'altezza della seduta rispetto alle normali ruote da strada. Esempio: Se le vostre ruote che usate tutti i giorni sono da 24" (540) con un copertone da 1", scegliendo il pacchetto outdoor da 22" (501) l'altezza potrebbe rimanere la stessa o essere minore solo di circa 1/4" (i risultati esatti possono variare).

Il cerchio corrisponde alla ruota **Spinergy LX** e viene fornito di serie con cuscinetti da 1/2". La ruota è disponibile nelle versioni 24" e 26".

Larghezza mozzo: 46,5 mm

Portata: 75 kg a ruota

## Articolo complementari alle ruote Spinergy (vedi anche rubrica A e PTe)



Foto A27  
Ruotine anteriori nei colori dei raggi Spinergy



Foto A2  
Ruotine anteriori in alluminio



Foto A26  
Ruotine anteriori in plastica



Foto PTe8  
Borsa Spinergy per 2 ruote da 22" a 28"

## Ruote Spinergy - modelli standard

Le ruote Spinergy con codice sono normalmente disponibili a magazzino. Tutti i modelli e/o colori non elencati e non aventi un codice sono fornibili con un termine di consegna di ca. 12 settimane.

### Ruote Spinergy da 22"

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21822A	22" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi neri	CX1B	514,50 €
21822Z	22" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1B	514,50 €

### Ruote Spinergy da 24"

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21824A	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1A	425,25 €
218343	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi neri	CX1A	425,25 €
21824B	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi rossi	CX1A	425,25 €
21824C	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi gialli	CX1A	425,25 €
21824D	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi blu	CX1A	425,25 €
21824E	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi bianchi	CX1A	425,25 €
218231	24" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero, 18 raggi verdi	CX1A	425,25 €

21834P	24" Spinergy SLX, rainbow, 18 raggi di 9 colori diversi		450,00 €
--------	---	--	----------

218348	24" Spinergy Spox Sport Everyday SL, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1P	425,25 €
--------	---	------	----------

21824U	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1B	514,50 €
21824R	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi neri	CX1B	514,50 €
21824V	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi rossi	CX1B	514,50 €
21824X	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi gialli	CX1B	514,50 €
21824Y	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi blu	CX1B	514,50 €
21824Z	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1B	514,50 €
21824T	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi arancioni	CX1B	514,50 €
21824S	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi verdi	CX1B	514,50 €
218243	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi viola	CX1B	514,50 €
21834Q	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi pink	CX1b	514,50 €

218244	24" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo argento, 12 raggi neri, FLEXRIM	CY1F	872,55 €
--------	---	------	----------

218245	24" Spinergy Blade LXL, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1E	514,50 €
--------	--	------	----------

21834K	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1Q	536,55 €
21834L	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, mozzo nero, 12 raggi neri	CX1Q	536,55 €
21834M	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1Q	536,55 €
21834H	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX, mozzo nero, 12 raggi rossi	CX1Q	536,55 €
21834G	24" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX mozzo nero, 12 raggi blu	CX1Q	536,55 €

21834B	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi neri	CX1C	514,50 €
21824J	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1C	514,50 €
21824K	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi rossi	CX1C	514,50 €
21824M	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi gialli	CX1C	514,50 €
21824N	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi blu	CX1C	514,50 €
21824P	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi bianchi	CX1C	514,50 €
21824H	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi arancioni	CX1C	514,50 €
21824I	24" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo nero, 24 raggi verde	CX1C	514,50 €

218241	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo nero, 24 raggi neri	CX1G	580,00 €
218246	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, 24 mozzo nero, raggi bianchi	CX1G	580,00 €
218249	24" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo nero, 24 raggi rossi	CX1G	580,00 €

21824G	24" Spinergy Sport Lite Extreme X-Laced X-SLX, mozzo rosso R10 5/8", 24 raggi neri	CX1L	536,55 €
--------	--	------	----------

21834A	24" Spinergy Extra Lite Carbon Blade CLX, mozzo nero, 18 raggi neri	CX1H	648,90 €
--------	---	------	----------

**Ruote Spinergy da 25"**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21825A	25" Spinergy Spox Everyday L, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1A	447,30 €
21825B	25" Spinergy Spox Everyday L, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1A	447,30 €
21825C	25" Spinergy Spox Everyday L, mozzo nero. 18 raggi blu	CX1A	447,30 €
218358	25" Spinergy Sport Spox Everyday SL, mozzo argento, 25 raggi neri	CX1P	447,30 €
21825M	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1B	559,65 €
21825N	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi neri	CX1B	559,65 €
21825Z	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1B	559,65 €
21825T	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi arancio	CX1B	559,65 €
21825Y	25" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi blu	CX1B	559,65 €
21825L	25" Spinergy X-laced Lite Extreme XLX con mozzo nero, 12 raggi neri incrociati	CX1Q	630,00 €
21825H	25" Spinergy Sport Lite Extreme SLX , mozzo argento, 24 raggi neri	CX1C	559,65 €
218252	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1G	610,00 €
218251	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo nero, 24 raggi neri	CX1G	610,00 €
21825G	25" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo R10 5/8" rosso, 24 raggi neri	CX1G	610,00 €
21835A	25" Spinergy Extra Lite Carbon Blade CLX, mozzo nero, 18 raggi neri	CX1H	659,40 €

**Ruote Spinergy da 26"**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21826A	26" Spinergy Spox Everyday L, mozzo argento, 18 raggi neri	CX1A	469,35 €
218368	26" Spinergy Spox Sport Everyday SL, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1P	469,35 €
21826M	26" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1B	581,70 €
21826R	26" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi nero	CX1B	581,70 €
21826Z	26" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi bianchi	CX1B	581,70 €
21826X	26" Spinergy Lite Extreme LX, mozzo nero, 12 raggi gialli	CX1B	581,70 €
21826H	26" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, mozzo argento, 24 raggi neri	CX1C	581,70 €
218261	26" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo nero, 24 raggi neri	CX1G	630,00 €
21826G	26" Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX, mozzo R10 5/8" rosso, 24 raggi neri	CX1L	630,00 €

**Ruote Spinergy da 28"**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21828H	28" Spinergy Sport Lite Extreme SLX, 24 mozzo argento, raggi neri	CX1C	581,70 €

**Spinergy Outdoor Wheel Package**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21824W	24" Spinergy Offroad LX con copertone e corrimano, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1T	648,90 €
21826W	26" Spinergy Offroad LX, con copertone e corrimano, mozzo argento, 12 raggi neri	CX1T	648,90 €

**Ruota Spinergy da 24" completa con 9 raggi di colore diversi** (p.e. per esposizione o pubblicità)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21834P	24" Spinergy SLX, rainbow, 18 raggi di 9 colori diversi		450,00 €
21834N	Ruota Spinergy da 24" completa con 9 raggi di colore diversi (p.e. per esposizione o pubblicità)	CX1U	500,00 €

## Spinergy DESIGN LAB

Colori personalizzati per le ruote Spinergy (tempo di consegna circa 12 settimane)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D3140	Spinergy Design Lab - Personalizzazione colori mozzo e cerchione o anche dei raggi		156,45 €
D3141	Spinergy Design Lab - Colori dei raggi personalizzati		67,20 €

## Corrimano Spinergy

Codice	Descrizione	Foto	Listino
21724X	Corrimano Spinergy TC Max 24", ovale ergonomico, acciaio inox, 6 alette	CY11	575,40 €
21724Q	Corrimano Spinergy TC Stainless 24", acciaio inox, 6 alette	CY11	425,25 €

## Accessori Spinergy

Codice	Descrizione	Foto	Listino
218903	Nastro protettivo Spinergy 24"	CX1V	4,47 €
218904	Nastro protettivo Spinergy 25"	CX1V	4,47 €
218905	Nastro protettivo Spinergy 26"	CX1V	4,47 €

218920	Cappuccio protettivo per ruote Spinergy XSLX	CX1S	45,00 €
--------	--	------	---------

279035	Borsa porta-ruote Spinergy per 2 ruote da 20" a 28"	PTE8	223,65 €
--------	---	------	----------

218400	Nipple per raggi Spinergy Everyday da 3 mm		2,37 €
218500	Nipple per raggi 4 mm Spinergy LX/SLX		2,37 €

## Costo per il montaggio di corrimano e coperture

Codice	Descrizione	Listino
D3130	Montaggio corrimano	22,58 €

D3110	Montaggio camera e copertone	22,58 €
D3120	Montaggio di copertoni pieni in PU	22,58 €
D3121	Montaggio Flexel	33,60 €

D1345	Cambio dei cuscinetti 12 mm <--> 1/2" sulle ruote Spinergy	gratuito
-------	--	----------

## Raggi Spinergy

Descrizione	Ø	Colore	Codice 24"	Codice 25"	Codice 26"	Codice 28"	Listino
Raggio per ruota Everyday	3 mm	nero	218401	218501	218601	218801	12,08 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	blu	218402	218502	218602	---	12,08 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	rosso	218403	218503	218603	---	12,08 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	giallo	218404	218504	218604	---	12,08 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	bianco	218405	218505	218605	---	12,08 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	arancio	218406	218506	218606	---	12,08 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	verde	218407	218507	218607	---	12,08 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	viola	218408	218508	218608	---	12,08 €
Raggio per ruota Everyday	3 mm	pink	218409	218509	218609	---	12,08 €

Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	nero	218411	218511	218611	218811	16,80 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	blu	218412	218512	218612	---	16,80 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	rosso	218413	218513	218613	---	16,80 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	giallo	218414	218514	218614	---	16,80 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	bianco	218415	218515	218615	---	16,80 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	arancio	218416	218516	218616	---	16,80 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	verde	218417	218517	218617	---	16,80 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	viola	218418	218518	218618	---	16,80 €
Raggio per ruota LX/SLX	4 mm	pink	218419	218519	218619	---	16,80 €

Raggio Blade (esterno)	4 mm	nero	21841A	21851A	---	---	19,95 €
Raggio Blade (interno)	4 mm	nero	21841B	21851B	---	---	19,95 €

**Nota:** i raggi Spinergy sono forniti completi di nipples

## Nipples per raggi Spinergy

Codice	Descrizione	Listino
218400	Nipple per raggi Spinergy Everyday da 3 mm	2,37 €
218500	Nipple per raggi 4 mm Spinergy LX/SLX	2,37 €

**Codici per coperture e corrimano per ruote Spinergy**

**ATTENZIONE:** Di serie forniamo le ruote Spinergy senza corrimano e senza copertura. Se si desidera ordinare le ruote Spinergy assemblate, si prega di utilizzare le tabelle sottostanti.

**Copertoni per ruote Spinergy** (senza montaggio - costi di montaggio vedi pagine precedenti)

<b>Copertone/camera - codici</b>	<b>24"</b> camera/copertone	<b>25"</b> camera/copertone	<b>26"</b> camera/copertone	<b>28"</b> camera/copertone
1" Copertone standard	207242 / 205241	207251 / 205251	207261 / 205261	n.d.
1" Schwalbe Marathon+	207246 / 20524Y	207252 / 205253	207264 / 205266	n.d.
1" Schwalbe Marathon+ Refl.	207246 / 20524A	n.d.	207264 / 205267	n.d.
1" Schwalbe One	207246 / 20524W	207252 / 20525A	n.d.	n.d.
1" Schwalbe DownTown	207246 / 20524Z	n.d.	n.d.	n.d.
1" Schwalbe RightRun nero	207246 / 205343	n.d.	n.d.	n.d.
1" Schwalbe RightRun grigio	207246 / 20524L	207252 / 205254	207264 / 205263	n.d.
1" Schwalbe RightRun blu	207246 / 20524T	n.d.	n.d.	n.d.
1" Schwalbe RightRun rosso	207246 / 20524X	n.d.	n.d.	n.d.
1" Kenda K-191 blu/nero	207242 / 20524E	n.d.	207262 / 20526E	n.d.
1" Kenda K-191 rosso/nero	207242 / 20524V	207251 / 205257	207262 / 205269	207281 / 205285
1" Kenda K-191 grigio/nero	207242 / 20524N	207251 / 205258	207262 / 20526A	n.d.
1" Kenda K-1053 nero	207242 / 20524O	n.d.	n.d.	n.d.
1" Kenda K-196 grigio	n.d.	n.d.	207261 / 20526A	n.d.
1" Kenda K-196 rosso	n.d.	n.d.	207261 / 205269	207281 / 205285
1" CST VN Master	207242 / 205347	--	--	--

<b>Anelli poliuretano - codici</b>	<b>PU 24"</b>	<b>PU 25"</b>	<b>PU 26"</b>	<b>PU 28"</b>
1" anello in PU grigio	211243	211251	211262	i.t.
1" anello in PU nero	211248	211252	211263	i.t.

*n.d.* = non disponibile

**Corrimano per ruote Spinergy** (senza montaggio - costi di montaggio vedi pagine precedenti)

<b>Corrimano - codici</b>	<b>peso 24"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>26"</b>	<b>28"</b>
Alluminio color argento	0,32 kg	21724B	21725B	21726B	21728B
Alluminio color nero	0,32 kg	217248	217258	217268	--
Acciaio inox	0,66 kg	217244	217254	217264	--
Titanio	0,42 kg	21724T	21725T	21726T	21728T
Friction "soft"	0,64 kg	217241	--	217261	--
Friction "hard"	0,58 kg	217242	--	217262	--
Spinergy TC	0,50 kg	21724Q	--	--	--
Spinergy TC-Grip	0,56 kg	21724P	--	--	--
Mobilex Topgrip	0,64 kg	21724V	21725V	--	--
Mobilex Trigrip	0,72 kg	21724Z	--	--	--

### Plastica



*Foto CY1*

Alette Viti Clips

Corrimano in plastica nera. Fornibile per fissaggio con viti o clips. (vedi tabella nel listino)

### Aluminio color argento



*Foto CY2*

Alette Viti Clips

Corrimano in alluminio color argento. Fornibile per fissaggio con alette, viti o clips (vedi tabella nel listino)

### Aluminio nero



*Foto CY3*

Alette Viti Clips

Corrimano in alluminio nero. Fornibile per fissaggio con alette o viti (vedi tabella nel listino)

### Acciaio inossidabile



*Foto CY4*

Alette Viti Clips

Corrimano in acciaio inossidabile. Fornibile in acciaio lucido o spazzolato per fissaggio con alette, viti o clips (vedi tabella nel listino)

### Titanio



*Foto CY5*

Alette Viti Clips

Corrimano in titanio. Fornibile solo per fissaggio con alette (vedi tabella nel listino)

### Silicone



*Foto CY6*

Alette Viti Clips

Corrimano in alluminio ricoperto di silicone. Fornibile per fissaggio con viti o clips (vedi tabella nel listino)

### High Friction Medium Soft



*Foto CY7*

Alette Viti Clips

Corrimano in alluminio con copertura High Friction medium-soft. Fornibile solo per fissaggio con alette (vedi tabella nel listino)

### High Friction Medium Hard



*Foto CY8*

Alette Viti Clips

Corrimano in alluminio con copertura High Friction medium-hard. Fornibile solo per fissaggio con alette. (vedi tabella nel listino)

### Con 9 pomelli gommati



*Foto CY9*

Alette Viti Clips

Corrimano in alluminio nero con 9 pomelli gommati. Fornibile solo per fissaggio con alette (vedi tabella nel listino)

### Montaggio dei corrimano



Montaggio con alette

*Foto CY14*



Montaggio con viti

*Foto CY15*



Montaggio con clips

*Foto CY16*

### Minuteria



*Foto CY17*

### Mobilex Top-Grip



Il corrimano **Mobilex Top-Grip** con inserto antiscivolo offrono una migliore presa. I lati lisci in alluminio anodizzato nero riducono al minimo il calore d'attrito durante la frenata.

### Spinergy TC Stainless




Il corrimano **Spinergy TC** è realizzato in acciaio inox leggero e ha una superficie strutturata che combina un'elevata presa con stabilità e durezza.

Il **TC Max** si differenzia per la sua forma ergonomica ovale, che offre una superficie di presa più ampia.

### Serie Omobic (Fornibili solo con alette, eccetto per il "Magnesium" che è fornibili solo per montaggio con viti)

#### Optimum H, P und F



#### Optimum ZH und ZF



I corrimano della serie **Omobic Optimum** offrono una presa ottimale per facilitare propulsione e frenata. Sono adatti soprattutto a utenti con una forza limitata della mano. Il **modello P** è verniciato a polvere, mentre i **modelli H e ZH** sono anodizzati ed i **modelli F e ZF** hanno un rivestimento antiscivolo di 1,5 mm.

#### Nova H e P



#### Orbit H



#### Simi



I corrimano Omobic delle serie **Nova, Orbit e Simi** sono dotati di un inserto antiscivolo in silicone. Forniscono un'eccellente presa, rendendo la carrozzina più maneggevole e comoda da guidare. Il modello **Nova P** è verniciato a polvere, mentre i modelli **Nova H, Orbit H e Simi** sono anodizzati.

#### Titanium



#### Ultralight



#### Magnesium



#### Lizard



I corrimani Omobic **Ultralight**, Omobic **Magnesium** e Omobic **Titanium** sono particolarmente leggeri ma molto robusti. Il modello **Omobic Lizard** in alluminio offre un'elevata presa grazie al rivestimento in silicone di 1 mm di spessore. Con un coefficiente di attrito di 0,7 ed è particolarmente adatto per persone tetraplegiche.

## Tabella dei corrimano fornibili

20"	4 fori diritti	6 fori diritti	4 fori obliqui	4 alette	6 alette
alluminio nero	--	--	--	--	217203
alluminio argento	21720A	--	217201	21720B	--
Friction Medium Soft	--	--	217207	--	--
plastica nera	216201	--	--	--	--
silicone	217206	--	--	--	--

22"	489 4 fori diritti	489 6 fori diritti	498/501 4 fori diritti	489/501 6 fori diritti	489 4 fori obliqui	498/501 4 fori obliqui	489 6 alette	489/501 6 alette
alluminio nero	--	--	--	--	--	--	217228	--
alluminio argento	--	21722A	21722M	--	217226	--	21722B	--
acciaio spazzolato	--	--	--	--	21722E	--	217229	--
acciaio lucidato	--	--	--	--	--	--	21722D	--
Friction Medium Hard	--	--	--	--	--	--	217225	--
Friction Medium Soft	--	--	21722C	21722S	--	217227	217221	--
plastica nera	216225	216221	--	--	216222	--	--	--
silicone	--	217223	21722Z	--	217224	--	--	--

24"	4 fori diritti	6 fori diritti	4 fori obliqui	6 alette	4 alette
alluminio nero	--	21724D	--	217248	21724F
alluminio argento	--	21724A / 21724R	217247	21724B	--
acciaio spazzolato	--	21724N	21724E	217244	--
acciaio lucidato	--	--	--	21724U	--
Friction Medium Hard	--	--	--	217242	21724M
Friction Medium Soft	--	--	21724H	217241	--
plastica nera	216242	216241	216243	--	--
silicone	217245	217246	217249	--	--
titanio	--	--	--	21724T	--
Mobilex Top-Grip	--	--	--	21724V	--
Mobilex Tri-Grip	--	--	--	21724Z	--
Spinergy TCG	--	--	--	21724P	--
Spinergy TC Stainless	--	--	--	21724Q	--

25"	4 fori diritti	6 fori diritti	4 fori obliqui	6 alette
alluminio nero	--	--	--	217258
alluminio argento	--	--	--	217257
acciaio lucidato	--	--	--	217254
Friction Medium Hard	--	--	--	217252
titanio	--	--	--	21725T

26"	4 fori diritti	6 fori diritti	4 fori obliqui	6 alette
alluminio nero	--	--	--	217268
alluminio argento	--	21726A	--	21726B
acciaio lucidato	--	--	--	217264
Friction Medium Hard	--	--	--	217262
Friction Medium Soft	--	--	--	217261
silicone	--	217266	--	--
titanio	--	--	--	21726T

28"	4 fori diritti	6 fori diritti	6 alette	12 alette
alluminio argento	--	--	21728B	--
acciaio lucidato	--	--	217284	--
titanio	--	--	--	21728T

Tabella comparativa corrimano	frizione	sviluppo di calore in frenata	isolamento contro il freddo	durata
corrimano in plastica	bassa	alta	si	media
corrimano in alluminio	bassa	media	no	media
corrimano alluminio con pomelli	bassa	media	no	media
corrimano "soft friction"	alta	media	si	bassa
corrimano "hard friction"	media	alta	si	media
corrimano in titanio	bassa	bassa	no	alta
corrimano in acciaio inox	bassa	bassa	no	alta
corrimano in silicone	alta	alta	si	alta

## Corrimano standard (per "Mis." si intende la distanza esterna tra due alette opposte, oppure la distanza mediana tra i due fori)

### Corrimano in plastica

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
216201	Corrimano 20", plastica nera, 4 fori	424	CY1	30,45 €
216225	Corrimano 22", plastica nera, 4 fori per cerchione ø489	462	CY1	35,70 €
216221	Corrimano 22", plastica nera, 6 fori per cerchione ø489	462	CY1	30,45 €
216222	Corrimano 22", plastica nera, 4 fori obliqui per cerchione ø489	480	CY1	35,70 €
216242	Corrimano 24", plastica nera, 4 fori	513	CY1	42,53 €
216241	Corrimano 24", plastica nera, 6 fori	513	CY1	30,45 €
216243	Corrimano 24", plastica nera, 4 fori obliqui per cerchione ø540 mm	513	CY1	31,50 €

### Corrimano in alluminio

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21720A	Corrimano 20", alluminio argento, 4 fori	424	CY2	33,60 €
21720B	Corrimano 20", alluminio argento, 4 alette	435	CY2	46,73 €
217201	Corrimano 20", alluminio argento, 4 fori obliqui	430	CY2	33,60 €
21722A	Corrimano 22", alluminio argento, 6 fori per cerchione ø489	462	CY2	34,65 €
21722B	Corrimano 22", alluminio argento, 6 alette per cerchione ø489	473	CY2	43,58 €
217226	Corrimano 22", alluminio argento, 4 fori obliqui per cerchione ø 489	480	CY2	32,55 €
21722M	Corrimano 22", alluminio argento, 4 fori per cerchione ø501	501	CY2	34,65 €
21724L	Corrimano 24", alluminio argento, 4 fori	513	CY2	49,35 €
21724A	Corrimano 24", alluminio argento, 6 fori	513	CY2	26,78 €
21724R	Corrimano 24", alluminio argento, 6 fori, versione Budget	513	CY2	22,58 €
21724B	Corrimano 24", alluminio argento, 6 alette	513	CY2	33,60 €
217247	Corrimano 24", alluminio argento, 4 fori obliqui	513	CY2	32,55 €
21724J	Corrimano 24", alluminio argento, 6 alette per cerchione a doppia camera	513	CY2	44,63 €
217257	Corrimano 25", alluminio argento, 6 alette	545	CY2	55,65 €
21726A	Corrimano 22", alluminio argento, 6 fori	567	CY2	43,58 €
21726B	Corrimano 26", alluminio argento, 6 alette	567	CY2	49,35 €
21728B	Corrimano 28", alluminio argento, 6 alette	600	CY2	55,65 €

217203	Corrimano 20", alluminio nero, 6 alette	435	CY3	44,63 €
217228	Corrimano 22", alluminio nero, 6 alette	473	CY3	46,73 €
21724D	Corrimano 24", alluminio nero, 6 fori	513	CY3	41,48 €
21724F	Corrimano 24", alluminio nero, 4 alette	524	CY3	46,73 €
217248	Corrimano 24", alluminio nero, 6 alette	524	CY3	41,48 €
217258	Corrimano 25", alluminio nero, 6 alette	545	CY3	52,50 €
217268	Corrimano 26", alluminio nero, 6 alette	566	CY3	52,50 €

### Corrimano in acciaio inox

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21722E	Corrimano 22", acciaio inox spazzolato, 4 fori obliqui per cerchione ø489	473	CY4	33,60 €
217229	Corrimano 22", acciaio inox spazzolato, 6 alette per cerchione ø489	473	CY4	75,60 €
21722D	Corrimano 22", acciaio inox lucido, 6 alette per cerchione ø489	473	CY4	73,50 €
21724E	Corrimano 24", acciaio inox spazzolato, 4 fori obliqui	513	CY4	42,53 €
217244	Corrimano 24", acciaio inox spazzolato, 6 alette	524	CY4	37,80 €
21724U	Corrimano 24", acciaio inox lucido, 6 alette	524	CY4	56,70 €
21724N	Corrimano 24", acciaio inox spazzolato, 6 alette	524	CY4	43,58 €
217254	Corrimano 25", acciaio inox lucido, 6 alette	545	CY4	70,35 €
217264	Corrimano 26", acciaio inox lucido, 6 alette	567	CY4	81,90 €
217284	Corrimano 28", acciaio inox lucido, 6 alette	600	CY4	85,05 €

### Corrimano in titanio

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21724T	Corrimano 24", titanio, 6 alette per cerchione a doppia camera	524	CY5	183,75 €
21725T	Corrimano 25", titanio, 6 alette per cerchioni a doppia camera	545	CY5	214,20 €
21726T	Corrimano 26", titanio, 6 alette per cerchione a doppia camera	567	CY5	214,20 €
21728T	Corrimano 28", titanio, 12 alette per cerchioni a doppia camera	600	CY5	344,40 €

**Corrimano speciali** (per "Mis." si intende la distanza esterna tra due alette opposte, oppure la distanza mediana tra i due fori)**Corrimano con copertura di silicone**

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
217206	Corrimano 20", alluminio siliconato, 4 fori	513	CY6	134,40 €
217206	Corrimano 20", alluminio siliconato, 4 fori	476	CY6	134,40 €
217223	Corrimano 22", alluminio siliconato, 6 fori per cerchione ø489	462	CY6	134,40 €
217224	Corrimano 22", alluminio siliconato, 4 fori obliqui per cerchione ø489	480	CY6	134,40 €
217245	Corrimano 24", alluminio siliconato, 4 fori	513	CY6	134,40 €
217246	Corrimano 24", alluminio siliconato, 6 fori	513	CY6	134,40 €
217249	Corrimano 24", alluminio siliconato, 4 fori obliqui	513	CY6	134,40 €
217266	Corrimano 26", alluminio siliconato, 6 fori	567	CY6	134,40 €

**Corrimano High Friction**

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
217207	Corrimano 20" High Friction medium soft, 4 fori obliqui	473	CY7	87,15 €
217221	Corrimano 22" High Friction medium soft, 6 alette per cerchione ø489	473	CY7	87,15 €
217227	Corrimano 22" High Friction medium soft, 4 fori obliqui per cerchione ø498	480	CY7	87,15 €
21722C	Corrimano 22", High Friction medium soft, 4 fori per cerchione ø498	480	CY7	87,15 €
217241	Corrimano 24" High Friction medium soft, 6 alette	524	CY7	87,15 €
21724H	Corrimano 24" High Friction medium soft, 4 fori obliqui	513	CY7	87,15 €
217251	Corrimano 25" High Friction medium soft, 6 alette	545	CY7	98,70 €
217261	Corrimano 26" High Friction medium soft, 6 alette	576	CY7	98,70 €

217225	Corrimano 22" High Friction medium hard, 6 alette per cerchione ø489	473	CY8	87,15 €
217242	Corrimano 24" High Friction medium hard, 6 alette	524	CY8	87,15 €
21724M	Corrimano 24" High Friction medium hard, 4 alette	524	CY8	105,00 €
217252	Corrimano 25" High Friction medium hard, 6 alette	545	CY8	98,70 €
217240	Corrimano 24" High Friction medium hard, 6 alette per cerchioni a doppia camera	511	CY8	87,15 €
217262	Corrimano 26" High Friction medium hard, 6 alette	567	CY8	87,15 €

**Corrimano con 9 pomelli gommati**

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21724G	Corrimano 24", alluminio, 6 alette e 9 pomoli gommati	524	CY9	150,15 €

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21724V	Corrimano TopGrip 24" con inserto frizione, alluminio nero, 6 alette	510		73,00 €
21725V	Corrimano TopGrip 25" con inserto frizione, alluminio nero, 6 alette	511	CY12	122,85 €

**Corrimano Spinergy**

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21724Q	Corrimano Spinergy TC Stainless 24", acciaio inox, 6 alette	515	CY11	425,25 €
21724X	Corrimano Spinergy TC Max 24", ovale ergonomico, acciaio inox, 6 alette	515	CY11	575,40 €

**Corrimano della serie OMOBIC**

Codice	Descrizione	Mis.	Foto	Listino
21P24A	Corrimano 24" Omobic OPTIMUM H, alum. nero, 6 alette (corrisponde al TRI GRIP 21724Y)	515	CY21	94,50 €
21P24B	Corrimano 24" Omobic ORBIT H, alluminio nero, 6 alette	515	CY24	162,75 €
21P24C	Corrimano 24" Omobic friction OPTIMUM F, 6 alette (corrisponde a TRI GRIP 21724Z)	515	CY21	135,19 €
21P24D	Corrimano 24" Omobic OPTIMUM P, alluminio nero, 6 alette	515	CY21	70,88 €
21P24E	Corrimano 24" Omobic SIMI, alluminio nero, 6 alette	515	CY25	145,69 €
21P24F	Corrimano 24" Omobic OPTIMUM Z H, alluminio nero, 6 alette	515	CY22	113,67 €
21P24G	Corrimano 24" Omobic friction OPTIMUM Z F, 6 alette	515	CY22	137,82 €
21P24H	Corrimano 24" Omobic MAGNESIUM, 6 fori	515	CY28	83,74 €
21P24I	Corrimano 24" Omobic ULTRALIGHT ALUMINIUM, 6 alette	523	CY27	63,00 €
21P24J	Corrimano 24" Omobic LIZARD GRIP, 6 alette	523	CY29	82,69 €
21P24K	Corrimano 24" Omobic TITANIUM, 6 alette	517	CY26	220,50 €
21P24M	Corrimano 24" Omobic NOVA P, alluminio nero, 6 alette	515	CY23	99,75 €
21P24N	Corrimano 24" Omobic NOVA H, alluminio nero, 6 alette	515	CY23	112,35 €

**Set di montaggio corrimano**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
229003	Asola per fissaggio corrimano	C17E	0,21 €
229005	Controdado M5, confezione da 10 pezzi	A28D	1,05 €
22910C	Set con 6 viti, 6 dadi e 6 protezioni per corrimano con alette	CY14	3,41 €
22910A	Set con 4 viti, 4 dadi e 4 protezioni per corrimano con alette	CY14	2,37 €
22910B	Set con 4 viti, 4 tubetti in plastica e 4 clips di fissaggio per corrimano con filetto	CY15	3,41 €
22910D	Set con 6 viti, 6 tubetti in plastica e 6 clips di fissaggio per corrimano con filetto	CY15	6,30 €
229009	Tubetto in plastica 5,1 x 20 mm	C17B	0,16 €
229010	Tubetto in plastica 5,1 x 7 mm	C17B	0,16 €
229002	Tubetto in plastica 5,2 x 26 mm	C17B	0,21 €
229001	Vite a croce 5 x 40 mm	C17A	0,32 €
229512	Vite a croce M5 x 12 mm, conf. da 10 pz.	A28E	2,37 €

## Kit di montaggio per monoguida su carrozzine manuali

Il kit monoguida Mobilex è particolarmente facile da montare e si adatta a tutte le carrozzine manuali con boccole da 16 mm o 18 mm (il foro sul telaio della carrozzina per le boccole dei perni ruota). Il montaggio dell'intero set richiede solo pochi minuti.



Monoguida Mobilex montato



Asse telescopico standard



Asse cardanico




Set boccole standard per piastre di montaggio di spessore da 10 a 15 mm



Set boccole standard per piastre di montaggio di spessore da 15 a 30 mm



Carrozzina con asse telescopico standard



Calcolo della lunghezza dell'asse telescopico ( $L1$  = distanza da parte esterna sx. del tubo telaio a parte esterna dx. del tubo del telaio)

## Kit per il montaggio di freni a tamburo su carrozzine manuali

Facile da installare, il kit per freno a tamburo Mobilex è adatto a tutte le carrozzine manuali con boccole da 16 mm o 18 mm (il foro sul telaio della carrozzina per le boccole dei perni ruota). Il kit comprende tutte le parti necessarie al montaggio. Se si utilizza il nostro sistema di bloccaggio della piastra portaceppi (CZ2e), sul telaio della carrozzina deve essere presente un ulteriore foro.



Carrozzina con freni a tamburo



Leva freno con cavo



Piastra portaceppi e perno



Fermo di bloccaggio per piastra portaceppi

## Kit di montaggio monoguida

Il kit di montaggio monoguida è composto da 2 ruote complete di copertoni. Gli assi telescopici non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Al momento dell'ordine, è necessario specificare la distanza interna tra i tubi del telaio della carrozzina (vedi disegno/foto C25g)

### Kit di montaggio

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1606	Kit monoguida 2 ruote 22", cop. + camere, perno estrazione rapida, boccole corte x fori ø16/ø18 mm	CZ1A	625,80 €
D1607	Kit monoguida 2 ruote 24", cop. + camere, perno estrazione rapida, boccole corte x fori ø16/ø18 mm	CZ1A	435,75 €
D1608	Kit monoguida 2 ruote 22", cop. Flexel, perno estrazione rapida, boccole corte x fori ø16/ø18 mm	CZ1A	459,38 €
D1601	Kit monoguida 2 ruote 22", cop.+ camere, perno estrazione rapida, boccole lunghe x fori ø16/ø18 mm	CZ1A	716,10 €
D1602	Kit monoguida 2 ruote 24", cop. + camere, perno estrazione rapida, boccole lunghe x fori ø16/ø18 mm	CZ1A	693,00 €
D1603	Kit monoguida 2 ruote 24", cop. Flexel, perno estrazione rapida, boccole lunghe x fori ø16/ø18 mm	CZ1A	716,10 €

Codice	Descrizione	Foto	Listino
215915	Boccola corta per monoguida (set per una piastra)	CZ1E	42,53 €
215916	Boccola lunga per monoguida (set per una piastra)	CZ1F	65,10 €

### Assi telescopici standard

Codice	Descrizione	Foto	Listino
209042	Asse telescopico, standard, lungh. 185-245 mm per carrozzine larghe 305-345 mm	CZ1C	71,40 €
209044	Asse telescopico, standard, lungh. 255-345 mm per carrozzine larghe 375-445 mm	CZ1C	71,40 €
209047	Asse telescopico, standard, lungh. 390-485 mm per carrozzine larghe 390-485 mm	CZ1C	71,40 €
209046	Asse telescopico, standard, lungh. 310-460 mm per carrozzine larghe 430-560 mm	CZ1C	71,40 €

### Assi telescopici cardanici per ruote campanate

Codice	Descrizione	Foto	Listino
209053	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 220-275 mm	CZ1D	201,60 €
209054	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 255-315 mm	CZ1D	201,60 €
209055	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 295-370 mm	CZ1D	201,60 €
209056	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 350-460 mm	CZ1D	201,60 €
209057	Asse telescopico con guinto cardanico e cono 6 ang. de luxe 420-530 mm	CZ1D	201,60 €

## Kit di montaggio freni a tamburo

Il kit viene fornito con tutti i componenti necessari per il montaggio delle ruote con freno a tamburo. E' costituito da 2 ruote da 24" con freni a tamburo, 2 copertoni in PU 24" x 1 3/8", 2 corrimano di alluminio color argento, 2 piastre portaceppi con 2 ancoraggi per foro boccola da 16 mm e 2 maniglie freno con cavi.

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1401	Set compl. freni tamburo 24" (2 ruote cop.pieni, corrimano, leve freno, cavi, portaceppi+bloccaggio)	C25A	402,15 €

**In alternativa è possibile richiedere ruote con freno a tamburo di composizione o dimensione diversa. Per fare ciò selezionate le parti richieste nelle tabelle sottostanti. In questo caso i copertoni, i corrimano ed un eventuale assemblaggio sono da ordinare a parte!**

### Ruote con freno a tamburo

Codice	Descrizione	Foto	Listino
215203	Ruota 20" con freno a tamburo, cusc. 12 mm, senza copertone, camera, corrimano ed ancoraggio	C2	93,45 €
215223	Ruota 22" freno tamburo, cerchio 489 mm, cusc. 12 mm, senza cop./cam., corrimano e ancoraggio	C2	93,45 €
215243	Ruota 24" freno tamburo, cuscinetti 12 mm, senza cop./camera, senza corrimano, senza ancoraggio	C2	87,15 €

### Ruote con freno a tamburo

Codice	Descrizione	Foto	Listino
215693	Kit piastre di montaggio freno a tamburo, con perni QR, foro ø16/ø18 mm, lato A		74,55 €
215694	Kit piastre di montaggio freno a tamburo, con perni QR, foro ø16/ø18 mm, lato B		74,55 €

### Piastre portaceppi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
D1204	Cavo e guaina, maniglia freno, (1 coppia)	CZ2D	49,35 €
215698	Staffa di bloccaggio per piastra portaganasce per foro ø16 mm	CZ2E	19,95 €
215699	Staffa di bloccaggio per piastra portaganasce per foro ø18 mm	CZ2E	19,95 €



# ACCESSORI **ACCESSORI**



## **Rubrica D, DX**


Copriraggi, copri-corrimano, manopole, pompe, accessori vari




Galletto maschio (A) o femmina (B) Manopolina a stella maschio (C) o femmina (D)




Cassette con 55 galletti e manopiline a stella assortite



Copri-tubo in gomma-schiama (A) liscio, (B) ruvido



Copri-corrimano in silicone (A) liscio, (B) rigato



Cintura fissa-polpacci, altezza cinghia 9 cm (A) o 5 cm (B)



Cintura di sicurezza aperta (A), chiusa (B), con borchie di fiss. (C)



Forcella anteriore in plastica con perno da 14 mm



Forcelle anteriori in alluminio 120x39, 146x45, 180x60 mm



Forcella ammortizzata regolabile DSF, 131 x 40.5 mm




Portabastoni in acciaio con supporto universale per scooter



Tappi per stampelle (A) e tappi per seggioli doccia (B)




Antiribaltamento universale



Manopole



Manopole sagomate



Manopole anatomiche



Pompa elettrica "BOA" con borsa ed accessori



Caricabatterie BOA da 12 V per accendisigari



Pompa manuale senza manometro (A) o con manometro (B)



Mini pompa d'aria (A)  
Clip per il fissaggio al telaio (B)



Manopola freno per carrozzina (A)  
e per rollator (B)



Monofreno per carrozzina, disponibile per montaggio a dx o sx



Freno standard (A), supporto (C), prolunga (B) freno Sport (D)



Freno compact lato A



Freno compact lato B

Foto DX1



Copriraggi trasparente

Foto DX2




Copriraggi Bat

Foto DX3



Copriraggi Lion

Foto DX4



Copriraggi Earth

Foto DX5



Copriraggi Spider

Foto DX6



Copriraggi Shark

Foto DX7



Copriraggi Lightning

Foto DX8



Copriraggi Girl

Foto DX9




Copriraggi Horse

Foto DX10



Copriraggi Dragon

Foto DX11



Copriraggi Dolphin

Foto DX12



Copriraggi Fire

Foto DX13




Copriraggi Race

Foto DX14



Copriraggi Leaf

Foto DX15



Copriraggi Orange

Foto DX16



Copriraggi Flower

Foto DX17



Copriraggi Stallion

Foto DX18



Copriraggi Chameleon

Foto DX19



Copriraggi Bacteria

Foto DX20



Copriraggi Music

Foto DX21



Copriraggi Ghost

Foto DX22



Copriraggi Flamingo

Foto DX23



Copriraggi nero

Foto D24



Cassa con 24 pz. di copriraggi trasparenti da 24"



## Copriraggi con logo o design individuale

Listino 04.2025

### Copriraggi con logo o disegno individuale - Cosa fornirà Mobilex?

Mobilex fornisce copriraggi personalizzati nelle misure standard 20", 22" o 24". Altre misure dipendono dai quantitativi e possono essere prodotti su richiesta.

A causa della bombatura dei nostri copriraggi la stampa può essere effettuata solo in serigrafia.

I copriraggi sono prodotti in PETG trasparente, leggermente bombati ed hanno invasi per le 4 o 6 alette dei corrimano. Sono fissati ai raggi delle ruote a mezzo di 6 clips comprese nella fornitura. Forma e qualità dei copriraggi corrisponde ai modelli presenti nel programma standard Mobilex.

Mobilex si occupa dell'intero processo di produzione, dalla stampa alla spedizione.

### Copriraggi con logo o disegno individuale - Cosa ci fornirete Voi?

#### Formati:

Nel caso ideale ci fornirete il disegno o il logo già definito in un formato vettoriale (.svg, .eps, .ai). In questo modo riusciremo a definire il layout (bozza di stampa) in maniera più veloce e precisa. Se non avete disponibile il vostro materiale grafico in formato vettoriale, possiamo accettare anche immagini in formato .tif, .png oppure .jpg. In questo caso le immagini dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi e di min. 200 x 200 mm. Attenzione: Per questa soluzione possono nascere ulteriori costi (vedi sotto)

#### Colori:

Per la stampa si useranno colori con le codifiche Pantone o HKS. In fase di stampa verrà creato una bozza di stampa per ogni colore, quindi i colori sono stampati uno dopo l'altro sui copriraggi (un passaggio a colore). Per questo motivi necessitiamo di una specifica Pantone o HRS per ogni colore usato.

### Copriraggi con logo o disegno individuale - Quanto costano?

#### Costi di Layout:

Se ci fornirete il Vs. layout in formato vettoriale (vedi sopra) non nasceranno ulteriori costi. Se il layout necessita di ulteriori elaborazioni (p.e. se non fosse disponibile in formato vettoriale) Vi addebiteremo un costo forfait di 125,00 €. Se invece volete che ci occupiamo noi della creazione del Vs. layout, Vi proporremo 3 disegni individuali creati appositamente per Voi. Il costo forfettario per le 3 proposte sarà di 250,00 €.

Costi di stampa Prezzi al netto	1 colore	2 colori	3 colori	4 colori	5 colori	ogni colore addizionale
50 pezzi	25,00 €	26,00 €	27,00 €	28,00 €	29,00 €	1,00 €
100 pezzi	21,00 €	22,00 €	23,00 €	24,00 €	25,00 €	1,00 €
150 pezzi	20,00 €	21,00 €	22,00 €	23,00 €	24,00 €	1,00 €
200 pezzi	19,00 €	20,00 €	21,00 €	22,00 €	23,00 €	1,00 €
250 pezzi	18,00 €	19,00 €	20,00 €	21,00 €	22,00 €	1,00 €
300 pezzi	17,00 €	18,00 €	19,00 €	20,00 €	21,00 €	1,00 €

**Attenzione!** Se non diversamente specificato la stampa sarà effettuata su sfondo trasparente! Se non desiderate uno sfondo trasparente Vi preghiamo di specificare sempre il colore dello sfondo, anche se bianco! Lo sfondo sarà conteggiato normalmente come 1 colore.

**Quantità:** cerchiamo sempre di produrre la quantità ordinata, ma per motivi di produzione possono esserci variazioni del +/- 5% nei numeri di pezzi. Questa differenza verrà fatturata.

## Galletti e manopole a stella

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
293615	Galletto M6, filetto esterno 15mm	D1A	9,50 €	6,18 €	5,23 €
293620	Galletto M6, filetto esterno 20 mm	D1A	9,50 €	6,18 €	5,23 €
293625	Galletto M6, filetto esterno 25 mm	D1A	9,50 €	6,18 €	5,23 €
293640	Galletto M6, filetto esterno 40 mm	D1A	10,50 €	6,83 €	5,78 €
294614	Galletto M6, filetto interno 14 mm	D1B	7,50 €	4,88 €	4,13 €
293815	Galletto M8, filetto esterno 15 mm	D1A	9,50 €	6,18 €	5,23 €
293825	Galletto M8, filetto esterno 25 mm	D1A	9,50 €	6,18 €	5,23 €
293840	Galletto M8, filetto esterno 40 mm	D1A	10,50 €	6,83 €	5,78 €
294820	Galletto M8, filetto interno 15 mm	D1B	7,50 €	4,88 €	4,13 €
291550	Manopolina a stella, M5, filetto esterno 50 mm	D1C	1,00 €	0,65 €	0,55 €
291615	Manopolina a stella, M6, filetto esterno 15 mm	D1C	1,00 €	0,65 €	0,55 €
291625	Manopolina a stella, M6, filetto esterno 25 mm	D1C	1,00 €	0,65 €	0,55 €
291640	Manopolina a stella, M6, filetto esterno 35 mm	D1C	1,00 €	0,65 €	0,55 €
291650	Manopolina a stella, M6, filetto esterno 45 mm	D1C	1,00 €	0,65 €	0,55 €
292616	Manopolina a stella, M6, filetto interno 16 mm	D1D	2,00 €	1,30 €	1,10 €
291815	Manopolina a stella, M8, filetto esterno 15 mm	D1C	1,00 €	0,65 €	0,55 €
291825	Manopolina a stella, M8, filetto esterno 25 mm	D1C	1,25 €	0,81 €	0,69 €
291840	Manopolina a stella, M8, filetto esterno 40 mm	D1C	1,25 €	0,81 €	0,69 €
292816	Manopolina a stella, M8, filetto interno 16 mm	D1D	2,00 €	1,30 €	1,10 €
290099	Cassetta di assortimento con 55 galletti e manopole	D2	256,00 €	166,40 €	140,80 €

## Clips

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
295022	Clip per tubo ø22 mm, con perno ø6 x 25 mm, grigio	D3	1,25 €	0,81 €	0,69 €
295025	Clip per tubo ø25 mm, con perno ø6 x 28 mm, grigio	D3	1,25 €	0,81 €	0,69 €

## Forcelle

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
225001	Forcella ant., 120 x 39, asse ø12 mm con 4 fori ø8	D8	24,50 €	15,93 €	13,48 €
225005	Forcella ant., 92 x 45, asse ø12 mm con 2 fori ø8	D8	27,50 €	17,88 €	15,13 €
225006	Forcella ant., 120 x 45, asse ø12 mm con 4 fori ø8	D8	31,00 €	20,15 €	17,05 €
225002	Forcella ant., 146 x 45, asse ø12 mm con 6 fori ø8	D8	23,50 €	15,28 €	12,93 €
225004	Forcella ant., 180 x 45, asse ø12 mm con 5 fori ø8	D8	26,50 €	17,23 €	14,58 €
225003	Forcella ant., 180 x 60, asse ø12 mm con 5 fori ø8	D8	25,50 €	16,58 €	14,03 €
225102	Forcella ant., in plastica nera, 142 x 45 mm, asse M14 mm con 2 fori ø8	D7	30,00 €	19,50 €	16,50 €
225103	Forcella ant., in plastica nera, 142 x 60 mm, asse M14 mm con 2 fori ø8	D7	39,50 €	25,68 €	21,73 €
225202	Forcella ant. con ammortizzatore regolabile DSF, nera 131 x 40,5 mm, 3 fori ø 8 mm	D5	116,00 €	75,40 €	63,80 €
225902	Perno filettato M12 x 1.25 x 78 mm per forcelle anteriori DSF Dynamic	D8A	20,00 €	13,00 €	11,00 €

## Antiribaltamento

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
271083	Antiribaltamento con 2 ruotine, dx/sx, per tubo ø22/ø25 mm	D25	25,50 €	16,58 €	14,03 €
271087	Antiribaltamento con 2 ruotine, dx/sx, per tubo ø22/ø25 mm (con foro vert. aggiuntivo)	D25	26,50 €	17,23 €	14,58 €

## Copri-tubo

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
226002	Copri-tubo schiumato ruvido ø18/ø36 x 660 mm per tubo ø20 mm	D10B	7,50 €	4,88 €	4,13 €
226001	Copri-tubo schiumato ruvido ø20/ø36 x 660 mm per tubo ø22 mm	D10B	7,50 €	4,88 €	4,13 €
226003	Copri-tubo schiumato ruvido ø22/ø38 x 660 mm per tubo ø24 mm	D10B	7,50 €	4,88 €	4,13 €
226005	Copri-tubo schiumato liscio, ø23/ø36 x 660 mm per tubo ø25 mm	D10A	7,50 €	4,88 €	4,13 €
226006	Copri-tubo schiumato liscio, ø26/ø36 x 660 mm per tubo ø28 mm	D10A	7,50 €	4,88 €	4,13 €

## Manopole

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
226010	Manopola liscia, ø19 mm, L=110 mm	D13A	2,25 €	1,46 €	1,24 €
226024	Manopola liscia, ø22 mm, L=110 mm	D13A	2,25 €	1,46 €	1,24 €
226012	Manopola liscia, ø22 mm, L=140 mm	D13A	3,75 €	2,44 €	2,06 €
226027	Manopola GRIP 89B, TPE nero, ø22 mm, L=120 mm	D13B	5,75 €	3,74 €	3,16 €
226015	Manopola in gommasciuma nera, ø22 mm, con tappo terminale, L=130 mm	D13C	2,25 €	1,46 €	1,24 €
226011	Manopola con impugnatura, ø22 mm, L=105 mm	D14A	1,00 €	0,65 €	0,55 €
226025	Manopola con presa per le dita, ø22 mm, L=125 mm	D14B	6,00 €	3,90 €	3,30 €
226026	Manopola con presa per le dita, ø25 mm, L=125 mm	D14B	6,00 €	3,90 €	3,30 €
226020	Manopola con presa per le dita, con rifrangente, ø22 mm	D14C	4,00 €	2,60 €	2,20 €
226013	Manopola anatomica Cobra, ø22 mm, L=140 mm, sx.	D15	2,50 €	1,63 €	1,38 €
226014	Manopola anatomica Cobra, ø22 mm, L=140 mm, dx.	D15	2,50 €	1,63 €	1,38 €
226017	Manopola anatomica Cobra, foro passante ø22 mm, L=140 mm, sx.	D15	4,25 €	2,76 €	2,34 €
226018	Manopola anatomica Cobra, foro passante ø22 mm, L=140 mm, dx.	D15	4,25 €	2,76 €	2,34 €

## Tappi in gomma

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
226119	Tappo in gomma per sedia doccia con ø tubo 19 mm, grigio	D12B	1,00 €	0,65 €	0,55 €
226122	Tappo in gomma per sedia doccia con ø tubo 22 mm, grigio	D12B	1,00 €	0,65 €	0,55 €
226121	Tappo in gomma per sedia doccia Handicare con ø tubo 22 mm, grigio	D12B	1,00 €	0,65 €	0,55 €
226125	Tappo in gomma per sedia doccia con ø tubo 25 mm, grigio	D12B	1,00 €	0,65 €	0,55 €
226216	Tappo in gomma per stampelle con ø tubo 15/16 mm, grigio	D12A	1,25 €	0,81 €	0,69 €
226219	Tappo in gomma per stampelle con ø tubo 18/19mm, grigio	D12A	1,25 €	0,81 €	0,69 €
226222	Tappo in gomma per stampelle con ø tubo 22 mm, grigio	D12A	2,00 €	1,30 €	1,10 €
226225	Tappo in gomma per stampelle con ø tubo 25 mm, grigio	D12A	2,50 €	1,63 €	1,38 €

## Copri-corrimano in silicone

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
221201	Copri-corrimano liscio in silicone, 20" per corrimano di ø435-450 mm	D9A	42,50 €	27,63 €	23,38 €
221202	Copri-corrimano rigato in silicone, 20" per corrimano di ø435-450 mm	D9B	47,00 €	30,55 €	25,85 €
221221	Copri-corrimano liscio in silicone, 22" per corrimano di ø485-500 mm	D9A	42,50 €	27,63 €	23,38 €
221223	Copri-corrimano liscio in silicone, 22" per corrimano di ø500-515 mm	D9A	42,50 €	27,63 €	23,38 €
221222	Copri-corrimano rigato in silicone, 22" per corrimano di ø485-500 mm	D9B	49,00 €	31,85 €	26,95 €
221241	Copri-corrimano liscio in silicone, 24" per corrimano di ø525-540 mm	D9A	39,50 €	25,68 €	21,73 €
221242	Copri-corrimano rigato in silicone, 24" per corrimano di ø525-540 mm	D9B	51,00 €	33,15 €	28,05 €
221261	Copri-corrimano liscio in silicone, 26" per corrimano di ø575-590 mm	D9A	51,00 €	33,15 €	28,05 €
221262	Copri-corrimano rigato in silicone, 26" per corrimano di ø575-590 mm	D9B	58,00 €	37,70 €	31,90 €

## Pompe

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
260020	Pompa ad aria BOA	D19	89,00 €	57,85 €	
260024	Caricabatterie 12V per pompa BOA	D16A	19,00 €	12,35 €	
260025	Tubo prolunga 0,5 m con attacco a clip per pompa BOA	D16B	15,00 €	9,75 €	
260014	Pompa manuale per valvole auto/bici	D17A	19,00 €	12,35 €	
260015	Pompa semiprofessionale da terra con manometro	D17B	25,50 €	16,58 €	
260016	Pompa manuale nera, L=240 mm	D18A	8,00 €	5,20 €	
260017	Manometro Schwalbe Airmax Pro	B12I	23,50 €	15,28 €	

## Freni

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
209065	Freno standard per carrozzina, destro	D22A	20,00 €	13,00 €	
209066	Freno standard per carrozzina, sinistro	D22A	20,00 €	13,00 €	
209068	Estensione per maniglia freno standard, lung. 10 cm	D22B	6,50 €	4,23 €	
20906G	Tappo in gomma per leva freno standard	D22A	1,00 €	0,65 €	
209063	Freno sport per carrozzina - lato A	D22D	25,50 €	16,58 €	
209064	Freno sport per carrozzina - lato B	D22D	25,50 €	16,58 €	
20906M	Freno sport compact, lato A	D23A	31,00 €	20,15 €	
20906J	Freno sport compact, lato B	D23B	31,00 €	20,15 €	
209061	Monofreno, kit con 2 freni, manopola freno a destra	D24	138,00 €	89,70 €	
209062	Monofreno, kit con 2 freni, manopola freno a sinistra	D24	138,00 €	89,70 €	
20906F	Cavo completo per monofreno	D24	26,50 €	17,23 €	
209090	Maniglia freno in plastica nera per tubo ø 22 mm	D21A	19,00 €	12,35 €	10,45 €
209091	Maniglia freno in plastica nera per deambulatore con tubo ø22 mm	D21B	10,50 €	6,83 €	5,78 €
209067	Staffa di fissaggio freno per tubo ø22 mm	D22C	8,50 €	5,53 €	
209060	Staffa di fissaggio freno per tubo ø25	D22C	7,50 €	4,88 €	
20906E	Morsetto di fissaggio freno per tubo ø30 mm	D22C	13,00 €	8,45 €	

## Cinture e supporti per stampelle per scooter

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
233064	Cintura toracica universale		48,75 €	31,69 €	
233065	Cintura di supporto per l'addome superiore		61,25 €	39,81 €	
233012	Cintura di sicurezza , L = 150 cm	D6A	14,00 €	9,10 €	
233013	Cintura di sicurezza , L = 200 cm	D6B	15,00 €	9,75 €	
233014	Cintura di sicurezza , L = 130 cm	D6C	18,00 €	11,70 €	
233051	Cintura fissa-polpacci 5 cm universale, per sedute di largh. 40-50 cm	D4B	4,25 €	2,76 €	
233054	Fissapolpacci imbottito, alt. 9 cm, universale per sedute 40-50 cm	D4A	7,50 €	4,88 €	
233055	Fascia ferma-tallone 5 x 48 cm		6,50 €	4,23 €	
233009	Supporto bastoni doppio per Scooter	D11A	48,00 €	31,20 €	26,40 €
233008	Adattatore universale ad angolo per portabastoni 233009	D11B	22,50 €	14,63 €	12,38 €

## Copriraggi

Codice	Descrizione	Foto	Listino	Netto	≥ 10
220200	Copriraggi 20", trasparente, ancoraggio a 4 o 6 punti	DX1	32,00 €	20,80 €	
220203	Copriraggi 20", Bat, ancoraggio a 4/6 punti	DX2	70,00 €	45,50 €	
22020D	Copriraggi 20", Lion, ancoraggio a 4/6 punti	DX3	70,00 €	45,50 €	
220209	Copriraggi 20", Girl, ancoraggio a 4/6 punti	DX8	70,00 €	45,50 €	
22020B	Copriraggi 20", Dolphin, ancoraggio a 4/6 punti	DX11	70,00 €	45,50 €	

220220	Copriraggi 22", trasparente, ancoraggio a 4/6 punti	DX1	34,00 €	22,10 €	
220223	Copriraggi 22", Bat, ancoraggio a 4/6 punti	DX2	70,00 €	45,50 €	
22022D	Copriraggi 22", Lion, ancoraggio a 4/6 punti	DX3	70,00 €	45,50 €	
22022E	Copriraggi 22", Earth, ancoraggio a 4/6 punti	DX4	70,00 €	45,50 €	
220225	Copriraggi 22", Spider, ancoraggio a 4/6 punti	DX5	70,00 €	45,50 €	
22022C	Copriraggi 22", Shark,, ancoraggio a 4/6 punti	DX6	70,00 €	45,50 €	
220227	Copriraggi 22", Lightning, ancoraggio a 4/6 punti	DX7	70,00 €	45,50 €	
220229	Copriraggi 22", Girl, ancoraggio a 4/6 punti	DX8	70,00 €	45,50 €	
220224	Copriraggi 22", Horse, ancoraggio a 4/6 punti	DX9	70,00 €	45,50 €	
22022A	Copriraggi 22", Dragon, ancoraggio a 4/6 punti	DX10	70,00 €	45,50 €	
22022B	Copriraggi 22", Dolphin, ancoraggio a 4/6 punti	DX11	70,00 €	45,50 €	
22022F	Copriraggi 22", Fire, ancoraggio a 4/6 punti	DX12	70,00 €	45,50 €	
22022K	Copriraggi 22", Race, ancoraggio a 4/6 punti	DX13	70,00 €	45,50 €	
22022J	Copriraggi 22", Flower, ancoraggio a 4/6 punti	DX16	70,00 €	45,50 €	
22022H	Copriraggi 22", Stallion, ancoraggio a 4/6 punti	DX17	70,00 €	45,50 €	
22022P	Copriraggi 22", Bacteria, ancoraggio a 4/6 punti	DX19	70,00 €	45,50 €	
22022N	Copriraggi 22", Ghost,, ancoraggio a 4/6 punti	DX21	70,00 €	45,50 €	

220240	Copriraggi 24", trasparente, ancoraggio a 4/6 punti	DX1	30,00 €	19,50 €	
220243	Copriraggi 24", Bat, ancoraggio a 4/6 punti	DX2	70,00 €	45,50 €	
22024D	Copriraggi 24", Lion, ancoraggio a 4/6 punti	DX3	70,00 €	45,50 €	
22024E	Copriraggi 24", Earth, ancoraggio a 4/6 punti	DX4	70,00 €	45,50 €	
220245	Copriraggi 24", Spider, ancoraggio a 4/6 punti	DX5	70,00 €	45,50 €	
22024C	Copriraggi 24", Shark , ancoraggio a 4/6 punti	DX6	70,00 €	45,50 €	
220247	Copriraggi 24", Lightning, ancoraggio a 4/6 punti	DX7	70,00 €	45,50 €	
220249	Copriraggi 24", Girl, ancoraggio a 4/6 punti	DX8	70,00 €	45,50 €	
220248	Copriraggi 24", Horse, ancoraggio a 4/6 punti	DX9	70,00 €	45,50 €	
22024A	Copriraggi 24", Dragon, ancoraggio a 4/6 punti	DX10	70,00 €	45,50 €	
22024B	Copriraggi 24", Dolphin, ancoraggio a 4/6 punti	DX11	70,00 €	45,50 €	
22024F	Copriraggi 24", Fire, ancoraggio a 4/6 punti	DX12	70,00 €	45,50 €	
22024K	Copriraggi 24", Race, ancoraggio a 4/6 punti	DX13	70,00 €	45,50 €	
22024G	Copriraggi 24", Leaf, ancoraggio a 4/6 punti	DX14	70,00 €	45,50 €	
22024L	Copriraggi 24", Orange, ancoraggio a 4/6 punti	DX15	70,00 €	45,50 €	
22024J	Copriraggi 24", Flower, ancoraggio a 4/6 punti	DX16	70,00 €	45,50 €	
22024H	Copriraggi 24", Stallion, ancoraggio a 4/6 punti	DX17	70,00 €	45,50 €	
22024Q	Copriraggi 24", Chameleon, ancoraggio a 4/6 punti	DX18	70,00 €	45,50 €	
22024P	Copriraggi 24", Bacteria, ancoraggio a 4/6 punti	DX19	70,00 €	45,50 €	
22024M	Copriraggi 24", Music, ancoraggio a 4/6 punti	DX20	70,00 €	45,50 €	
22024N	Copriraggi 24", Ghost,, ancoraggio a 4/6 punti	DX21	70,00 €	45,50 €	
22024T	Copriraggi 24", Flamingo, ancoraggio a 4/6 punti	DX22	70,00 €	45,50 €	
22024S	Copriraggi 24", nero, ancoraggio a 4/6 punti	DX23	58,00 €	37,70 €	

220261	Copriraggi 26", trasparente, ancoraggio a 6 punti	DX1	58,00 €	37,70 €	
--------	---	-----	---------	---------	--

22024X	Confezione di 24 pezzi di copriraggi trasparenti da 24"	DX24	618,00 €	401,70 €	
--------	---	------	----------	----------	--

220097	Clips di fissaggio copriraggi, sacchetto con 6 pz.		1,00 €	0,65 €	
--------	--	--	--------	--------	--



# PARTI IN PU



## Rubrica DZ

Braccioli e parti varie in poliuretano

Foto DZ1



Bracciolo concavo in PU 12 x 35 cm, distanza fori 15 cm

Foto DZ2



Appoggiapolpacci 14 x 16 cm

Foto DZ3



Bracciolo in poliuretano

Foto DZ4



Bracciolo imbottito con vaschetta

Foto DZ5



Bracciolo in PU, tipo Invacare, per montaggio su tubo

Foto DZ6



Bracciolo in PU, tipo Invacare, per montaggio su piastra

Foto DZ7



Bracciolo ricurvo in poliuretano

Foto DZ8



Bracciolo in poliuretano, distanza fori regolabile, montaggio su tubo. Adattabile a quasi tutte la carrozine

Foto DZ9



Bracciolo con fori regolabili, montaggio su piastra

Foto DZ10



Appoggiagomiti antibracchiale

Foto DZ11



Cuneo divaricatore in PU

Foto DZ12



Pelotta laterale in PU con supporto per tubo Ø 25 mm

## Supporti avambraccio per emiplegici

Foto DZ20



Supporto avambraccio concavo in schiuma integrale

Foto DZ21



Prolunga per supporto avambraccio

Foto DZ22



Supporto anatomico per mano, sinistro e destro

## Poggiatesta

Foto DZ30



Poggiatesta concavo in poliuretano

Foto DZ31



Poggiatesta in poliuretano

Foto DZ35












Poggiatesta completo per carrozzina, si fissa ai tubi delle manopole di spinta della carrozzina

Foto DZ36



Poggiatesta completo per comode da doccia, si fissa alla barra di spinta della carrozzina comoda

## Braccioli

Codice	Descrizione und Lochabstände	Foto	Listino
233037	Bracciolo nero in schiuma integrale, lungh. 37 cm, distanza fori 19,1 / 22,7 / 25,5 cm 	DZ3	11,50 €
233031	Bracciolo in schiuma integrale, L=37 cm, distanza fori 22,7 e 24 cm 	DZ3	10,50 €
233032	Bracciolo in schiuma integrale, L=24 cm, distanza fori 8,4 e 12,8 cm 	DZ3	10,50 €
233033	Bracciolo con base in plastica, L=37 cm, distanza fori 17,3 / 21 / 22,7 / 25,3 cm 	DZ4	8,50 €
233034	Bracciolo schiumato con base in plastica, nero, lungh. 26 cm, distanza fori 8,4 / 14 / 17,2 cm 	DZ4	7,50 €
233035	Bracciolo, tipo Invacare, per tubo, L=38 cm, distanze fori 9 / 11,2 / 15 / 17,2 / 26 cm 	DZ5	15,00 €
233036	Bracciolo nero, tipo Invacare, per fissaggio su piastra, L=38 cm 	DZ6	15,00 €
233045	Bracciolo ricurvo, schiuma integrale nera, 30 x 5 cm, dist. fori 17,2 cm 	DZ7	13,00 €
233039	Bracciolo nero in schiuma integrale, lungh. 35 cm, distanza fori regolabile, sx. 	DZ8	20,00 €
233040	Bracciolo nero in schiuma integrale, lungh. 35 cm, distanza fori regolabile, dx. 	DZ8	20,00 €
233043	Bracciolo nero in schiuma integrale, 33 cm, distanza fori regolabile, ambolato 	DZ9	21,50 €

**Supporti avambraccio**

Codice	Descrizione und Lochabstände	Foto	Listino
233038	Bracciolo concavo in schiuma integrale, 12 x 35 cm, distanza fori 15 cm	DZ1	34,00 €
312333	Appoggiagomito in PU per rollator antibracchiale	DZ10	42,50 €

**Supporti avambraccio per emiplegici**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
233050	Supporto avambraccio concavo in schiuma integrale, dist. fori regolabili, L=26 cm	DZ20	75,00 €
233056	Supporto anatomico per mano, schiuma integrale, dist. fori regolabile, dx.	DZ22	64,00 €
233057	Supporto anatomico per mano, schiuma integrale, dist. fori regolabile, sx.	DZ22	64,00 €
233053	Prolunga per supporto avambraccio, schiuma integrale, L=7 cm, dist. fori regol.	DZ21	21,50 €

**Poggiatesta**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
233046	Poggiatesta di schiuma poliuretana, 25 x 9 cm	DZ30	23,50 €
302141	Poggiatesta per Kakadu, solo guscio in PU	OY4A	68,00 €

271075	Poggiatesta completo di supporto per carrozzina Dolphin/Barracuda	DZ35	202,00 €
D2101	Poggiatesta completo per Kakadu 302024 e 302025 (ALSO ITEM 302150)	DZ36	149,00 €

**Diverse parti in poliuretano**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
233041	Bracciolo/poggia polpacci in PU nero, 15 x 21 cm	DZ2	21,50 €
233047	Cuneo divaricatore in schiuma poliuretana nera, 13 x 8 cm	DZ11	13,50 €

30212P	Pelotta laterale sx. regolabile in PU - 10 x 14 cm	OY11	55,00 €
30212Q	Pelotta laterale sx. regolabile in PU - 14 x 20 cm	OY11	60,00 €
30212R	Pelotta laterale dx. regolabile in PU - 10 x 14 cm	OY11	55,00 €
30212S	Pelotta laterale dx. regolabile in PU - 14 x 20 cm	OY11	60,00 €



# ALZAWATER

## ALZAWATER



### Rubrica E

Alzawater, copri-sedili morbidi

## Alzawater asportabili



Alzawater senza coperchio



Alzawater con coperchio

Alzawater ergonomico fornibile in altezze di 5, 10 o 15 cm con una apertura interna di 220 mm x 270 mm. Si blocca alla tazza del water con due morsetti.

Disponibile in versione sia senza che con coperchio.

Non presenta angoli e sporgenza permettendo una facile igiene e pulizia.

Impermeabile e sterilizzabile a 85°C.

Portata max. 190 kg.

## Alzawater a montaggio fisso



Alzawater a montaggio fisso

### Alzawater 10 cm a montaggio fisso, ribaltabile

Alzawater ribaltabile a montaggio fisso completo di braccioli e coperchio. Di design innovativo ed ergonomico con il suo nuovissimo sistema di fissaggio si monta semplicemente alla tazza del WC fissandolo nei fori per l'asse originale.



Dettaglio del sistema di fissaggio

I braccioli sono reclinabili e rimovibili.

Apertura interna; 220 mm x 270 mm.  
Portata massima: 120 kg



Alzawater fisso posizionabile su 3 altezze



Regolazione d'altezza

### Alzawater a montaggio fisso, posizionabile su 3 diverse altezze

L'alzawater è regolabile in altezza ed è costruito in materiali inossidabili e facili da pulire. Si monta semplicemente alla tazza del WC fissandolo ai fori per il coperchio originale. I braccioli sono reclinabili e rimovibili.

Regolazione su 3 altezze:  
60 mm, 100 mm e 150 mm

Larghezza (compreso braccioli): 500 mm  
Portata massima: 120 kg

## Sedute morbide per asse WC



seduta morbida per asse WC (nera)



seduta morbida per asse WC (bianca)


Seduta morbida in poliuretano di semplice montaggio adattabile a tutti le assi WC standard. Disponibile in colore bianco o nero.

Dimensioni: 43,5 x 37,5 x 4 cm (lung. x largh. x alt.)  
Apertura interna: 27,5 x 22 cm (lungh. x largh.)

## Ricambi per alzawater




Morsetto di fissaggio per alzawater 301101-06



Borchia di fissaggio per alzawater 301703



Borchia di fissaggio per alzawater 301702



Borchia di fissaggio per alzawater 301701

## Alzawater

Codice	Descrizione	Foto	VE *	Listino
301102	Alzawater 5 cm senza coperchio	E1	6 pz.	35,70 €
301104	Alzawater 10 cm senza coperchio	E1	6 pz.	40,43 €
301106	Alzawater 15 cm senza coperchio	E1	6 pz.	46,73 €
301101	Alzawater 5 cm con coperchio	E2	6 pz.	40,43 €
301103	Alzawater 10 cm con coperchio	E2	6 pz.	44,63 €
301105	Alzawater 15 cm con coperchio	E2	6 pz.	51,45 €
301702	Alzawater fisso con braccioli ribaltabili e coperchio	E3a	1 pz.	154,35 €
301703	Alzawater fisso regolabile in altezza, con braccioli ribaltabili e coperchio	E4a	1 pz.	122,85 €
301201	Seduta morbida in PU nero	E5a	1 pz.	60,90 €
301204	Seduta morbida in PU bianco	E5b	1 pz.	60,90 €

\* UI = unità d'imballo


## Ricambi per alzawater

Codice	Descrizione	Foto	Listino
301151	Vite e morsetto di fissaggio per alzawater 3011..	E1c	2,63 €
301156	Cerniera di fissaggio per alzawater 301702	E3c	12,08 €
301155	Cerniera di fissaggio per alzawater 301701/03	E4c	11,03 €
301711	Cerniera in plastica per fissaggio coperchio su alzawater 301701	E4d	2,37 €
301712	Coperchio completo per alzawater 301702	--	14,70 €

## Tabella misure alzawater Mobilex

misura	301101-06	301702	301703
D	40 cm	46 cm	47,5 cm
d	27 cm	29 cm	27 cm
B	36 cm	40 cm	42,5 cm
b	22 cm	24 cm	22 cm
F	---	10 - 16 cm	3,5 - 33 cm
c	5 cm	10,5 cm	9 cm
e	---	3 cm	0 o 4 cm
G*	31 - 38,5 cm	---	---
a	---	55 cm	51 cm
A	---	65 cm	59 cm

\* G è la distanza interna tra le due ganasce dei morsetti di fissaggio






# MATERASSI A BOLLE



**Rubrica G**  
Materassi a bolle

## Materasso a bolle modello B01



Materasso a bolle modello B01 con pompa P05

Materasso a bolle a pressione alternata con sistema a doppia camera d'aria. Le celle sono riempite e sgonfiate in un ciclo alternato di 6 minuti. La pressione dell'aria è regolabile in base al peso dell'utente.

Il materasso è realizzato in materiale antibatterico e impermeabile e viene utilizzato per la prevenzione (profilassi) delle ferite da decubito (decubito fino allo stadio I).

La pompa (compressore) è di facile regolazione, è insensibile alla polvere e può essere fissata alla struttura del letto.

Il materasso è fornito completo di pompa con regolazione.



Kit di riparazione per materasso a bolle B01

Dati tecnici	Materasso B01
Dimensioni del materasso	6 x 90 x 200 cm (A x P x L)
Portata min/max	20 / 130 kg
Materiale del materasso	PVC

Dati tecnici	Compressore (pompa) P05
Ciclo alternante	6 min.
Quantità d'aria prodotta	6-7 lt/min.
Pressione	70~130 mm Hg

**Materassi a bolle**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
270016	Materasso a bolle B01+ P05, 6 cm x 90 cm x 200 cm, compl. di pompa con regolazione	G1	92,40 €

**Ricambi per materassi a bolle**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
270017	Materasso a bolle B01, 6 cm x 90 cm x 200 cm	G1A	30,45 €
270018	Compressore per materasso P05 a bolle B01	G1B	72,45 €

270019	Kit di riparazione per materasso a bolle B01 (270017)	G1C	7,88 €
--------	---	-----	--------



# CARROZZINE **CARROZZINE**



## **Rubrica H/HY /HT**

Carrozzine leggere  
modello Dolphin, Barracuda e Turtle

La carrozzina leggera Mobilex **Dolphin** ha un telaio in alluminio di colore argento. La profondità di seduta è regolabile da 42 cm a 48 cm. Le ruote posteriori da 24" con coperture piene 24" x 1 3/8" hanno perni a rilascio rapido e sono regolabili sia in altezza che nel passo. La carrozzina è già dotata di serie di posterizzazione. I braccioli sono reclinabili e regolabili in altezza senza attrezzi a mezzo di un comodo sistema a pulsante. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. I portagambe regolabili in altezza hanno i poggiapiedi ad inclinazione variabile. Su richiesta sono fornibili poggiamambe elevabili e lo schienale tensionabile. L'antiribaltamento (anti-tip) opzionale è dotato di rotelline. La carrozzina è disponibile in varie misure - vedi tabella qui sotto - ed è dotata di serie di un comodo cuscino standard adattabile in profondità alla seduta.

<b>Dolphin</b>	<b>271340</b>	<b>271344</b>	<b>271348</b>	<b>271351</b>	<b>271354</b>	<b>271357</b>
Larghezza seduta	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Profondità seduta regolabile	42 cm, 44 cm, 46 cm, 48 cm					
Altezza seduta min/max.*	45 - 52,5 cm in scatti di 1,5 cm					
Larghezza totale	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm	74,30 cm	77,30 cm
Peso	15,60 kg	15,90 kg	16,20 kg	16,75 kg	19,40 kg	22,64 kg
Coperture ant./post.	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Portata	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	200 kg

<b>Differenze con freni a tamburo</b>	<b>271440</b>	<b>271444</b>	<b>271448</b>	<b>271451</b>	<b>271454</b>	<b>271457</b>
Peso	16,10 kg	16,40 kg	16,60 kg	17,25 kg	20,10 kg	23,14 kg

\* **Attenzione!** Regolando l'altezza della carrozzina è necessario adattare anche le ruotine anteriori!




Carrozzina leggera, seduta 40, 44, 48, 51 cm profondità di seduta regolabile 42 - 48 cm



Braccioli elevabili e regolabili in altezza



Schienale tensionabile (accessorio)



Cuscino copri-schienale tensionabile (accessorio)



La carrozzina è fornibile anche con freni a tamburo.



Profondità di seduta e posizione asse post. regolabile



Poggia-gambe regolabile ed elevabile (accessorio)



Antiribaltamento (accessorio)



Ruotina di trasferimento da 4" (accessorio)



Pedale di ribaltamento (accessorio)

Carrozzina leggera Mobilex **Barracuda** con schienale reclinabile in più scatti fino a 30° con un meccanismo d'inclinazione a pulsante azionabile in maniera molto semplice anche dall'utente. La profondità di seduta è regolabile da 42 cm a 48 cm. Le ruote posteriori da 24" con coperture piene 24" x 1 3/8" hanno perni a rilascio rapido e sono regolabili sia in altezza che nel passo. La carrozzina è già dotata di serie di posterizzazione. I braccioli sono reclinabili e regolabili in altezza senza attrezzi. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. I porta-gambe regolabili in altezza hanno i poggiapiedi ad inclinazione variabile. Poggia-gambe elevabili sono fornibili su richiesta. L'anti-ribaltamento opzionale è dotato di rotellina. La carrozzina è disponibile in varie misure (vedi tabella qui sotto) ed è dotata di serie di un comodo cuscino standard adattabile in profondità alla seduta.

<b>Barracuda</b>	<b>271840</b>	<b>271844</b>	<b>271848</b>	<b>271851</b>
Larghezza seduta	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm
Profondità seduta regolabile	42 cm, 44 cm, 46 cm o 48 cm			
Altezza seduta min/max.*	45 - 52,5 cm scatti di 1,5 cm			
Larghezza totale	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm
Inclinazione schienale	da 0 a 30 gradi			
Peso totale	20,2 kg	20,5 kg	20,8 kg	21,35 kg
Portata	120 kg			

<b>Differenza con freni a tamburo</b>	<b>272040</b>	<b>272044</b>	<b>272048</b>	<b>272051</b>
Peso totale	20,7 kg	21 kg	21,30 kg	21,85 kg

\* **Attenzione!** Regolando l'altezza della carrozzina è necessario adattare anche le routine anteriori!



Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile



Profondità di seduta ed posizione asse post. regolabile



Dettaglio del meccanismo per l'inclinazione schienale



Braccioli elevabili e regolabili in altezza, maniglie di spinta regolabili in altezza



Poggiatesta opzionale



Poggia-gambe elevabile (accessorio)



Anti-ribaltamento (accessorio)



Ruotina di trasferimento da 4" (accessorio)



Pedale di ribaltam. (accessorio)

**Attenzione!** Sul modello Barracuda lo schienale reclinabile aumenta il rischio di ribaltamento. Raccomandiamo quindi fortemente l'uso dell' **antiribaltamento!**

**Carrozzina leggera Dolphin**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271340	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 40cm	H1A	625,80 €
271344	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 44 cm	H1A	625,80 €
271348	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 48 cm	H1A	625,80 €
271351	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 51 cm	H1A	648,90 €
271354	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 54 cm	H1A	894,60 €
271357	Carrozzina leggera Dolphin, larghezza seduta 57 cm	H1A	894,60 €

271440	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 40 cm	H1D	738,15 €
271444	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 44 cm	H1D	738,15 €
271448	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 48 cm	H1D	738,15 €
271451	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 51 cm	H1D	771,75 €
271454	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 54 cm	H1D	1.106,70 €
271457	Carrozzina leggera Dolphin con freni a tamburo, larghezza seduta 57 cm	H1D	1.106,70 €

**Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271840	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 40 cm	HY1A	835,80 €
271844	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 44 cm	HY1A	835,80 €
271848	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 48 cm	HY1A	835,80 €
271851	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 51 cm	HY1A	883,05 €

272040	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 40 cm, freno a tamburo		1.031,10 €
272044	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 44 cm, freno a tamburo		1.031,10 €
272048	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 48 cm, freno a tamburo		1.031,10 €
272051	Carrozzina leggera Barracuda con schienale reclinabile, seduta 51 cm, freno a tamburo		1.078,35 €

**Accessori per carrozzine Dolphin e Barracuda**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271082	Antiribaltamento (anti-tip) con 1 ruotina, destra/sinistra per Dolphin/Barracuda	H1H	48,30 €
271085	Ruotine di trasferimento per Dolphin/Barracuda, 1 paio	H1I	85,05 €
271086	Pedale di sbilanciamento per Dolphin/Barracuda	H1J	15,75 €


271A81	Poggiapiedi elevabile sx.	H1F	268,80 €
271A82	Poggiapiedi elevabile dx.	H1F	268,80 €
271A83	Poggiapiedi elevabile sx.	H1F	268,80 €
271A84	Poggiapiedi elevabile dx.	H1F	268,80 €
271A85	Poggiapiedi elevabile sx.	H1F	268,80 €
271A86	Poggiapiedi elevabile dx.	H1F	268,80 €
271A87	Poggiapiedi elevabile sx.	H1F	268,80 €
271A88	Poggiapiedi elevabile dx.	H1F	268,80 €

271075	Poggiatesta completo di supporto per carrozzina Dolphin/Barracuda	DZ35	212,10 €
--------	---	------	----------

27840H	Cuscino per Dolphin, 40 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	46,73 €
27842H	Cuscino per Dolphin, 42 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	46,73 €
27844H	Cuscino per Dolphin, 44 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	44,63 €
27848H	Cuscino per Dolphin, 48 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	51,45 €
27851H	Cuscino per Dolphin, 51 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	55,65 €
27854H	Cuscino per Dolphin, 54 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	57,75 €
27857H	Cuscino per Dolphin, 57 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3B	60,90 €

271645	Copri-schienale carrozzina, larghezza 40 cm	PTE9B	49,35 €
271646	Copri-schienale carrozzina, larghezza 44 cm	PTE9B	49,35 €
271647	Copri-schienale carrozzina, larghezza 48 cm	PTE9B	53,55 €
271648	Copri-schienale carrozzina, larghezza 51 cm	PTE9B	52,50 €

271649	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 40 - 44 cm	PTE9A	53,55 €
271650	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 48 - 51 cm	PTE9A	55,65 €



Material		Mobilex A/S DK-8660 Skanderborg	
DESIGN	DATE	NAME	SIGNATURE
APPROVED			
SCALE			
DESIGNATION			
	APPLY TO TYPE	DWG NO:	POS:
	EDITION:		
		DWG NO:	

A	40 cm	44 cm	48 cm	51 - 57 cm
Left	271A61	271A63	271A65	271A67
Righth	271A62	271A64	271A66	271A68

**Ricambi per carrozzine Dolphin e Barracuda**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino</b>
271605	Bracciolo lungo 325 mm in PU per Dolphin/Barracuda	48,30 €
271603	Galletto di fissaggio manubrio per carr. Dolphin/Barracuda	15,75 €
271602	Manopola di spinta completa di tubo estraibile	22,58 €
271601	Manopola in gomma per carrozzina Dolphin/Barracuda	2,37 €
271604	Manubrio completo di manopola e galletto per carr. Dolphin con freno a tamburo	27,83 €
271A66	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 48 cm, destra	103,95 €
271A65	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 48 cm, sinistra	103,95 €
271A68	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 51 cm, destra	103,95 €
271A67	Poggiagambe, completo per Dolphin per SW 51 cm, sinistro	103,95 €
271A62	Poggiapiedi completo per Dolphin 40 cm, dx.	103,95 €
271A61	Poggiapiedi completo per Dolphin 40 cm, sx.	103,95 €
271A64	Poggiapiedi completo per Dolphin 44 cm, dx.	103,95 €
271A63	Poggiapiedi completo per Dolphin 44 cm, sx.	103,95 €
21520F	Ruota da 20" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	75,60 €
21522F	Ruota da 22" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	80,85 €
21524F	Ruota da 24" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	80,85 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	30,45 €
271628	Spondina laterale dx. completa per carrozzina Mobilex for Dolphin	88,20 €
271627	Spondina laterale sx. completa per carrozzina Dolphin	88,20 €

**Ricambi standard**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino</b>
209065	Freno standard per carrozzina, destro	21,00 €
209066	Freno standard per carrozzina, sinistro	21,00 €
21520F	Ruota da 20" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	75,60 €
21522F	Ruota da 22" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	80,85 €
21524F	Ruota da 24" col. arg., mozzo nero ø12 x 53 mm, PU 1 3/8", corrimano alluminio	80,85 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	30,45 €
202083	Ruota in poliuretano 8", 200 x 45 mm, con boccole per forcella 60 mm	30,45 €
209060	Staffa di fissaggio freno per tubo ø25	7,88 €

Mobilex **Turtle** è una carrozzina da trasporto semplice ma robusta, caratterizzata da un'elegante struttura in alluminio color argento. Progettata per la facilità d'uso, questa sedia da trasporto offre funzionalità sufficienti a garantire comfort e affidabilità senza inutili complessità. È disponibile con ruote posteriori in PU morbido da 14" o con ruote posteriori in PU da 22", entrambe dotate di perni a sgancio rapido.

Le caratteristiche principali della carrozzina Turtle sono:

- Telaio pieghevole per una facile conservazione
- Comodi braccioli
- Poggiapiedi rimovibili
- Rivestimento del sedile rimovibile e lavabile
- Freni di stazionamento e di assistenza per la sicurezza
- Pedale antiribaltamento per una maggiore stabilità
- Assali a sgancio rapido Larghezza del sedile 45 cm

Testata e approvata per un peso massimo dell'utente **fino a 150 kg**, la Mobilex Turtle è la scelta perfetta per chi cerca una sedia a rotelle da trasporto affidabile e facile da usare.



Foto HT1a

Carrozzina Turtle con ruote posteriori da 14" in PU morbido



Foto HT1b

Carrozzina Turtle con ruote posteriori in PU da 22 pollici

<b>Turtle</b>	<b>271045</b>	<b>271145</b>
<i>Larghezza seduta</i>	45 cm	
<i>Profondità seduta regolabile</i>	42-48 cm	
<i>Altezza seduta min/max</i>	46,5 cm - 49,0 cm	
<i>Larghezza totale</i>	62,4 cm	66,3 cm
<i>Inclinazione schienale</i>	10°	
<i>Peso</i>	12,5 kg	16 kg
<i>Portata</i>	150 kg	

### Carrozzina da trasporto Turtle

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271045	Carrozzina da trasporto Turtle. seduta 43 cm, alluminio col. argento, ruote da 14"	HT1A	459,90 €
271145	Carrozzina da trasporto Turtle. seduta 43 cm, alluminio col. argento, ruote da 22"	HT1B	543,90 €

# CUSCINI PER CARROZZINE



## Rubrica P

Cuscini per carrozzine e cuscini girevoli

## Cuscini standard per carrozzine

Cuscino standard per carrozzina, costruito in espanso di alta qualità schiumato a freddo per alta portata e una particolare elasticità. La parte inferiore del cuscino è ricoperta su tutta la larghezza con uno speciale materiale antiscivolo. In questo modo si evita di adattare il velcro montato di serie su varie carrozzine. La fodera del cuscino è in poliestere e quindi di lunga durata, lavabile ed elastica. È provvista di una cerniera laterale.

I cuscini standard hanno un'altezza di 5 cm e sono fornibili in larghezze da 37,5 cm fino a 50 cm

### Cuscino in schiuma poliuretana o viscoelastica di alta densità con fodera nera in poliestere o anti-incontinenza



Cuscino standard



Cuscino con fodera anti-incontinenza



Fondo antiscivolo

I cuscini standard (altezza 5 cm) sono fornibili in varie misure sia con schiuma poliuretana che con schiuma viscoelastica ad alta densità e sono disponibili con una fodera nera in poliestere oppure con fodera anti-incontinenza. Tutti i modelli sono dotati di cerniera laterale e fondo antiscivolo.

### Cuscino universale in schiuma poliuretana (adattabile in profondità)



Il cuscino con la fodera chiusa



Il cuscino con la fodera aperta e la schiuma poliuretana pretagliata adattabile alla profondità della seduta

Cuscino universale in schiuma poliuretana con fodera anti-incontinenza nera. Il cuscino è adattabile alla profondità di seduta della carrozzina. La fodera dispone di una comoda chiusura al velcro facile da aprire e chiudere. La schiuma poliuretana è pretagliata per essere facilmente adattata alla profondità della seduta. Il cuscino è fornibile per sedute di larghezza da 40 a 57 cm. La profondità di seduta è adattabile da 48 cm a 42 cm. Questi cuscini sono forniti di serie con le nostre carrozzine Dolphin e Barracuda.

### Cuscini viscoelastici a doppio strato (schiuma viscoelastica e poliuretana)



Fodera anti-incontinenza



Fondo antiscivolo



Strato viscoelastico + PU

I cuscini a doppio strato hanno uno strato superiore di schiuma viscoelastica e uno strato inferiore di schiuma poliuretana e sono dotati di una fodera anti-incontinenza con una cerniera laterale e un fondo antiscivolo.

## Cuscini a cuneo



Cuscino a cuneo con fodera in Decutex

### Cuscino a cuneo a due strati

Il cuscino a cuneo è composto da due strati di schiuma: uno strato inferiore di stabile granulato di schiuma e una parte superiore di schiuma viscoelastica ad alta adattabilità. La fodera anti-incontinenza Decutex garantisce una facile pulizia.

Misura (L x P x A): 45 x 43 x 10/0 cm



Cuscino a cuneo standard

### Cuscino a cuneo standard

Cuscino standard a cuneo in schiuma granulata di alta qualità. Una fodera lavabile con base antiscivolo è fornibile su richiesta.

Disponibile in 3 misure (L x P x A):

- 45 x 45 x 6/1 cm
- 45 x 45 x 8/1 cm
- 45 x 45 x 10/1 cm

## Cuscini e dischi girevoli (Per i prezzi vedi rubrica **PTr** - prodotti di trasferimento)



Cuscino girevole standard

Il **cuscino girevole standard** consiste di due strati tessili congiunti con superfici interne lisce. La parte superiore è dotata di una leggera imbottitura color blu scuro, il lato inferiore antiscivolo consente un posizionamento stabile. Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. scendere dall'auto.

Diametro: 45 o 50 cm. Portata: 100 kg.



Cuscino girevole Magic Turn

Il **cuscino girevole Magic Turn** consiste di due strati tessili congiunti ed ha un'imbottitura più spessa per offrire un comfort maggiore. Le parti interne teflonate assicurano un movimento rotatorio estremamente facilitato. Il lato inferiore è antiscivolo. Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. scendere dall'auto.

Diametro: 37 o 44 cm. Portata: 130 kg.



Disco girevole da pavimento Magic Turn

Il disco **girevole morbido Magic Turn** si pone sul pavimento per posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e torace nonché rotazioni del bacino. Consente di ridurre sensibilmente i danni alle articolazioni di anche, ginocchia e caviglie causati da torsioni durante i trasferimenti p.e. dal letto alla carrozzina o sedia.

Diametro: 37cm. Portata: 130 kg.

## Cuscini standard in schiuma PU per carrozzine

update 23.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278371	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 37,5 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P1	32,55 €
27840L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 40 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P1	32,55 €
278401	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 40 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P1	34,65 €
27840M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 40 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P1	34,65 €
27842L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 42,5 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P1	32,55 €
278421	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 42,5 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P1	35,70 €
27842M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 42,5 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P1	35,70 €
27845L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 45 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P1	34,65 €
278451	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 45 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P1	36,75 €
27845M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 45 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P1	36,75 €
27847L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 47,5 x 42 x 5 cm (L x P x A)	P1	36,75 €
27847M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 47,5 x 48 x 5 cm (L x P x A)	P1	36,75 €
27850L	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 50 x 42 x 5 cm (L x P x A)	P1	36,75 €
27850S	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 50 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P1	39,38 €
27850M	Cuscino per carrozzina, fodera in poliesteri nero, 50 x 48 x 5 cm (L x P x A)	P1	39,38 €

## Cuscini standard in schiuma PU per carrozzine. fodera antiincontinenza

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278372	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 37,5 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P2a	37,80 €
278373	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza 37,5 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P2a	40,43 €
27840N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 40 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P2a	40,43 €
278402	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 40 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P2a	40,43 €
27840P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 40 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P2a	42,53 €
27842N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 42,5 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P2a	42,53 €
278422	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 42,5 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P2a	42,53 €
27842P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 42,5 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P2a	43,58 €
27845N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 45 x 40 x 5 cm (L x P x A)	P2a	43,58 €
278452	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 45 x 43 x 5 cm (L x P x A)	P2a	43,58 €
27845P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 45 x 45 x 5 cm (L x P x A)	P2a	45,68 €
27847N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 47,5 x 42 x 5 cm (L x P x A)	P2a	48,30 €
27847P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 47,5 x 48 x 5 cm (L x P x A)	P2a	49,35 €
27850N	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 50 x 42 x 5 cm (L x P x A)	P2a	50,40 €
27850P	Cuscino per carrozzina, fodera antiincontinenza, 50 x 48 x 5 cm (L x P x A)	P2a	51,45 €

## Cuscino universale in schiuma PU a profondità adattabile, fodera antiincontinenza

Codice	Descrizione	Foto	Listino
27840H	Cuscino per Dolphin, 40 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	46,73 €
27842H	Cuscino per Dolphin, 42 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	46,73 €
27844H	Cuscino per Dolphin, 44 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	44,63 €
27848H	Cuscino per Dolphin, 48 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	51,45 €
27851H	Cuscino per Dolphin, 51 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	55,65 €
27854H	Cuscino per Dolphin, 54 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	57,75 €
27857H	Cuscino per Dolphin, 57 x 42-48 x 5 cm (L x P x A)	P3a/b	60,90 €

## Cuscino standard a doppio strato (viscoelastico+PU), fodera antiincontinenza

Codice	Descrizione	Foto	Listino
27840Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 40 x 40 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	65,10 €
278407	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 40 x 43 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	67,20 €
27840R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 40 x 45 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	69,30 €
27842Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 42,5 x 40 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	71,40 €
278427	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 42,5 x 43 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	71,40 €
27842R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 42,5 x 45 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	73,50 €
27842S	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 42,5 x 48 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	78,75 €
27845Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 40 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	75,60 €
278457	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 43 x 8 cm, schiuma 60 kg	P4a	74,55 €
27845R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 45 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	78,75 €
27845S	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 48 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	80,85 €
27845F	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 45 x 50 x 8 cm, schiuma 50 kg	P4a	75,60 €
27847Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 47,5 x 42 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	85,05 €
27847R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 47,5 x 48 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	87,15 €
27850Q	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 50 x 42 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	87,15 €
27850R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 50 x 48 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	98,70 €
27855R	Cuscino viscoelastico, fodera antiincontinenza, 55 x 48 x 9 cm, schiuma 50 kg	P4a	100,80 €

**Cuscino standard in schiuma viscoelastica ad alta densità**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
27842A	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera in poliesteri, 42,5 x 43 x 5 cm	P1	50,40 €
27845A	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera in poliesteri, 45 x 43 x 5 cm	P1	52,50 €

**Cuscino standard in schiuma viscoelastica ad alta densità, fodera antiincontinenza**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
27840C	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera antiincontinenza, 40, x 43 x 5 cm	P2a	53,55 €
27842C	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera antiincontinenza, 42,5 x 43 x 5 cm	P2a	54,60 €
27845C	Cuscino viscoelastico ad alta densità, fodera antiincontinenza, 45 x 43 x 5 cm	P2a	56,70 €

**Cuscini a cuneo**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278061	Cuscino a cuneo a doppio strato, 43 x 45 x 10/0 cm, con fodera grigia Decutex	P7	122,85 €
278064	Cuscino a cuneo in schiuma granulata, 45 x 45 x 6/1 cm	P8	15,75 €
278065	Cuscino a cuneo in schiuma granulata, 45 x 45 x 8/1 cm	P8	17,85 €
278066	Cuscino a cuneo in schiuma granulata, 45 x 45 x 10/1 cm	P8	22,58 €

278069	Fodera antiincontinenza con lato inferiore antiscivolo per cuscini a cuneo alti 6 o 8 cm	--	27,83 €
278070	Fodera antiincontinenza per cuscino a cuneo di 10 cm di altezza	--	27,83 €



# PRODOTTI TESSILI




**Rubrica PTe**

Prodotti tessili

## Sacche termiche KANGAROO



Sacca termica Mobilex KANGAROO



Sacca termica Mobilex KANGAROO

Le **sacche termiche Mobilex KANGAROO** hanno una forma anatomica e sono realizzate in nylon impermeabile antistrappo con una fodera termica piacevolmente calda all'interno che le rende non solo comode ma anche ideali per l'uso nelle giornate fredde e piovose.

Le sacche termiche KANGAROO sono dotate di una grande cerniera a tutto tondo e facile da usare e hanno una parte inferiore antiscivolo. Nella parte anteriore è presente una comoda tasca dotata di cerniera con grande occhiello. Due strisce riflettenti sulla parte anteriore aumentano la sicurezza sulle strade pubbliche. Una cinghia posteriore regolabile e dei passanti elastici permettono un fissaggio sicuro allo schienale o alle maniglie di spinta della carrozzina.

Le sacche termiche Mobilex KANGAROO sono disponibili in tre diverse misure: Small, Medium e Large.

## Mantelline anti pioggia



Mantellina per utenti rollator

**Mantellina per utenti rollator**, in poliestere grigio scuro con strisce riflettenti. Cappuccio con finestrelle laterali, due aperture laterali con cerniere per le braccia e una cinghia di fissaggio contro lo sbattimento del vento.



Mantellina per utenti in carrozzina

**Mantellina per utenti in carrozzina** in poliestere grigio con strisce riflettenti e cappuccio con finestrelle laterali. Sul retro è presente una copertura per il retro della carrozzina.

## Mantellina termica



Mantellina termica

**Mantellina termica** resistente alle intemperie per proteggere la parte inferiore del corpo. Il materiale esterno è rivestito di poliuretano e foderato all'interno. Dotato di un cinturino posteriore elastico con chiusura a sgancio rapido. Disponibile in due misure.

## Copri-scooter



Copri-scooter

**Copri-scooter** resistente alle intemperie. Realizzato in PVC nero antistrappo. Disponibile in tre misure.

## Borse per ruote carrozzina



Borsa per ruote Mobilex

Le **borse per ruote Mobilex** sono realizzate in nylon antistrappo nero con maniglie per il trasporto e cinghia di trasporto rimovibile. La borsa Mobilex ha due scomparti separati ognuno per una ruota completa da 24" ciascuna. È disponibile una tasca interna per i piccoli accessori delle ruote (perni ecc.).

Le **borse per ruote Spinergy** sono anch'esse realizzate in nylon antistrappo nero ed hanno cerniere di colore rosso. La borsa Spinergy può contenere due ruote fino a 28".



Borsa per ruote Spinergy

## Borse da carrozzina



Borsa da carrozzina da fissare allo schienale




Elegante **borsa per carrozzina** in nylon nero antistrappo. Dotata di cinghie per fissare al lato della carrozzina.

## Schienali tensionabili



Schienale tensionabile

Gli schienali tensionabili Mobilex sono composti di due parti, dello schienale tensionabile con agganci rapidi (fibbie) e del copri-schienale imbottito da sovrapporre allo schienale tensionabile.



Copri-schienale imbottito



## Cuscino ortopedico SoftSleep

Il cuscino ortopedico **SoftSleep** è fatto di schiuma PU ad alta densità a celle aperte, chiamata anche "schiuma viscoelastica" o "Memory Foam". Questo materiale ha proprietà uniche: reagisce al peso del corpo e alle variazioni di temperatura. Riscaldato dal calore del corpo dell'utente, adatta la sua forma al profilo del collo e della testa.

Grazie alla sua sagomatura diminuiscono le forze che agiscono sul collo e sulla testa durante il sonno il che può aiutare a eliminare il mal di testa, il dolore al collo e alla schiena. Può anche aiutare a prevenire o combattere l'insonnia. Il cuscino SoftSleep aumenta così eccezionalmente la qualità del sonno.

Il rivestimento del cuscino è stato sviluppato appositamente per questo tipo di prodotto. Non solo aiuta a distribuire il calore del corpo, ma ha anche una funzione igienica: il tessuto ha proprietà antifungine e antibatteriche.

Foto PTe20a



**Mantelline anti pioggia**

update 23.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279012	Mantellina anti-pioggia per utenti di rollator, Small	PTE3	64,05 €
279013	Mantellina anti-pioggia per utenti di rollator, Large	PTE3	66,15 €
279014	Mantellina anti-pioggia per utenti in carrozzina	PTE4	60,90 €

**Sacche termiche**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279021	Sacca termica scaldagambe Kangaroo, Small	PTE2A	109,20 €
279022	Sacca termica scaldagambe Kangaroo, Medium	PTE2A	109,20 €
279023	Sacca termica scaldagambe Kangaroo, Large	PTE2A	120,75 €
279025	Zig Grip XL - Maniglia con occhiello da 40 mm per cerniera	PTE2B	5,52 €

**Mantellina termica scaldagambe per scooteristi**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279003	Mantellina termica per utenti scooter, medium	PTE5	88,20 €
279002	Mantellina termica per utenti scooter, large	PTE5	96,60 €

**Copri-scooter in materiale impermeabile**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279001	Mantellina copriscooter impermeabile, M, 62 x 100 x 125 cm (L x A x P)	PTE6	80,85 €
279004	Mantellina copriscooter impermeabile, L, 72 x 120 x 150 cm (L x A x P)	PTE6	88,20 €
279005	Mantellina copriscooter impermeabile, XL, 72 x 120 x 175 cm (L x A x P)	PTE6	110,25 €

**Borse ruote**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279036	Borsa Mobilex per 2 ruote da 20" a 24"	PTE7	67,20 €
279035	Borsa porta-ruote Spinergy per 2 ruote da 20" a 28"	PTE8	223,65 €

**Borse da carrozzina**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279052	Borsa 35 x 31 x 12 cm, da fissare allo schienale della carrozzina	PTE10	36,75 €
279053	Borsa 31 x 21 x 14 cm, per montaggio laterale sulla carrozzina	PTE11	34,13 €

**Schienali tensionabili** (2-pezzi - consiste di schienale tensionabile e dello coprischienale)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
271649	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 40 - 44 cm	PTE9A	53,55 €
271650	Schienale tensionabile per carrozzina, seduta 48 - 51 cm	PTE9A	55,65 €
271645	Copri-schienale carrozzina, larghezza 40 cm	PTE9B	49,35 €
271646	Copri-schienale carrozzina, larghezza 44 cm	PTE9B	49,35 €
271647	Copri-schienale carrozzina, larghezza 48 cm	PTE9B	53,55 €
271648	Copri-schienale carrozzina, larghezza 51 cm	PTE9B	52,50 €


**Cuscino ortopedico SoftSleep**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
279061	Cuscino ortopedico SoftSleep Contour, 50 x 30 x 9-11.5 cm	PTE20A	54,60 €

## Misure delle sacche e mantelline termiche

### Sacche termiche Kangaroo

Le sacche termiche Mobilex KANGAROO sono realizzate in nylon impermeabile antistrappo con un interno termico foderato in poliестere. La sacca termica è dotata di una cerniera su entrambi i lati. Colore grigio. Disponibile in 3 misure (piccola, media, grande).



Misura	Small	Medium	Large
B	42 cm	44 cm	46 cm
SB	40-45 cm	45-48 cm	48-51 cm
S	40 cm	45 cm	50 cm
F	40 cm	45 cm	50 cm
L	42 cm	46 cm	50 cm
D	90 cm	110 cm	125 cm

Codice	Descrizione	per sedute	Misura
279021	Sacca termica KANGAROO	40-45 cm	Small
279022		45-48 cm	Medium
279023		48-51 cm	Large

### Mantellina termica per scooteristi

Mantellina termica copri-gambe per scooteristi. In materiale ricoperto di poliuretano ed imbottito internamente. Dispone di una cintura elastica dotata di agganci rapidi. Colore: nero. Disponibile in due misure.



Misura	Medium	Large
S	40 cm	55 cm
F	60 cm	60 cm
L	40 cm	55 cm

Codice	Descrizione	per sedute	Misura
279003	Mantellina termica copri-gambe per scooteristi	42 - 45 cm	Medium
279002		45 - 52 cm	Large

# MOVIMENTAZIONE

## MOVIMENTAZIONE



### Rubrica PTr

Prodotti per la movimentazione

## Mobiglide - Tavole di trasferimento

Le **tavole di trasferimento Mobiglide** sono realizzate in polipropilene bianco traslucido spesso 6 mm o in PVC bianco spesso 6 mm. La bassa resistenza all'attrito delle tavole di trasferimento Mobilex rende molto più facile il trasferimento da o verso la carrozzina.

Sono disponibili come accessorio strisce antiscivolo che possono essere attaccate alla parte inferiore della tavola per evitare che scivoli via.

Le tavole di trasferimento in polipropilene sono disponibili in tre dimensioni: 650 x 245 mm, 800 x 245 mm e curva 800 x 348 mm. La tavola in PVC è disponibile solo nella misura 800 x 245 mm.

Le tavole di trasferimento possono essere caricate fino a 150 kg (per distanza intermedia massima di 20 cm).



Tavola di trasferimento in polipropilene o PVC




Tavola di trasferimento curva in polipropilene

## Mobiglide - Tavola di trasferimento pazienti

La **tavola per il trasferimento pazienti Mobiglide** è realizzata in HDPE infrangibile di 6 mm di spessore. Ha una elevata capacità di scorrimento sul lato superiore e aiuta a trasferire i pazienti da un letto all'altro. Può essere usato in oncologia poiché il materiale permette il passaggio dei raggi X.

Sono disponibili come accessorio strisce antiscivolo che possono essere attaccate alla parte inferiore della tavola per evitare che scivoli via.

La tavola per il trasferimento pazienti Mobiglide ha una dimensione di 1500 x 700 mm. La capacità di carico è di 200 kg con una distanza intermedia massima di 20 cm e un dislivello tra i letti di max.10 cm.




Tavola di trasferimento pazienti

## Mobiglide - Prodotti di trasferimento o posizionamento

### Teli di movimentazione



Telo tubolare di movimentazione

I **teli tubolari di movimentazione Mobiglide** servono a facilitare qualsiasi spostamento o posizionamento del paziente sul letto. Grazie al materiale ad altissimo scivolamento si posizionano facilmente sotto al paziente allettato.

*I teli tubolari sono disponibili in 3 misure.*

*Portata: 250 kg*

*Materiale: Nylon*

### Teli di trasferimento



Telo di trasferimento (da usarsi in coppia)

I **teli di trasferimento Mobiglide** riducono le forze di attrito durante il trasferimento o lo spostamento delle persone nel letto.

Il telo di trasferimento deve essere usato in coppia.

*Dimensioni: 150 x 100 cm o 200 x 100 cm*

*Capacità di carico: 250 kg*

### Telo movimentazione con maniglie



Telo di movimentazione con maniglie

I **teli di movimentazione Mobiglide** con maniglie facilitano il posizionamento del paziente allettato o seduto, oppure il trasferimento p.e. dalla barella al letto di pazienti sdraiati. Un uso di 2 teli contemporaneamente p.e. facilita enormemente il posizionamento delle cinture di sollevamento sotto al paziente.

*Misura: 100 x 200 cm*

*Portata: 250 kg*

*Materiale: Nylon*

### Telo di seduta unidirezionale



Telo di seduta unidirezionale

Il **telo di seduta unidirezionale** contribuisce al comfort del paziente evitando che lo stesso scivoli in avanti quando è seduto in poltrona o su una sedia. Se posizionato correttamente il telo può scivolare solamente in una direzione e aiuta il paziente a mantenere il bacino nella corretta posizione evitando lo scivolamento in avanti.

*Misura: 45 x 50 cm*

*Portata: 250 kg*

## Mobiglide - Guanti da trasferimento

Foto PTR2e



Guanti da trasferimento

I **guanti da trasferimento Mobiglide** facilitano lo scivolare sotto al paziente, ad esempio per controllare il livello di riempimento di un prodotto antidecubito. Anche il trasferimento o il riposizionamento sono più facili da eseguire.

*Ambito di consegna: 1 paio*

*Dimensione: 50 x 20 cm*

## Cinture per il trasferimento

Foto PTR3



Cintura con maniglie di sostegno

Le **cinture per il trasferimento** si utilizzano in qualsiasi situazione in cui l'operatore abbia bisogno di una presa salda per assistere/supportare il paziente. Tali situazioni possono includere l'aiuto per passare dalla posizione seduta alla posizione eretta e viceversa nonché la movimentazione manuale in piedi e/o seduto da e verso il letto, la carrozzina, un veicolo, il bagno, o durante l'allenamento a deambulare. La cintura ha un'ampia superficie di contatto e maniglie ergonomiche.

*Misure: 117 x 14 cm (M) o 140 x 14 cm (L)*

*Portata max.: 180 kg*

## Cuscini e dischi girevoli

Foto PTR4a



Cuscino girevole standard

Il **cuscino girevole standard** consiste di due strati tessili congiunti. Le superfici interne lisce permettono un movimento rotatorio facilitato. La parte superiore è dotata di una leggera imbottitura color blu scuro, il lato inferiore antiscivolo consente un posizionamento stabile. Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. scendere dall'auto.

*Diametro: 45 o 50 cm*

*Portata: 100 kg*

Foto PTR4b



Cuscino girevole "Magic Turn"

Il **cuscino girevole "Magic Turn"** consiste di due strati tessili congiunti ed ha un'imbottitura più spessa per offrire un comfort maggiore. Le parti interne teflonate assicurano un movimento rotatorio estremamente facilitato. Il lato inferiore antiscivolo consente un posizionamento stabile. Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. scendere dall'auto.

*Diametro: 37 o 44 cm*

*Portata: 130 kg*

Foto PTR4c



Disco girevole da pavimento "Magic Turn"

Il **disco girevole morbido "Magic Turn"** si pone sul pavimento per posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e torace nonché rotazioni del bacino. Consente di ridurre sensibilmente i danni alle articolazioni di anche, ginocchia e caviglie causati da torsioni durante i trasferimenti p.e. dal letto alla carrozzina o sedia.

*Diametro: 37cm*

*Portata: 130 kg*

**Assi di trasferimento Mobiglide**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
240501	Asse di trasferimento in polipropilene, 650 x 245 x 6 mm (L x P x A)	PTR1A	57,75 €
240502	Asse di trasferimento in polipropilene, 800 x 245 x 6 mm (L x P x A)	PTR1A	69,30 €
240505	Asse di trasferimento in PVC - 800 x 245 x 6 mm (L x P x A)	PTR1A	76,65 €
240507	Asse di trasferimento curva in polipropilene 800 x 348 x 6 mm (L x P x A)	PTR1C	87,15 €
240701	Asse di trasferimento in polopropilene per pazienti, 1500 x 700 x 6 mm (L x P x A)	PTR1D	332,85 €

**Telo ad alto scorrimento Mobiglide**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278011	Telo tubolare 70 x 68 cm	PTR2A	37,80 €
278012	Telo tubolare 140 x 68 cm	PTR2A	66,15 €
278013	Telo tubolare 200 x 68 cm	PTR2A	85,05 €

**Telo ad alto scorrimento Mobiglide con maniglie**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278023	Telo di scorrimento 100 x 200 cm, con maniglie di tiro	PTR2B	121,80 €

**Telo di trasferimento Mobiglide** (da usarsi in coppia)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278015	Telo di trasferimento 150 x 100 cm (da usarsi in coppia)	PTR2C	68,25 €
278016	Telo di trasferimento 200 x 100 cm (da usarsi in coppia)	PTR2C	82,95 €

**Seduta unidirezionale Mobiglide**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278031	Seduta unidirezionale, 45 x 50 cm	PTR2D	78,75 €

**Guanti Mobiglide per il posizionamento**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278041	Guanti di trasferimento 50 x 20 cm, una coppia	PTR2E	30,45 €

**Cintura di trasferimento**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278046	Cintura di trasferimento, Medium, 117 x 14 cm	PTR3	93,45 €
278047	Cintura di trasferimento, Large, 140 x 14 cm	PTR3	101,85 €

**Cuscini girevoli morbidi**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278051	Cuscino girevole ø45 cm	PTR4A	40,43 €
278052	Cuscino girevole ø50 cm	PTR4A	44,63 €
278055	Cuscino girevole ø37 cm, Magic Turn	PTR4B	55,65 €
278056	Cuscino girevole ø44 cm, Magic Turn	PTR4B	70,35 €

**Disco girevole morbido da pavimento**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
278058	Disco girevole morbido da pavimento ø37 cm	PTR4C	78,75 €



# POSIZIONAMENTO

## POSIZIONAMENTO



### Rubrica PX

Cuscini per il posizionamento Levabo®

## Cuscini heel-up® per il posizionamento del tallone

heel-up® sono i nuovi prodotti di Levabo® per la prevenzione ed il trattamento di lesioni da decubito fino allo stadio IV del tallone.



In collaborazione con i maggiori specialisti nella cura di lesioni da decubito è stata sviluppata una gamma di prodotti che garantisce il massimo comfort ed igiene nel trattamento e nella prevenzione delle ulcere da pressione.

heel-up® ed all-up® si adattano perfettamente alla prevenzione ed il trattamento delle ulcere da pressione sulle zone più esposte, come i talloni, fianchi, gomiti, spalle, schiena, ecc.

heel-up® ed all-up® sono prodotti mono-paziente (prodotti usa e getta) con un design ergonomico che garantisce una buona stabilità. Lo strato esterno è realizzato in morbido e flessibile tessuto non tessuto che assorbe calore ed umidità rendendo i prodotti heel-up® ed all-up® estremamente comodi.

Di utilizzo semplicissimo: heel-up® ed all-up® si gonfiano prima dell'utilizzo adattandoli all'anatomia del paziente.

Foto PX1a



heel-up® short

Foto PX1b



heel-up® medium

Foto PX1c



heel-up® long

Foto PX1d



heel-up® max

- ✓ Sviluppato per la cura e prevenzione di lesioni da decubito del tallone
- ✓ L'uso mono-paziente garantisce un'igiene elevata
- ✓ Semplici nell'uso
- ✓ Grande comfort derivante da un materiale ben tollerato dalla pelle e che assorbe umidità e trasporta calore
- ✓ I prodotti permettono di risparmiare spazio nello stoccaggio creando posto per ulteriori risorse di cura
- ✓ Sono forniti in pratiche buste piatte e sigillate e contengono tutto il necessario per il gonfiaggio
- ✓ Lavabili fino a 60° C (solo con superficie intatta)
- ✓ Testati e approvati ISO 10993-10:2010 contro ipersensibilità e irritazioni della pelle



## Pompe Levabo®



Foto PX20a



Pompa manulae Levabo®

Foto PX20b



Pompa a batteria Levabo®

Foto PX20c



Pompa elettrica Levabo®

## Cuscini di posizionamento all-up®

I cuscini di posizionamento all-up® sono sviluppati per la cura e prevenzione di lesioni da decubito del gomito, spalla o schiena.

I prodotti sono multifunzionali, cioè lo stesso prodotto può essere usato per lo sgravio in diverse posizioni in modo da poter gestire in maniera ottimale la cura o la prevenzione di lesioni da decubito.

I cuscini di posizionamento all-up® sono prodotti mono-paziente con un design ergonomico che assicura una buona stabilità. La parte esterna è prodotta in morbido tessuto non tessuto che assorbe umidità e calore, assicurando un comfort d'uso sia a paziente seduto che sdraiato.

Foto PX2a



all-up® small

Foto PX7a



all-up® universal

Foto PX3a



all-up® head

Foto PX8a



all-up® seat

Foto PX4a



all-up® donut

Foto PX9a



all-up® back & seat

Foto PX5a



all-up® kidney

Foto PX10a



all-up® bath

Foto PX6a





all-up® tailbone

Foto PX11a




all-up® wing

## Heel Up

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277001	Levabo Heel Up, 18 x 32 x 25 cm, (L x P x A), small, con 3 inserto		PX1A 31,50 €
277006	Levabo Heel Up, 18 x 32 x 25 cm, (L x P x A), small		PX1A 28,88 €
277002	Levabo Heel Up, 18 x 39 x 25 cm, (L x P x A), medium, con 3 inserto		PX1B 36,00 €
277007	Levabo Heel Up, 18 x 39 x 25 cm, (L x P x A), medium		PX1B 28,88 €
277003	Levabo Heel Up, 18 x 48 x 25 cm, (L x P x A), large, con 3 inserto		PX1C 35,00 €
277008	Levabo Heel Up, 18 x 48 x 25 cm, (L x P x A), large		PX1C 28,88 €
277004	Levabo Heel Up, 18 x 50 x 30 cm, (L x P x A), XL, con 3 inserto		PX1D 36,00 €
277009	Levabo Heel Up, 18 x 50 x 30 cm, (L x P x A), XL		PX1D 28,88 €

## All Up Multi

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277011	Levabo All Up Multi, 50 x 25 x 8 cm (L x P x A), small		PX2A 19,95 €
277012	Levabo All Up Multi, 50 x 37 x 8 cm (L x P x A), medium		PX2B 26,00 €
277013	Levabo All Up Multi, 50 x 50 x 8 cm (L x P x A), large		PX2C 22,58 €
277014	Levabo All Up Multi Max, 50 x 50 x 20 cm (L x P x A)		PX2C 35,00 €

## All Up Head

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277021	Levabo All Up, Head, 28 x 30 x 5 cm (L x P x A)		PX3A 19,95 €

## All Up Seat Donut

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277025	Levabo All Up, Donut, 45 x 45 x 8 cm (L x P x A)		PX4A 22,58 €


## All Up Kidney

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277026	Levabo All Up, Kidney, 50 x ø20 cm (L x diametro)		PX5A 26,00 €

## All UPSeat Tailbone

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277029	Levabo All Up, Tailbone, 42 x 42 x 5 cm (L x P x A)		PX6A 24,68 €

## All Up Universal

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277034	Levabo All Up, Universal slim, 45 x 75 x 8 cm (L x P x A), lungo		26,00 €
277031	Levabo All Up, Universal, 50 x 50 x 8 cm (L x P x A), standard		PX7A 26,00 €
277032	Levabo All Up, Universal, 70 x 55 x 8 cm (L x P x A), lungo		PX7A 26,00 €

## All Up Seat

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277041	Levabo All Up, Seat, 42 x 42 x 5 cm (L x P x A), small		PX8A 32,00 €
277043	Levabo All Up, Seat, 52 x 52 x 5 cm (L x P x A), large		PX8A 26,78 €
277044	Levabo All Up, Seat, 52 x 62 x 5 cm (L x P x A), max		PX8A 26,78 €

## All Up Seat Back & Seat

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277042	Levabo All Up, Back and Seat, 45 x 27 x 5 cm (L x P x A)		PX9A 24,68 €

## All Up Seat Bath

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277045	Levabo All Up, Bath, 50 x 50 x 8 cm (L x P x A)		PX10A 32,00 €

## All Up Arm Rest

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277016	Levabo All Up, Arm Rest, 55 x 25 x 8 cm (L x P x A)		PX3A 26,00 €

## All Up Elbow / Elbow & Heel

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277017	Levabo All Up, Elbow, 30 x 20 x 10 cm (L x P x A)		PX3A 28,88 €
277015	Levabo All Up, Elbow & Heel, 30 x 20 x 10 cm (L x P x A)		32,55 €

## All Up Lap

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277018	Levabo All Up, Lap, 80 x 60 x 10 cm (L x P x A)		PX3A 32,00 €
277019	Levabo All Up Lap Max, 80 x 60 x 20 cm (L x P x A)		PX3A 32,00 €

## All Up Wedge

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277020	Levabo All Up Wedge 30 deg., 50 x 40 x 15 cm (L x P x A)		PX3A 32,00 €


## All Up Wing

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277051	Levabo All Up, Wing, 50 x 85 x 8 cm (L x P x A)		PX11A 28,88 €

## All Up Belly

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277027	Levabo All Up Belly, 65 x 75 x 15 cm (L x P x A)		PX5A 26,00 €

## All Up Twin

Codice	Descrizione	Foto	Listino
277030	Levabo All Up Twin, 48 x 52 x 5 cm (L x P x A)		PX6A 32,00 €

**Accessori e ricambi Levabo**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
277101	Pompa manuale Levabo	PX20A	21,00 €
277102	Pompa a batteria Levabo	PX20B	312,90 €
277103	Pompa elettrica Levabo	PX20C	96,60 €
277005	Inserto Levabo Heel Up, 35 x 50 cm, confezione da 10 pz.		24,68 €
277081	Levabo All Up, copricuscino per "Seat", 42 x 42 cm, 5 pz.		31,50 €
277201	Borsa Levabo in poliestere	PX20D	57,75 €
277202	Set adattatori Levabo		28,88 €

# BATTERIE BATTERIE



## Rubrica J

Batterie e carica-batterie

Foto J1



Batteria EXIDE® Gel (Serie GF e GY)



### Batterie EXIDE® GEL

La nuova batteria EXIDE GEL è una batteria che combina su un altissimo livello le caratteristiche dei due modelli "Dryfit Sportline" e "Dryfit Start". La batteria EXIDE GEL offre una potenza sicura unita ad un massimo di energia erogata per un uso professionale anche sotto forte sollecito ciclico. Con solo 14 modelli garantisce una grande diversità di applicazioni.


- ✓ Sistema chiuso che non richiede manutenzione
- ✓ Minima perdita di carica
- ✓ Sistema ermetico senza fuoriuscite d'acido
- ✓ Approvato IATA. Non classificato come bene pericoloso ed ammesso al trasporto aereo.
- ✓ Nessun odore di acido anche se caricata in luoghi chiusi
- ✓ La serie GV con piastre di piombo sottili garantisce una elevata potenza in partenza associata ad alti valori di accelerazione (min. per 450 cicli di carico)
- ✓ La serie GY con piastre di piombo più grosse garantisce più cicli di carico (min. 600 cicli)
- ✓ Fornibile in varie potenzialità e misure adatte anche per sollevatori o verticalizzatori

### Tipi di poli per batterie EXIDE® GEL


A-Terminal



F-M6



G-M6



### Batterie FirstPower® AGM

Le batterie AGM sono batterie a sistema chiuso senza bisogno di manutenzione e di lunga durata.

Disponibili a magazzino sono modelli da 2 Ah a 7,2 Ah adatti a più comuni modelli di sollevatori o verticalizzatori.

Foto J3



Batterie FirstPower® AGM

Foto J5



Caricabatterie ad impulsi Victron 24V 8A

I **caricabatterie ad impulsi Victron** sono ottimizzati per caricare batterie di carrozzine elettroniche, scooter o altri veicoli con batterie al piombo chiuse e senza manutenzione, accoppiate in serie a 24V.

I caricabatterie sono facili da usare e già in fase di sviluppo si è prestata particolare attenzione alla massima sicurezza dell'utente e per le batterie.

<b>Caricabatterie Victron 24 V</b>	<b>GL0601</b>	<b>GL0801</b>
<i>Tensione di rete</i>	230 V	230 V
<i>Tensione nominale di carica</i>	24 V	24 V
<i>Max. Corrente di carica</i>	6 A	8 A
<i>Potenza</i>	180 W	250 W
<i>Amperaggio consigliato</i>	40 - 60 Ah	60 - 85 Ah
<i>Dimensioni H x L x L</i>	80 x 65 x 168 mm	80 x 65 x 168 mm
<i>Peso</i>	1 kg	1 kg
<i>Classe di sicurezza</i>	IP 65	IP 65
<i>Max. Tensione di carica</i>	28,8 V	28,8 V
<i>Tensione di carica di mantenimento</i>	27,4 V	27,4 V

**Batterie al gel Exide Sonnenschein** (Foto J1)

update 23.05.2025

Codice	Descrizione	Listino
GY1122	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 22 A, poli G-M6, 167 x 176 x 126 mm (L x P x A)	178,50 €
GY1125	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 25 A, poli G-M6, 197 x 132 x 180 mm (L x P x A)	245,00 €
GY1033	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 33 A, poli A, 210 x 175 x 175 mm (L x P x A)	270,00 €
GY1133	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 33 A, poli G-M6, 195 x 175 x 175 mm (L x P x A)	280,00 €
GY1040	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 40 A, poli A, 242 x 175 x 190 mm (L x P x A)	368,55 €
GY1044	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 44 A, poli A, 261 x 135 x 230 mm (L x P x A)	336,00 €
GV1050	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 50 A, poli A, 278 x 175 x 190 mm (L x P x A)	324,45 €
GY1051	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 51 A, poli A, 278 x 175 x 190 mm (L x P x A)	346,50 €
GY1063	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 63 A, poli FM6, 260 x 171 x 210 mm (L x P x A)	405,30 €
GY1070	Batteria Sonnenschein al gel 12 V 70 A, poli A, 330 x 171 x 236 mm (L x P x A)	580,00 €

**Batterie AGM** (Foto J3)

Codice	Descrizione	Listino
GS1212	Batteria AGM 12V 1.2A - 58 x 43 x 97 mm (A x P x L)	21,00 €
GS1219	Batteria AGM 12V 1.9A - 60 x 34 x 178 mm (A x P x L)	17,85 €
GS1227	Batteria AGM 12V 2.7A - 60 x 34 x 178 mm (A x P x L)	27,83 €
GS1229	Batteria AGM 12V 2.9A - 100 x 56 x 80 mm (A x P x L)	25,73 €
GS1245	Batteria AGM 12V 4.5A - 99 x 70 x 90 mm (A x P x L)	25,73 €
GS1272	Batteria AGM 12V 7A - 94 x 65 x 151 mm (A x P x L)	34,65 €
GS1012	Batteria Agm 12V 12Ah - 95 x 98 x 151mm H x B x L (per Lille Viking)	56,70 €

**Caricabatterie (FotoJ3)**

Codice	Descrizione	Listino
GL0601	Caricabatterie ad impulsi Victron 24 V 6A	262,50 €
GL0801	Caricabatterie ad impulsi Victron 24 V 8A	279,30 €

**Tabella di adattabilità per batterie Mobilex GY e GV**

Hersteller	Modell	Codice	Poltyp	Ah 5 Std	L x B x H
Karma	737-747	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 175 mm
Minicrosser	115 S	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Minicrosser	120 - 130 T	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Pride	Calypso	GY1040	A	40 Ah	242 x 175 x 190 mm
Pride	Jazzy 1103	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 175 mm
Pride	Jazzy 1120	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Invacare	Auriga 10	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 175 mm
Invacare	Meteor	GY1063	F-M6	63 Ah	260 x 171 x 210 mm
Invacare	Mirage/Mistral	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 175 mm
Invacare	Moover 85	GY1040	A	40 Ah	242 x 175 x 190 mm
Invacare	Moover Delta II	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Roltec	Vision	GV1070	A	70 Ah	330 x 171 x 236 mm
Meyra	Cityliner 312	GY1133	G-M6	33 Ah	195 x 175 x 17 mm
Meyra	Euro Sprint	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm
Meyra	Optimus	GY1051	A	51 Ah	278 x 175 x 190 mm

# RAMPE IN ALLUMINIO



## Rubrica L

Rampe mobili in alluminio per carrozzine

## Rampa a canalina modello CH

La rampa è composta da 2 parti pieghevoli dotate di maniglie per assicurare un facile trasporto. Sono prodotte in alluminio con una speciale copertura antiscivolo sulle canaline.

Le rampe CH vanno usate in coppia.



Rampa CH aperta



Rampa CH ripiegata

Rampe CH	CH-180
Lunghezza	180 cm
Larghezza (1 binario)	23,5 cm
Larghezza interna	21 cm
Altezza bordino	esterno 6 / interno 3,3 cm
Pendenza altezza superabile	12° / 35 cm
Peso (alla coppia)	13 kg
Portata massima	300 kg
Ingombro (L x P x A)	93 x 27 x 21 cm



Le rampe CH possono essere piegate per il trasporto

## Rampe telescopiche modello TR

La rampa telescopica Mobilex sono d'alluminio e le canaline sono ricoperte con uno speciale strato antiscivolo. Sono composte di 2 binari a 3 sezioni. Le sezioni sono dotate di speciali fermi per bloccare le sezioni ed evitare aperture o chiusure involontarie.

I modelli "LR" sono dotati di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina. Per i modelli "TR" le borse sono disponibili come accessori (sovrapprezzo).

Le rampe TR o LR vanno usate in coppia.



Rampa TR aperta



Rampa TR chiusa

Rampa TR/LR	TR-150	TR-210	TR-300	LR-150	LR-210
Lunghezza	150 cm	210 cm	300 cm	150 cm	210 cm
Larghezza (1 binario)	26 cm	26 cm	26 cm	16 cm	16 cm
Larghezza interna	19 cm	19 cm	19 cm	10 cm	10 cm
Altezza bordino	7/5 cm	7/5 cm	7/5 cm	5,5/3 cm	5,5/3 cm
Pendenza / alt. sup.	12° / 30 cm	12° / 42 cm	12° / 60 cm	12° / 30 cm	12° / 42 cm
Peso	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg	2 x 3 kg	2 x 4 kg
Portata max. la coppia	225 kg	225 kg	225 kg	180 kg	180 kg
Ingombro cm (L x P x A)	74 x 26,5 x 7	95x26,5x7	125x26,5x7	74x16,5x5,5	95x6,5x5,5

## Rampe modello TM

Le rampe sono costruite in alluminio di alta qualità. Le corsie perforate forniscono un equilibrio ideale tra peso e resistenza. La perforazione risulta vantaggiosa anche in caso di pioggia, neve o sporcizia. L'altezza del profilo laterale consente una presa sicura nonché stabilità direzionale. Il modello TM-055 è composto da una coppia di binari fissi, mentre i modelli TM-150 e TM-210 hanno due segmenti telescopici ed il modello TM-300 dispone di un ulteriore 1/2 elemento pieghevole. Allo stato chiuso le rampe sono bloccate da una semplice chiusura a clip.

Le rampe TM vanno usate in coppia



Rampa TM-055



Rampa TM-150 aperta



Rampa TM-300 chiusa



Rampa TM-300 aperta

Rampe TM	TM-055	TM-150	TM-210	TM-300
Lunghezza	55 cm	150 cm	210 cm	300 cm
Larghezza (1 binario)	25 cm	25 cm	25 cm	26 cm
Larghezza interna	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Altezza bordino	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Pendenza/Altezza superabile	12° / 11 cm	12° / 30 cm	12° / 42 cm	12° / 60 cm
Peso	2 x 1,45 kg	2 x 3,95 kg	2 x 5,8 kg	2 x 8,65 kg
Portata max. la coppia	300 kg	300 kg	300 kg	250 kg
Ingombro cm (L x P x A)	55 x 25 x 5,5	98 x 27x 9	128 x 27 x 9	108 x 26 x 13,5

## Rampe a piegamento singolo modello SF (monorampe)

Rampa a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio e ricoperta di uno speciale materiale antiscivolo. Le rampe possono essere ripiegate longitudinalmente e dispongono di una maniglia per assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa anche alla persona accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa. Il modello SF-040 è dotato di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina.



Rampa SF-040 con borsa



Rampa SF-090 aperta

Rampe SF	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Lunghezza	40 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Larghezza	71 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Larghezza interna	71 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Altezza bordino	--	6 cm	6 cm	6 cm
Pendenza altezza superabile	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Peso	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Portata massima	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Ingombro (L x P x A)	40 x 37 x 5 cm	90 x 40 x 10 cm	120 x 40 x 10 cm	150 x 40 x 10 cm

## Rampe a piegamento singolo modello SC (monorampe)

Rampa economia a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio con superficie antiscivolo zigrinata. Le rampe possono essere ripiegate longitudinalmente e dispongono di una maniglia per assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa anche alla persona accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa. Il modello SC-045 è dotato di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina.



Rampa SC aperta



Rampa SC chiusa

Rampe SC	SC-045	SC-090	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Lunghezza	46 cm	62 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Larghezza	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Larghezza interna	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Altezza bordino	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pendenza / alt. super.	12° / 9 cm	12° / 12 cm	12° / 18 cm	12° / 24 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Peso	4,50 kg	6,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Portata massima	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Ingombro cm (L x P x A)	45 x 40 x 8	62 x 40 x 8	92 x 40 x 8	122 x 40 x 8	152 x 40 x 8	182 x 40 x 8

## Rampe a doppio piegamento modello DF

Prodotta in alluminio con una speciale superficie antiscivolo. La rampa consiste di due parti parallele pieghevoli a metà e dotate ciascuna di una comoda maniglia per facilitarne il trasporto.



Rampata DF aperta



Rampata DF chiusa

Rampe DF	DF-180	DF-240	DF-300
Lunghezza	180 cm	240 cm	300 cm
Larghezza	79 cm	79 cm	79 cm
Larghezza interna	75 cm	75 cm	75 cm
Altezza bordino	6 cm (interno)	6 cm (interno)	6 cm (interno)
Pendenza altezza superabile	12° / 36 cm	12° / 50 cm	12° / 60 cm
Peso	16 kg	22 kg	27,2 kg
Portata massima	300 kg	300 kg	300 kg
Ingombro (L x P x A)	91 x 36 x 19	124 x 40 x 19	154 x 40 x 19

## Rampa quadrupla a valigia modello SR

Prodotta in alluminio con una speciale superficie antiscivolo, la rampata è composta di 4 parti congiunte pieghevoli in quattro come un foglio di carta. La rampata è dotata di una comoda maniglia per facilitarne il trasporto.



Rampata SR aperta




Rampata SR in fase di piegamento

Rampe SR	SR-180	SR-240
Lunghezza	180 cm	240 cm
Larghezza	75 cm	75 cm
Larghezza interna	72 cm	72 cm
Altezza bordino	Lato esterno: 6 cm	Lato esterno: 6 cm
Pendenza / alt.superabile	12° / 36 cm	12° / 48 cm
Peso	14,1 kg	18,5 kg
Portata massima	300 kg	300 kg
Ingombro (L x P x A)	102 x 28 x 38 cm	135 x 31 x 38 cm

## Rampe da terrazzo modello T80

Rampa da terrazzo in alluminio con superficie zigrinata e regolabile in altezza. Costruita in modo da poggiare stabilmente sul terreno - non è necessario fissarla. Si monta in modo di livellare la parte superiore con la soglia della porta. Non avendo limitatori laterali permette un' apertura della porta anche a rampa montata.



Rampa da terrazzo regolabile in altezza



Meccanismo di regolazione

Rampe da terrazzo	T80060	T80075	T80125
Lunghezza totale	60 cm	75 cm	125 cm
Larghezza totale	80 cm	80 cm	80 cm
Dislivello max. superabile	9 cm	13 cm	28 cm
Peso totale	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
Portata massima	225 kg	225 kg	225 kg
Regolazione d'altezza	5 - 9 cm	8 - 13 cm	11 - 28 cm

## Rampe basculanti per soglie modello TSR

Costruite in alluminio con superficie zigrinata la rampa basculanti TSR sono concepite per superare facilmente soglie o ostacoli che dividono superfici di diverso livello come p.e. la soglia verso una terrazza o un balcone. La parte basculante può essere ribaltata sulla rampa in modo da permettere la chiusura della porta anche senza dover asportare la rampa.



Rampa TSR con bascula aperta



Dettaglio della regolazione d'altezza

Rampe TSR	TSR130	TSR140
Lunghezza (a bascula aperta)	130 cm	140 cm
Larghezza totale	80 cm	80 cm
Larghezza della bascula	75 cm	75 cm
Misure della bascula	30 x 75 cm	40 x 75cm
Dislivello max. superabile	20 cm	20 cm
Peso totale	14,70 kg	15,60 kg
Portata massima	225 kg	225 kg
Altezza piedini regolabili	15 - 22,5 cm	15 - 22,5 cm

## Rampa in fibra di carbonio CB

Per rampe mobili da carrozzina il peso e la maneggevolezza hanno un ruolo molto importante. Anche il leggero alluminio non sempre riesce a garantire un peso ridotto. Per la nuova serie di rampe CB abbiamo dunque deciso di utilizzare un materiale ancora più leggero ma allo stesso tempo molto resistente alla torsione : La fibra di carbonio.

La fibra di carbonio è estremamente stabile capace di ridurre il peso del 30% rispetto a una rampa di alluminio delle stesse dimensioni.

Quando leggerezza e stabilità sono d'obbligo, non c'è scelta migliore per una rampa da carrozzina.



Rampa in fibra di carbonio CB-082

<b>Rampa in fibra di carbonio</b>	<b>CB-082</b>
Lunghezza	82 cm
Larghezza	78 cm
Pendenza altezza superabile	16 cm
Peso	3 kg
Portata massima	350 kg
Ingombro (L x P)	82 x 39 cm

## Rampe mobili per carrozzine (i prezzi delle rampe CH-180, TM..., TR-... e LR-... si intendono **alla coppia**) update 23.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
CB-082	Rampe CB pieghevole in fibra di carbonio, 78 x 82 cm, completa di borsa	L10A	1.039,50 €
CH-180	Rampa a canalina modello CH, 23,5 x 180 cm,	L1A	995,40 €
TR-150	Rampa telescopica TR 19 x 150 cm (Largh. interna x Lungh.), una coppia	L2A	346,50 €
TR-210	Rampa telescopica TR 19 x 210 cm (Largh. interna x Lungh.), una coppia	L2A	469,35 €
TR-300	Rampa telescopica TR 19 x 300 cm (Largh. interna x Lungh.), una coppia	L2A	704,55 €
LR-150	Rampa telescopica LR-150, 10 x 150 cm, al paio, completo di borsa	L2A	257,25 €
LR-210	Rampa telescopica LR-210, 10 x 210 cm, un paio, completo di borsa	L2A	358,05 €
TM-055	Rampa a canalina TM-055, 20 x 55 cm, un paio	L3A	201,60 €
TM-150	Rampa telescopica TM 20 x 150 cm	L3B	447,30 €
TM-210	Rampa telescopica TM 20 x 210 cm	L3B	548,10 €
TM-300	Rampa telescopica TM 20 x 300 cm	L3D	849,45 €
SF-040	Rampe a piegamento singolo modello SF 71 x 40 cm, con borsa	L4A	336,00 €
SF-090	Rampe a piegamento singolo modello SF 77 x 90 cm	L4B	492,45 €
SF-120	Rampa a piegamento singolo modello SF 77 x 120 cm	L4B	648,90 €
SF-150	Rampe a piegamento singolo modello SF 77 x 150 cm		760,20 €
SC-045	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 45 cm con borsa	L5A	212,10 €
SC-060	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 60 cm, con borsa	L5A	235,20 €
SC-090	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 90 cm	L5A	268,80 €
SC-120	Rampa a piegamento singolo modello SC 77 x 120 cm	L5A	324,45 €
SC-150	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 150 cm	L5A	380,10 €
SC-180	Rampe a piegamento singolo modello SC 77 x 180 cm	L5A	441,00 €
DF-180	Rampa DF a piegamento doppio, 76 x 180 cm	L6A	1.165,50 €
DF-240	Rampa DF a piegamento doppio, 76 x 240 cm	L6A	1.669,50 €
DF-300	Rampa DF a piegamento doppio, 76 x 300 cm	L6A	1.911,00 €
SR-180	Rampa a valigia SR-180, 75 x 180 cm	L7A	693,00 €
SR-240	Rampa a valigia SR-240, 75 x 240 cm	L7A	798,00 €
TSR130	Rampa basculante per soglie, 80 x 100 cm, bascula da 30 cm	L8A	1.071,00 €
TSR140	Rampa basculante per soglie, 80 x 100 cm, bascula da 40 cm	L8A	1.239,00 €
T80060	Rampa da terrazzo T80060, 80 x 60 cm	L9A	492,45 €
T80075	Rampa da terrazzo T80075, 80 x 75 cm	L9A	536,55 €
T80125	Rampa da terrazzo T80125, 80 x 125 cm	L9A	827,40 €

## Accessori per rampe mobili

Codice	Descrizione	Listino
SB-060	Borsa per rampa SC-060	16,80 €
TB-150	Borsa per rampa TR-150	27,83 €
TB-210	Borsa per rampa TR-210	31,50 €
TB-300	Borsa per rampa TR-300	40,43 €
TK-060	Bordo laterale per rampa T80060	18,38 €
TK-125	Bordo laterale per rampa T80125	35,00 €
SC-001	Striscia adesiva 3M schiumata, 350 x 50 x 5 mm, per la base d'appoggio delle rampe in alluminio	3,42 €

**Ricambi per rampe mobili**

Codice	Descrizione	Listino
TR-003	1 set (8 pezzi) terminali in plastica nera per rampe TR	8,93 €
LR-001	1 set (4 pezzi) terminali in plastica nera per rampe LR	5,00 €
TR-004	Fermo in plastica nera con molla e boccola in ottone per rampe TR	8,93 €
TR-005	Maniglia e rivetti per rampe TR	22,58 €
TR150F	Superficie antiscivolo per rampa TR-150 (kit per 1 coppia)	33,60 €
TR210F	Superficie antiscivolo per rampa TR-210 (kit per 1 coppia)	44,63 €
TR300F	Superficie antiscivolo per rampa TR-300 (kit per 1 coppia)	55,65 €

TM-001	Sistema di bloccaggio per rampe TM-150, TM-210 e TM-300 (leva corta)	11,03 €
TM-002	Sistema di bloccaggio per rampe TM-300 (leva lunga)	12,08 €
TM-003	Maniglia per rampa TM	15,75 €
TM-004	Terminali in plastica nera per rampa TM (4 pz.)	24,68 €

SF9982	Superficie antiscivolo per rampa SF-090 (1 coppia)	55,65 €
SF9983	Superficie antiscivolo per rampa SF-120 (1 coppia)	67,20 €
SF9984	Superficie antiscivolo per rampa SF-150 (1 coppia)	78,75 €
SF9991	Linguetta di gomma L = 740 mm per rampa SF-090 - 76 x 90 cm	13,13 €
SF9992	Linguetta di gomma L = 1040 mm per rampa SF-120 - 76 x 120 cm	16,28 €
SF9993	Linguetta di gomma L = 1340 mm per rampa SF-150 - 76 x 150 cm	20,48 €
SF9997	Linguetta in gomma 115 x 25 mm per rampe SF	5,25 €
SF9996	Appoggio antiscivolo in gomma 85 x 345 mm per rampe SF/DF	5,78 €
SF9998	Maniglia in plastica per rampe SF/DF - nuovo modello	10,24 €

SC-009	Cerniera per rampe SC	12,08 €
--------	-----------------------	---------

DF9981	Superficie antiscivolo per rampe DF-180 (set di 4 pezzi)	100,80 €
DF9982	Superficie antiscivolo per rampe DF-240 (set di 6 pezzi)	134,40 €
DF9983	Superficie antiscivolo per rampe DF-300 (set di 6 pezzi)	168,00 €
DF9971	Parte inferiore sinistra rampa DF-240	279,30 €
DF9972	Parte inferiore destra rampa DF-240	279,30 €
DF9973	Parte inferiore sinistra rampa DF-300	469,35 €
DF9974	Parte inferiore destra rampa DF-300	469,35 €
DF9975	Parte inferiore sinistra rampa DF-180	358,05 €
DF9976	Parte inferiore destra rampa DF-180	358,05 €
DF9985	Parte superiore sinistra rampa DF-240	358,05 €
DF9986	Parte superiore destra rampa DF-240	358,05 €
DF9987	Parte superiore sinistra rampa DF-300	492,45 €
DF9988	Parte superiore destra rampa DF-300	492,45 €
DF9989	Parte superiore sinistra rampa DF-180	290,85 €
DF9990	Parte superiore destra rampa DF-180	290,85 €
DF9991	Linguetta di congiunzione per rampa DF (fino al 2010)	11,03 €
DF9992	Sistema di bloccaggio per rampa DF-180	69,30 €
DF9993	Sistema di bloccaggio per rampa DF- 240 / DF-300	60,90 €
DF9997	Terminale in plastica per rampa lato destro (modello SF-DF-CH)	2,37 €
DF9998	Terminale in plastica per rampa lato sinistro (modello SF-DF-CH)	2,37 €


SR-501	Maniglia in alluminio per rampe SR	16,80 €
SR-502	Terminale in plastica per rampe SR	4,47 €
SR-505	Copertura antiscivolo per rampa SR-180 (4 pz.)	53,55 €
SR-506	Copertura antiscivolo per rampa SR-240 (4 pz.)	75,60 €

TSR501	Piedino per rampa TSR, per altezza 13-20 cm	67,20 €
TSR502	Piedino per rampa TSR, per altezza 16-22,5 cm	67,20 €



# RAMPE DA SOGLIA

## RAMPE DA SOGLIA



### **Rubrica LX**

Rampe da soglia, in gomma o alluminio

## Cunei in gomma

Cunei in gomma con superficie antiscivolo. Adatte p.e. per locali bagno. I cunei sono dotati di nastro biadesivo sulla parte inferiore. Tolta la pellicola protettiva sono pronte per il montaggio. Le rampette sono fornibili anche senza nastro biadesivo. Le rampette possono essere adattate alla larghezza desiderata usando un taglierino. (Attenzione: tutte misure sono in millimetri!)





Foto LX1

I cunei sono disponibili nelle seguenti altezze (in mm!)  
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 e 72 mm



Uso del cuneo in gomma



Dettaglio del cuneo in gomma

## Accessori per i cunei in gomma



Foto LX4

Seghetto per accorciare i cunei in gomma



Foto LX5

Nastro biadesivo, rotolo da 50 mt.



Foto LX6

Solvente per eliminare il biadesivo



Foto LX7

Set di fissaggio per i cunei in gomma

## Rampe da soglia in alluminio

Le rampe da soglia **DS4076** e **DS4025** sono rampe pieghevole in alluminio con una superficie antiscivolo. Le rampe hanno due manici ed una cerniera per poterle ripiegare a trasportare facilmente. Il modello **DS4025** è fornito assieme ad una comoda borsa per il trasporto.



Rampa da soglia pieghevole DS4076



Rampa da soglia pieghevole doppia mod. DS4025

Dati tecnici	DS4076	DS4025
Misure (lunghezza x larghezza)	40 cm x 76 cm	40 cm x 25 cm (x 2)
Peso totale	3,3 kg	2 kg (al paio)
Portata massima	350 kg	350 kg

La rampa da soglia **DS2176** è una rampa in alluminio con superficie antiscivolo. È fornita di 3+3 piedini per regolazioni d'altezza da 3 a 7 cm.



Rampa da soglia DS2176



I piedini per la regolazione d'altezza

Dati tecnici	DS2176
Misure (lunghezza x larghezza)	21 x 76 cm
Peso totale	1,55 kg
Portata massima	350 kg

## Coprisoglia in alluminio

Il coprisoglia (vedi immagine LX10) è una semplice "asse" di alluminio anodizzato color champagne o alluminio che serve a livellare eventuali piccoli dislivelli della soglia come ad esempio in passaggi da una struttura ad un'altra (legno <--> moquette ecc.) .

I coprisoglia sono fornibili di diverse larghezze: 125, 150 o 175 mm



Coprisoglia in alluminio anodizzato

## Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 700 mm (misure in millimetri!)

update 23.05.2025

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
30652M	Cuneo in gomma 52 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	126,00 €
30656M	Cuneo in gomma 56 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	132,57 €
30660M	Cuneo in gomma 60 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	161,44 €
30664M	Cuneo in gomma 64 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	173,25 €
30668M	Cuneo in gomma 68 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	194,25 €
30672M	Cuneo in gomma 72 x 300 x 700 mm, senza adesivo	LX1	2	207,38 €

## Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 700 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
30610L	Cuneo in gomma 10 x 100 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	23,63 €
30612L	Cuneo in gomma 12 x 120 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	26,78 €
30616L	Cuneo in gomma 16 x 150 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	32,55 €
30620L	Cuneo in gomma 20 x 150 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	46,73 €
30624L	Cuneo in gomma 24 x 150 x 700 mm, con adesivo	LX1	10	57,75 €
30628L	Cuneo in gomma 28 x 200 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	75,60 €
30632L	Cuneo in gomma 32 x 200 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	78,75 €
30636L	Cuneo in gomma 36 x 200 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	85,05 €
30640L	Cuneo in gomma 40 x 250 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	93,45 €
30644L	Cuneo in gomma 44 x 250 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	102,90 €
30648L	Cuneo in gomma 48 x 250 x 700 mm, con adesivo	LX1	5	112,35 €

## Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 900 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306040	Cuneo in gomma 4 x 40 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	6,83 €
306060	Cuneo in gomma 6 x 60 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	19,95 €
306080	Cuneo in gomma 8 x 80 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	22,58 €
306100	Cuneo in gomma 10 x 100 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	30,45 €
306120	Cuneo in gomma 12 x 120 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	33,60 €
306160	Cuneo in gomma 16 x 150 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	40,43 €
306200	Cuneo in gomma 20 x 150 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	57,75 €
306240	Cuneo in gomma 24 x 150 x 900 mm, con adesivo	LX1	10	72,45 €
306280	Cuneo in gomma 28 x 200 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	93,45 €
306320	Cuneo in gomma 32 x 200 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	98,70 €
306360	Cuneo in gomma 36 x 200 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	107,10 €
306400	Cuneo in gomma 40 x 250 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	116,55 €
306440	Cuneo in gomma 44 x 250 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	124,95 €
306480	Cuneo in gomma 48 x 250 x 900 mm, con adesivo	LX1	5	132,30 €
306520	Cuneo in gomma 52 x 300 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	170,10 €
306560	Cuneo in gomma 56 x 300 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	196,35 €
306600	Cuneo in gomma 60 x 300 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	221,55 €
306640	Cuneo in gomma 64 x 350 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	246,75 €
306680	Cuneo in gomma 68 x 350 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	271,95 €
306720	Cuneo in gomma 72 x 350 x 900 mm, con adesivo	LX1	2	297,15 €

## Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 900 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306041	Cuneo in gomma 4 x 40 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	5,52 €
306061	Cuneo in gomma 6 x 60 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	16,80 €
306081	Cuneo in gomma 8 x 80 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	17,85 €
306101	Cuneo in gomma 10 x 100 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	24,68 €
306121	Cuneo in gomma 12 x 120 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	27,83 €
306161	Cuneo in gomma 16 x 150 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	33,60 €
306201	Cuneo in gomma 20 x 150 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	49,35 €
306241	Cuneo in gomma 24 x 150 x 900 mm, senza adesivo	LX1	10	63,00 €
306281	Cuneo in gomma 28 x 200 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	82,95 €
306321	Cuneo in gomma 32 x 200 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	87,15 €
306361	Cuneo in gomma 36 x 200 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	96,60 €
306401	Cuneo in gomma 40 x 250 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	109,20 €
306441	Cuneo in gomma 44 x 250 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	118,65 €
306481	Cuneo in gomma 48 x 250 x 900 mm, senza adesivo	LX1	5	124,95 €
306521	Cuneo in gomma 52 x 300 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	162,75 €
306561	Cuneo in gomma 56 x 300 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	187,95 €
306601	Cuneo in gomma 60 x 300 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	210,00 €
306641	Cuneo in gomma 64 x 350 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	232,05 €
306681	Cuneo in gomma 68 x 350 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	254,10 €
306721	Cuneo in gomma 72 x 350 x 900 mm, senza adesivo	LX1	2	276,15 €

\*UI = Unità di Imballo (gli articoli sono comunque vendibili anche singolarmente)

## Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 1000 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306042	Cuneo in gomma 4 x 40 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	7,88 €
306062	Cuneo in gomma 6 x 60 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	22,58 €
306082	Cuneo in gomma 8 x 80 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	25,73 €
306102	Cuneo in gomma 10 x 100 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	33,60 €
306122	Cuneo in gomma 12 x 120 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	37,80 €
306162	Cuneo in gomma 16 x 150 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	48,30 €
306202	Cuneo in gomma 20 x 150 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	69,30 €
306242	Cuneo in gomma 24 x 150 x 1000 mm, con adesivo	LX1	10	84,00 €
306283	Cuneo in gomma 28 x 200 x 1000 mm, con adesivo	LX1	5	105,00 €

## Rampette di gomma a cuneo - Larghezza 1000 mm (Attenzione! misure in millimetri!)

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306282	Cuneo in gomma 28 x 200 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	91,35 €
306322	Cuneo in gomma 32 x 200 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	96,60 €
306362	Cuneo in gomma 36 x 200 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	102,90 €
306402	Cuneo in gomma 40 x 250 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	116,55 €
306442	Cuneo in gomma 44 x 250 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	124,95 €
306482	Cuneo in gomma 48 x 250 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	5	130,20 €
306522	Cuneo in gomma 52 x 300 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	174,30 €
306562	Cuneo in gomma 56 x 300 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	199,50 €
306602	Cuneo in gomma 60 x 300 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	221,55 €
306642	Cuneo in gomma 64 x 350 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	243,60 €
306682	Cuneo in gomma 68 x 350 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	265,65 €
306722	Cuneo in gomma 72 x 350 x 1000 mm, senza adesivo	LX1	2	287,70 €

## Accessori per rampette in gomma

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
306904	Seghetto per cunei in gomma	LX4	1	18,90 €
306911	Nastro biadesivo 20 mm, rotolo da 50 metri	LX5	1	27,83 €
306912	Nastro biadesivo 35 mm, rotolo da 50 metri	LX5	1	39,38 €
306905	Solvente per eliminazione colla, 1/2 L	LX6	1	37,80 €
306910	Kit di fissaggio per cunei in gomma di alt. 28-72 mm	LX7	1	11,03 €

\*UI = Unità di Imballo (gli articoli sono comunque vendibili anche singolarmente)

## Copri-soglia in alluminio anodizzato color alluminio o champagne

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
DS4025	Rampa da soglia 1-5 x 40 x 25 cm (A x P x L), 2 parti pieghevoli	LX8B	1	134,40 €
DS4076	Rampa da soglia 2-5 x 40 x 76 cm (A x P x L), pieghevole	LX8A	1	151,20 €
DS2176	Rampa da soglia 3-7 x 21 x 76 cm (A x P x L)	LX9	1	100,80 €

## Copri-soglia in alluminio anodizzato color alluminio o champagne

Codice	Descrizione (H x L x B)	Foto	UI *	Listino
307125	Rampa da soglia 3 x 125 x 900 mm in alluminio anodizzato color champagne	LX10	1	40,43 €
307150	Rampa da soglia 3 x 150 x 900 mm in alluminio anodizzato color champagne	LX10	1	49,35 €
307175	Rampa da soglia 3 x 175 x 900 mm in alluminio anodizzato color champagne	LX10	1	57,75 €
308100	Rampa da soglia 3 x 100 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	37,80 €
308125	Binario da soglia 3 x 125 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	44,63 €
308150	Rampa da soglia 3 x 150 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	53,55 €
308175	Rampa da soglia 3 x 175 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	60,90 €
308200	Rampa da soglia 3 x 200 x 1000 mm in alluminio anodizzato color argento	LX10	1	69,30 €

\*UI = Unità di Imballo (gli articoli sono comunque vendibili anche singolarmente)



# TAVOLINI

## TAVOLINI



### Rubrica M

Tavolini per carrozzine

### Tavolino in PETG trasparente con bordatura con sistema di fissaggio universale a morsetto

Tavolino universale in PETG trasparente 6 mm con angoli arrotondati e bordi ripiegati. Adattabile in larghezza fino a 9 cm. Il sistema di montaggio è adattabile all'altezza dei braccioli permettendo un montaggio su tutte le carrozzine con braccioli dritti e un'altezza bracciolo da 28 a 58 mm. Il tavolino si fissa bloccando il tavolino ai braccioli stringendo l'apposita manopola come un morsetto, cioè senza bisogno di ulteriori viti o forature.



Il tavolino universale montato



Il tavolino universale XL



Dettaglio

Disponibile in 3 misure (distanza esterna tra i braccioli):

- ✓ 460 - 550 mm (per sedute di ca. 36 - 45 cm)
- ✓ 530 - 620 mm (per sedute di ca. 43 - 52 cm)
- ✓ 600 - 690 mm (per sedute di ca. 50 - 59 cm)

### Tavolino monolato ribaltabile in PETG trasparente

Tavolino universale in PETG trasparente 8 mm con angoli arrotondati. Il tavolino si fissa bloccandolo ai braccioli permettendo un montaggio su tutte le carrozzine con braccioli dritti e un'altezza bracciolo da 28 a 58 mm. Per braccioli più fini è disponibile un' adattatore.



Tavolino monolato



Tavolino monolato abbassato

### Tavolino universale con fissaggio a velcro

Tavolino universale in PETG trasparente 4 mm con angoli arrotondato e bordi ripiegati. Il tavolino si fissa ai braccioli della carrozzina senza forature e senza attrezzi semplicemente bloccandolo con le due strisce di velcro ai braccioli della carrozzina.



Il tavolino con le strisce di velcro



Velcro di fissaggio

Disponibile in 3 misure (distanza esterna tra i braccioli):

- ✓ 505 x 549 mm (per sedute di ca. 40 cm)
- ✓ 555 x 549 mm (per sedute di ca. 45 cm)
- ✓ 605 x 549 mm (per sedute di ca. 50 cm)

### Sistema universale per il fissaggio di tavolini ribaltabili

Sistema universale in acciaio cromato per il fissaggio tavolini ribaltabili lateralmente. Il sistema è fornito senza tavolino ed è composto dalla staffa di montaggio e dall'attacco per il fissaggio del bracciolo, che sono forniti separatamente. Per ricevere il sistema completo, è necessario ordinare entrambe le parti.



**Tavolini per carrozzine**

update 23.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
240002	Tavolino per carrozzine, alt. e largh. regolabile, 46-55 cm, per seduta 36-45 cm	M1A	115,00 €
240003	Tavolino per carrozzine, alt. e largh. regolabile, 53-62 cm, per seduta 43-52 cm	M1A	109,20 €
240004	Tavolino per carrozzine, alt. e largh. regolabile, 60-69 cm, per seduta 50-59 cm	M1B	160,00 €

240061	Tavolino monolato, per montaggio sul lato sinistro	M1D	132,30 €
240062	Tavolino monolato, per montaggio sul lato destro	M1D	132,30 €

240083	Tavolino per carrozzina 555 x 549 x 4 mm, con Velcro, per seduta di 45 cm	M3A	107,10 €
240083	Tavolino per carrozzina 555 x 549 x 4 mm, con Velcro, per seduta di 45 cm	M3A	107,10 €
240086	Tavolino per carrozzina 605 x 549 x 4 mm, con Velcro, per seduta di 50 cm	M3A	203,70 €

**Ricambi per tavolini**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
240007	Attacco per il fissaggio al bracciolo per tavolini ribaltabili	M2D	31,50 €
240008	Staffa di fissaggio in acciaio cromato per tavolini ribaltabili	M2C	91,88 €

240009	Guide in alluminio per tavolino, completo di boccole e perni	M1B	51,45 €
240010	Perno M6 x 50 mm per tavolino	M1B	6,83 €
240011	Manopola a stella M6 x 35 mm per tavolino	M1B	6,83 €


240091	Piastra in PET-G 612 x 515 mm per 240002, senza supporti	M1A	89,25 €
240092	Piastra in PET-G 680 x 545 mm per 240003, senza supporti	M1A	96,60 €
240093	Piastra in PET-G 770 x 515 mm per 240004, senza supporti	M1A	134,40 €

240069	Distanziale 220 x 28 x 10 mm (L x P x A) per tavolini monolato	M2A	11,03 €
--------	--	-----	---------

240015	Cinturino di fissaggio con velcro, per tavolini 240081-84	M3B	2,37 €
--------	---	-----	--------

# MANIGLIONI


## MANIGLIONI



### Rubrica N

Maniglioni di sostegno in ABS o acciaio

## Maniglioni rigati da muro in PVC bianco



Maniglioni in PVC bianco



Angolari, terminali e prolunga in PVC

I maniglioni in PVC bianco hanno un diametro di 36 mm e sono rigati per garantire una presa sicura ed una semplice pulitura. Per permettere di montare i maniglioni anche ad angolo o di prolungarli sono disponibili terminali angolari o di prolungamento (immagine N2: A, B, C, E) ed un tubo dritto da 1 metro (D). I maniglioni di PVC sono fornibili nelle seguenti misure: 30, 45 e 60 cm. La portata massima è di 120 kg.


## Maniglioni da muro in acciaio



Maniglioni in acciaio

I maniglioni in acciaio sono ricoperti con materiale Rilsan® bianco e sono disponibili nelle lunghezze di 16, 25, 30, 50, 60, 75 e 90 cm. La versione nera da 30 cm è verniciata a polvere.


Le maniglie hanno un diametro di 25 mm ed una portata di 150 kg, in dipendenza dalla consistenza del muro.



Maniglioni in acciaio verniciati a polvere

I maniglioni sono costituiti da un tubo nero d'acciaio verniciato a polvere del diametro di 25 mm. I maniglioni offrono un ulteriore supporto per l'equilibrio e possono essere utilizzati sia in interni che in esterno (ad es. sulla parete accanto al WC o come corrimano vicino alla porta d'ingresso). Lunghezze disponibili: 40, 60 o 80 cm.

## Barra di sostegno ribaltabile



Barra di sostegno ribaltabile

La barra di sostegno ribaltabile in acciaio verniciato a polvere bianca garantisce sicurezza e comfort alle persone disabili durante le loro attività quotidiane in bagno o in toilette.

Lunghezza: 55 cm or 76 cm  
 Diametro della maniglia: 3,2 cm  
 Portata massima: 120 kg

## Maniglione di sostegno



Maniglione di sostegno per letti

Il maniglione di sostegno per letti è costruito in acciaio e viene fissato alla fiancata del letto tramite uno stabile supporto a morsetto.

Per fiancate letto con uno spessore da 20-25 mm.

Altezza maniglia: 330 mm  
Larghezza maniglia: 195 mm  
Peso: 4,7 kg

## Maniglione di sostegno con fissaggio alle doghe



Il maniglione con la base di plastica



Il maniglione chiuso

Il maniglione di sostegno per letti è la soluzione per chi ha difficoltà a salire e scendere dal letto da solo. La costruzione robusta comprende una base di plastica ed un maniglione in alluminio. Si posiziona semplicemente sulle doghe fissandovi la base con 2 cinghie.

In questo modo rimane saldamente in posizione senza scivolare. L'impugnatura ergonomica offre la massima sicurezza quando ci si alza in piedi. L'ausilio è già assemblato ed è pronto all'uso in pochissimo tempo.

Lunghezza dell'impugnatura (altezza): 547 mm  
Peso: 3,3 kg

**Maniglioni di sostegno**

update 24.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
311230	Maniglione in plastica bianca, rigato, 30 cm	N1	9,98 €
311245	Maniglione in plastica bianca, rigato, 45 cm	N1	12,08 €
311260	Maniglione in plastica bianca, rigato, 60 cm	N1	15,23 €

311291	Elemento terminale per maniglioni in plastica	N2E	3,42 €
311292	Tube rigato cm. 100	N2D	14,18 €
311293	Elemento terminale per maniglioni in plastica, a 90 gradi orizzontali	N2B	3,42 €
311294	Elemento terminale per maniglioni in plastica, passante	N2C	3,42 €
311295	Elemento terminale per maniglioni in plastica, a 90 gradi verticali	N2A	3,42 €

311316	Maniglione in acciaio rilsanato, bianco, 16 cm	N3	14,70 €
311325	Maniglione in acciaio rilsanato, bianco, 25 cm	N3	17,85 €
311330	Maniglione in acciaio rilsanato, bianco, 30 cm	N3	18,90 €
311340	Maniglione in acciaio rilsanato, bianco, 40 cm	N3	22,58 €
311350	Maniglione in acciaio rilsanato, bianco, 50 cm	N3	24,68 €
311360	Maniglione in acciaio rilsanato, bianco, 60 cm	N3	26,78 €
311375	Maniglione in acciaio rilsanato, bianco, 75 cm	N3	33,60 €
311390	Maniglione in acciaio rilsanato, bianco, 90 cm	N3	42,53 €

311335	Maniglione in acciaio nero, verniciato a polvere, 30 cm	N3	17,85 €
--------	---	----	---------

311440	Maniglione fisso da muro, 40 cm, nero, 4 fori	N5	43,58 €
311460	Maniglione fisso da muro, 60 cm, nero, 4 fori	N5	46,73 €
311480	Maniglione fisso da muro, 80 cm, nero, 4 fori	N5	50,40 €

311540	Maniglione fisso da muro, 40 cm, bianco, 4 fori	N5	43,58 €
311560	Maniglione fisso da muro, 60 cm, bianco, 4 fori	N5	46,73 €
311580	Maniglione fisso da muro, 80 cm, bianco, verniciato a polvere, 4 fori di montaggio	N5	50,40 €

311655	Barra di sostegno ribaltabile, bianca, 55 cm, montaggio con 6 fori	N6	57,75 €
311676	Barra di sostegno ribaltabile, bianca, 76 cm, montaggio con 6 fori	N6	65,10 €

311805	Maniglione di sostegno da letto a morsetto	N4	207,90 €
311815	Maniglia di supporto per letto, fissaggio alle doghe	N7A	98,70 €

311806	Blocco distanziale per maniglione da letto	N5	21,00 €
311807	Copri maniglione in stoffa	N5	9,98 €

311097	Kit mont. (4 viti 8 x 80 mm con cappucci bianchi, 4 tasselli, 4 rondelle)	N3	9,19 €
311099	Kit mont. (4 viti 8 x 80 mm con cappucci neri, 4 tasselli, 4 rondelle)	N3	9,19 €

311098	Kit mont. (6 viti 8 x 80 mm con cappucci bianchi, 6 tasselli, 6 rondelle)	N3	13,65 €
--------	---	----	---------

311497	Piastra di montaggio nera 150 x 100 x 8 mm con 2 fori filettati M8 e 6 fori ø9	N3	19,95 €
311597	Piastra di montaggio bianca 150 x 100 x 8 mm con 2 fori filettati M8 e 6 fori ø9	N3	19,95 €

# PRODOTTI PER IL BAGNO

## PRODOTTI PER IL BAGNO



### Rubrica OX

Ausili per il bagno: Sedie, sgabelli,  
sedute girevoli e di trasferimento

# AQUA

SGABELLA DOCCIA

- 1 Lo schienale opzionale, come il sedile, è fatto di morbido PUR e può essere facilmente regolato in profondità.
- 2 Viene fornito di serie con una seduta in PUR morbido ed offre ulteriore e sollievo dalla pressione.
- 3 Durante lo sviluppo dei braccioli, l'attenzione è stata posta in particolar modo sull'ergonomia per facilitare l'alzata in piedi.
- 4 I piedini possono essere facilmente regolati in altezza senza attrezzi tramite clip. Il perno delle clip è in acciaio inossidabile.
- 5 Nonostante l'alta capacità di carico, lo sgabello da doccia ha un peso ridotto e può essere impilato comodamente.
- 6 La struttura in alluminio saldato fornisce un telaio leggero e stabile per un utilizzo sicuro.



## Sgabello da doccia AQUA



Foto: OX8

Sgabello da doccia con seduta morbida



Foto: OX8 + OX9A

Foto: OX9A

Schienale morbido per sgabello doccia (accessorio)

Sgabello da doccia in alluminio grigio metallizzato con seduta morbida in PUR grigio, piedini regolabili in altezza. Fornibile anche in alluminio bianco con seduta morbida grigia. Come accessorio è disponibile uno schienale morbido, applicabile senza attrezzi.

Per lo sgabello da doccia è disponibile come accessorio uno schienale morbido con supporto in alluminio verniciato grigio o bianco. Si inserisce nei supporti presenti sullo sgabello e si blocca semplicemente con clips.

Sgabello AQUA	Seduta 42 cm (302070+71)	Seduta 47 cm (302072+73)	Seduta 52 cm (302078+79)	Seduta 57 cm (30207X)
Misure (L x P x A)	51,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	56,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	62,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	68,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm
Seduta (L x P)	40,7 x 33,5 cm	45,2 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm
Larghezza seduta	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm
Altezza seduta	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm
Altezza braccioli	60,4 - 77,1 cm	60,4 - 77,1 cm	60,4 - 77,1 cm	60,4 - 77,1 cm
Peso	2,7 kg	2,9 kg	3,3 kg	3,86
Portata	150 kg	150 kg	200 kg	250 kg

## Supporto indipendente per WC



Foto: OX20

Supporto indipendente per WC o Bidet

Il supporto indipendente è concepito come aiuto per persone che hanno bisogno di sostegno quando si siedono o si alzano dal WC o dal bidet.

Il telaio è in alluminio resistente alla corrosione. Per poterlo adattare alla maggior parte dei WC, il supporto può essere regolato in larghezza e in altezza. Non richiede installazione ed è facilmente adattabile sia in altezza che in larghezza senza l'uso di attrezzi.

Misure	302090
Misure (L x P x A)	46-52 x 53-61 x 61-78 cm
Larghezza interna	44 - 49 cm
Altezza braccioli	61,6 - 78,6 cm
Peso	1,88 kg
Portata	150 kg

**Sedile da vasca con seduta morbida**


Sedile da vasca in alluminio con seduta morbida

**Sedile girevole con seduta morbida**


Sedile girevole in alluminio con seduta morbida

Sedile da vasca con telaio in alluminio e seduta in PUR morbido grigio. Fornibile anche con telaio di colore bianco sempre con con seduta morbida grigia. Come accessorio è disponibile un pratico schienale applicabile senza attrezzi.

Sedile girevole da vasca con telaio in alluminio verniciato grigio e sedute e schienale in PUR morbido grigio. Lo schienale ed i braccioli sono asportabili senza attrezzi (clips).

Sedili da vasca	Fisso	Girevole
Misure L x P x A	76-91 x 42 x 23 cm	71 x 54 x 57 cm
Seduta L x P	41 x 34 cm con invaso per l'igiene	
Altezze	Braccioli: 20 cm - Schienale: 38 cm	
Adatto a vasche	Di larghezza interna da 57 a 66 cm	
Peso	2,6 kg	4,88 kg
Portata	150 kg	130 kg

**Sedia pieghevole da doccia**


Sedia pieghevole da doccia

Telaio in alluminio di colore bianco. Seduta e schienale in plastica bianca con invaso per l'igiene. Piedini regolabili in altezza.

**Sedia pieghevole con WC**


Sedia pieghevole con WC

Telaio in alluminio di colore bianco. Seduta e schienale in plastica bianca con WC. Piedini regolabili in altezza.

**Sedile da parete**


Sedile da parete

Sedile regolabile da parete. Telaio in alluminio bianco, Seduta in plastica bianca con invaso per l'igiene.

Data tecnici	Sedia pieghevole	Sedia pieghevole con WC	Sedile a parete
Misure (LxPxA)	55,5 x 51 x 80-90 cm	55,5 x 51 x 80-90 cm	44 x 54,5 x 43,5-51 cm
Mis. da chiuso (LxPxA)	55,5 x 17 x 80 cm	55,5 x 17 x 80 cm	44 x 11 x 45 cm
Altezza regolabile	80 - 90 cm	80 - 90 cm	43,5 - 51 cm
Altezza sed. regol.	46 - 56 cm	46 - 56 cm	43,5 - 51 cm
Peso	4,05 kg	4,85 kg	3,5 kg
Portata	100 kg	100 kg	100 kg

### Sgabello tondo



Sgabello tondo a sed. fissa (A) e con seduta girevole (B)

Sgabello tondo da doccia, telaio in alluminio con seduta fissa (A) o con una addizionale seduta girevole (B). Piedini regolabili in altezza.

### Sgabello triangolare



Sgabello triangolare con seduta morbida (accessorio)

Sgabello triangolare in alluminio con seduta in plastica bianca. Piedini regolabili in altezza. Per ambedue i modelli è disponibile come accessorio una seduta morbida (come in foto B).

### Sgabello Budget



Sgabello Budget

Sgabello economico in alluminio con seduta rettangolare bianca con maniglie laterali. Piedini regolabili in altezza.

Sgabello da doccia	Rotondo			Triangolare	
	302064	302063	302066	302067	302069
Dim. seduta / girevole	ø 33 cm / ---		ø 33,0 / 29,6 cm	43,0 x 44,0 cm	33,0 x 35,0 cm
Altezza regolabile	35,5 - 53,5 cm		34,7 - 52,5 cm	47,0 - 64,6 cm	45,5 - 55,5 cm
Peso	1,5 kg		1,62 kg	2,62 kg	2,15 kg
Capacità di carico	130 kg		130 kg	150 kg	120 kg

### Sedile di trasferimento da vasca



Sedile di trasferimento da vasca

Il sedile di trasferimento Mobilex ha un telaio in alluminio. La seduta, lo schienale ed il portasapone sono di plastica bianca.

Sulla seduta è montato un maniglione di sicurezza in plastica rossa ed un portasapone. Ambedue si possono montare a destra o sinistra della seduta.

L'altezza della seduta è regolabile in altezza e poggia su rulli per essere facilmente spostata con l'aiuto del maniglione sopra il bordo della vasca.

Misure	Sedile di trasferimento
Larghezza	107 - 111 cm
Profondità	49 - 53 cm
Altezza totale	89,6 - 99,5 cm
Misure seduta (L x P)	50 x 39,5 cm
Adatto a vasche con	bordo vasca di altezza max. 45,5 - 55,5 cm
Peso	6,5 kg
Portata	130 kg

## Sedia da comodo

Questa versatile sedia da comodo semplifica la vita di tutti i giorni e può essere utilizzata come sedia da comodo, alzawater o sedia da doccia.

È realizzata in materiale leggero ed è dotata di un sedile e di uno schienale rimovibili in morbido PU per un maggiore comfort. Le gambe della sedia possono essere facilmente regolate in altezza senza l'ausilio di attrezzi.

La sedia è dotata di un pratico secchio per wc con coperchio, di un piccolo vassoio laterale e di un portarotolo, che possono essere fissati su entrambi i lati.

**NEW**



Sedia da comodo 302013



Sedia da comodo (vista frontale senza seduta morbida)

Data tecnici	Sedia da comodo 302013
Misure (LxPxA)	51,6-58,7 x 64,5-67,5 x 72-92 cm
Mis. da chiuso (LxPxA)	51,5 x 64,5 x 72 cm
Larghezza fra i braccioli	44 cm
Altezza regolabile	72-92 cm
Altezza sed. regol.	44,5 - 64,5 cm
Peso	7,0 kg
Portata	150 kg

## Assi da vasca

Le assi della vasca da bagno sono realizzate in plastica bianca riciclabile. Consentono all'utente di sedersi comodamente sulla vasca. La superficie liscia ne facilita la pulizia.

Le assi della vasca da bagno sono facili da montare. I robusti tasselli di sicurezza facilmente regolabili bloccano in modo ottimale l'asse all'interno della vasca. La maniglia fornita di serie è facile da impugnare ed aumenta la sicurezza.

Foto: OX7a



Asse da vasca cod. 302030

Foto: OX7b



Asse da vasca cod. 302031

Foto: OX7c



Asse da vasca cod. 302034

Foto: OX7d



Maniglione di ricambio, disponibile in rosso o blu

Dati tecnici	302030	302031	302034
Misure esterne	71 x 32 x 19 cm	70 x 35 x 17 cm	76 x 35 x 18 cm
Per vasche di largh. interna	da 41 a 64 cm	da 41 a 64 cm	da 41 a 64 cm
Peso del prodotto	2,7 kg	2,5 kg	2,35 kg
Portata max.	200 kg	150 kg	150 kg

## Ausili per il bagno

update 24.05.2025

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
302070	Sgabello da doccia in alluminio bianco, seduta morbida 42 cm	3 pz.	OX8	134,40 €
302071	Sgabello da doccia in alluminio grigio con seduta morbida 42 cm	3 pz.	OX8	134,40 €
302072	Sgabello da doccia in alluminio bianco, seduta morbida 47 cm	3 pz.	OX8	142,80 €
302073	Sgabello da doccia in alluminio grigio, seduta 47 cm	3 pz.	OX8	142,80 €
302078	Sgabello da doccia in alluminio bianco, seduta morbida 52 cm	2 pz.	OX8	187,95 €
302079	Sgabello da doccia in alluminio grigio, seduta morbida 52 cm	2 pz.	OX8	187,95 €
30207X	Sgabello da doccia in alluminio bianco, seduta morbida 57 cm	2 pz.	OX8	235,20 €
302090	Supporto indipendente e regolabile in altezza per WC o bidet	4 pz.	OX20	78,75 €
302013	Sedia da comodo con WC e coperchio, seduta e schienale in PU grigio morbido	5 pz.	OX13A	259,00 €
302012	Sedile da vasca grigio con seduta morbida	2 pz.	OX10B	140,70 €
302022	Sedile girevole da vasca grigio con seduta morbida	1 pz.	OX11A	253,05 €
302010	Sedia da doccia pieghevole	1 pz.	OX1	184,80 €
302011	Sedia da doccia pieghevole con WC e coperchio	1 pz.	OX2	212,10 €
302040	Sedile da doccia, montaggio a parete	1 pz.	OX5	178,50 €
302064	Sgabello tondo ø33 cm, altezza regolabile	2 pz.	OX3A	46,73 €
302063	Sgabello tondo ø33 cm, altezza regolabile (flat pack)	1 pz.	OX3A	45,68 €
302066	Sgabello tondo, seduta girevole ø 33 cm, altezza regolabile	1 pz.	OX3B	63,00 €
302067	Sgabello triangolare in alluminio, seduta bianca, 42 x 45 cm	5 pz.	OX4A	65,10 €
302069	Sgabello triangolare in alluminio, seduta bianca, 33 x 35 cm	5 pz.	OX4B	54,60 €
302050	Sgabello da doccia in alluminio con seduta in plastica bianca	5 pz.	OX12	49,35 €
302065	Sedile di trasferimento da vasca	1 pz.	OX6	245,70 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
302030	Tavola da vasca, bianca, con maniglia, max 200 kg, L = 70 cm	5 pz.	OX7A	55,65 €
302031	Tavola da vasca, bianca, con maniglia, max 150 kg, L = 70 cm	5 pz.	OX7B	46,73 €
302034	Tavola da vasca, bianca, con maniglia, max. 150 kg, L = 76 cm	5 pz.	OX7C	53,55 €

## Ricambi ed accessori per gli ausili per il bagno

Codice	Descrizione	Foto	Listino
295122	Clip per tubo ø25 mm, con perno ø6 x 15 mm per schienale 302075/76	D3	1,05 €
295126	Clip per tubo ø25mm, con perno ø6 x 32 mm per 302070-79, 30207X, 302090	D3	1,05 €
302035	Maniglione blu per tavola da vasca 302031 o 302034		16,80 €
302140	Maniglione rosso per sedile 302065		7,88 €
302032	Maniglione rosso per tavola da vasca 302030	OX7D	8,93 €
302085	Piedini per sgabello da doccia 302070-73+302090 (4 pezzi)		24,68 €
302086	Piedino per sgabello da doccia 302078-79, 30207X, 4 pz. con tappo		28,88 €
302075	Schienale in PU morbido per seggiolo doccia bianco	OX9A	53,55 €
302076	Schienale in PU morbido per seggiolo doccia grigio	OX9A	53,55 €
302062	Seduta morbida grigia per 302067	OX1	24,68 €
302061	Seduta morbida grigia per 302069	OX1	19,95 €
302081	Seduta morbida grigia per sgabello con seduta 42 cm		46,73 €
302082	Seduta morbida grigia per sgabello con seduta 47 cm		53,55 €
302083	Seduta morbida grigia per sgabello con seduta 52 e 57 cm		57,75 €
302033	Tappo di fissaggio con vite per asse da vasca 302030 (4 pz.)		12,08 €
226126	Tappo in gomma per sedia doccia 302070,..73, ø22 mm	D12C	1,32 €

\*UI = Unità di Imballo (gli articoli sono comunque vendibili anche singolarmente)

# KAKADU



## Rubrica OY

Sedia comoda da doccia,  
anche in versione basculante

## Carrozzina comoda da doccia in alluminio "Kakadu"



Carrozzina comoda da doccia "Kakadu", di serie con telaio in alluminio e 4 ruote da 5"



Carrozzina comoda da doccia "Kakadu" con ruote posteriori da 24" montate (opzionali)

La carrozzina comoda da doccia "**Kakadu**" ha un telaio in alluminio trattato bianco ed è equipaggiata di serie di 4 ruote frenate da 5". La seduta, lo schienale ed i braccioli sono di PUR morbido nero. I poggiatesta sono estraibili e regolabili in altezza. È fornita di serie di secchio WC con coperchio.

Per la carrozzina comoda da doccia "Kakadu" sono disponibili come accessorio le ruote posteriori da 24". Il telaio è già predisposto di serie garantendo un montaggio semplice delle ruote. Il kit è fornito completo di tutte le parti necessarie al montaggio.

### Accessori per le carrozzine comode "Kakadu"

Per le carrozzine comode da doccia della serie "Kakadu" sono disponibili diversi accessori.




Supporto regolabile per amputati



Staffa di sicurezza



Antiribaltamento ATTENZIONE: montabile solo con le ruote da 24"



Seduta chiusa (A) e seduta con foro tondo (B)




Schienale tensionabile per carrozzine comode Kakadu




Cintura di sicurezza o ausiliaria per schienale Kakadu, tutte le versioni



Pelotta laterale regolabile, disponibile in due misure



Cuscino morbido con copertura impermeabile Decutex per sedute con foro ovale



Cuscino morbido con copertura impermeabile Decutex per sedute con incavo (aperte ant.)



Scivolo per urina per sedute con incavo (aperta anteriormente)

## Carrozzina comoda basculante da doccia "Kakadu Tilt"



Carrozzina comoda basculante "Kakadu Tilt"



La carrozzina comoda "Kakadu Tilt" in stato di basculamento

La carrozzina basculante "**Kakadu Tilt**" ha un angolo di basculamento regolabile da  $-5^\circ$  a  $+25^\circ$ . È dotata di serie di poggiatesta, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione. I braccioli sono ribaltabili. I poggiatesta singoli sono ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con poggiatesta ad inclinazione variabile. La seduta è provvista di un'apertura centrale per l'utilizzo del secchio montato sotto la seduta stessa. Il secchio WC è estraibile ed è dotato di coperchio. Le imbottiture della seduta, dei braccioli e dello schienale sono in PUR morbido nero. La carrozzina è dotata di 4 ruote frenate da 5" ma è predisposta al montaggio di 2 ruote posteriori da 24". Il kit da 24" viene fornito di tutte le parti necessarie al montaggio e può essere montato facilmente nei fori predisposti sul telaio.

Dati tecnici	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Differenza con 24"
Larghezza seduta	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Profondità seduta	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Altezza seduta	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Apertura seduta	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Alt. max. superabile **	42,5 - 47,5 cm	43 - 48 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	---
Largh. max. sup.	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	35 cm	40 cm	---
Angolo seduta/schienale	90° / 12°						---
Distanza tra i braccioli	39,5 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,6 cm	46,5 cm	51,5 cm	---
Altezza dello schienale	46 cm						---
Larghezza totale *	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 9,5 cm*
Profondità totale	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 19 cm
Altezza totale	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Portata massima	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	150 Kg	150 Kg	---
Peso	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 4,20 kg
Basculamento	---	---	---	---	$-5^\circ$ bis $+25^\circ$	$-5^\circ$ bis $+25^\circ$	---

\* Larghezza totale per Kakadu Tilt (302024 o 302025): + 14 cm

\*\* Le ruote con tubo allungato (accessorio - cod. 30212M) consentono di aumentare l'altezza superabile di 5 cm.

### "Commode Liner" - sacchetti igienici

Il nuovo copriseduta brevettato Commode Liner Disc è un accessorio unico, portatile e flessibile, facile e igienico da usare. Il Commode Liner Disc viene utilizzato in combinazione con i sacchetti Commode Liner (venduti separatamente) e può essere facilmente posizionato e rimosso dal sedile per evitare la contaminazione del sedile e del secchio. I sacchetti igienici sono disponibili con il disco copriseduta (foto OY90) o senza (foto OY91). Se usati senza copriseduta, vanno semplicemente inseriti nel secchio.



Commode Liner Disc



Commode Liner

## Carrozzina comoda da doccia Kakadu

update 24.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
302015	Carrozzina comoda da doccia, 4 ruote da 5 " frenate e piroettanti, seduta 38 cm	OY1	491,40 €
302018	Carrozzina comoda da doccia, 4 ruote da 5 " frenate e piroettanti, seduta 45 cm	OY1	491,40 €
302019	Carrozzina comoda da doccia, 4 ruote da 5 " frenate e piroettanti, seduta 50 cm	OY1	574,35 €
302020	Carrozzina comoda da doccia, 4 ruote da 5 " frenate e piroettanti, seduta 55 cm	OY1	654,15 €
302024	Carrozzina comoda da doccia basculante con 4 ruote da 5 " frenate e poggia testa, seduta 45 cm	OY3	825,30 €
302025	Carrozzina comoda da doccia basculante con 4 ruote da 5 " frenate e poggia testa, seduta 50 cm	OY3	892,50 €

## Kit ruote da 24" per carrozzina comoda da doccia Kakadu

Codice	Descrizione	Foto	Listino
302017	Kit completo con 2 ruote da 24" per sedia da doccia Kakadu 302015 .. 20	OY2	141,49 €
302023	Kit completo di 2 ruote da 24" per sedia da doccia Kakadu Tilt 302024 .. 25	OY2	159,97 €

## Tabella ricambi per carrozzine comode da doccia Kakadu (prezzi vedi pagina seguente)

Foto OY4a

	A	B	C	D
302015	30312E	30212C	30212G	30212F
302018	302111	302107	302131	302132
302019	302112	302106	302131	302132
302020	302118	302120	302131	302132
302024	302111	302107	302131	302132
302025	302112	302106	302131	302132


Mobilex A/S	Mobilitet			
DK-8660 Skanderborg				
DESIGN	DATE	SIGNATURE		
APPROVED			APPRAJ TO/TYPE	QWS/ML
SCALE			SHEET	EDITION
DESIGNATION				DKS/NO 12.2025
				KAKADU Showerchair

## Ricambi (accessori vedi prossima pagina)

Codice	Descrizione	Foto	Listino
302132	Appoggiapiedi per comoda Kakadu 302018/19/20/24/25, dx	OY4A	65,10 €
302131	Appoggiapiedi per comoda Kakadu 302018/19/20/24/25, sx	OY4A	65,10 €
30212F	Appoggiapiedi per comoda Kakadu 302015, dx	OY4A	57,75 €
30212G	Appoggiapiedi per comoda Kakadu 302015, sx	OY4A	57,75 €
302142	Asta con giunto sferico per poggiatesta 302141	OY4A	18,90 €
302137	Bloccaggio per poggiapiedi Kakadu	OY4A	7,88 €
302136	Boccola in plastica per poggiapiedi comoda Kakadu	OY4A	3,42 €
302114	Clip in plastica fissaggio seduta Kakadu 302018/19/20/24	OY4A	2,37 €
30212D	Coperchio 17 x 33 cm per seduta 302015	OY4A	22,58 €
302103	Coperchio 21,3 x 40,5 cm per seduta 302018/19/20/24/25	OY4A	28,88 €
302124	Coppia adattatori per il montaggio ruote 24" su 302018, 302019 e 302020	OY4A	27,83 €
30212B	Coppia adattatori per il montaggio ruote 24" su 302024 e 302025	OY4A	28,88 €
302119	Corrimano per ruota da 24" del set 302017/23	OY4A	17,85 €
302152	Freno per 302015/18/19/20/24/25 completo di supporto, destro	OY4A	26,78 €
302151	Freno per 302015/18/19/20/24/25 completo di supporto, sinistro	OY4A	26,78 €
302144	Galletto di fissaggio per poggiatesta 302141	OY4A	1,32 €
302148	Maniglia di sblocco, con 2 cavi per 302024/25	OY4A	27,83 €
302113	Manopola a stella per fissaggio schienale su comoda da doccia Kakadu	OY4A	3,42 €
302145	Morsetto di fissaggio per poggiatesta 302141	OY4A	41,48 €
302163	Pistone a gas 100N per Kakadu Tilt	OY4A	140,70 €
302162	Pistone a gas 150N per Kakadu Tilt	OY4A	144,90 €
302108	Pistone a gas 170N per Kakadu Tilt	OY4A	144,90 €
302115	Poggiabraccio in PU 240 mm con viti per Kakadu tutti i modelli	OY4A	13,65 €
302150	Poggiatesta completo per Kakadu 302024 e 302025	DZ36	156,45 €
302141	Poggiatesta per Kakadu, solo guscio in PU	OY4A	71,40 €
302130	Ruota 5" con tubo e freno per Kakadu 302015/18/19/24/25, dal 2016	OY4A	43,58 €
302121	Ruota 5" con tubo e freno per Kakadu 302018/19/20/24, fino al 2015	OY4A	43,58 €
30212M	Ruota 5" con tubo prolungato (145 mm) e freno per Kakadu, tutti i modelli	OY4A	53,55 €
30212J	Ruota 5" rinforzata con tubo e freno per Kakadu 302020	OY4A	40,43 €
30212E	Schienale 38 cm, in PU compl. fissaggio, per 302015	OY4A	63,00 €
302111	Schienale 45 cm, in PU compl. fissaggio, per 302018/302024	OY4A	57,75 €
302112	Schienale in PU per Kakadu 50 cm cod. 302019/302025	OY4A	80,85 €
302118	Schienale in PU per Kakadu 55 cm cod. 302020	OY4A	87,15 €
302101	Secchio WC con coperchio per comoda Kakadu, tutti i modelli	OY4A	18,90 €
30212C	Seduta 38 cm per 302015, con supporto secchio, senza coperchio	OY4A	116,55 €
302107	Seduta 45 cm per 302018/24, con supporto secchio, senza coperchio	OY20	132,30 €
302106	Seduta 50 cm per 302019/25, senza supporto secchio, senza coperchio	OY20	132,30 €
302120	Seduta 55 cm per 302020, senza supporto secchio, senza coperchio	OY4A	154,35 €
302153	Set di 4 viti inox per regolazione altezza ruote 5" per Kakadu	OY4A	4,47 €
302143	Set di fissaggio per poggiatesta 302141	OY4A	26,78 €
30212N	Sistema di sbloccaggio completo per poggiapiedi Kakadu tutti i modelli	OY4A	22,58 €
302117	Staffa per bracciolo, dx. per tutti i modelli	OY4A	15,75 €
302116	Staffa per bracciolo, sx. per tutti i modelli	OY4A	15,75 €
30212T	Supporto per secchio WC per Kakadu 302015, 1 paio	OY4A	15,75 €
30212L	Supporto per secchio WC per Kakadu 302018-302025, 1 paio	OY4A	15,75 €
30214A	Supporto poggiatesta per montaggio su 302015+18+19+20		30,98 €


## Info per le ruote da 5"

Foto: OY17




Ruota da 5" fino al 2015 non ha la boccola nera sulla parte alta del tubo

Foto: OY18



Ruota da 5" a partire dal 2016 ha una boccola nera sulla parte alta del tubo

Foto: OY19



Ruota da 5" prolungata per aumentare l'altezza superabile

**Accessori**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
302128	Supporto per amputati, sx. per Kakadu 302018/19/24/25	OY5	60,06 €
302129	Supporto per amputati, dx. per Kakadu 302018/19/24/25	OY5	60,06 €
302195	Bracciolo 350 mm con tubo da 25,4 x 470 mm per comoda da doccia Kakadu		23,39 €
302126	Barra di sicurezza per Kakadu 302019 e 302025 (55 cm per seduta 50 cm)	OY6	35,70 €
302127	Barra di sicurezza per Kakadu 302018/24 (50 cm per seduta 45 cm)	OY6	35,70 €
302149	Barra di sicurezza per Kakadu 302020 (59 cm per seduta 55 cm)	OY6	35,70 €
302125	Anti-tip per carrozzina comoda "Kakadu", tutti i modelli 24" (1 pz.)	OY7	17,85 €
302109	Seduta 45 cm con foro tondo per 302018/24, con supporto secchio, senza coperchio	OY8B	124,95 €
302154	Seduta in PU con foro tondo, 50 cm per 302019/25, senza supporto secchio, senza coperchio	OY8B	138,60 €
302156	Seduta in PU con foro tondo, 55cm per 302020, senza supporto secchio, senza coperchio	OY8B	162,75 €
302110	Seduta 45 cm chiusa per 302018/302024	OY8A	66,15 €
302155	Seduta 50 cm chiusa per 302019/302025	OY8A	80,85 €
302157	Seduta 55 cm chiusa per 302020	OY8A	93,45 €
30212Z	Piastra poggiapiedi chiusa 165 x 320 mm per Kakadu 302018, 19, 20, 24 e 25		65,10 €
302122	Cintura di sicurezza o ausiliaria per schienale Kakadu, tutte le versioni	OY10	22,58 €
302164	Schienale tensionabile per Kakadu con seduta 45 cm	OY9	53,55 €
302165	Schienale tensionabile per Kakadu con seduta 50 cm	OY9	55,65 €
302166	Schienale tensionabile per Kakadu con seduta 55 cm	OY9	57,75 €
30212R	Pelotta laterale dx. regolabile in PU - 10 x 14 cm	OY11	57,75 €
30212P	Pelotta laterale sx. regolabile in PU - 10 x 14 cm	OY11	57,75 €
30212S	Pelotta laterale dx. regolabile in PU - 14 x 20 cm	OY11	63,00 €
30212Q	Pelotta laterale sx. regolabile in PU - 14 x 20 cm	OY11	63,00 €
30211U	Cuscino morbido per sedute con foro tondo (chiuso davanti)	OY12	87,15 €
30210U	Cuscino morbido per seduta con incavo (aperto anteriormente)	OY13	87,15 €
30214U	Scivolo per urina per Kakadu con sedute standard (aperta anteriormente)	OY14	22,58 €

**Commode Liner Disc**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
302170	Commode Liner Disc - protezione igienica	OY90	33,60 €
302171	Sacchetti Comode Liner per protezione igienica Disc (conf. da 20 pz.)	OY90	49,35 €
302172	Sacchetti Comode Liner per protezione igienica Disc (rotolo da 20 pz.)	OY90	35,70 €
302173	Sacchetti Commode Liner per secchio WC (rotolo con 20 pz.)	OY91	35,70 €

# AUSILI VARI


## AUSILI VARI



### Rubrica Q

Tavolino da letto, pedaliera,  
stampelle, bastioni, pinze prensili ecc.

### Pedaliera chiudibile



Pedaliera con (A) o senza (B) display LCD

Pedaliera semplice e robusta per esercitare la movimentazione di braccia o gambe. Resistenza alla pedalata regolabile a mano. Disponibile con (A) o senza (B) display LCD.

Misure: 44 x 39 x 26 cm (L x P x A)

### Tavolino inclinabile da letto



Tavolino da letto

Tavolino da letto regolabile in altezza e piano inclinabile. Dotato di quattro ruote piroettanti.

Dimensioni piano: 41 x 55 cm

Altezza regolabile: da 72 a 110 cm

### Stampella con maniglia morbida



Stampella con maniglia morbida

Stampella regolabile in altezza in alluminio color argento con manico nero e morbido con catarifrangente rosso.

Altezza totale da 94 a 121 cm

Altezza della maniglia da 72 a 99 cm

Peso 0,5 kg

Capacità di carico 150 kg

### Bastone fisso o pieghevole



Bastone in alluminio, fisso (A) o pieghevole (B)

Bastone da passeggio d'alluminio nero, regolabile in altezza, manico nero. Disponibile in versione fissa o pieghevole.

Altezza regolabile:

da 73,6 a 96,5 cm (mod. fisso)

da 85,0 a 95,0 cm (mod. pieghevole)

Capacità di carico 100 kg

## Rampino antighiaccio

Foto Q4



Rampino antighiaccio

Rampino universale antighiaccio per stampelle e bastoni. Se non usato può essere ripiegato all'insù.

## Appoggia-bastone

Foto Q5



Appoggia-bastone

Appoggia-bastone universale da agganciare al bastone o alla stampella. Serve per appoggiare il bastone a un tavolo o altro.

## Pinza prensile

Foto Q6



Pinza prensile lunga 87 cm, 74 cm (nella foto) o lunga 59 cm



Foto Q6b

Pinza



Foto Q6c

Terminale con gancio



Foto Q6e

Terminale magnetico

Pinza prensile con struttura in alluminio e impugnatura ergonomica. La pinza è dotata di gancio e magnete e offre la possibilità di afferrare piccoli oggetti in tre modi: con la testa gommata, con il gancio o tramite il terminale magnetico.

Disponibile in tre lunghezze: 87 cm, 74 cm o 59 cm.

**Ausili vari**

update 24.05.2025

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
272002	Pedaliera piegabile	5	Q1B	42,53 €
272003	Pedaliera piegabile, digitale con LCD	5	Q1A	60,90 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
272010	Tavolino da letto con ruote, inclinazione variabile, altezza regolabile 60-90 cm	4	Q2	89,25 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
315021	Stampella regolabile 94 -121 cm, color argento, manopola soffice nera	20	Q3A	15,75 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
315015	Bastone nero, altezza regolabile 77,5-100,0 cm	Q3B	15,75	9,45 €
315016	Bastone pieghevole, nero, altezza regolabile 82,5-92,5 cm	Q3B	17,85	10,71 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
315101	Rampone antighiaccio per stampelle	10	Q4	6,04 €
315102	Appoggia-bastone	10	Q5	4,99 €

Codice	Descrizione	UI *	Foto	Listino
315040	Pinza prensile 59 cm	24	Q6	14,70 €
315041	Pinza prensile 74 cm	24	Q6	15,75 €
315042	Pinza prensile 87 cm	24	Q6	16,80 €

\* UI = unità d'imballo

**ATTENZIONE! Vi preghiamo di ordinare unità di imballo complete adguando, ove possibile, i Vostri graditi ordini alle unità di imballo. Grazie.**

# ROLLATOR

## ROLLATOR



### Rubrica RB - RT

Rollator per interni/esterni, antibracchiali,  
deambulatori stabilizzanti, Trolley per la spesa

Rollator leggero Mobilex **Impala** con 4 ruote da 190 mm. Telaio in alluminio color blu. Il sistema di piegamento riduce al minimo lo spazio occupato dal rollator chiuso. Il rollator è equipaggiato di serie di un poggia-schiena imbottito e di una pratica borsa portaoggetti posta sotto la seduta. Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto ad un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote da 200 mm assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è adattabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori ed offre la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo.

<b>Rollator Mobilex Impala</b>	<b>Standard</b> cod. 312060	<b>High</b> cod. 312061	<b>Large</b> cod. 312062
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
<i>Altezza seduta</i>	53 cm	63 cm	53 cm
<i>Larghezza aperto / chiuso</i>	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	48 cm	49 cm	53 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	70 cm	75 cm	70 cm
<i>Peso</i>	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
<i>Dimensione ruote</i>	anteriore e posteriore: 200 x 35 mm		



Rollator Mobilex Impala



Il rollator chiuso



Cestino per la borsa sotto il sedile (accessorio)



Cestino da posizionare esternamente sul telaio (accessorio)

**Rollator Impala**

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312060	Rollator Impala standard, blu metallizzato, con borsa portaoggetti	RI1A	174,30 €
312061	Rollator Impala alto, blu metallizzato, con borsa portaoggetti	RI1A	194,25 €
312062	Rollator Impala largo, blu metallizzato, con borsa portaoggetti	RI1A	194,25 €

**Ricambi ed accessori**

Codice	Descrizione	Listino
31206F	Anello di protezione in plastica per il tubo del telaio del rollator Impala	1,05 €
312063	Borsa per Impala, 340 x 190 x 160 mm (la borsa standard non si adatta, usare 312073)	13,65 €
312069	Ceppo freno per Impala, una coppia	4,73 €
312073	Cestino per rollator Impala, 400 x 250 x 140 mm, con borsa da inserire nel cestino	16,00 €
312074	Cestino per rollator Impala, 440 x 282 x 209 mm, da posizionare esternamente	13,65 €
31206C	Forcella completa di cuscinetto superiore per rollator Impala	24,68 €
312067	Leva freno dx. completa di maniglia, tubo e cavo per rollator Impala 312060 e 312062	22,58 €
31206E	Leva freno dx. completa di maniglia, tubo e cavo per rollator Impala 312061	22,58 €
312066	Leva freno sx. completa di maniglia, tubo e cavo per rollator Impala 312060 e 312062	22,58 €
31206D	Leva freno sx. completa di maniglia, tubo e cavo per rollator Impala 312061	22,58 €
312027	Manopola a stella per la regolazione del manubrio	3,42 €
312078	Perno ruota anteriore per Impala	2,89 €
312079	Perno ruota posteriore per Impala	2,89 €
312065	Portabastoni e bicchierino di supporto per rollator Impala	9,98 €
312068	Ruota 8" per rollator Impala	13,65 €
201073	Ruota gommata 7", 185 x 30 mm, sez. ribassata, per rollator, con boccole x 45 mm	15,75 €
312064	Seduta per rollator Impala	17,85 €
31206J	Staffa in plastica per tubo schienale Impala, set di 2 pezzi con bulloni	11,55 €
31206G	Tubo poggiaschiena con imbottitura per rollator Impala 312060 e 312061	21,00 €
31206H	Tubo poggiaschiena con imbottitura per rollator Impala 312062	23,10 €

Rollator leggero **Panther** con quattro grandi ruote. Telaio in alluminio color champagne. Il sistema di piegamento a crociera, come una carrozzina, riduce al minimo lo spazio occupato dal rollator ripiegato. Di disegno moderno e piacevole è equipaggiato di serie di un cinturone poggia-schiena, di una pratica borsa rimovibile in tela, dotata di un pratico manico per poter essere usata anche come borsa della spesa e di un pratico porta-bastone.

Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto a un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è regolabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori per bloccare il rollator e offrire la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo. Il rollator Panther è testato e approvato per supportare un peso utente fino a **150 kg**.



Foto: RP1a

**NEW**


Foto: RP1b

<b>Panther</b>	<b>Small</b> 318003	<b>Standard</b> 318004
Altezza dei manubri (regolabile)	70,5-92,9	77,3 - 100 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	140 - 187 cm	150 - 195 cm
Altezza seduta	55 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	67,3 / 22 cm	66,9 / 22 cm
Larghezza interna tra i manubri	46,5 cm / 49,2 cm	45,1 cm / 47,7 cm
Lunghezza (profondità)	67 cm	66,5 cm
Peso (+ borsa 380 g)	6,8 kg	6,8 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 34 mm	Anteriore e posteriore: 200 x 34 mm
Larghezza del sedile	45 cm	45 cm
Profondità del sedile	20 cm	20 cm
Diametro di sterzata	84 cm	84 cm
Diametro del tubo	Croce per telaio Ø22 mm/telaio Ø26,25x52mm	
Materiale	Telaio in alluminio, plastica	

**Rollator Panther**

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
318003	Rollator Panther champagne, alt. seduta 55 cm, con schienale e portabastone	RP1A	207,90 €
318004	Rollator Panther champagne, alt. seduta 62 cm, con schienale e portabastone	RP1A	207,90 €

**Ricambi ed accessori**

Codice	Descrizione	Listino
318025	Blocco che assicura il rollator Panther and Elephant Air quando è chiuso	4,99 €
318012	Borsa per il rollator Panther	16,80 €
318023	Cavo freni con molla e tenditore per il rollator Panther	6,83 €
318013	Cintura poggiaschiena per rollator Panther	16,80 €
318026	Dispositivo di bloccaggio per rollator Panther, altezza del sedile 62 cm	26,78 €
318031	Forcella anteriore per rollator Panther	9,45 €
318027	Freno per rollator Panther	6,83 €
318021	Leva freno completa di maniglia, dx. per rollator Panther	40,43 €
318022	Leva freno completa di maniglia, sx. per rollator Panther	40,43 €
318015	Maniglia anatomica, dx, per rollator Panther	5,52 €
318016	Maniglia anatomica, sx, per rollator Panther	5,52 €
318035	Parte in plastica per il montaggio della maniglia freno sul rollator Panther	2,89 €
318036	Parte in plastica per tubi anteriori dell rollator Panther (old version)	2,37 €
318032	Portabastone per rollator Panther (set completo)	12,08 €
318028	Ruota anteriore 200 mm (8"), argento, per rollator Panther	21,00 €
318029	Ruota posteriore 200 mm (8"), argento, per rollator Panther	21,00 €
318014	Seduta per il rollator Panther	12,60 €
318024	Tappo nero per il mozzo delle ruote posteriori del rollator Panther	2,89 €
318033	Tubi portaborsa per rollator Panther (set completo con 2 tubi di plastica)	6,83 €

Il rollator **Puma Air** è un rollator per esterni di nuova concezione e di alta qualità. È dotato di un telaio in alluminio verniciato, Le grandi ruote con pneumatici da 12" (295 mm) garantiscono una grande stabilità anche su superfici difficili. Il rollator può essere ripiegato in modo molto semplice tirando verso l'alto la cinghietta sul sedile. Le maniglie di spinta sono facilmente regolabili in altezza senza l'uso di attrezzi.

Il rollator Puma Air è dotato di serie di una cintura poggiaschiena, un portabevande, un porta bastone e di una moderna borsa chiusa. Grazie ai suoi grandi pneumatici, è particolarmente adatto per l'uso all'aperto, ma anche per l'uso in interni, dato che è largo solo 65 cm.

Il rollator pesa 9,78 kg ed è facile da trasportare.  
È testato e approvato per un peso dell'utente **fino a 150 kg.**



Foto: RPa1a



Foto: RPa1b



Foto: RPa1c

<b>Puma Air</b>	<b>312501+02</b>
Altezza dei manubri (regolabile)	82 - 99 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	160 - 200 cm
Altezza seduta	59 cm
Larghezza aperto / chiuso	65 cm / 26 cm
Larghezza interna tra i manubri	40 cm
Lunghezza (profondità)	76,4 cm
Peso	9,78 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 295 mm (12") x 45 mm

**Rollator Puma Air**

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312501	Rollator Puma Air, nero opaco, alt. seduta 59 cm, con schienale, portabevande e portabastone	RPA1A	354,90 €
312502	Rollator Puma Air, rosso, alt. seduta 59 cm, con schienale, portabevande e portabastone	RPA1C	354,90 €

**Ricambi ed accessori per rollator Puma Air**

Codice	Descrizione	Listino
312520	Borsa grigia per rollator Puma Air nero	25,99 €
312553	Camera, 12" x 1.75/2.125", d'aria per rollator Puma Air	10,77 €
312548	Cappuccio nero di protezione mozzo, per rollator Puma Air	1,84 €
312522	Cintura poggiaschiena grigia per rollator Puma Air nero	10,77 €
312557	Forcella anteriore con cuscinetti per rollator Puma Air	13,65 €
312540	Gancio di bloccaggio del rollator Puma Air	2,63 €
312544	Maniglia destra con cavo, per rollator Puma Air	31,24 €
312558	Maniglia ergonomica, dx. per rollator Puma Air	5,52 €
312559	Maniglia ergonomica, sx. per rollator Puma Air	5,52 €
312545	Maniglia sinistra con cavo, per rollator Puma Air	31,24 €
312549	Pattino freno per rollator Puma Air	1,84 €
312541	Pedale di ribaltamento per rollator Puma Air, set per sx. e dx.	5,25 €
312556	Perno con distanziale per la ruota posteriore del rollator Puma Air	4,47 €
312555	Perno per la ruota anteriore del rollator Puma Air	4,47 €
312551	Pneumatico, 12" x 1.75" (47-203), A-1056, per rollator Puma Air	18,12 €
312524	Portabastone per rollator Puma Air (set completo)	3,15 €
312523	Portabevande per rollator Puma Air	2,63 €
312547	Portaborse, lato destro, per rollator Puma Air	4,99 €
312546	Portaborse, lato sinistro, per rollator Puma Air	4,99 €
312543	Ruota anteriore con forcella per rollator Puma Air	44,37 €
312542	Ruota per rollator Puma Air	37,80 €
312521	Seduta grigia per rollator Puma Air nero	12,87 €
312560	Vassoio per rollator Puma Air	36,75 €

Il rollator Mobilex **Leopard** ha un telaio in alluminio che può essere facilmente ripiegato per lo stoccaggio e il trasporto. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote grandi e scorrevoli e freni facili da usare e stazionabili. Durante l'uso è protetto contro una chiusura indesiderata. La costruzione ottimale e rigida del telaio e delle maniglie garantisce un uso sicuro e confortevole. Il deambulatore Leopard è fornito di serie di un blocco chiusura per il trasporto, una borsa della spesa rimovibile, un cinturone poggia-schiena e un supporto per il bastone. È disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator è stato testato e approvato per un peso dell'utente fino a **150 kg**.



Il rollator Leopard è disponibile in 5 colori: antracite, blu, platino, rosso e verde

Rollator Leopard	Standard	Standard + Softwheels	Small	X-Small	Small + Softwheels
	312301 (rosso) 312304 (grigio) 312309 (blu) 312300 (verde) 312303 (platino)	312308 (rosso) 312306 (grigio) 312314 (blu) 312313 (verde) 31230A (platino)	312302 (grigio) 312319 (rosso)	31230K (grigio)	312318 (grigio) 31230E (rosso)
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	63 - 79 cm	66 - 86 cm
Consigliato per utenti alti	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	130 - 165 cm	135 - 170 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm	55 cm	50 cm	55 cm
Larghezza aperto / chiuso	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	6,9 kg	7,3 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio				
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm				

**Rollator Leopard** altezza seduta 62 cm

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312301	Rollator Leopard rosso, con schienale, alt. seduta 62 cm	RL1D	332,85 €
312303	Rollator Leopard color platino, con schienale, alt. seduta 62 cm	RL1E	332,85 €
312304	Rollator Leopard antracite, con schienale, alt. seduta 62 cm	RL1A	332,85 €
312309	Rollator Leopard blu, con schienale, ruote soft , alt. seduta 62 cm	RL1B	332,85 €
312300	Rollator Leopard verde, con schienale, alt. seduta 62 cm	RL1C	332,85 €

**Rollator Leopard** altezza seduta 55 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
31230K	Rollator Leopard antracite, con schienale, alt. seduta 50 cm	RL1A	332,85 €
312319	Rollator Leopard rosso, con schienale, alt. seduta 55 cm	RL1D	332,85 €
312302	Rollator Leopard antracite, con schienale, alt. seduta 55 cm	RL1A	332,85 €

**Rollator Leopard** con ruote soft, altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312308	Rollator Leopard rosso, con schienale, ruote soft , alt. seduta 62 cm	RL1D	368,55 €
312306	Rollator Leopard antracite, con schienale, ruote soft, alt. seduta 62 cm	RL1A	368,55 €
312314	Rollator Leopard blu, con schienale, ruote soft , alt. seduta 62 cm	RL1B	368,55 €
312313	Rollator Leopard verde, con schienale, ruote soft , alt. seduta 62 cm	RS2A	368,55 €
31230A	Rollator Leopard color platino, con schienale, ruote soft, alt. seduta 62 cm	RL1E	368,55 €

**Rollator Leopard** con ruote soft, altezza seduta 55 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312318	Rollator Leopard antracite, con schienale, ruote soft , alt. seduta 55 cm	RL1A	368,55 €
31230E	Rollator Leopard rosso, con schienale, ruote soft , alt. seduta 55 cm	RL1D	368,55 €

**Ricambi ed accessori vedi rubrica RS**

Il rollator leggero **Panda Comfort** ha un telaio in alluminio di colore blu scuro. Il rollator è facile da ripiegare, occupa poco spazio ed è facile da trasportare. Il sedile è in nylon resistente e di lunga durata. Sulla parte anteriore è fissata una borsa chiusa per la spesa, dotata di due maniglie per poter essere facilmente rimossa e trasportata separatamente.

Le grandi ruote morbide rendono il rollator molto stabile e facile da manovrare. È adatto all'uso sia all'interno che all'esterno, dove le grandi ruote garantiscono un buon assorbimento degli urti. Le maniglie di spinta possono essere regolate in altezza con estrema facilità e senza l'ausilio di attrezzi. I freni sono scorrevoli e stazionabili. Due pedali per il basculamento per facilitare il superamento di piccoli ostacoli sono fissati al telaio vicino alle ruote posteriori. Il rollator è dotato di serie di un gancio di bloccaggio da chiuso, di una borsa chiusa e rimovibile, di una cintura poggiaschiene e di un porta bastone. È disponibile un'ampia gamma di altri accessori.

Il rollator è testato e approvato per un peso dell'utente **fino a 150 kg**.

Consegna prevista per metà/fine luglio 2023



Foto: RPc1a



Foto: RPc1c

<b>Panda Comfort rollator</b>	<b>312601</b>
Altezza dei manubri (regolabile)	77,5 - 99,1 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	160 - 200 cm
Altezza seduta	59 cm
Larghezza aperto / chiuso	65 cm / 26,4 cm
Larghezza interna tra i manubri	45,5 cm
Lunghezza (profondità)	77,5 cm
Peso	9,44 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 285 mm x 45 mm

**Rollator Panda Comfort***update 25.05.2025*

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
312601	Rollator Panda Comfort, blu scuro, alt.seduta 59 cm, con poggiaschiena e portabastone	RPC1A	441,00 €
312603	Rollator Panda Comfort, rosso, alt.seduta 59 cm, con poggiaschiena e portabastone	RPC1B	441,00 €

**Ricambi ed accessori vedi rubrica RS**

Il rollator leggero **Panda Royal ha un telaio in fibra di carbonio viola/nero**, è facile da piegare, occupa poco spazio da chiuso ed è facile da trasportare. Il sedile è in nylon resistente e durevole.

Le grandi ruote morbide rendono il rollator molto stabile e facile da manovrare. È adatto sia per l'uso in ambienti interni che esterni e le grandi ruote garantiscono un buon assorbimento degli urti. L'altezza delle maniglie di spinta può essere regolata molto facilmente e senza attrezzi. I freni sono facili da azionare e sono stazionabili. Due pedali di ribaltamento sono fissati al telaio vicino alle ruote posteriori per facilitare il superamento di piccoli ostacoli.

Il rollator è dotato di serie di un bloccaggio per il trasporto, di una borsa per la spesa chiusa e rimovibile, di una cinghia poggiaschiena e di un supporto bastone. È disponibile un'ampia gamma di ulteriori accessori.

Il rollator è testato e approvato per un peso utente **fino a 150 kg**.



Foto: RPr1a

**NEW**



Foto: RPr1b

<b>Panda Royal</b>	<b>312602</b>
Altezza dei manubri (regolabile)	80,8 - 99,3 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	160 - 200 cm
Altezza seduta	59 cm
Dimensioni del sedile (larghezza x profondità)	45,5 x 19 cm
Larghezza interna tra i manubri	45,2 - 46,2 cm
Lunghezza (profondità)	71,7 cm
Peso	8,4 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 283 mm x 42/43 mm
Dimensioni a rollator aperto (lung. x largh. x alt.)	71,7 x 64,8 x 80,8 - 99,3 cm
Dimensioni a rollator chiuso (lung. x largh. x alt.)	71,7 x 25,8 x 80,8 - 99,3 cm
Diametro di sterzata	89 cm
Peso senza accessori	8,4 kg
Peso con accessori	9,02 kg
Materiale	Telaio in fibra di carbonio, plastica

**Rollator Panda Royal***update 25.05.2025*

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
312602	Rollator Panda Royal, fibra di carbonio, lilla/nero, alt.sed.59 cm, con poggiaschiena e portabastone	RPR1A	774,90 €

**Ricambi ed accessori vedi rubrica RS**

I rollator antibracchiali Mobilex **Tiger** e **Tiger Outdoor** si basano rispettivamente sugli eleganti rollator Leopard (Tiger) e Lion (Tiger Outdoor) e hanno quindi anche le loro caratteristiche e funzioni. Inoltre, i morbidi e confortevoli supporti antibracchiali sono regolabili in profondità, angolo e altezza. A parte che sul modello 312201 i braccioli possono essere ruotati verso l'interno in 2 passi di 22,5 gradi ciascuno. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote grandi e scorrevoli, con freni facili da usare e bloccabili. In posizione aperta il rollator è protetto contro lo sbloccaggio involontario. Di serie, il rollator ha un bloccaggio per il trasporto e una borsa spesa rimovibile. È inoltre disponibile un'ampia gamma di accessori. Il rollator Tiger Standard è omologato solo per uso in interni su pavimenti piani e per un peso utente fino a **150 kg**, mentre il modello Tiger Outdoor è omologato anche per un uso esterno per utenti con un peso fino a **200 kg**.


<b>Mobilex Rollator Tiger</b> * con appoggi antibracchiali rotabili	<b>Standard</b> cod. 312201 (grigio) cod. 312211 (rosso) cod. 312202 (marrone) *	<b>Outdoor</b> cod. 312205 (grigio) * cod. 312206 (marrone) *
Altezza dei poggiamiti (regolabile)	90 cm - 115 cm	87 - 110 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	140 - 185 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Largh. seduta / Largh. interna tra i manubri	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
Lunghezza (profondità')	66 cm	77 cm
Peso (+ borsa 380 g)	9,5 kg	12 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm



Rollator antibracchiale Tiger



Rollator antibracchiale Tiger Outdoor



Appoggio antibracchiale rotabile \*

### Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS)




Seduta rigida imbottita



Vassoio



Frizione (set per 2 ruote)



Borsa a retino aperta (A)  
Borsa a retino con cerniera (B)



Set cavi mono-freno



Portabastone (set completo)

**Rollator antibracchiale Tiger**

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312201	Rollator antibracchiale Tiger antracite, alt. seduta 62 cm	RT1A	693,00 €
312211	Rollator antibracchiale Tiger rosso, alt. seduta 62 cm	RT1A	693,00 €

**Rollator antibracchiale Tiger con appoggi rotabili**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312202	Rollator antibracchiale Tiger marrone, appoggi ruotabili, alt. seduta 62 cm	RT1C	777,00 €

**Rollator antibracchiale Tiger Outdoor con appoggi rotabili**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312205	Rollator antibracchiale Tiger Outdoor antracite, alt. seduta 62 cm	RT1E	966,00 €
312206	Rollator antibracchiale Tiger Outdoor marrone, alt. seduta 62 cm	RT1E	966,00 €

**Ricambi ed accessori vedi rubrica RS**

Il rollator Mobilex **Buffalo HD** ha un telaio in alluminio rinforzato ed è facilmente chiudibile per il trasporto. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Il telaio rinforzato consente di sopportare pesi fino a 200 kg. Il rollator è dotato di grandi ruote scorrevoli e dispone di freni stazionabili. Il disegno ottimale e robusto del telaio è garante per il maggior comfort d'uso. Il rollator è dotato di serie di una sicura per il trasporto, di una borsa per la spesa asportabile, un cinturone poggiaschiena e di portabastone. Inoltre è disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator Mobilex Buffalo è testato ed approvato per supportare pesi fino a **200 kg**.

<b>Rollator Mobilex Buffalo HD</b>	<b>Standard</b> cod. 312305	<b>Small</b> cod. 312307
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	74 - 102 cm	66 - 86 cm
<i>Consigliato per utenti con un'altezza di</i>	150 - 200 cm	125 - 170 cm
<i>Altezza seduta</i>	62 cm	55 cm
<i>Larghezza aperto / chiuso</i>	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	56 cm	56 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	66 cm	66 cm
<i>Peso (+ borsa 380 g)</i>	7,8 kg	7,5 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
<i>Dimensione ruote</i>	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm	



Rollator Buffalo HD



Il rollator chiuso



Freni facili da azionare



Borsa asportabile

**Accessori** (per ulteriori accessori vedi rubrica RS)


Seduta rigida imbottita



Vassoio



Ombrello ripiegato



Frizione (set di due ruote)



Ruota morbida SOFT

**Rollator Buffalo HD** altezza seduta 62 cm

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312305	Rollator Buffalo HD antracite, con poggiaschiena, alt. seduta 62 cm	RB1A	441,00 €
312385	Rollator Buffalo HD antracite, con schienale, ruote soft, alt. seduta 62 cm		474,60 €

**Rollator Buffalo HD** altezza seduta 55 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312307	Rollator Buffalo HD antracite, con poggiaschiena, alt. seduta 55 cm	RB1A	441,00 €
312387	Rollator Buffalo HD antracite, con schienale, ruote soft, alt. seduta 55 cm		474,60 €

**Ricambi ed accessori vedi rubrica RS**

Il rollator Mobilex **Lion** è un rollator sviluppato per strade non asfaltate o pavimentate, che con le sue grandi ruote non si arresta davanti a ostacoli che rappresenterebbero un problema per altri rollator. Le grandi ruote morbide assicurano una guida confortevole anche su terreni sconnessi e sentieri non livellati con ghiaia o terra. Il rollator può essere facilmente piegato trasversalmente per un ingombro ridotto ed è quindi molto facile da trasportare in macchina o da stivare in casa. Viene fornito di serie con un comodo sedile in tessuto resistente agli strappi, una borsa per la spesa rimovibile, un porta bastone e un cinturone poggia-schiena. Il rollator è disponibile in due colori (marrone o grigio antracite) ed è testato e approvato per un peso utente di **200 kg**.

<b>Rollator Mobilex Lion</b>	<b>Standard</b> cod. 312372 (grigio antracite) cod. 312374 (marrone)	<b>Small</b> cod. 312371 (grigio antracite) cod. 312373 (marrone)
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	90-112 cm	77-90 cm
<i>Consigliato per utenti con un'altezza di</i>	170 - 220 cm	165 - 175 cm
<i>Altezza seduta</i>	62 cm	53 cm
<i>Larghezza aperto / chiuso</i>	68 / 26 cm	68 / 26 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	56 cm	56 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	76 cm	76 cm
<i>Peso (+ borsa 380 g)</i>	9,3 kg	9,0 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
<i>Dimensione ruote (ruote morbide)</i>	Anteriore 285 x 44 mm - posteriore 235 x 44 mm	



Rollator Mobilex Lion



Il rollator chiuso

**Accessori** (per ulteriori accessori vedi rubrica RS a pagina 174 del catalogo)


Seduta rigida imbottita



Vassoio



Set cavi per mono-freno

**Rollator Lion** altezza seduta 62 cm

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312372	Rollator Lion antracite, con poggiaschiena, alt.seduta 62 cm	RLI1A	556,50 €
312374	Rollator Lion marrone, con poggiaschiena, alt.seduta 62 cm	RLI1A	556,50 €

**Rollator Lion** altezza seduta 53 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312371	Rollator Lion antracite, con poggiaschiena, alt.seduta 53 cm	RLI1A	556,50 €
312373	Rollator Lion marrone, con poggiaschiena, alt.seduta 53 cm	RLI1A	556,50 €

**Ricambi ed accessori vedi rubrica RS**

Il rollator Mobilex **Gepard** ha un telaio in fibra di carbonio con ulteriori parti in alluminio. È facilmente chiudibile per il trasporto ed è estremamente stabile e facile da manovrare. Il rollator è dotato di grandi ruote scorrevoli da 8" e dispone di freni stazionabili. Il disegno ottimale e robusto del telaio è garante per un maggior comfort d'uso. Il rollator è dotato di serie di una sicura per il trasporto, una borsa per la spesa asportabile e un poggia-schiena. Inoltre è disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator è collaudato e omologato per un peso utente fino a **150 kg** (il modello HD fino a **200 kg**).



Il rollator Gepard ha un telaio in fibra di carbonio ed è fornibile in 3 colori (nero, giallo e lilla/nero)

<b>Rollator Gepard</b>	<b>Standard</b> 312401 (nero) 312403 (giallo) 312404 (lilla/nero)	<b>Con ruote SOFT</b> 312406 (nero) 312407 (giallo) 312408 (lilla/nero)	<b>Small</b> 312402 (nero)	<b>HD *</b> 312405 (nero)
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
<i>Consigliato per utenti con un'altezza di</i>	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm
<i>Altezza seduta</i>	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm
<i>Larghezza aperto / chiuso</i>	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<i>Peso (+ borsa 380 g)</i>	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio			
<i>Dimensione ruote</i>	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm			

**Rollator Gepard** altezza seduta 62 cm

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312401	Rollator Gepard in fibra di carbonio, con schienale e portabastone, alt. seduta 62 cm	RG1A	556,50 €
312403	Rollator Gepard in fibra di carbonio, giallo, con schienale e portabastone, alt. seduta 62 cm	RG1C	556,50 €
312404	Rollator Gepard in fibra di carbonio, lilla/nero, con schienale e portabastone, alt. seduta 62 cm	RG1B	556,50 €

**Rollator Gepard** con ruote soft, altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312406	Rollator Gepard in fibra di carbonio, con schienale e portabastone, ruote soft, alt. seduta 62 cm		592,20 €
312407	Rollator Gepard in fibra di carbonio, giallo, alt.sed. 62 cm, ruote soft, schienale, portabastone		592,20 €
312408	Rollator Gepard in fibra di carbonio, lilla/nero, alt.sed.62 cm, ruote soft, schienale, portabastone		592,20 €

**Rollator Gepard HD** altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312405	Rollator Gepard HD in fibra di carbonio, con schienale e portabastone, alt. seduta 62 cm	RG1H	602,70 €

**Rollator Gepard** altezza seduta 55 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312402	Rollator Gepard in fibra di carbonio, con schienale e portabastone, alt. seduta 55 cm	RG1A	556,50 €

**Rollator Gepard** con ruote soft, altezza seduta 62 cm

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312409	Rollator Gepard in fibra di carbonio nera, con schienale e portabastone, ruote soft, alt. seduta 55		592,20 €

**Ricambi ed accessori vedi rubrica RS**

**Accessori** per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Foto: RS1a



Seduta rigida imbottita

Foto: RS1b



Vassoio

Foto: RS1g



Ombrello con supporto

Foto: RS1c



Borsa con cerniera

Foto: RS1d



Borsa con chiusura magnetica

Foto: RS1e



Borsa a retino aperta

Foto: RS1f



Borsa a retino con cerniera

Foto: RS1h



Cinturoni poggia-schiena

Foto: RS1i



Set portabastone

Foto: RS1j



Set portabastone per Tiger

Foto: RS1k



Set cavi per monofreno

Foto: RS1l



Frizione (set per 2 ruote)

Foto: RS1m



Ruota SOFT (argento o nera)

Foto: RS1n



Lampada a LED (rossa o bianca)

Foto: RS1o



Campanella (rossa o blu)


Foto: RS1p



Porta-bottiglia per l'ossigeno

**Ricambi** per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Foto: RS2A



Seduta con cinturino di sblocco

Foto: RS2B



Gancio di sblocco

Foto: RS2C



Sicura anti-chiusura con tubi

Foto: RS2D



Cavo freno

Foto: RS2E



Ceppi freno (1 set)

Foto: RS2F



Maniglia con leva freno

Foto: RS2G



Leva freno Tiger

Foto: RS2H



Supporto antibracchiale completamente

Foto: DZ10



Supporto antibracchiale in PU

Foto: RS2i



Manopole anatomiche

Foto: RS2J



Borsa standard

Foto: RS2R



Galletto e manopolina

Foto: RS2K

Foto: RS2IL



Ruota standard (nera o argento)

Foto: RS2M



Forcella anteriore

Foto: RS2N



Tappo coprimozzo

Foto: RS2P



Foto: RS2Q



Foto: RS2T





## Accessori per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Leopard		Panda	Gepard			Tiger	Tiger Out- door	Buffalo		Lion	Foto	Listino
		Std.	Small	Conf.	Std.	HD	Small			Std.	Small			
312362	Borsa a rete, aperta							X					RS1E	16,80 €
312364	Borsa a rete, aperta	X	X	X	X		X						RS1E	16,80 €
312366	Borsa a rete, aperta					X				X	X	X	RS1E	19,95 €
312363	Borsa a rete, chiusa							X					RS1F	22,58 €
312365	Borsa a rete, chiusa	X	X	X	X		X						RS1F	22,58 €
312367	Borsa a rete, chiusa					X				X	X	X	RS1F	22,58 €
312342	Borsa chiudibile a magnete	X	X	X	X		X	X					RS1D	60,90 €
312347	Borsa chiudibile con cerniera	X	X	X	X		X	X					RS1C	54,60 €
312349	Borsa chiudibile con cerniera					X				X	X		RS1C	66,15 €
31234A	Borsa chiudibile con cerniera								X			X	RS1C	66,15 €
312369	Campanaella blu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1O	14,18 €
312368	Campanaella rossa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1O	14,18 €
312320	Friizione, kit per 2 ruote	X	X					X		X	X		RS1L	96,60 €
312323	Friizione, kit per 2 ruote								X			X	RS1L	109,20 €
31232E	Friizione, kit per 2 ruote				X	X	X						RS1L	114,45 €
D3151	Frizione, costo di montaggio	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		44,63 €
31232G	Frizione, costo di montaggio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		114,45 €
31236A	Luce LED bianca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1N	13,65 €
31236B	Luce LED rossa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS1N	13,65 €
312328	Monofreno completo di cavi *							X					RS1K	46,73 €
312329	Monofreno completo di cavi *	X			X	X				X			RS1K	46,73 €
31232J	Monofreno completo di cavi *		X				X				X		RS1K	46,73 €
D3150	Monofreno, costo di montaggio	X	X		X	X	X	X		X	X			67,20 €
312340	Ombrello con supporto	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS1G	118,65 €
312322	Portabastone, kit completo	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS1I	17,85 €
31233D	Portabastone, kit completo							X	X				RS1J	51,45 €
31233I	Ruota anteriore argento SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	40,43 €
31233G	Ruota anteriore argento SOFT 285 mm			X					X			X	RS1M	52,50 €
312338	Ruota anteriore nera SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	37,80 €
D1361	Ruota posteriore arg. SOFT con montaggio				X	X	X							35,70 €
31233J	Ruota posteriore argento SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	40,43 €
31233H	Ruota posteriore argento SOFT 235 mm								X			X	RS1M	43,58 €
312337	Ruota posteriore nera SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS1M	37,80 €
D1360	Ruota posteriore nera SOFT con montaggio	X	X					X		X	X			35,70 €
312357	Schienale L=700-750 mm regolabile	X	X	X	X		X						RS1H	70,35 €
312355	Schienale L=810 mm	X	X	X	X		X						RS1H	43,58 €
312332	Schienale L=810 mm, H=200 mm	X	X	X	X		X						RS1H	63,00 €
312331	Schienale L=850 mm					X				X	X	X	RS1H	55,65 €
312315	Seduta fissa imbottita	X	X	X	X		X	X					RS1A	75,60 €
312316	Seduta fissa imbottita					X				X	X		RS1A	72,45 €
312317	Seduta fissa imbottita								X			X	RS1A	80,85 €
312321	Supporto per bottiglia d'ossigeno	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	RS1P	63,00 €
312325	Vassoio	X	X	X	X		X	X					RS1B	44,63 €
312326	Vassoio					X				X	X		RS1B	57,75 €
31232F	Vassoio (solo per alt. seduta 62 cm)								X			X	RS1B	57,75 €

## Spare parts for Mobilex rollators

Leopard, Buffalo, Tiger, Gepard and Lion



For the item nr. please see the reference in the price list

Mobilex		Spareparts-RS-rollators						
	NAME	DATE	SIGNATURE					
DESIGN								
APPROVED					APPLY TO TYPE	DWG NO.	POS	
SCALE		SHEET			EDITION			
DESIGNATION					DWG NO.	09.2022		

### Ricambi per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Codice	Descrizione	Leopard		Panda	Gepard			Tiger	Tiger	Buffalo		Lion	Foto	Listino
		Std.	Small	Conf.	Std.	HD	Small		Outdoor	Std.	Small			
312333	Appoggiagomito in PU							X	X				DZ10	44,63 €
312397	Boccola in plastica per la crociera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2U	5,52 €
312346	Borsa larga				x	X	X			X	X		RS2J	54,60 €
312343	Borsa larga per alt. seduta 55 cm												RS2J	52,50 €
312348	Borsa larga per alt. seduta 62 cm								X			X	RS2J	50,40 €
312345	Bosrsa standard	X	X	X	X			X					RS2J	50,40 €
312327	Cavo freno							X					RS2D	13,65 €
31232A	Cavo freno	X	X	X	X	X	X			X	X		RS2D	12,08 €
31232B	Cavo freno								X			X	RS2D	12,08 €
31233M	Cinghia stabilizzante / schienale								X				RS2P	67,20 €
31233Q	Cinghia stabilizzante x supporti avambraccio							*	X				RS2Q	25,20 €
31233T	Cinghia stabilizzante x supporti avambraccio							**					RS2T	20,90 €
31233K	Forcella anteriore	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2M	16,28 €
312351	Galletto per appoggiagomito (1 pz.)							X	X				RS2R	4,99 €
31235B	Gancio di bloccaggio (alt.sed. 62 cm)									X			RS2B	24,15 €
312353	Gancio di bloccaggio (per alt. seduta 55 cm)		X	X			X				X		RS2B	24,15 €
312352	Gancio di bloccaggio (per alt. seduta 62 cm)	X			X	X		X		X			RS2B	24,15 €
312339	Maniglia freno							X	X				RS2G	16,28 €
31233B	Maniglia freno dx. completa di manopola	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2F	26,78 €
31233C	Maniglia freno sx. completa di manopola	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2F	26,78 €
31233E	Manopola anatomica dx.	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2I	17,85 €
31233F	Manopola anatomica sx.	X	X	X	X	X	X			X	X	X	RS2I	17,85 €
312358	Manopolina per regolazione d'altezza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2K	5,52 €
31233A	Ruota anteriore argento	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2IL	38,33 €
312334	Ruota anteriore nera	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2IL	24,68 €
312336	Ruota posteriore argento SOFT	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2IL	41,48 €
312335	Ruota posteriore nera	X	X		X	X	X	X		X	X		RS2IL	24,68 €
312310	Seduta standard con cinghia di sbloccaggio	X	X	X	X		X	X					RS2A	19,95 €
312311	Seduta standard con cinghia di sbloccaggio					X				x	x		RS2A	23,63 €
312312	Seduta standard con cinghia di sbloccaggio								X			X	RS2A	24,68 €
312102	Set appoggiagomiti con tubo (2 pz.)							X					RS2H	312,90 €
312361	Set tubi portasedile (con bottone rosso)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2C	32,55 €
31232D	Tampone freno (set per 2 ruote)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2E	22,58 €
219901	Tappo nero di protezione per mozzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RS2N	0,53 €

\* per Rollator Tiger 312205, 312206 e 312202

\*\* per Rollator Tiger 312201 e 312211



Foto: RJ1a



Foto: RJ1b



Foto: RJ1c



Foto: RJ1d

Il rollator per interni Mobilex **Jaguar** ha un telaio in alluminio e può essere facilmente ripiegato. La struttura è molto leggera e offre un'elevata stabilità e un'estrema scorrevolezza. Il rollator Jaguar è equipaggiato di serie di una borsa e di un vassoio rimovibile. Le ruote grandi e scorrevoli sono dotate di 2 freni stazionabili. Il rollator è approvato solo per **uso in interni** ed è testato e approvato per un peso utente fino a 100 kg.

Il rollator **Jaguar SUPREME** (foto sotto) ha un design particolarmente pregiato con parti in un nuovo e attraente look ligneo. Le ruote hanno i cerchi di color argento e anche il vassoio del rollator si presenta nel nuovo look ligneo. Il nuovo modello **Jaguar SUPREME Champagne** presenta un nuovo look moderno con borsa grigia e vassoio nero.



Jaguar SUPREME

Rollator Jaguar	Diversi colori	SUPREME
Altezza manubrio (regolabile)	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Dimensioni da chiuso (A x L x P)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Larghezza	54,5 cm	56,5 cm
Lungh. (profondità) aperto / chiuso	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Peso	6,3 kg	6,0 kg
Portata max. (rollator / borsa)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensioni ruote	Anteriore e posteriore: 7" (175 x 27 mm)	



Foto: RJ1i

Jaguar SUPREME champagne



Foto: RJ1f

Jaguar rosso-bianco



Foto: RJ1g

Jaguar verde-bianco



Foto: RJ1h

Jaguar blu/grigio-bianco

**Rollator Jaguar**

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
312410	Rollator da interni Jaguar, arancione	RJ1A	233,10 €
312411	Rollator da interni Jaguar, azzurro	RJ1B	233,10 €
312412	Rollator da interni Jaguar, champagne	RJ1C	233,10 €
312413	Rollator da interni Jaguar, lilla	RJ1D	233,10 €
312414	Rollator da interni Jaguar, rosso/bianco	RJ1F	233,10 €
312416	Rollator da interni Jaguar, blu-grigio/bianco	RJ1G	233,10 €
312417	Rollator da interni Jaguar, verde/bianco	RJ1H	233,10 €
312415	Rollator da interni Jaguar SUPREME, bianco, con effetto legno	RJ1E	270,90 €
312418	Rollator da interni Jaguar SUPREME, champagne	RJ1I	270,90 €

**Ricambi ed accessori**

Codice	Descrizione	Listino
312454	Borsa per rollator Jaguar arancione	19,95 €
312455	Borsa per rollator Jaguar azzurro	19,95 €
31246B	Borsa per rollator Jaguar blu/bianco	19,95 €
312459	Borsa per rollator Jaguar champagne	19,95 €
312465	Borsa per rollator Jaguar lilla	19,95 €
312466	Borsa per rollator Jaguar rosso/bianco	19,95 €
312464	Borsa per rollator Jaguar SUPREME	19,95 €
31246E	Borsa per rollator Jaguar verde/bianco	19,95 €
312458	Clip per la regolazione altezza manubrio del rollator Jaguar (1 kit)	15,75 €
312456	Clip rosso per bloccaggio freno	3,42 €
312457	Maniglione per rollator Jaguar	37,80 €
31246F	Maniglione per rollator Jaguar SUPREME	37,80 €
312468	Portabastoni e bicchierino di supporto per rollator Jaguar (set completo)	11,55 €
312452	Ruota anteriore 7" per rollator Jaguar	15,75 €
312462	Ruota anteriore 7" per rollator Jaguar SUPREME	17,85 €
312453	Ruota posteriore 7" per rollator Jaguar	15,75 €
312463	Ruota posteriore 7" per rollator Jaguar SUPREME	17,85 €
312469	Tappo coprimozzo nero la per ruota posteriore del rollator Jaguar (312410-14)	0,50 €
312469	Tappo coprimozzo nero per la ruota posteriore del rollator Jaguar SUPREME (312415)	0,53 €
312467	Vassoio color crema per rollator Jaguar	19,95 €
312461	Vassoio effetto legno per rollator Jaguar SUPREME	19,95 €
312451	Vassoio nero per rollator Jaguar	19,95 €

Il deambulatore stabilizzante Mobilex **Dynawalk** è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento della deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in alluminio ed è dotato di una imbragatura asportabile e lavabile adatta a sostenere l'utente in caso di cedimenti. Gli appoggia-gomiti imbottiti sono regolabili in altezza e reclinabili. Le manopole sono regolabili in angolazione. La larghezza del deambulatore è facilmente adattabile a mezzo di una crociera. Tutte le regolazioni si effettuano facilmente e senza attrezzi.

<b>Deambulatore stabilizzante DynaWalk</b>	<b>Codice 313001 HMI nr. 79696</b>	<b>Codice 313002 HMI Nr. 79697</b>
<i>Portata</i>	135 kg	135 kg
<i>Peso</i>	12,5 kg	12,5 kg
<i>Lunghezza</i>	82 cm	82 cm
<i>Larghezza (regolabile)</i>	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
<i>Altezza poggia-gomiti (regolabile)</i>	100 - 123 cm	100 - 123 cm
<i>Altezza max. manopole</i>	136 cm	136 cm
<i>Freni anteriori</i>	2 stazionabili a pedale	2 stazionabili a pedale
<i>Freni posteriori</i>	2 stazionabili a pedale con frizione	2 con leva freno sul manubrio, stazionabili



Deambulatore stabilizzante DynaWalk



Freno stazionabile completo di frizione



Freno posteriore azionato a mano



Leva freno sul manubrio del modello 313002

**Deambulatore stabilizzante Dynawalk**

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
313001	Deambulatore stabilizzante Dynawalk	RD1A	588,00 €
313002	Deambulatore stabilizzante Dynawalk con leve freno	RD1D	714,00 €

**Ricambi ed accessori**


Codice	Descrizione	Listino
313113	Appoggiabraccio con freno e cavo dx., regolabile per Dynawalk	30,45 €
313114	Appoggiabraccio con freno e cavo sx., regolabile per Dynawalk	30,45 €
313111	Appoggiabraccio dx. regolabile per Dynawalk	18,90 €
313112	Appoggiabraccio sx. regolabile per Dynawalk	18,90 €
313101	Boccola in plastica per la regolazione d'altezza Dynawalk	7,88 €
313105	Imbragatura di supporto per Dynawalk, con staffe di montaggio	57,75 €
313116	Maccanismo di bloccaggio altezza per Dynawalk, dx.	11,03 €
313117	Maniglione di sicurezza per Dynawalk, posteriore dx.	17,59 €
313118	Maniglione di sicurezza per Dynawalk, posteriore sx.	17,59 €
313115	Meccanismo di bloccaggio altezza per Dynawalk, sx.	11,03 €
313210	Poggiabraccio destro per Dynawalk	45,68 €
313211	Poggiabraccio sinistro per Dynawalk	45,68 €
313203	Ruota con forcella e cavo freno per Dynawalk "Brake"	19,95 €
313202	Ruota con forcella e frizione per Dynawalk	35,70 €
313201	Ruota con freno per Dynawalk standard	24,68 €
313212	Ruota Fender per Dynawalk	5,52 €

Il deambulatore stabilizzante Mobilex **Bison** è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento della deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in alluminio. Gli appoggia-gomiti imbottiti sono regolabili in altezza e larghezza. Le manopole sono regolabili in angolazione. Regolare l'altezza dei poggia-gomiti è estremamente facile in quanto l'operazione è assistita da un pistone a gas. Tutte le regolazioni del deambulatore si effettuano senza uso di attrezzi.

<b>Deambulatore stabilizzante Mobilex Bison</b>	<b>Codice 313300</b>
<i>Larghezza telaio alle ruote posteriori</i>	66,0 cm
<i>Larghezza regolabile degli appoggiabraccia</i>	66,0 - 80,0 cm
<i>Distanza tra le manopole</i>	34,0 cm
<i>Altezza regolabile</i>	102,2 - 143,0 cm
<i>Lunghezza totale</i>	86,0 cm
<i>Peso totale</i>	18,3 kg
<i>Portata massima</i>	150 kg



Il deambulatore stabilizzante Bison



Bretella di supporto montata (accessorio)

## Accessori



Bretella di supporto



Set cavi mono-freno



Supporto per sacche infusione o drenaggio



Supporto per bottiglie ossigeno

**Deambulatore stabilizzante Bison**

update 25.05.2025

Codice	Descrizione	Foto	Listino
313300	Deambulatore stabilizzante Bison	RBI1A	966,00 €

**Accessori**

Codice	Descrizione	Foto	Listino
313384	Cavo per monofreno per Bison	RBI2B	132,30 €
313380	Imbragatura con 4 supporti di fissaggio per Bison	RBI2A	148,05 €
313321	Piastra di fissaggio per il supporto bottiglia d'ossigeno		75,60 €
313386	Portaflambo per rollator	RBI2C	95,55 €
312321	Supporto per la bottiglia d'ossigeno	RS1P	63,00 €

**Ricambi**

Codice	Descrizione	Listino
313388	Appoggia-gomiti completo (destra e sinistra)	168,00 €
313390	Appoggia-gomiti dx. per Bison	89,25 €
313391	Appoggia-gomiti sx. per Bison	89,25 €
313383	Cavo freno per deambulatore Bison (destra o sinistra)	15,75 €
313389	Impugnatura completa con tubo e leva freno	46,73 €
313385	Pistone a gas per deambulatore stabilizzante Bison	114,45 €
313382	Ruota anteriore con freno direzionale e di stazionamento per Bison (1 pz.)	67,20 €
313381	Ruota posteriore con freno direzionale per Bison (1 pezzo)	67,20 €

## Trolley per la spesa Koala

Elegante trolley per la spesa in alluminio con grande borsa della spesa in nylon resistente agli strappi. Premendo il grande pulsante sul lato può essere usato come seduta per una breve sosta. Quando è fermo, le ruote non toccano terra, quindi non può rotolare via quando è usato come seduta. Se in movimento, le barre ricurve del telaio assicurano un passaggio facile anche su superfici irregolari. Il trolley è leggero, ma robusto ed il suo telaio in alluminio previene la formazione di ruggine. La seduta ha una portata max. di 110 kg.

Nel 2017, il trolley ha vinto il premio Red Dot Award per il suo concetto e design.

Motivazione della giuria: Il sistema di seduta integrato e l'attenzione posta nella progettazione del trolley testimoniano una considerazione sensibile delle esigenze delle persone anziane.



Il trolley Koala



Il manubrio pieghevole permette di usarlo come seduta per brevi pause di riposo

<b>Koala Shoppingtrolley</b>	<b>codice 319001</b>
Altezza da aperto	96 cm
Altezza del sedile	65 cm
Peso	2,5 kg
Capacità di carico del sedile (peso massimo dell'utente)	110 kg
Capacità di carico della borsa	30 kg

**Trolley per la spesa Koala***update 25.05.2025*

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Foto</b>	<b>Listino</b>
319001	Trolley per la spesa Koala, blu e grigio, con funzione di seduta, alt. seduta 65 cm	RKO1A	155,40 €
319002	Trolley per la spesa Koala, arancione e grigio, con ruote e funzione di seduta, altezza seduta 65 cm	RKO2A	155,40 €

