

TRANSFERPRODUKTE

MOBILEX AUSWAHL AN TRANSFERPRODUKTEN

TRANSFERBRETT AUS PVC

Art. Nr. 240505

Das Mobiglide Transferbrett besteht aus 6 mm starkem grauen PVC. Durch den geringen Reibungswiderstand des Mobilex Transferbrettes wird das Umsetzen in oder aus dem Rollstuhl erheblich erleichtert. Als Zubehör sind Antirutschstreifen lieferbar, die an der Unterseite des Brettes angebracht werden können um ein Weggleiten zu verhindern. Das Transferbrett ist bis 150 kg belastbar bei einem maximalen Zwischenabstand von 20 cm.

Das Transferbrett aus PVC ist in der Größe 800 x 245 mm erhältlich.




TRANSFERBRETT AUS POLYPROPYLEN

Art. Nr. 240501, 240502 & 240507

Die Mobiglide Transferbretter bestehen aus 6 mm starkem weißem transluzentem Polypropylen. Durch den geringen Reibungswiderstand des Mobilex Transferbrettes wird das Umsetzen in oder aus dem Rollstuhl erheblich erleichtert. Als Zubehör sind Antirutschstreifen lieferbar, die an der Unterseite des Brettes angebracht werden können um ein Weggleiten zu verhindern. Das Transferbrett ist bis 150 kg belastbar bei einem maximalen Zwischenabstand von 20 cm.

Das Polypropylen Transferbrett ist in drei Größen erhältlich: 650 x 245 mm, 800 x 245 mm sowie in gebogener Form 800 x 280 mm.



MOBIGLIDE PATIENTEN TRANSFERBRETT

Art. Nr. 240701

Das Mobiglide Patienten Transferbrett aus bruchfestem 6 mm dicken HDPE hat eine hohe Gleitfähigkeit auf der Oberseite und hilft bei der Patientenumlagerung von Bett zu Bett. In Krankenhäusern oder Pflegeheimen kann es auch in der Onkologie beim Röntgen verwendet werden, da das Material Röntgenstrahlen durchlässt. Als Zubehör sind Antirutschstreifen lieferbar, die an der Unterseite des Brettes angebracht werden können um ein Weggleiten zu verhindern. Das Mobiglide Transferbrett hat eine Größe von 1500 x 700 mm. Die Belastbarkeit beträgt 200 kg bei maximal 20 cm Zwischenabstand und einer maximalen Höhendifferenz von 10 cm.



STÜTZGURT

Art. Nr. 278046 & 278047

Der Stützgurt hilft dem Pflegepersonal, Patienten aus dem Bett, Stuhl oder Rollstuhl zu heben und mit ihnen kurze Entfernungen zurückzulegen. Das kann eine unterstützende Hilfe beim Aufstehen vom Sitzen oder umgekehrt sein, z.B. aus dem Rollstuhl oder Bett, dem Auto, der Toilette usw. Weiters kann der Stützgurt dafür verwendet werden den Patient en beim Gehtraining zu unterstützen.

Größe: 117 x 14 cm (M) und 140 x 14 cm (L)
Belastbarkeit: 180 kg



GLEITLAKEN

Art. Nr. 278015 & 278016

Die flachen Mobiglide Gleitlaken reduzieren die Reibungskräfte beim Umlagern oder Bewegen von Personen im Bett. Das Gleitlaken ist paarweise anzuwenden.

Größe: 150 x 100 cm und 200 x 100 cm
Belastbarkeit: 250 kg

ENDLOS GLEITLAKEN

Art. Nr. 278011, 278012 & 278013

Die Mobiglide Endlos Gleitmatten bieten innen und außen einen äußerst geringen Reibungswiderstand und minimieren dadurch die Reibung bei der Umlagerung von Patienten. Die Endlos Gleitmatte ist in drei Größen verfügbar.

Größe: 70 x 68 cm, 140 x 68 cm und 200 x 68 cm
Belastbarkeit: 250 kg



GLEITMATTE MIT ZUGSCHLAUFEN

Art. Nr. 278023

Die Mobiglide Gleitmatte mit Zugschlaufen für den bariatrischen Einsatz erleichtert das Positionieren im Sitzen oder Liegen bzw. das Umlagern von liegenden Patienten, z.B. vom Bett zu einer Trageliege. Eine paarweise Anwendung erleichtert u.a. auch das Positionieren von Lifter- oder Tragegurten unter dem Patienten.

Größe: 100 x 200 cm
Belastbarkeit: 250 kg



EINWEG GLEITKISSEN

Art. Nr. 278031

Das Mobiglide Einweg Gleitkissen ist ein Endlosschlauch der z.B. als Rollstuhlaufgabe verwendet wird. Die Velouroberfläche kann nur in eine Richtung rutschen und verhindert dadurch dass der Benutzer ungewollt nach vorne rutscht. Das Gleitkissen erleichtert außerdem den Benutzer wieder in seine ursprüngliche Sitzposition zu bringen.

Größe: 45 x 50 cm
Belastbarkeit: 250 kg



GLEITHANDSCHUHE

Art. Nr. 278041

Die Mobiglide Gleithandschuhe erleichtern es unter den Patienten zu gleiten um z.B. den Befüllungsstand eines Anti-Dekubitus-Produkts zu kontrollieren. Auch Lagerungen oder Umlagerungen lassen sich damit leichter durchführen.

Größe: 50 x 20 cm





STANDARD DREH-SITZKISSEN

Art. Nr. 278051 & 278052

Das Standard Dreh-Sitzkissen besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Die glatten Innenseiten ermöglichen eine erleichterte Drehbarkeit. Das Oberteil besteht aus einer dunkelblauer weichen Oberfläche, das Unterteil hat eine rutschfeste Unterseite. Das Kissen ist als Sitzunterlage im Auto, im Sessel oder im Stuhl gedacht um das Drehen und den Transfer des Benutzers zu erleichtern.

Durchmesser: 45 oder 50 cm
Max. Belastbarkeit: 100 kg

MAGIC-TURN DREH-SITZKISSEN

Art. Nr. 278055 & 278056

Das Magic-Turn Dreh-Sitzkissen besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Das Modell „Magic Turn“ bietet durch die dickere Polsterung einen grösseren Komfort. Die Innenseiten sind gleitbeschichtet für eine hervorragende Drehbarkeit. Das Unterteil hat eine rutschfeste Unterseite. Das Kissen ist als Sitzunterlage im Auto, im Sessel oder im Stuhl gedacht um das Drehen und den Transfer des Benutzers zu erleichtern.

Durchmesser: 37 oder 44 cm
Max. Belastbarkeit: 130 kg



MAGIC-TURN STEH-DREHSCHLEIBE

Art. Nr. 278058

Die Magic-Turn Steh-Drehscheibe besteht aus zwei textilen miteinander verbundenen Teilen. Die Innenseiten sind gleitbeschichtet. Das Oberteil hat eine weiche Oberfläche, das Unterteil ist mit einer rutschfesten Unterseite ausgestattet. Die Drehscheibe ist als Transferhilfe z.B. vom Bett zum Stuhl o.ä. gedacht und unterstützt das Drehen um die eigene Achse. Auch im Nassbereich einsetzbar, da sowohl die Ober- als auch Unterseite einen Antirutschbelag hat.

Durchmesser: 37 cm
Max. Belastbarkeit: 130 kg

