



**Sturzprävention für Rollatoren**



**EIN GROSSER SPRUNG IN DER  
SICHERHEIT VON ROLLATOREN**

# Verwandelt jeden Rollator in eine bessere und sicherere Mobilitätshilfe

Kombination der STABILITÄT einer Gehhilfe mit der MOBILITÄT eines Rollators



## Warum RolloGuard?

RolloGuard verwandelt durch seine einzigartige Technologie jeden Rollator in eine viel bessere Mobilitätshilfe. Es ist in der Lage, unsichere Bewegungen zu erkennen und zu verhindern, bevor diese Bewegung zu Verletzungen führt.

RolloGuard kann an jedem Rollator angebracht werden, ohne dass sich der Verwendungszweck oder die CE-Zertifizierung ändert.

Mit RolloGuard wird der Benutzer unabhängiger und hat weniger Angst vor Stürzen.

## Klinisch erwiesen

“ Das Produkt ist erstaunlich gut. Ein Patient, der sich vorher nur mit Hilfe eines Gehwagens fortbewegen konnte, kann dadurch nun mit einem Rollator gehen

Ein anderer Patient stürzte häufig aufgrund seines zu schnellen Gehverhaltens. Der RolloGuard half, dies zu verlangsamen und der Patient fühlt sich nun deutlich sicherer

Karin Jansson & AnnaCarin Bergström  
Zertifizierte Physiotherapeutinnen, VGR

Hohe Sensibilität für Pflegebedürftige, die sich von Verletzungen erholen



Mittlere Empfindlichkeit für Pflegebedürftige mit eiligem Gehverhalten



Geringe Empfindlichkeit für aktive Nutzer, die oft im Freien unterwegs sind



## Unterstützung für unterschiedliche Bedürfnisse

Die RolloGuard-Sofortsturzsisicherung kann entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers konfiguriert werden. Die Einstellungen können ab Werk oder von autorisierten Händlern geändert werden.

Durch Änderung der Schutzstufeneinstellung kann RolloGuard leicht an das individuelle Laufverhalten und die allgemeine Nutzung angepasst werden.

RolloGuard setzt einen Transversor ein, um Bewegungen zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor sie gefährlich werden.

Ein Transversor ist tausendmal schneller als jede vergleichbare Technologie und setzt an der Ursache des Problems an.

RolloGuard ist:

- Blitzschnell
- Ausfallsicher
- MDR-fähig

## Der Transversor



# Wo kann man ihn bekommen?

Kann bei Mobilex und einem der autorisierten Mobilex-Händler gekauft werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie das Sanitätshaus Ihres Vertrauens oder als Händler direkt Ihren Mobilex-Außendienst-Mitarbeiter.



Mobilex A/S  
Grönlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
DÄNEMARK

sales@mobilex.dk  
+45 87932220

[www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)



**RolloGuard**  
Instant fall prevention

RolloGuard AB  
Verkstadsgatan 4  
SE-233 51 Svedala  
SCHWEDEN

contact@rolloguard.com  
+46 40 303010

[www.rolloguard.com](http://www.rolloguard.com)