

Nyudviklet udendørsrollator i unikt design

Udendørsrollator i en god kvalitet

- 12" luftdæk sørger for en god komfort
- Er nem at klappe sammen - træk blot håndtaget på sædet op
- Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden
- Kun 65 cm bred og er dermed også egnet til brug indendørs
- Testet og godkendt til en brugervægt på op til 150 kg



Varenr. 312501



Varenr. 312502

Som standard er rollatoren udstyret med:

- et rygbælte
- en kopholder
- en stokholder
- en moderne, lukket taske



Varenr. 312560

Tilbehør: Bakke, som nemt kan monteres på rollatoren (i stedet for rygbæltet).

Scan QR-koden og læs mere:



Puma Air Rollator	312501+02
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	82 - 99 cm
Anbefalede brugerhøjde	160 - 200 cm
Sædehøjde	59 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	65 cm / 26 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	40 cm
Længde (dybde)	76,4 cm
Vægt	9,78 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 295 mm (12") x 45 mm