

OMOBIC GREIFRINGE

MOBILEX AUSWAHL AN OMOBIC GREIFRINGEN

 **Mobilex**
a better life in motion

omob:c
by mbl


OPTIMUM

Die OPTIMUM Greifringe bieten optimalen Kontakt für leichteres Fahren und Bremsen und sind sehr gut geeignet für Benutzer mit eingeschränkter Handkraft.

OPTIMUM F - Antirutsch-Beschichtung

Art. Nr. 21P24C


- 6 Laschen
- 1,5 mm Antirutsch-Beschichtung
- Optimal für Benutzer mit eingeschränkter Handkraft
- Gewicht: 590 g



OPTIMUM P / OPTIMUM H

Art. Nr. 21P24D / 21P24A

- 6 Laschen
- Optimal für Benutzer mit eingeschränkter Handkraft
- Optimum P ist schwarz pulverbeschichtet und wiegt 400 g
- Optimum H ist schwarz hart anodisiert und wiegt 275 g



OPTIMUM Z F - Antirutsch-Beschichtung

Art. Nr. 21P24G


- 6 Laschen
- 1,5 mm Antirutsch-Beschichtung
- Optimal für Benutzer mit eingeschränkter Handkraft
- Gewicht: 560 g



OPTIMUM Z H

Art. Nr. 21P24F

- 6 Laschen
- Schwarz hart anodisiert
- Gewicht: 275 g



GREIFRINGE MIT ANTIRUTSCHEINLAGEN

Die Greifreifen mit Antirutscheinlage aus umweltfreundlichem Silikon sorgen für einen optimale Halt, was den Rollstuhl besser manövrierbar und das Fahren erleichtert.

NOVA P

Art. Nr. 21P24M


- 6 Laschen
- Schwarz pulverbeschichtet
- Silikoneinlage für besseren Halt
- Gute Antirutsch-Eigenschaften auch bei Nässe
- Gewicht: 590 g



NOVA H

Art. Nr. 21P24N

- 6 Laschen
- Schwarz hart anodisiert
- Silikoneinlage für besseren Halt
- Gute Antirutsch-Eigenschaften auch bei Nässe
- Gewicht: 590 g



ORBIT H

Art. Nr. 21P24B

- 6 Laschen
- Schwarz hart anodisiert
- Breite Greiffläche mit Silikoneinlage für leichtes Abstoßen
- Gute Antirutsch-Eigenschaften auch bei Nässe
- Gewicht: 776 g



SIMI

Art. Nr. 21P24E / 21P24R

- 6 Laschen
- Schwarz hart anodisiert oder glänzend eloxiertes Aluminium
- Silikon Antirutsch-Einlage die einen besseren Halt bietet, so dass der Rollstuhl besser manövrierbar und leichter zu schieben ist
- Gewicht: 825 g



TITANIUM

Art. Nr. 21P24K

- 6 Laschen, 2 mm dick
- Laschen können um +/- 2 mm verstellt werden
- Ø19 mm
- Gewicht: 404 g



MAGNESIUM

Art. Nr. 21P24H

- Beschlag mit 6 Nieten
- Beschlag kann um +/- 1 mm verstellt werden
- Gewicht: 215 g



ULTRALIGHT ALUMINIUM

Art. Nr. 21P24I

- 6 Laschen mit einem Loch
- Ø19 x 0,8 mm
- Laschen können um +/- 2 mm verstellt werden
- Gewicht: 211 g



LIZARD GRIP

Art. Nr. 21P24J

- Extra griffig - gut für Tetraplegiker und Sport
- Schwarzer Schaum 65 SHA
- Dicke 1 mm
- Erfüllt alle EU-Vorschriften
- Auf der Basis von PVC
- 0,7 Reibungskoeffizient
- Gewicht: 570 g



Mobilex TRI-GRIP

Art. Nr. 21724Z



Weitere Informationen?

Auf diesen Seiten finden Sie eine kleine Auswahl unserer umfangreichen Produktpalette. Wenn Sie sich für unser gesamtes Sortiment interessieren, laden wir Sie ein, unsere Website www.mobilex.dk zu besuchen, wo Sie alle Produkte ansehen und unseren Katalog herunterladen können. Der QR-Code führt Sie direkt zu unserer Website.

