

OMOBIC DRIVRINGE

MOBILEX UDVALG AF OMOBIC DRIVRINGE

 **Mobilex**
a better life in motion

omobitc
by mbl


OPTIMUM

OPTIMUM drivringene giver optimal kontakt for lettere kørsel og bremsning og er meget velegnede til brugere med begrænset håndstyrke.

OPTIMUM F - Skridsikker belægning

Varenr. 21P24C


- 6 lasker
- 1,5 mm skridsikker belægning
- Optimal til brugere med begrænset håndstyrke
- Vægt: 590 g



OPTIMUM P / OPTIMUM H

Varenr. 21P24D / 21P24A

- 6 lasker
- Optimal til brugere med begrænset håndstyrke
- Optimum P er sort pulverlakeret og vejer 400 g
- Optimum H er sort hårdt anodiseret og vejer 275 g



OPTIMUM Z F - Skridsikker belægning

Varenr. 21P24G


- 6 lasker
- 1,5 mm skridsikker belægning
- Optimal til brugere med begrænset håndstyrke
- Vægt: 560 g



OPTIMUM Z H

Varenr. 21P24F

- 6 lasker
- Sort hårdt anodiseret
- Vægt: 275 g



DRIVRINGE MED SKRIDSIKRE INDSATSER

Drivringe med skridsikre indsatser af miljøvenlig silikone giver et optimalt greb, hvilket gør kørestolen lettere at manøvrere og køre.

NOVA P

Varenr. 21P24M


- 6 lasker
- Sort pulverlakeret
- Silikonestrips for bedre greb
- Gode skridsikre egenskaber, selv i våd tilstand
- Vægt: 590 g



NOVA H

Varenr. 21P24N

- 6 lasker
- Sort hårdt anodiseret
- Silikonestrips for bedre greb
- Gode skridsikre egenskaber, selv i våd tilstand
- Vægt: 590 g



ORBIT H

Varenr. 21P24B

- 6 lasker
- Sort hårdt anodiseret
- Bred grebsflade med silikonestrips for optimal push-off
- Gode skridsikre egenskaber, selv i våd tilstand
- Vægt: 776 g



SIMI

Varenr. 21P24E / 21P24R

- 6 lasker
- Sort hårdt anodiseret eller blankt anodiseret aluminium
- Skridsikker silikoneindsats, der giver bedre greb og gør det lettere at manøvrere og skubbe kørestolen
- Vægt: 825 g



TITANIUM

Varenr. 21P24K

- 6 lasker, 2 mm tykke
- Laskerne kan justeres med +/- 2 mm
- Ø19 mm
- Vægt: 404 g



MAGNESIUM

Varenr. 21P24H

- Montering med 6 nitter
- Kan justeres med +/- 1 mm
- Vægt: 215 g



ULTRALIGHT ALUMINIUM

Varenr. 21P24I

- 6 lasker med et hul
- Ø19 x 0,8 mm
- Laskerne kan justeres med +/- 2 mm
- Vægt: 211 g



LIZARD GRIP

Varenr. 21P24J

- Ekstra gribeevne - god til tetraplegikere og sport
- Sort skum 65 SHA
- Tykkelse 1 mm
- Opfylder alle EU-regler
- Baseret på PVC
- Friktionskoefficient på 0,7
- Vægt: 570 g



Mobilex TRI-GRIP

Varenr. 21724Z



Yderligere oplysninger?

På disse sider finder du et lille udvalg af vores omfattende produktsortiment. Se hele vores sortiment på vores hjemmeside www.mobilex.dk. Scan QR-koden og kom direkte ind på vores hjemmeside, hvorfra du også kan downloade vores katalog.

