

# ROLLATOREN

MOBILEX AUSWAHL AN ROLLATOREN



# INHALTSVERZEICHNIS

LEOPARD Rollator.....	3
GEPARD Rollator.....	4
BUFFALO HD Rollator.....	4
PANDA COMFORT Rollator.....	5
PANDA ROYAL Rollator.....	5
TIGER & TIGER OUTDOOR Rollator.....	6
LION Rollator.....	7
PANTHER Rollator.....	7
PUMA AIR Rollator.....	8
JAGUAR Rollator.....	9
IMPALA Rollator.....	9
ZUBEHÖR.....	10
BISON Gehtrainer.....	11
DYNAWALK Gehtrainer.....	11

## Allgemeine Beschreibung

Mobilex hat's bedienerfreundlich, qualitativ hochwertig, stabil, leicht und bunt. Die passenden Rollatoren für jede Situation - was immer Sie suchen, Sie werden es finden. Unser umfangreiches Sortiment an Rollatoren bietet für jeden Geschmack und für jede Anwendung das passende Modell.

Auch wenn unsere Modelle stets die Namen schneller Tiere tragen, so sind es doch Sie selbst, die das Tempo der Fortbewegung bestimmen, genauso wie Form und Farbe. So sind alle Mobilex-Rollatoren selbstverständlich mit gut haftenden und leicht bedienbaren Bremsen zu Ihrer Sicherheit ausgestattet. Eine leichte und sehr stabile Rahmenkonstruktion sorgt zudem für die nötige Stabilität beim Fahren oder beim Sitzen, wenn Sie sich mal eine kleine Pause gönnen möchten. Mobilex-Rollatoren gibt es auch bis zu einer Gewichtsbelastung von bis zu 200 kg und Sitzbreiten bis zu 56 cm. Mit einer maximalen Auszugslänge der Schiebestangen bis zu 112 cm finden auch die Größten unter Ihnen sicher das passende Modell. Ob Indoor oder eine Outdoornutzung über Stock und Stein decken wir für Sie jeden Einsatzbereich ab. Auch für Patienten mit Arthritis haben wir zwei moderne und formschöne Modelle im Repertoire. Tauchen Sie auf den nächsten Seiten ein in die vielfältige Welt der Mobilex-Rollatoren und deren umfangreiches Zubehör. Sollte ein passendes Modell wider Erwarten nicht dabei sein, so sprechen Sie uns bitte an.

### Weitere Informationen?

Auf diesen Seiten finden Sie eine Auswahl unserer umfangreichen Produktpalette. Wenn Sie sich für unser gesamtes Sortiment interessieren, laden wir Sie ein, unsere Website [www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk) zu besuchen, wo Sie alle Produkte ansehen und unseren Katalog herunterladen können. Der QR-Code führt Sie direkt zu unserer Website.



# LEOPARD ROLLATOR



Der Mobilex-Rollator **Leopard** hat einen Aluminiumrahmen, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat große, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Der Rollator Leopard wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen und ist optional auch mit Softrädern lieferbar.




Leopard mit Softrädern



Rollator Leopard HMV-Nr. 10.50.04.1212	Standard 312301 (rot) 312304 (anthrazit) 312309 (blau) 312300 (grün) 312303 (platin)	Standard+Softräder 312308 (rot) 312306 (anthrazit) 312314 (blau) 312313 (grün) 31230A (platin)	Small 312302 (anthrazit) 312319 (rot)	X-Small 31230K (anthrazit)	Small+Softräder 312318 (anthrazit) 31230E (rot)
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	63 - 79 cm	66 - 86 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	130 - 165 cm	135 - 170 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	62 cm	55 cm	50 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	6,9 kg	7,3 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion				
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm				



# GEPARD ROLLATOR



Der Mobilex-Rollator **Gepard** hat einen Rahmen aus Carbon mit weiteren Teilen aus Aluminium. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Die Ausstattung entspricht dem Rollator Leopard. Der Rollator Gepard ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg bzw. die Version HD ist für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen. Beide Versionen sind optional auch mit Softrädern lieferbar.



Gepard HMV-Nr. 10.50.04.1245 * HMV-Nr. 10.50.04.2018	Standard 312401 (schwarz) 312403 (gelb) 312404 (lila/schwarz)	Mit SOFT Rädern 312406 (schwarz) 312407 (gelb) 312408 (lila/schwarz)	Small 312402 (schwarz)	HD * 312405 (schwarz)	Small+Softräder 312409 (schwarz)
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm	46 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg	5,2 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion				
<i>Radgrößen</i>	vorne und hinten: 200 x 35 mm				

# BUFFALO HD ROLLATOR



Der Mobilex-Rollator **Buffalo HD** hat einen grauen Aluminiumrahmen der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Seine Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt, um eine höhere Last zu tragen. Die maximale Tragfähigkeit erreicht daher 200 kg. Er hat große, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe sind die Grundlagen für einen bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Rückengurt sowie einen Stockhalter. Darüber hinaus ist eine große Auswahl an Zubehör verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen.



Buffalo HD HMV-Nr. 10.50.04.2012	Standard 312305	Small 312307	Standard mit SOFT Rädern 312385	Small mit SOFT Rädern 312387
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	150 - 200 cm	125 - 170 cm	150 - 200 cm	125 - 170 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	7,8 kg	7,5 kg	7,9 kg	7,6 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion			
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm			



# PANDA COMFORT ROLLATOR

Der Mobilex Outdoor-Rollator **Panda Comfort** hat einen dunkelblauen Aluminiumrahmen. Der Rollator lässt sich leicht zusammenklappen und nimmt im zusammengeklappten Zustand nur wenig Platz ein und ist leicht zu transportieren. Durch die großen, weichen Räder ist der Rollator sehr stabil und leicht zu manövrieren. Er ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch Außenbereich geeignet und die großen Räder sorgen für eine gute Stoßdämpfung. Die Schiebegriffe lassen sich sehr einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellen. Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar. Am Rahmen nahe der Hinterräder sind zwei Ankipphilfen angebracht, um das Überwinden von kleineren Hindernissen zu erleichtern. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche, einen Rückengurt und einen Stockhalter. Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.



<b>Panda Comfort</b>	<b>312601</b>
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	77,5 - 99,1 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	160 - 200 cm
<i>Sitzhöhe</i>	59 cm
<i>Abmessungen des Sitzes (Breite x Tiefe)</i>	45,5 x 19 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	45,5 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	77,5 cm
<i>Gewicht mit Zubehör</i>	9,44 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 285 mm x 45 mm

# PANDA ROYAL ROLLATOR

Der Mobilex Outdoor-Rollator **Panda Royal** hat einen lila und schwarzen Rahmen aus Carbon mit weiteren Teilen aus Aluminium. Der Rollator lässt sich leicht zusammenklappen und nimmt im zusammengeklappten Zustand nur wenig Platz ein und ist leicht zu transportieren. Durch die großen, weichen Räder ist der Rollator sehr stabil und leicht zu manövrieren. Er ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch Außenbereich geeignet und die großen Räder sorgen für eine gute Stoßdämpfung. Die Schiebegriffe lassen sich sehr einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellen. Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar. Am Rahmen nahe der Hinterräder sind zwei Ankipphilfen angebracht, um das Überwinden von kleineren Hindernissen zu erleichtern. Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche, einen Rückengurt und einen Stockhalter. Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.



<b>Panda Royal</b>	<b>312602</b>
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	80,8 - 99,3 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	160 - 200 cm
<i>Sitzhöhe</i>	59 cm
<i>Abmessungen des Sitzes (Breite x Tiefe)</i>	45,5 x 19 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	45,2 - 46,2 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	71,7 cm
<i>Gewicht</i>	8,4 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 283 mm x 42/43 mm



# TIGER / TIGER OUTDOOR ROLLATOR

Die Mobilex Arthritis Rollatoren **Tiger** und **Tiger Outdoor** basieren auf den eleganten Rollatorenrahmen Leopard (Tiger) bzw. Lion (Tiger Outdoor) und verfügen daher auch über deren Eigenschaften und Funktionen. Zusätzlich sind die weichen und bequemen Unterarmstützen mit ihren Bremsgriffen in Tiefe und Höhe einstellbar. Beim Modell 312202, 312205 und 312206 sind die Armauflagen zusätzlich im Winkel verstellbar. Die Rollatoren sind ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Sie haben große, leichtlaufende Räder und verfügen über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung sind die Rollatoren gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Standardmäßig verfügen die Rollatoren über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche. Der Rollator Tiger Standard ist nur für den Innenbereich auf ebenen Böden und für ein Benutzergewicht bis 150 kg zugelassen. Das Modell Tiger Outdoor ist auch für den Außenbereich und ein Benutzergewicht bis 200 kg zugelassen.



Tiger & Tiger Outdoor (* mit drehbaren Armauflagen) HMV-Nr.10.46.04.0016 *HMV-Nr.10.46.04.0020 HMV-Nr. 10.50.04.3002 (Tiger Outdoor)	Standard 312201 (grau) 312211 (rot) 312202 (braun) *	Outdoor 312205 (grau) * 312206 (braun) *
Schiebestangen höhenverstellbar	90 cm – 115 cm	87 - 110 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	140 - 185 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Sitzbreite / Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	77 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	9,5 kg	12 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen (vorne / hinten)	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm



# LION ROLLATOR

Der Mobilex-Rollator **Lion** ist ein für abseits asphaltierte und gepflasterte Wege entwickelter Rollator, der mit seinen großen Rädern auch vor Hindernissen nicht zurückschreckt bei denen Sie mit anderen Rollatoren nur schwerlich weiterkommen würden. Die großen und weichen Räder gewährleisten eine bequeme Fahrt auch über holpriges Kopfsteinpflaster und nicht ganz ebene Kies- oder Feldwege. Der Rollator lässt sich für einen geringen Platzbedarf leicht in Querrichtung zusammenfallen und ist daher sehr leicht im Auto zu transportieren oder zu Hause abzustellen. Er verfügt serienmäßig über eine reißfeste bequeme textile Sitzfläche, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Stockhalter und einen Rückengurt. Der Rollator ist in zwei Farben (braun oder anthrazitgrau) lieferbar und für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen.



Lion HMV-Nr. 10.50.04.2015	Standard 312372 (anthrazitgrau) 312374 (braun metall.)	Small 312371 (anthrazitgrau) 312373 (braun metall.)
Schiebestangen höhenverstellbar	90-112 cm	77-90 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	170 - 220 cm	165 - 175 cm
Sitzhöhe	62 cm	53 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	68 / 26 cm	68 / 26 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	56 cm	56 cm
Länge (Tiefe)	76 cm	76 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	9,3 kg	9,0 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen (Softräder)	Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm	

# PANTHER ROLLATOR

Neuer, verbesserter Panther-Rollator mit kürzerem Radstand und ist dadurch leichter zu manövrieren im Vergleich zum Vorgängermodell

Der Mobilex-Rollator **Panther** hat einen champagnerfarbenen Aluminiumrahmen, der sich leicht seitwärts zusammenklappen lässt, sodass er leicht zu transportieren ist. Der Sitz ist aus strapazierfähigem, langlebigem Material gefertigt, das dem Benutzer Komfort und Stabilität bietet. An der Vorderseite befindet sich eine abnehmbare und mit zwei Griffen versehene Tasche. Der Rollator ist stabil und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich gut geeignet. Die Schiebegriffe können ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen ausgestattet, die an den Hinterrädern bremsen. Am Rahmen ist eine Ankipphilfe integriert, um das Überwinden von kleineren Hindernissen zu erleichtern. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen und ist in zwei Größen, Standard und Small, lieferbar.



Panther	Small 318003	Standard 318004
Schiebestangen höhenverstellbar	70,5-92,9	77,3 - 100 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	140 - 187 cm	150 - 195 cm
Sitzhöhe	55 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	67,3 / 22 cm	66,9 / 22 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	46,5 cm / 49,2 cm	45,1 cm / 47,7 cm
Länge (Tiefe)	67 cm	66,5 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	6,8 kg	6,8 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 34 mm	



# PUMA AIR ROLLATOR

Der Mobilex-Rollator **Puma Air** ist ein neu entwickelter Outdoor-Rollator in hoher Qualität. Der Rollator hat einen Aluminiumrahmen in mattschwarz oder rot, sowie extra große 12" (295 mm) Luftreifen, die für mehr Stabilität auf schwierigem Untergrund sorgen. Die Schiebegriffe können einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden. Darüber hinaus kann der Rollator sehr leicht mit einem Handgriff gefaltet werden, indem die Schlaufe am Sitz nach oben gezogen wird. Standardmäßig verfügt der Puma Air Rollator über einen Rückengurt, einen Getränkehalter, einen Stockhalter und eine moderne, geschlossene Tasche. Mit seinen großen Luftreifen eignet er sich besonders für den Außenbereich, aber auch für den Innenbereich, da er nur 65 cm breit ist. Insgesamt wiegt der Rollator 9,78 kg und ist leicht zu transportieren. Er ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.



<b>Puma Air</b>	<b>312501+02</b>
Schiebestangen höhenverstellbar	82 - 99 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	160 - 200 cm
Sitzhöhe	59 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	65 cm / 26 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	40 cm
Länge (Tiefe)	76,4 cm
Gewicht	9,78 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen	Vorne und hinten: 295 mm (12") x 45 mm



312560

**Zubehör:**  
Tablett, das einfach am Rollator befestigt wird (statt des Rückengurts).





# JAGUAR ROLLATOR



Der Mobilex-Rollator **Jaguar** hat einen Rahmen aus Aluminium und kann leicht zusammengeklappt werden. Der Rollator ist **nur** für die Nutzung im Innenbereich zugelassen und ist für eine Belastung bis 100 kg getestet. Der **Jaguar SUPREME** hat ein besonders wertiges Design mit Teilen in Holzoptik und mit neuen silberfarbenen Rädern. Auch das Tablett des Rollators ist in der Holzoptik gehalten. Der Bremsbügel ist leicht zu arretieren.



Jaguar	Verschiedenfarbig	SUPREME
Schiebestangenhöhe	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Faltmaße (H x B x T)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Gesamtbreite	54,5 cm	56,5 cm
Länge offen / geschlossen	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Gewicht	6,3 kg	6,0 kg
Tragkraft (Rollator / Tasche)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne und hinten: 7" (175 x 27 mm)	

# IMPALA ROLLATOR

Der Mobilex-Rollator **Impala** hat einen blau-metallic farbigen Aluminiumrahmen. Das Faltsystem ermöglicht ein Zusammenklappen und reduziert den Platzbedarf im gefalteten Zustand auf ein Minimum. Der Rollator ist mit Stockhalter, sowie gepolsterter Sitz und Rückenlehne und einer praktischen Tasche unter dem Sitz ausgestattet. Leicht zum Auf- und Zuklappen ist der Rollator mit seinen großen 200 mm Rädern für eine Verwendung sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen geeignet. Die anatomisch geformten Schiebegriffe lassen sich in der Höhe an den Benutzer anpassen und ermöglichen ein bequemes und sicheres Vorankommen. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen an den Hinterrädern ausgestattet.



Impala HMV-Nr. 10.50.04.1187	Standard 312060	Hoch 312061	Breit 312062
Schiebestangen höhenverstellbar	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
Sitzhöhe	53 cm	63 cm	53 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	48 cm	49 cm	53 cm
Länge (Tiefe)	70 cm	75 cm	70 cm
Gewicht	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion		
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 35 mm		




# ZUBEHÖR

Eine kleine Auswahl an Zubehör erhältlich für unsere Mobilex-Rollatoren. Die gesamte Auswahl ist im Katalog oder auf [www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk) zu finden.




Regenschirm



Einhandbremse



Sauerstoffhalter



Netztasche



Klingel



LED-Lampen



Hoher Rückengurt



Tablett



Fester Sitz



Schließbare Tasche



Schleifbremse



Rolloguard

\* Nur für die Rollatoren Buffalo, Gepard, Leopard, Lion und Tiger

\*\* Nur für die Rollatoren Buffalo, Gepard, Leopard und Tiger



# BISON GEHTRAINER

Der Mobilex **Bison** Gehtrainer ist eine Mobilitätshilfe zur Erlernung bzw. zum Training des aktiven Gehens und kann zur Unterstützung bei Gleichgewichtsstörungen dienen. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und bietet mehrere Verstellfunktionen: die Armauflagen sind durch die Gasfederunterstützung sehr einfach in der Höhe zu verstellen. Die Armauflagen sind auch in der Breite verstellbar. Die Handgriffe mit den Bremshebeln sind winkelverstellbar. Alle diese Einstellungen können ohne Werkzeug durchgeführt werden. Die handbetätigten Bremsen wirken auf die Hinterräder und alle vier Räder sind mit Feststellbremsen ausgestattet. Die geringe Breite ermöglicht auch enge Passagen.



## Zubehör:

Ein Gurtsystem zur Gehunterstützung und Sicherheit (Art.Nr. 313380) ist als Zubehör verfügbar. Das einzigartige Gurtsystem wird einfach am Rahmen befestigt



Bison HMV-Nr. 10.46.02.1022	313300
Breite des Rahmens an den hinteren Rädern	66,0 cm
Breite der Armauflagen min. - max.	66,0 - 80,0 cm
Abstand zwischen den Handgriffen	34,0 cm
Höhe min. - max.	102,2 - 143,0 cm
Länge	86,0 cm
Gewicht	18,3 kg
Tragkraft	150 kg

# DYNAWALK GEHTRAINER

Der Mobilex **DynaWalk** Gehtrainer ist eine Mobilitätshilfe zur Erlernung bzw. zum Training des aktiven Gehens und kann zur Unterstützung bei Gleichgewichtsstörungen dienen. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und bietet mehrere Verstellfunktionen: die Armauflagen sind in der Höhe einstellbar, die Handgriffe sind winkelverstellbar. Die Breite kann durch das Kreuzgelenk leicht angepasst werden. Alle diese Einstellungen können ohne Werkzeug durchgeführt werden. Der Gehtrainer verfügt über einen hochverstellbaren Sicherheitsbügel an der Hinterseite und das Modell 313001 auch über eine Geschwindigkeitsreduzierbremse an den Hinterrädern. Alle vier Räder haben eine Feststellbremse.



DynaWalk HMV-Nr. 10.46.02.1016	Standard 313001	Brake 313002
Belastbarkeit	135 kg	135 kg
Gewicht	12,5 kg	12,5 kg
Länge	82 cm	82 cm
Breite (einstellbar)	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
Höhe Armauflagen (einstellbar)	100 - 123 cm	100 - 123 cm
Max. Höhe der Handgriffe	136 cm	136 cm
Bremsen vorne	2 x feststellbar mit Fußpedal	2 x feststellbar mit Fußpedal
Bremsen hinten	2 x feststellbar mit Fußpedal und Geschwindigkeitsreduktionsbremse	2 x feststellbare Bremsen mit Betätigung am Handgriff








## MODERNE HILFSMITTEL ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

Wir bieten eine große Auswahl an Hilfsmitteln und Ersatzteilen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen an. Alle unsere Mobilex-Produkte sind von bester Qualität und erfüllen die besonderen Bedürfnisse der Benutzer.



Besuchen Sie uns auf [www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)



Tel. +45 8793 2220  
Fax +45 8793 1777  
[www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)

Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg