

NYHED



Eneste af sin slags på markedet

PANDA ROYAL

Varenr. 312602 / HMI-nr. 137086

Udendørsrollator i kulfiber

- Lilla/sort kulfiberramme
- Totalvægt på kun 8,4 kg
- Rollatoren kan let klappes sammen, når den skal transporteres eller opbevares
- Meget stabil rollator, som takket være de store softhjul er nem at køre med
- De store softhjul sørger ligeledes for en god stødabsorbering
- I køreposition er den sikret mod uønsket oplåsning
- Højkvalitetsbremser med parkeringsbremsefunktion



- Både rammen og håndtagene er optimalt designet, så de giver den bedst mulige komfort
- Stort tilbehørsprogram er tilgængeligt
- Testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg

Som standard er Panda Royal udstyret med:

- en transportlås
- en aftagelig, lukket indkøbstaske
- et rygbælte
- en stokkeholder

Scan QR-koden
og læs mere:



Forventes på lager medio november 2024

NYHED



Eneste af sin slags på markedet

PANDA ROYAL

Varenr. 312602

Udendørsrollator i kulfiber



Panda Royal	312602
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	80,8 - 99,3 cm
Anbefalede brugerhøjde	160 - 200 cm
Sædehøjde	59 cm
Mål på sæde (bredde x dybde)	45,5 x 19 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	45,2 - 46,2 cm
Længde (dybde)	71,7 cm
Vægt	8,4 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 283 mm x 42/43 mm