

NEUHEIT



Absolute Alleinstellung auf dem Markt

PANDA ROYAL

Art.Nr. 312602

Outdoor-Rollator aus Carbon

- Lila/schwarzer Rahmen aus Carbon
- Gesamtgewicht von nur 8,4 kg
- Der Rollator lässt sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenklappen
- Sehr stabil und dank der leicht laufenden Räder ist er leicht zu manövrieren
- Die großen Softräder sorgen für eine gute Stoßdämpfung
- In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert
- Verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen



- Die optimale Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort
- Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar
- Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen

Standardmäßig verfügt der Rollator über:

- eine Transportsicherung
- eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche
- einen Rückengurt
- einen Stockhalter

QR-Code scannen
und mehr erfahren:



Voraussichtlich lieferbar Mitte November 2024

NEUHEIT



Absolute Alleinstellung auf dem Markt

PANDA ROYAL

Art.Nr. 312602

Outdoor-Rollator aus Carbon



Panda Royal	312602
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	80,8 – 99,3 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	160 - 200 cm
<i>Sitzhöhe</i>	59 cm
<i>Abmessungen des Sitzes (Breite x Tiefe)</i>	45,5 x 19 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	45,2 - 46,2 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	71,7 cm
<i>Gewicht</i>	8,4 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 283 mm x 42/43 mm