

Neuentwickelter, einzigartiger Outdoor-Rollator

High Quality Outdoor-Rollator

- 12" Luftreifen dienen für mehr Komfort
- Kann sehr leicht mit einem Handgriff gefaltet werden
- Einfach höhenverstellbar
- Nur 65 cm breit und eignet sich deswegen auch für den Innenbereich
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen



Standardmäßig verfügt der Rollator über:

- einen Rückengurt
- einen Getränkehalter
- einen Stockhalter
- eine moderne, geschlossene Tasche



Zubehör: Tablett, das einfach am Rollator befestigt wird (statt des Rückengurts).

QR-Code scannen
und mehr erfahren:



PUMA AIR



Neuentwickelter, einzigartiger Outdoor-Rollator



Puma Air	312501+02
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	82 – 99 cm
<i>Empfohlen für Benutzergröße von</i>	160 - 200 cm
<i>Sitzhöhe</i>	59 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	65 cm / 26 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	40 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	76,4 cm
<i>Gewicht</i>	9,78 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 295 mm (12") x 45 mm