

## Turtle

Varenr. 271045 / 271145

Turtle er en enkel, men solid og let transportkørestol lavet i en stilfuld, sølvfarvet aluminiumsramme. Turtle har nok funktioner til at gøre brugen behagelig og pålidelig uden at gøre den for kompliceret.

Turtle har følgende funktioner:

- Sammenklappelig ramme
- Armlæn
- Aftagelige fodstøtter
- Aftageligt, vaskbart sædebetræk
- Parkerings- og ledsagerbremses
- Antitip-pedal
- Sædebredde 45 cm
- Testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Varenr. 271045



Varenr. 271145



Kan leveres i to forskellige modeller:

- Med 6" drejhjul foran og 14" soft PU-baghjul påmonteret
- Med 6" drejhjul foran og 22" PU-baghjul med quick release-akslers påmonteret

Scan QR-koden  
og læs mere:



**Forventes på lager i starten af december 2024**

## Turtle

Varenr. 271045 / 271145



271045



271145

Turtle	271045	271145
Siddebredde	45 cm	45 cm
Siddedybde indstillelig	42-48 cm	
Siddehøjde min./maks.	46,5 cm – 49,0 cm	
Totalbredde	62,4 cm	66,3 cm
Vinkel på ryglæn	10°	
Vægt	12,5 kg	16 kg
Maks. brugervægt	150 kg	