

Turtle

Art.Nr. 271045 / 271145

Einfacher, aber stabiler und leichter Transportrollstuhl mit einem eleganten silbernen Aluminiumrahmen. Turtle verfügt über genügend Funktionen, um den Gebrauch bequem und zuverlässig zu machen, ohne ihn zu kompliziert zu machen.

Turtle hat die folgenden Funktionen:

- Faltbarer Rahmen
- Armlehnen
- Abnehmbare Fußstützen
- Abnehmbarer, waschbarer Sitzbezug
- Feststell- und Begleitbremse
- Kippschutz
- Sitzbreite 45 cm
- Geprüft und zugelassen für ein Benutzergewicht bis 150 kg



Art.Nr. 271045



Art.Nr. 271145



Erhältlich in zwei unterschiedlichen Modellen:

- Mit 6" Lenkrädern vorne und 14" Soft PU-Hinterrädern
- Mit 6" Lenkrädern vorne und 22" PU-Hinterrädern mit Steckachsen

QR-Code scannen
und mehr erfahren:



Voraussichtlich lieferbar Anfang Dezember 2024

Turtle

Art.Nr. 271045 / 271145



271045



271145

Turtle	271045	271145
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitztiefe verstellbar	42-48 cm	
Sitzhöhe verstellbar min./max.	46,5 cm – 49,0 cm	
Gesamtbreite	62,4 cm	66,3 cm
Rücken-Neigung	10°	
Gewicht	12,5 kg	16 kg
Tragfähigkeit	150 kg	