

Alu-Leichtgewichtsrollstuhl mit kippbarer Rückenlehne



Barracuda



Barracuda mit Trommelbremsen

- Die Rückenlehne ist bis 30° kippbar. Die Rückenlehne ist durch das Knopfdrücken einstellbar.
- Die Sitztiefe kann am Rollstuhl eingestellt werden (von 42 cm bis 48 cm).
- Die Vorderräder und die 24" Hinterräder sind mit Steckachsen ausgerüstet, der Radstand und die Sitzhöhe sind einstellbar.
- Die hochklappbaren Armlehnen sind einfach mittels eines Knopfverschlusses und ohne Werkzeug in der Höhe verstellbar.
- Die Schiebegriffe sowie die Fußstützen sind höhenverstellbar.

Serienmäßig verfügt Barracuda über:

- Ankipphilfe
- Pannensichere Bereifung
- Einen anpassbaren Velcro-Rücken
- Ein Standard-Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (die Sitztiefe ist anpassbar)

QR-Code scannen
und mehr erfahren:




Standard-Sitzkissen mit Inkontinenzbezug



Einstellbarer Velcro-Rücken

Alu-Leichtgewichtsrollstuhl mit kippbarer Rückenlehne



Sitztiefe und Radposition sind mehrfach einstellbar



Hochklappbare und verstellbare Armlehnen

Barracuda	271840	271844	271848	271851
Sitzbreite	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm
Sitztiefe verstellbar	einstellbar auf 42 cm, 44 cm, 46 cm oder 48 cm			
Sitzhöhe verstellbar min./max. *	von 45 bis 52,5 cm in Stufen von 1,5 cm			
Gesamtbreite	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm
Kantelung (Rücken-Neigung)	von 0 bis 30 Grad			
Gesamtgewicht	20,2 kg	20,5 kg	20,8 kg	21,35 kg
Tragfähigkeit	120 kg			


Differenz bei Trommelbremsen	272040	272044	272048	272051
Gesamtgewicht	20,7 kg	21 kg	21,30 kg	21,85 kg

Zubehör, das optional lieferbar ist:

- Winkel- und höhenverstellbare Beinstützen
- Kippsicherung
- Transferräder
- Kopfstütze



Kopfstütze



4" Transferräder



Kippschutz



Beinstütze