



STORT UDVALG AF TRANSPORTABLE KØRESTOLSRAMPER I ALUMINIUM



SC-ramper

Foldbar CH-køreskinner



Foldbar dørtrinsrampe

Hvis du søger en let og håndterbar rampe til at have med dig, så tilbyder vi også denne carbonfiberrampe. Den er let og meget stabil.




Enkeltfoldet carbonfiberrampe



MODERNE HJÆLPEMIDLER TIL SKARPE PRISER

Vi tilbyder et stort udvalg af hjælpemidler og reservedele til ældre og mennesker med funktionsnedsættelse. Alle vores Mobilex-produkter er af bedste kvalitet og imødekommer brugernes særlige behov.



Kig forbi på www.mobilex.dk

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg

Tlf. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk



GUMMIRAMPER

20 FORSKELLIGE HØJDER
I 3 FORSKELLIGE STANDARDLÆNGDER



K10012 - 11.2024



Mobilex-gummiramper har en skridsikker overflade og kan bruges både indendørs og udendørs.



Ramperne er lavet af genanvendeligt gummi (TPE) og indeholder ingen PVC eller andre skadelige ftalater. Godt for dig og miljøet.

Ramperne kan leveres i:

- 20 forskellige højder (4 - 72 mm)
- 3 standardbredder (900, 700 eller 1000 mm)



Gummiramper med lim

GUMMIRAMPER 700 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
30610L	10 x 100 x 700 mm
30612L	12 x 120 x 700 mm
30616L	16 x 150 x 700 mm
30620L	20 x 150 x 700 mm
30624L	24 x 150 x 700 mm
30628L	28 x 200 x 700 mm
30632L	32 x 200 x 700 mm
30636L	36 x 200 x 700 mm
30640L	40 x 250 x 700 mm
30644L	44 x 250 x 700 mm
30648L	48 x 250 x 700 mm

GUMMIRAMPER 1000 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
306042	4 x 40 x 1000 mm
306062	6 x 60 x 1000 mm
306082	8 x 80 x 1000 mm
306102	10 x 100 x 1000 mm
306122	12 x 120 x 1000 mm
306162	16 x 150 x 1000 mm
306202	20 x 150 x 1000 mm
306242	24 x 150 x 1000 mm
306283	28 x 200 x 1000 mm

GUMMIRAMPER 900 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
306040	4 x 40 x 900 mm
306060	6 x 60 x 900 mm
306080	8 x 80 x 900 mm
306100	10 x 100 x 900 mm
306120	12 x 120 x 900 mm
306160	16 x 150 x 900 mm
306200	20 x 150 x 900 mm
306240	24 x 150 x 900 mm
306280	28 x 200 x 900 mm
306320	32 x 200 x 900 mm
306360	36 x 200 x 900 mm
306400	40 x 250 x 900 mm
306440	44 x 250 x 900 mm
306480	48 x 250 x 900 mm
306520	52 x 300 x 900 mm
306560	56 x 300 x 900 mm
306600	60 x 300 x 900 mm
306640	64 x 350 x 900 mm
306680	68 x 350 x 900 mm
306720	72 x 350 x 900 mm

Gummiramper uden lim

GUMMIRAMPER 700 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
30652M	52 x 300 x 700 mm
30656M	56 x 300 x 700 mm
30660M	60 x 300 x 700 mm
30664M	64 x 350 x 700 mm
30668M	68 x 350 x 700 mm
30672M	72 x 350 x 700 mm

GUMMIRAMPER 1000 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
306282	28 x 200 x 1000 mm
306322	32 x 200 x 1000 mm
306362	36 x 200 x 1000 mm
306402	40 x 250 x 1000 mm
306442	44 x 250 x 1000 mm
306482	48 x 250 x 1000 mm
306522	52 x 300 x 1000 mm
306562	56 x 300 x 1000 mm
306602	60 x 300 x 1000 mm
306642	64 x 350 x 1000 mm
306682	68 x 350 x 1000 mm
306722	72 x 350 x 1000 mm

GUMMIRAMPER 900 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
306041	4 x 40 x 900 mm
306061	6 x 60 x 900 mm
306081	8 x 80 x 900 mm
306101	10 x 100 x 900 mm
306121	12 x 120 x 900 mm
306161	16 x 150 x 900 mm
306201	20 x 150 x 900 mm
306241	24 x 150 x 900 mm
306281	28 x 200 x 900 mm
306321	32 x 200 x 900 mm
306361	36 x 200 x 900 mm
306401	40 x 250 x 900 mm
306441	44 x 250 x 900 mm
306481	48 x 250 x 900 mm
306521	52 x 300 x 900 mm
306561	56 x 300 x 900 mm
306601	60 x 300 x 900 mm
306641	64 x 350 x 900 mm
306681	68 x 350 x 900 mm
306721	72 x 350 x 900 mm

Til fastgørelse på glatte overflader kan gummiramperne leveres med lim på bagsiden.

Til fastgørelse på sarte overflader, som eks. gulvtæpper og trægulve, anbefaler vi gummiramper uden lim.

Montagetilbehør



Montagesæt til gummiramper

Varenr. 306910

Består af to montagebeslag, som monteres i dørtrinnet. Herefter er det muligt at montere gummiramperne uden at bruge lim på underlaget.



Tilpasningstilbehør



Stiksavsklinge

Varenr. 306904

Passer til standardstiksæve. Anvendes til let og præcis tilskæring af alle Mobilex-gummiramper.



Limoverføringstape

Varenr. 306911 / 306912

Alle Mobilex-gummiramper leveres som standard med lim på bagsiden. Hvis du ønsker at bruge din rampe et andet sted, kan du bruge denne limoverføringstape.



Afrensere til limrester, 0,5 L

Varenr. 306905

Fjern nemt limrester på enten gummiramper eller underlag vha. dette rensemiddel.