

Gangbord til at lære at træne aktiv gang med



Tilbehør - varenr. 313380:

Et komplet siddesystem, som let påmonteres rammen, kan bestilles som tilbehør til Bison.

Bison er et ganghjælpemiddel til personer med gangbesvær eller balanceproblemer. Gangbordet er desuden yderst velegnet til genoptræning.

Gangbordet har forskellige funktioner og indstillingsmuligheder:

- De to bløde polyuretan-underarmsstøtter kan let indstilles i bredden til brugeren og hjælper brugeren med at opretholde en ret stilling under gang, idet de hviler hele underarmen på underarmsstøtten.
- Højden af gangbordet justeres let op eller ned vha. en gasfjeder.
- Håndtagene med bremsearme kan indstilles i både vinklen og i dybden.
- Baghjulene har retningsbremse og forhjulene totalbremse.
- Alle indstillinger foretages nemt uden brug af værktøj.
- Gangbordets smalle bredde gør det muligt at komme igennem smalle passager.
- Gangbordet er fremstillet i pulverlakeret aluminium og kun beregnet til indendørs brug.

Bison	313300
Rammebredde på baghjulene	66,0 cm
Bredde på armstøtterne min. - maks.	66,0 - 80,0 cm
Afstand mellem håndgreberne	34,0 cm
Højde min. - maks.	102,2 - 143,0 cm
Længde	86,0 cm
Vægt	18,3 kg
Maks. belastning	150 kg

Scan QR-koden
og læs mere:

