

Stabiler Gehtrainer zum aktiven Stehen und Laufen erlernen



Zubehör - Art.-Nr. 313380:
Ein Gurtsystem zur Gehunterstützung
ist als Zubehör verfügbar

Bison ist eine Gehhilfe für Menschen mit Geh- oder Gleichgewichtsproblemen. Der Gehtrainer ist auch sehr gut für die Rehabilitation geeignet.

Der Gehtrainer hat verschiedene Funktionen und Einstellmöglichkeiten:

- Die beiden weichen Unterarmauflagen aus Polyurethan (PU) lassen sich leicht in der Breite an den Benutzer anpassen und helfen dem Benutzer, beim Gehen eine aufrechte Haltung einzunehmen, indem der gesamte Unterarm auf der Unterarmauflage ruht.
- Die Höhe des Gehtrainers lässt sich mittels einer Gasfeder leicht nach oben oder unten verstellen.
- Die Handgriffe mit den Bremshebeln sind sowohl im Winkel als auch in der Tiefe verstellbar.
- Die Hinterräder werden über die Bremshebel betätigt und hat eine Richtungsbremse, die Vorderräder sind mit einer Feststellbremse ausgestattet.
- Alle Einstellungen lassen sich leicht und ohne Werkzeug vornehmen.
- Die geringe Breite des Gehtrainers ermöglicht es, auch durch enge Passagen zu gelangen.
- Der Gehtrainer besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

QR-Code scannen
und mehr erfahren:



Bison	313300
HMV-Nr. 10.46.02.1022	
Breite des Rahmens an den hinteren Rädern	66,0 cm
Breite der Armauflagen min. - max.	66,0 - 80,0 cm
Abstand zwischen den Handgriffen	34,0 cm
Höhe min. - max.	102,2 - 143,0 cm
Länge	86,0 cm
Gewicht	18,3 kg
Tragkraft	150 kg