

Turtle

Varenr. 271045 / 271145

Turtle er en enkel, men solid og let transportkørestol lavet i en stilfuld, sølvfarvet aluminiumsramme. Turtle har nok funktioner til at gøre brugen behagelig og pålidelig uden at gøre den for kompliceret.

Turtle har følgende funktioner:

- Sammenklappelig ramme
- Armlæn
- Aftagelige fodstøtter
- Aftageligt, vaskbart sædebetræk
- Parkerings- og ledsagerbremses
- Antitip-pedal
- Testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Varenr. 271045



Varenr. 271145



Kan leveres i to forskellige modeller:

- Med 6" drejhjul foran og 14" soft PU-baghjul påmonteret
- Med 6" drejhjul foran og 22" PU-baghjul med quick release-akslers påmonteret

Scan QR-koden og læs mere:



Forventes på lager i starten af december 2024

Turtle

Varenr. 271045 / 271145



271045



271145

| Turtle | 271045 | 271145 |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Siddebredde | 43 cm | 45 cm |
| Siddedybde | | 40 cm |
| Siddehøjde bagerst/forrest | 47 - 50 cm | 46,5 cm – 49,0 cm |
| Totalbredde | 62,4 cm | 66,3 cm |
| Vinkel på ryglæn | | 10° |
| Vægt | 12,1 kg | 16 kg |
| Maks. brugervægt | | 150 kg |