

## Eneste af sin slags på markedet

### Udendørsrollator med store softhjul

- Mørkeblå aluminiumsramme, som let kan klappes sammen, når den skal transporteres eller opbevares
- Meget stabil rollator, som takket være de store softhjul er nem at køre med
- De store softhjul sørger ligeledes for en god stødabsorbering
- I køreposition er den sikret mod uønsket oplåsning
- Højkvalitetsbremses med parkeringsbremsfunktion



- Både rammen og håndtagene er optimalt designet, så de giver den bedst mulige komfort
- Stort tilbehørsprogram er tilgængeligt
- Testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg

#### Som standard er Panda Comfort udstyret med:

- en transportlås
- en aftagelig, lukket indkøbstaske
- et rygbælte
- en stokkeholder

Scan QR-koden  
og læs mere:



*Ny, flot rød farve*

## Udendørsrollator med store softhjul



Varenr. 312603

*Forventes på lager i slutningen af februar 2025 - forudbestil den allerede nu*

Scan QR-koden  
og læs mere:



Panda Comfort	312601+03
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	77,5 - 99,1 cm
Anbefalede brugerhøjde	160 - 200 cm
Sædehøjde	59 cm
Mål på sæde (bredde x dybde)	45,5 x 19 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	45,5 cm
Længde (dybde)	77,5 cm
Vægt med tilbehør	9,44 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 285 mm x 45 mm