

## Absolute Alleinstellung auf dem Markt

### Outdoor-Rollator mit großen Softrädern

- Dunkelblauer Aluminiumrahmen, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenklappen lässt
- Sehr stabil und dank der leicht laufenden Räder ist er leicht zu manövrieren
- Die weichen Räder sorgen für eine gute Stoßdämpfung
- In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert
- Verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen



- Die optimale Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort
- Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar
- Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen

#### Standardmäßig verfügt der Rollator über:

- eine Transportsicherung
- eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche
- einen Rückengurt
- einen Stockhalter

QR-Code scannen  
und mehr erfahren:



## Neue, schöne rote Farbe

### Outdoor-Rollator mit großen Softrädern



Art.Nr. 312603

Voraussichtlich lieferbar Ende Februar 2025 - schon jetzt vorbestellen

QR-Code scannen  
und mehr erfahren:



|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Panda Comfort</b>                    | <b>312601+03</b>                 |
| Schiebestangen höhenverstellbar         | 77,5 - 99,1 cm                   |
| Empfohlen für Benutzergröße von         | 160 - 200 cm                     |
| Sitzhöhe                                | 59 cm                            |
| Abmessungen des Sitzes (Breite x Tiefe) | 45,5 x 19 cm                     |
| Innere Breite zwischen den Handgriffen  | 45,5 cm                          |
| Länge (Tiefe)                           | 77,5 cm                          |
| Gewicht mit Zubehör                     | 9,44 kg                          |
| Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)      | 150 kg / 5 kg                    |
| Bremsen                                 | 2 feststellbar mit Parkfunktion  |
| Radgrößen                               | Vorne und hinten: 285 mm x 45 mm |