

Turtle

Varenr. 271045 / 271145

Turtle er en enkel, men solid og let transportkørestol lavet i en stilfuld, sølvfarvet aluminiumramme. Turtle har nok funktioner til at gøre brugen behagelig og pålidelig uden at gøre den for kompliceret.

Turtle har følgende funktioner:

- Sammenklappelig ramme
- Armlæn
- Aftagelige fodstøtter
- Aftageligt, vaskbart sæde- og rygbetræk (vha. burrebånd)
- Parkerings- og ledsagerbremseser
- Antitip-pedal
- Testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Varenr. 271045



Varenr. 271145



Kan leveres i to forskellige modeller:

- Med 6" drejhjul foran og 14" soft PU-baghjul påmonteret
- Med 6" drejhjul foran og 22" PU-baghjul med quick release-akslers påmonteret

Scan QR-koden og læs mere:



Turtle

Varenr. 271045 / 271145



271045



271145

Turtle	271045	271145
Siddebredde		43 cm
Siddedybde		40 cm
Siddehøjde bagerst/forrest		47 - 50 cm
Totalbredde	62,4 cm	66,3 cm
Vinkel på ryglæn		10°
Vægt	12,1 kg	13,4 kg
Maks. brugervægt		150 kg