

Turtle

Art.Nr. 271045 / 271145

Einfacher, aber stabiler und leichter Transportrollstuhl mit einem eleganten silbernen Aluminiumrahmen. Turtle verfügt über genügend Funktionen, um den Gebrauch bequem und zuverlässig zu machen, ohne ihn zu kompliziert zu machen.

Turtle hat die folgenden Funktionen:

- Faltbarer Rahmen
- Armlehnen
- Abnehmbare Fußstützen
- Abnehmbarer, waschbarer Sitz- und Rückenbezug (mittels Klettverschluss)
- Feststell- und Begleitbremse
- Kippschutz
- Geprüft und zugelassen für ein Benutzergewicht bis 150 kg



Art.Nr. 271045



Art.Nr. 271145



Erhältlich in zwei unterschiedlichen Modellen:

- Mit 6" Lenkrädern vorne und 14" Soft PU-Hinterrädern
- Mit 6" Lenkrädern vorne und 22" PU-Hinterrädern mit Steckachsen

QR-Code scannen
und mehr erfahren:



Turtle

Art.Nr. 271045 / 271145



Turtle	271045	271145
Sitzbreite		43 cm
Sitztiefe		40 cm
Sitzhöhe hinten/vorne		47 - 50 cm
Gesamtbreite	62,4 cm	66,3 cm
Rücken-Neigung		10°
Gewicht	12,1 kg	13,4 kg
Tragfähigkeit		150 kg