

Indendørsrollator



312410



312411



312412



312413



312415 - SUPREME

- Aluminiumsramme, som let kan foldes sammen.
- Letvægtsrollator, som er meget stabil og kører ekstremt let.
- Udstyret med 4 letløbende hjul.
- De to påmonterede bremses aktiveres let vha. den lange bremsebøjle.
- Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt på maks. 100 kg.
- Kun til indendørs brug.

Som standard er rollatoren udstyret med:

- en taske
- en aftagelig bakke

Jaguar	Forskellige farver	SUPREME
Højde af skubbehåndtag	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Mål af foldet rollator (H x B x D)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Totalbredde	54,5 cm	56,5 cm
Længde åben / sammenfoldet	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Vægt	6,3 kg	6,0 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)	



312418
SUPREME



312414



312416

312417