

Indoor-Rollator



312410



312411



312412



312413



312415 - SUPREME

- Aluminiumrahmen, der sich für Aufbewahrung leicht zusammenklappen lässt.
- Leichter Rollator, der sehr stabil und leicht zu manövrieren ist.
- Mit vier leichtgängigen Rädern ausgestattet.
- Mit zwei feststellbaren Bremsen ausgestattet, die mittels eines Bügels betätigt werden.
- Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 100 kg getestet und zugelassen.
- Nur für die Nutzung im Innenbereich zugelassen.

Standardmäßig verfügt der Rollator über:

- eine Tasche
- ein abnehmbares Tablett

Jaguar	Verschiedenfarbig	SUPREME
Schiebestangenhöhe	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Faltmaße (H x B x T)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Gesamtbreite	54,5 cm	56,5 cm
Länge offen / geschlossen	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Gewicht	6,3 kg	6,0 kg
Tragkraft (Rollator / Tasche)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne und hinten: 7" (175 x 27 mm)	



312418
SUPREME



312414



312416

312417