

NYHED



Komfort og fleksibilitet forenet i én stol

TOILETSTOL

Varenr. 302013

- Kan bruges som både:
 - Toiletstol
 - Forhøjet toiletsæde
 - Badestol
- Lavet i letvægtsmateriale
- Med blødt, aftageligt PU-sæde og -ryg
- Med opklappelige armlæn, så brugeren nemt kan komme ind og ud af stolen
- Kan nemt højdejusteres uden brug af værktøj



Stolen leveres som standard med:

- Toiletpand med låg
- Lille sidebakke*
- Toiletpapirholder*

*kan monteres i begge sider



Dimensioner	Toiletstol med toiletpand 302013
Totalmål (L x B x H)	51,6-58,7 x 64,5-67,5 x 72-92 cm
Mål foldet (L x B x H)	51,5 x 64,5 x 72 cm
Bredde mellem armlæn	44 cm
Højde indstillelig	72-92 cm
Sædehøjde indstillelig	44,5 - 64,5 cm
Vægt	7,0 kg
Maks. brugervægt	150 kg

Scan QR-koden
og læs mere:



Forventes på lager starten af juli 2025