

Absolute Alleinstellung auf dem Markt

Outdoor-Rollator mit großen Softrädern

- Dunkelblauer Aluminiumrahmen, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenklappen lässt
- Sehr stabil und dank der leicht laufenden Räder ist er leicht zu manövrieren
- Die weichen Räder sorgen für eine gute Stoßdämpfung
- In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert
- Verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen



- Die optimale Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort
- Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar
- Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen

Standardmäßig verfügt der Rollator über:

- eine Transportsicherung
- eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche
- einen Rückengurt
- einen Stockhalter

QR-Code scannen
und mehr erfahren:



PANDA COMFORT



Neue, schöne rote Farbe

Outdoor-Rollator mit großen Softrädern



Art.Nr. 312603

QR-Code scannen
und mehr erfahren:



Panda Comfort	312601+03
Schiebestangen höhenverstellbar	77,5 – 99,1 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	160 - 200 cm
Sitzhöhe	59 cm
Abmessungen des Sitzes (Breite x Tiefe)	45,5 x 19 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	45,5 cm
Länge (Tiefe)	77,5 cm
Gewicht mit Zubehör	9,44 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen	Vorne und hinten: 285 mm x 45 mm