

PANDA COMFORT

- Dunkelblauer oder roter Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Durch die großen Räder für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet, da die für eine gute Stoßdämpfung sorgen.
- Die Schiebegriffe lassen sich ohne Werkzeug in der Höhe verstellen.
- Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar.
- Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche, einen Rückengurt und einen Stockhalter.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.

Panda Comfort HMV-Nr. 10.50.04.1274	312601+312603
Schiebestangen höhenverstellbar	77,5 – 99,1 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	160 - 200 cm
Sitzhöhe	59 cm
Abmessungen des Sitzes (Breite x Tiefe)	45,5 x 19 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	45,5 cm
Länge (Tiefe)	77,5 cm
Gewicht mit Zubehör	9,44 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen	Vorne und hinten: 285 mm x 45 mm



PANDA ROYAL

- Outdoor-Rollator mit einem lila/schwarzen Carbon-Rahmen
- Gesamtgewicht von nur 8,4 kg
- Zusammenfaltbarer Rahmen
- Durch die großen Räder für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet, da die für eine gute Stoßdämpfung sorgen.
- Die Schiebegriffe lassen sich ohne Werkzeug in der Höhe verstellen.
- Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar.
- Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, eine abnehmbare, geschlossene Einkaufstasche, einen Rückengurt und einen Stockhalter.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.


Panda Royal	312602
Schiebestangen höhenverstellbar	80,8 – 99,3 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	160 - 200 cm
Sitzhöhe	59 cm
Abmessungen des Sitzes (Breite x Tiefe)	45,5 x 19 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	45,2 - 46,2 cm
Länge (Tiefe)	71,7 cm
Gewicht	8,4 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen	Vorne und hinten: 283 mm x 42/43 mm



ZUBEHÖR

Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Zubehör erhältlich für unsere Mobilex-Rollatoren.

Die gesamte Auswahl ist im Katalog oder auf www.mobilex.dk zu finden.



PANTHER

- Champagnerfarbener Aluminiumrahmen, der sich leicht seitwärts zusammenfallen lässt.
- Der Rollator ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich gut geeignet.
- Die Schiebegriffe lassen sich ohne Werkzeug in der Höhe verstellen.
- Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar.
- Standardmäßig verfügt der Rollator über eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Rückengurt und einen Stockhalter.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.

Panther HMV-Nr. 10.50.04.1272	Small 318003	Standard 318004
Schiebestangen höhenverstellbar	70,5-92,9	77,3 - 100 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	140 – 187 cm	150 – 195 cm
Sitzhöhe	55 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	67,3 / 22 cm	66,9 / 22 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	46,5 cm / 49,2 cm	45,1 cm / 47,7 cm
Länge (Tiefe)	67 cm	66,5 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	6,8 kg	6,8 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 34 mm	Vorne und hinten: 200 x 34 mm



IMPALA


- Blau-metallic Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet mit den großen 200 mm Rädern.
- Mit Stockhalter, gepolsterter Rückenlehne und einer praktischen Tasche unter dem Sitz ausgestattet.
- Anatomisch geformte Schiebegriffe, die in der Höhe verstellt werden können.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.

Impala HMV-Nr. 10.50.04.1187	Standard 312060	Hoch 312061	Breit 312062
Schiebestangen höhenverstellbar	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
Sitzhöhe	53 cm	63 cm	53 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	48 cm	49 cm	53 cm
Länge (Tiefe)	70 cm	75 cm	70 cm
Gewicht	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion		
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 35 mm		



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg

Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk



K1 0005 - 05.2025



ROLLATOREN

MOBILEX AUSWAHL AN ROLLATOREN



LEOPARD



- Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Große und leichtlaufende Räder.
- Verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen.
- Wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.
- Optional auch mit Softrädern lieferbar.



Rollator Leopard HMV-Nr. 10.50.04.1212	Standard 312301 (rot) 312304 (anthrazit) 312309 (blau) 312300 (grün) 312303 (platin)	Standard+ Softräder 312308 (rot) 312306 (anthrazit) 312314 (blau) 312313 (grün) 31230A (platin)	Small 312302 (anthrazit) 312319 (rot)	Small+ Softräder 312318 (anthrazit) 31230E (rot)	X-Small 31230K (anthrazit)
Schiebestangen höhenverstellbar	74 – 102 cm	74 – 102 cm	66 – 86 cm	66 – 86 cm	63 – 79 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	135 - 170 cm	130 - 165 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm	55 cm	55 cm	50 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	7,3 kg	6,9 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion				
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 35 mm				

GEPARD



- Rahmen aus Carbon mit weiteren Teilen aus Aluminium.
- Wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg (HD bis 200 kg) getestet und zugelassen.
- Gepard und Gepard HD sind optional mit Softrädern lieferbar.



Gepard HMV-Nr. 10.50.04.1245 * HMV-Nr. 10.50.04.2018	Standard 312401 (schwarz) 312403 (gelb) 312404 (lila/schwarz)	Mit Softrädern 312406 (schwarz) 312407 (gelb) 312408 (lila/schwarz)	Small 312402 (schwarz)	HD * 312405 (schwarz)	Small+ Softräder 312409 (schwarz)
Schiebestangen höhenverstellbar	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm	46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg	5,2 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion				
Radgrößen	vorne und hinten: 200 x 35 mm				

TIGER / TIGER OUTDOOR



- Arthritis-Rollatoren, die auf dem Leopard (Tiger) bzw. Lion (Tiger Outdoor) basieren und verfügen über deren Eigenschaften und Funktionen.
- Unterarmstützen mit Bremsgriffen sind in Tiefe, Winkel und Höhe einstellbar.
- Standardmäßig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche.
- Tiger Standard ist für den Innenbereich und ein Benutzergewicht bis 150 kg zugelassen. Das Modell Tiger Outdoor ist auch für den Außenbereich und ein Benutzergewicht bis 200 kg zugelassen.



Tiger & Tiger Outdoor (* mit drehbaren Armauflagen) HMV-Nr.10.46.04.0016 *HMV-Nr.10.46.04.0020 HMV-Nr. 10.50.04.3002 (Tiger Outdoor)	Standard 312201 (grau) 312211 (rot) 312202 (braun) *	Outdoor 312205 (grau) * 312206 (braun) *
Schiebestangen höhenverstellbar	90 cm – 115 cm	87 - 110 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	140 - 185 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Sitzbreite / Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	77 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	9,5 kg	12 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen (vorne / hinten)	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm

LION



- Für abseits asphaltierte/gepflasterte Wege entwickelt.
- Lässt sich leicht in Querrichtung zusammenfallen.
- Wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen.



Lion HMV-Nr. 10.50.04.2015	Standard 312372 (anthrazitgrau) 312374 (braun metall.)	Small 312371 (anthrazitgrau) 312373 (braun metall.)
Schiebestangen höhenverstellbar	90-112 cm	77-90 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	170 - 220 cm	165 - 175 cm
Sitzhöhe	62 cm	53 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	68 / 26 cm	68 / 26 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	56 cm	56 cm
Länge (Tiefe)	76 cm	76 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	9,3 kg	9,0 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen (Softräder)	Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm	



BUFFALO HD



- Grauer Aluminiumrahmen, der leicht zusammenfaltbar ist.
- Die Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt.
- Große, leichtlaufende Räder und verfügt über arretierbare Bremsen.
- Verfügt über eine Transportsicherung und wird standardmäßig mit Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 200 kg getestet und zugelassen.



Buffalo HD HMV-Nr. 10.50.04.2012	Standard 312305	Small 312307	Standard mit Softrädern 312385	Small mit Softrädern 312387
Schiebestangen höhenverstellbar	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	150 - 200 cm	125 - 170 cm	150 - 200 cm	125 - 170 cm
Sitzhöhe	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	7,8 kg	7,5 kg	7,9 kg	7,6 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion			
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 35 mm			

PUMA AIR



- Outdoor-Rollator mit matt-schwarzem oder rotem Aluminiumrahmen, der leicht zusammenfaltbar ist.
- Extra große 12" (295 mm) Luftreifen, die für mehr Stabilität sorgen.
- Die Schiebegriffe können einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden.
- Wird standardmäßig mit geschlossener Tasche, Getränkehalter, Rückengurt und Stockhalter geliefert.
- Für ein Benutzergewicht bis 150 kg getestet und zugelassen.



Puma Air	312501+02
Schiebestangen höhenverstellbar	82 – 99 cm
Empfohlen für Benutzergröße von	160 - 200 cm
Sitzhöhe	59 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	65 cm / 26 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	40 cm
Länge (Tiefe)	76,4 cm
Gewicht	9,78 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion
Radgrößen	Vorne und hinten: 295 mm (12") x 45 mm



JAGUAR



- Aluminiumrahmen, der sich leicht zusammenfallen lässt.
- Nur für die Nutzung im Innenbereich zugelassen.
- Für ein Benutzergewicht bis 100 kg getestet und zugelassen.



Jaguar	Verschiedenfarbig	SUPREME
Schiebestangenhöhe	83,5 - 94,5 cm	90,3 – 96 cm
Faltmaße (H x B x T)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Gesamtbreite	54,5 cm	56,5 cm
Länge offen / geschlossen	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Gewicht	6,3 kg	6,0 kg
Tragkraft (Rollator / Tasche)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne und hinten: 7" (175 x 27 mm)	

