

NEUHEIT



Komfort und Flexibilität in einem Stuhl

TOILETTENSTUHL

Art.Nr. 302013

- Verwendbar als:
 - Toilettensstuhl
 - Toilettensitzerhöhung
 - Duschstuhl
- Aus leichtem Material hergestellt
- Mit weichem, abnehmbarem PU-Sitz und Rückenlehne
- Mit klappbaren Armlehnen für einfaches Ein- und Aussteigen aus dem Stuhl
- Kann leicht und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden



Serienmäßig verfügt der Stuhl über:

- Toiletteneimer mit Deckel
- kleinen Seitentablett*
- Toilettenpapierhalter*

*kann auf beiden Seiten montiert werden



Abmessungen	Toilettensstuhl mit Toiletteneimer 302013
Maße (L x B x H)	51,6-58,7 x 64,5-67,5 x 72-92 cm
Faltmaß (L x B x H)	51,5 x 64,5 x 72 cm
Breite zwischen den Armlehnen	44 cm
Höhe einstellbar	72-92 cm
Sitzhöhe einstellbar	44,5 - 64,5 cm
Gewicht	7,0 kg
Max. Tragkraft	150 kg

QR-Code scannen
und mehr erfahren:

