

NYHED



XXL-model af den populære og solide:

KAKADU

Varenr. 302021

Toilet- og badestol



- Rammen er fremstillet i hvid, pulverlakeret aluminium
- Stolen leveres med fire stk. 5" låsbare dobbelthjul
- Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød, sort PU
- Benstøtterne er højdejusterbare og kan let afmonteres
- Leveres komplet med toiletpand og låg
- Maks. belastning: 270 kg

OBS!

*Der må ikke monteres 24" drivhjul på Kakadu XXL,
da stolen ikke er godkendt til det.*



Scan QR-koden
og læs mere

NYHED

XXL-model af den populære og solide:

KAKADU

Varenr. 302021

Toilet- og badestol



Tekniske data	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Forskel med 24"	XXL 302021
Sædebredde	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	---	61 cm
Sædedybde	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---	51 cm
Sædehøjde	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	---	51-53 cm
Sædeåbning	15,5 x 21 cm	19 x 26 cm	19 x 26 cm	19 x 26 cm	---	19 x 26 cm
Frihøjde **	42,5 - 47,5 cm	43 - 48 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	---	41-43 cm
Fribredde	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	---	51 cm
Sæde/rygvinkel	90 °/ 12°				---	90 °/ 12°
Afstand mellem armlæn	39,5 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,6 cm	---	62,5 cm
Højde på ryglæn	46 cm				---	46 cm
Totalbredde	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	+ 9,5 cm	72,5 cm
Totaldybde	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	+ 19 cm	93 cm
Totalhøjde	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	---	99-101 cm
Maks. belastning	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	---	270 kg
Vægt	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	+ 4,20 kg	19,75 kg
** Hjul med forlænget rør (varenr. 30212M) giver mulighed for +5 cm ekstra frihøjde over toiletet.						