




# GUMMIRAMPEN

20 VERSCHIEDENE HÖHEN  
IN 3 STANDARDBREITEN

# GUMMIRAMPEN

Mit Schwellenrampen aus Gummi können Sie einfach und schnell die unterschiedlichen Höhen (sowohl im Innen- als auch im Außenbereich) ausgleichen, die in Ihrem Haus oft vorkommen. Mit montierten Gummirampen können Sie Ihr Haus und den Außenbereich leicht und sicher betreten.

- Ein einfaches und preisattraktives Hilfsmittel mit einer langen Lebensdauer
- Kostensparend
- Mit gerillter, rutschfester Oberfläche
- Geräuschkämpfend
- Leicht zu reinigen
- Mit oder ohne Klebeband erhältlich
- Zugelassen bis zu einer Belastung von 350 kg
- Leicht anpassbar und wiederverwendbar
- Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendbar




Lieferbar in:

- 20 verschiedenen Höhen
- 3 Standardbreiten (700, 900 und 1000 mm)

**Alle Gummirampen haben die HMV-Nummer:  
22.50.01.0101**



Die Rampen sind aus recycelbarem Gummi (TPE) hergestellt und enthalten kein PVC und andere schädlichen Phthalate.  
Gut für Sie und die Umwelt.



# BEFESTIGUNG

Die Gummirampen sind entweder mit oder ohne Klebeband an der Unterseite lieferbar:

- Auf glatten Böden empfehlen wir Gummirampen *mit* Klebeband zu verwenden.
- Auf empfindlichen Böden (z. B. Teppich- oder Holzböden), empfehlen wir Gummirampen *ohne* Klebeband zu verwenden.


Die Gummirampen lassen sich mit einem Cutter ganz einfach in der Breite anpassen, damit sie genau in Ihr Haus passen und Ihren Bedürfnisse entsprechen.

## Befestigungszubehör



Art.Nr. 306910

Das Befestigungsset für Gummirampen besteht aus zwei Halterungen, mit denen man die Gummirampen (ab 28 mm Höhe) an der Türschwelle befestigen kann.



## Anpassungszubehör



### Sägeblatt

Art.Nr. 306904

Geeignet für alle Standard-Stichsägen, um die Mobilex-Gummirampen einfach in der Breite anzupassen.



### Klebeband

Art.Nr. 306911 / 306912

Wenn Sie Ihre Rampe an einer anderen Stelle verwenden möchten, können Sie dieses Klebeband verwenden. In zwei Breiten lieferbar: 20 mm und 35 mm.



### Reinigungsmittel


Art.Nr. 306905

Entfernen Sie mit diesem Lösemittel Klebstoffreste auf Gummirampen oder anderen Untergründen. Die Flasche enthält 0,5 L.


## WIR HABEN AUCH EINE GROSSE AUSWAHL AN MOBILEN ALUMINIUM-ROLLSTUHLRAMPEN:



SC-Rampen



Faltbare Türschwellenrampen



Faltbare DF-Kofferrampen

# GUMMIRAMPEN MIT KLEBEBAND

GUMMIRAMPEN 700 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
30610L	10 x 100 x 700 mm
30612L	12 x 120 x 700 mm
30616L	16 x 150 x 700 mm
30620L	20 x 150 x 700 mm
30624L	24 x 150 x 700 mm
30628L	28 x 200 x 700 mm
30632L	32 x 200 x 700 mm
30636L	36 x 200 x 700 mm
30640L	40 x 250 x 700 mm
30644L	44 x 250 x 700 mm
30648L	48 x 250 x 700 mm

GUMMIRAMPEN 900 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
306040	4 x 40 x 900 mm
306060	6 x 60 x 900 mm
306080	8 x 80 x 900 mm
306100	10 x 100 x 900 mm
306120	12 x 120 x 900 mm
306160	16 x 150 x 900 mm
306200	20 x 150 x 900 mm
306240	24 x 150 x 900 mm
306280	28 x 200 x 900 mm
306320	32 x 200 x 900 mm
306360	36 x 200 x 900 mm
306400	40 x 250 x 900 mm
306440	44 x 250 x 900 mm
306480	48 x 250 x 900 mm
306520	52 x 300 x 900 mm
306560	56 x 300 x 900 mm
306600	60 x 300 x 900 mm
306640	64 x 350 x 900 mm
306680	68 x 350 x 900 mm
306720	72 x 350 x 900 mm

GUMMIRAMPEN 1000 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
306042	4 x 40 x 1000 mm
306062	6 x 60 x 1000 mm
306082	8 x 80 x 1000 mm
306102	10 x 100 x 1000 mm
306122	12 x 120 x 1000 mm
306162	16 x 150 x 1000 mm
306202	20 x 150 x 1000 mm
306242	24 x 150 x 1000 mm
306283	28 x 200 x 1000 mm

# GUMMIRAMPEN OHNE KLEBEBAND

GUMMIRAMPEN 700 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
30652M	52 x 300 x 700 mm
30656M	56 x 300 x 700 mm
30660M	60 x 300 x 700 mm
30664M	64 x 350 x 700 mm
30668M	68 x 350 x 700 mm
30672M	72 x 350 x 700 mm

GUMMIRAMPEN 900 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
306041	4 x 40 x 900 mm
306061	6 x 60 x 900 mm
306081	8 x 80 x 900 mm
306101	10 x 100 x 900 mm
306121	12 x 120 x 900 mm
306161	16 x 150 x 900 mm
306201	20 x 150 x 900 mm
306241	24 x 150 x 900 mm
306281	28 x 200 x 900 mm
306321	32 x 200 x 900 mm
306361	36 x 200 x 900 mm
306401	40 x 250 x 900 mm
306441	44 x 250 x 900 mm
306481	48 x 250 x 900 mm
306521	52 x 300 x 900 mm
306561	56 x 300 x 900 mm
306601	60 x 300 x 900 mm
306641	64 x 350 x 900 mm
306681	68 x 350 x 900 mm
306721	72 x 350 x 900 mm

GUMMIRAMPEN 1000 MM	
Art.Nr.	Größe (H x T x B)
306282	28 x 200 x 1000 mm
306322	32 x 200 x 1000 mm
306362	36 x 200 x 1000 mm
306402	40 x 250 x 1000 mm
306442	44 x 250 x 1000 mm
306482	48 x 250 x 1000 mm
306522	52 x 300 x 1000 mm
306562	56 x 300 x 1000 mm
306602	60 x 300 x 1000 mm
306642	64 x 350 x 1000 mm
306682	68 x 350 x 1000 mm
306722	72 x 350 x 1000 mm

Bestellen Sie alle Rampen online:  
[www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)

