

ROLLATORER

MOBILEX UDVALG AF ROLLATORER



LEOPARD	3
GEPARD	4
SERVAL	4
PANDA COMFORT	5
PANDA ROYAL	5
TIGER / TIGER OUTDOOR	6
LION	7
BLACK PANTHER COMPACT	7
PUMA AIR	8
BUFFALO HD	8
JAGUAR LIGHT	9
IMPALA	9
TILBEHØR	10
BISON GANGBORD	11
DYNAWALK GANGBORD	11

Generel beskrivelse

Mobilex-rollatorer er af høj kvalitet, brugervenlige, stabile, lette at anvende og bidrager til "a better life in motion". Den rigtige rollator til enhver situation og udfordring. Uanset hvad du leder efter, finder du det her. Vores store udvalg af rollatorer imødekommer brugernes forskellige behov.

Selvom vores rollatorer er opkaldt efter hurtige dyr, er det dig der bestemmer hastigheden, såvel som model og farve. Alle Mobilex-rollatorer er naturligvis udstyret med velfungerende og brugervenlige bremses af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort. En let og meget stabil rammekonstruktion giver også den nødvendige stabilitet under kørsel. Mobilex-rollatorer fås med en sædebredde helt op til 56 cm og enkelte kan bruges af personer med en vægt op til 200 kg. Med en maksimal højde af kørehåndtagene på op til 112 cm vil også de højeste kunne finde den rigtige model. Uanset om det er til indendørs eller udendørs brug tilbyder vi hos Mobilex rollatorer der passer til alle anvendelsesområder. Vi har også flere moderne og elegante modeller til patienter med gigt i vores repertoire. På de næste sider kan du fordybe dig i vores brede udvalg af Mobilex-rollatorer og et omfattende tilbehørsprogram. Finder du ikke det, du søger, er du meget velkommen til at kontakte os eller en af vores mange kvalificerede Mobilex-forhandlere.

Yderligere oplysninger?

På disse sider finder du et lille udvalg af vores omfattende produktsortiment. Se hele vores sortiment på vores hjemmeside www.mobilex.dk. Scan QR-koden og kom direkte ind på vores hjemmeside, hvorfra du også kan downloade vores katalog.



LEOPARD



Mobilex-rollatoren **Leopard** har en aluminiumsramme, der nemt kan foldes sammen sideværts og den er dermed let at transportere. Rollatoren er som standard udstyret med et rygbælte, en taske og en stokkeholder. De store hjul gør, at rollatoren er god og stabil både til inden- og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden uden brug af værktøj. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremses, der bremses på baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en integreret trædepedal for at lette forcering af mindre forhindringer. Godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Leopard med softthjul



Leopard	Standard 312301 (rød) 312304 (antracit) 312309 (blå) 312300 (grøn) 313303 (platin)	Standard + Softthjul 312308 (rød) 312306 (antracit) 312314 (blå) 312313 (grøn) 31230A (platin)	Small 312302 (antracit) 312319 (rød)	Small med softthjul 312318 (antracit) 31230E (rød)	X-Small 31230K (antracit)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	66 - 86 cm	63 - 79 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	135 - 170 cm	130 - 165 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm	55 cm	55 cm	50 cm
Totalbredde åben / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	7,3 kg	6,9 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion				
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm				

GEPARD



Mobilex-rollatoren **Gepard** har en kulfiberramme og en totalvægt på kun 5 kg. Den foldes nemt sammen sideværts, og i sammenfoldet stand fylder den minimalt. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Leveres som standard med stokkeholder, rygbælte samt en aftagelig indkøbstaske. Rollatoren er let at åbne og folde, og med sine store hjul er den velegnet til brug både udendørs og indendørs. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden. Rollatoren leveres med to låsbare bremsere på baghjulene og er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg (200 kg for HD-modellen).



Gepard	Standard 312401 (sort) 312403 (gul) 312404 (lilla/sort)	Med softhjul 312406 (sort) 312407 (gul) 312408 (lilla/sort)	Small 312402 (sort)	HD * 312405 (sort)	Small med softhjul 312409 (sort)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
Totalbredde åben / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm	46 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg	5,2 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion				
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm				

SERVAL NEW

Serval-rollatoren har en flot, rød kulfiberramme og yderligere dele af aluminium. Rollatoren har en let, men meget stabil konstruktion, og er let at køre rundt med. De letløbende 8"-hjul er udstyret med to låsbare bremsere med parkeringsfunktion.

Som standard er rollatoren udstyret med et behageligt tekstilsæde, en transportlås, en trædepedal, en aftagelig taske, der også kan bruges som indkøbspose, samt et rygbælte. Skubbehåndtagene er højdejusterbare.

Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt på op til 150 kg.

Serval	312803	312804
Højde af skubbehåndtag	70 - 87 cm	76 - 99 cm
Sædehøjde	55 cm	62 cm
Mål af foldet rollator (H x B x D)	81,5 x 22 x 65 cm	84 x 22 x 65 cm
Totalbredde	63 cm	63 cm
Længde åben / sammenfoldet	63 cm / 22 cm	63 cm / 22 cm
Vægt (rollator / taske)	5,5 / 0,6 kg	
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 36 mm – PA+TPE	
Vendediameter	80,8 cm	
Materiale	Kulfiberramme, kryds af aluminium, plast	



PANDA COMFORT

Mobilex-rollatoren **Panda Comfort** har en mørkeblå eller rød aluminiumsramme. Rollatoren kan let klappes sammen sideværts, og i sammenklappet stand fylder den minimalt og er dermed let at transportere. De store softhjul gør, at rollatoren er god og stabil både til inden- og udendørs brug. Derudover sørger de store hjul også for en god støddabsorbering. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden helt uden brug af værktøj. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremsere, der bremsere på baghjulene. På rammen tæt ved baghjulene er der monteret to trædepedaler for at lette forcering af selv mindre forhindringer. Som standard er Panda Comfort udstyret med: en transportlås, en aftagelig lukket indkøbstaske, et rygbælte og en stokkeholder. Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Panda Comfort	312601 + 312603
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	77,5 – 99,1 cm
Anbefalede brugerhøjde	160 - 200 cm
Sædehøjde	59 cm
Mål på sæde (bredde x dybde)	45,5 x 19 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	45,5 cm
Længde (dybde)	77,5 cm
Vægt med tilbehør	9,44 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 285 mm x 45 mm



PANDA ROYAL

Den nye Mobilex-rollator **Panda Royal** har en lilla/sort kulfiberramme og yderligere dele i aluminium. Rollatoren kan let klappes sammen sideværts, og i sammenklappet stand fylder den minimalt og er dermed let at transportere. De store softhjul gør, at rollatoren er god og stabil både til inden- og udendørs brug. Derudover sørger de store hjul også for en god støddabsorbering. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden helt uden brug af værktøj. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremsere, der bremsere på baghjulene. På rammen tæt ved baghjulene er der monteret to trædepedaler for at lette forcering af selv mindre forhindringer. Som standard er Panda Royal udstyret med: en transportlås, en aftagelig lukket indkøbstaske, et rygbælte og en stokkeholder. Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.




Panda Royal	312602
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	80,8 – 99,3 cm
Anbefalede brugerhøjde	160 - 200 cm
Sædehøjde	59 cm
Mål på sæde (bredde x dybde)	45,5 x 19 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	45,2 - 46,2 cm
Længde (dybde)	71,7 cm
Vægt	8,4 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 283 mm x 42/43 mm

TIGER / TIGER OUTDOOR



Mobilex artritissrollatorer **Tiger** og **Tiger Outdoor** er baseret på de elegante rollatorer Leopard (Tiger) og Lion (Tiger Outdoor) og med tilsvarende egenskaber og funktioner. Derudover er de bløde og behagelige underarmsstøtter med deres bremsehåndtag justerbare i dybde og højde. På modellerne 312202, 312205 og 312206 er underarmsstøtterne desuden indstillelige i to vinkler på hhv. 22,5° og 45°. Rollatoren er ekstremt stabil og let at manøvrere. Den har en letvægtsaluminiumsramme, som let kan foldes sammen, når den skal opbevares eller transporteres. Rollatoren har store, letløbende hjul og glatte, låsbare bremses. I kørestilling er den sikret mod uønsket foldning. En robust rammekonstruktion og håndtag sikrer en optimal brugervenlighed.

Tiger Standard er kun godkendt til indendørs brug på plan gulve og til en brugervægt op til 150 kg. Modellen Tiger Outdoor er også godkendt til udendørs brug og en brugervægt op til 200 kg.



Tiger & Tiger Outdoor * med indstillelige underarmstøtter	Standard 312201 (grå) 312211 (rød) 312202 (brun) *	Outdoor 312205 (grå) * 312206 (brun) *
Højde af underarmstøtterne (justérbar)	90 cm – 115 cm	87 - 110 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	140 - 185 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Siddebredde /Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
Længde (dybde)	66 cm	77 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,5 kg	12 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm

LION

Mobilex letvægtsrollator **Lion** har en forstærket aluminiumsramme og ekstra store og bløde hjul for optimal komfort og stabilitet. Rollatoren foldes sammen sideværts og er let at transportere i en bil eller lignende. Rollatoren er som standard udstyret med en stokkeholder og et rygbælte, der giver sikkerhed og støtte når sædet benyttes. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Foran er der monteret en let aftagelig indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med to håndtag, så den nemt kan afmonteres. De store hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Håndtagene kan nemt og uden brug af værktøj justeres i højden. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremses, der bremses på baghjulene og nemt kan aktiveres. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på for at lette forcering af forhindringer. Rollatoren er testet og godkendt til brugervægt op til 200 kg.

Lion	Standard 312372 (antracitgrå) 312374 (brunmetallic)	Small 312371 (antracitgrå) 312373 (brunmetallic)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	90-112 cm	77-90 cm
Anbefalede brugerhøjde	170 - 220 cm	165 - 175 cm
Sædehøjde	62 cm	53 cm
Totalbredde åben / sammenfoldet	68 / 26 cm	68 / 26 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm	56 cm
Længde (dybde)	76 cm	76 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,3 kg	9,0 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul (soft hjul)	Forhjul 285 x 44 mm - baghjul 235 x 44 mm	



BLACK PANTHER COMPACT

Mobilex' nye letvægtsrollator, **Black Panther Compact**, har en sort aluminiumsramme. Rollatoren kan nemt og enkelt klappes helt sammen og fylder meget lidt i sammenklappet stand, hvilket gør den nem at transportere. Sædet er fremstillet af et holdbart, langtidsholdbart materiale, der giver brugeren komfort og stabilitet sammen med rygbæltet. Rollatoren leveres med rygbælte og stokkeholder og på fronten er der monteret en lukket indkøbstaske, som er forsynet med to håndtag, så den let kan afmonteres og bruges separat.

Rollatoren er stabil og velegnet til både indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden og helt uden brug af værktøj. Rollatoren er udstyret med to låsbare bremses, der bremses på baghjulene. Der er en tiltpedal integreret i bagrammen for at gøre det nemmere at køre over mindre forhindringer. Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt på op til 150 kg og fås i to størrelser: Standard (62 cm) og small (55 cm).

Black Panther Compact	318101	318102
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	81 - 96,5 cm	84 - 99,5 cm
Anbefalede brugerhøjde	140 - 187 cm	150 - 195 cm
Sædehøjde	54,5 cm	61,5 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	63 / 26 cm	63 / 26 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	47,5 cm	47,5 cm
Længde (dybde)	68 cm	68 cm
Vægt (+ taske 380 g)	8,4 kg	8,5 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm



PUMA AIR

Puma Air er en udendørsrollator i en god kvalitet. Rollatoren er lavet i en matsort eller rød aluminiumsramme og udstyret med ekstra store 12" luftdæk (295 mm), der sørger for en god stabilitet og komfort - selv i et vanskeligt terræn. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden og helt uden brug af værktøj. Derudover kan rollatoren nemt klappes sammen ved at trække håndtaget på sædet op. Som standard er Puma Air udstyret med: et rygbælte, en kopholder, en stokkeholder og en lukket taske. Takket være de store luftdæk er rollatoren særligt egnet til udendørsbrug, men da den kun er 65 cm bred kan den også sagtens bruges indendørs. Rollatoren vejer kun 9,78 kg i alt og er derfor også let at transportere. Den er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Puma Air	312501 + 02
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	82 - 99 cm
Anbefalede brugerhøjde	160 - 200 cm
Sædehøjde	59 cm
Totalbredde åben / sammenfoldet	65 cm / 26 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	40 cm
Længde (dybde)	76,4 cm
Vægt	9,78 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 295 mm (12") x 45 mm



312560

Tilbehør:
Bakke, som nemt kan monteres på rollatoren (i stedet for rygbæltet).



BUFFALO HD

Mobilex-rollatoren **Buffalo HD** har en forstærket aluminiumsramme. Rollatoren foldes sammen sideværts, og i sammenfoldet stand fylder den minimalt. Rollatoren er som standard udstyret med en stokkeholder og et rygbælte. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Foran er der monteret en let aftagelig indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med to håndtag, så den nemt kan afmonteres og anvendes separat. De store hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan nemt, og uden brug af værktøj, justeres i højden. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremser, der bremser på baghjulene og nemt kan aktiveres. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på, for at lette forcering af små forhindringer. Buffalo HD er testet og godkendt til en brugervægt op til 200 kg.



Buffalo HD	Standard 312305	Small 312307	Standard med sofhjul 312385	Small med sofhjul 312387
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	125 - 170 cm	150 - 200 cm	125 - 170 cm
Sædehøjde	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
Totalbredde åben / sammenfoldet	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	7,8 kg	7,5 kg	7,9 kg	7,6 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion			
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm			

JAGUAR LIGHT

NEW



Jaguar LIGHT-rollatoren har en aluminiumsramme og kan let foldes sammen. Selvom rollatoren er lavet i en let konstruktion, er den meget stabil og kører ekstremt let. Rollatoren må kun bruges indendørs og er testet og godkendt til en brugervægt på maks 100 kg. **Jaguar LIGHT SUPREME** har et særligt høj kvalitetsdesign med et moderne trælook og sølvfarvede hjul. Rollatorbakken har samme moderne trælook som dele af rammen.



317410

312411

317412

317414

317416

Jaguar LIGHT	317410-12+14+16-17 Forskel-lige farver	317415 SUPREME
Højde af skubbehåndtag	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Mål af foldet rollator (H x B x D)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Totalbredde	56 cm	56 cm
Længde åben / sammenfoldet	66 cm / 26 cm	66 cm / 26 cm
Vægt	5,84 kg	
Maks. belastning (rollator / taske)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)	
Vendediameter	80,8 cm	
Rørdiameter	Håndtagsrør Ø21*1,5*402mm, Forreste forbindelsesrør: Ø19*1*398mm, Fast rør sjældent ramme 19*1*395mm, Ramme for Ø 18,5x 36,3/ramme bag Ø26,5x39,3mm	
Materiale	Aluminiumsramme, plastik (PA+GF), kurv af stof	



317417



317415 SUPREME

IMPALA

Impala er en prisbillig letvægtsrollator med en blåmetallic aluminiumsramme. Rollatoren kan klappes sammen og fylder minimalt i sammenklappet stand. Rollatoren har som standard stokkeholder, polstret rygbælte og sæde og har under sædet en praktisk taske. Rollatoren er forsynet med hjul på 200 mm, så den er anvendelig både ude og inde. Skubbehåndtagene er højdejusterbare, og forsynet med ergonomiske greb. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremsehåndtag.

Impala	Standard 312060	Høj 312061	Bred 312062
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
Sædehøjde	53 cm	63 cm	53 cm
Totalbredde åben / sammenfoldet	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	48 cm	49 cm	53 cm
Længde (dybde)	70 cm	75 cm	70 cm
Vægt	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		



TILBEHØR

Et lille udvalg af tilbehør, der fås til vores Mobilex-rollatorer. Du kan finde hele udvalget i vores katalog eller på vores hjemmeside www.mobilex.dk.




Paraply

* Kun til rollatorerne: Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo og Lion

** Kun på disse rollatorer med standardhjul: Buffalo, Gepard, Leopard og Tiger. Vi anbefaler **ikke**, at montere enhåndsbremse på rollatorer med softhjul.



Iltflaskeholder



Nettaske



Ringeklokke



LED-lygte



Rygbælte



Bakke




Fast sæde



Taske med lynlås



Slæbebremse



Enhåndsbremse

BISON GANGBORD

Mobilex **Bison** gangbord er et bevægelseshjælpemiddel til at lære at træne aktiv gang. Det kan også bruges som støtte ved balanceproblemer. Rammen er lavet af pulverlakeret aluminium. Bison har mange indstillingsmuligheder: Armstøtterne kan meget let højdeindstilles ved hjælp af gasfjedrene. Armstøtterne kan også indstilles i bredden. Håndtagene med bremsearme kan vinkelindstilles. Alle disse indstillinger kan foretages uden brug af værktøj. De håndbetjente bremses virker på baghjulene, og alle fire hjul er udstyret med låsbare bremses. Den smalle bredde gør det også muligt at komme igennem smalle passager.

Tilbehør:

Det er muligt at bestille et unikt siddesystem (varenr. 313380) som tilbehør til gangbordet. Siddesystemet kan nemt påmonteres rammen.

Bison	313300
Rammebredde på baghjulene	66,0 cm
Bredde på armstøtterne min. - maks.	66,0 - 80,0 cm
Afstand mellem håndgreberne	34,0 cm
Højde min. - maks.	102,2 - 143,0 cm
Længde	86,0 cm
Vægt	18,3 kg
Maks. belastning	150 kg



DYNAWALK GANGBORD

DynaWalk gangbord er en mobilitetsstøtte til træning af gangfunktionen, og kan også bruges til at træne balanceproblemer. Rammen er fremstillet af pulverlakeret aluminium, og tilbyder flere indstillingsmuligheder. Armstøtterne er justerbare i højden og til siden, støttehåndtagene er vinkeljusterbare, og bredden er indstillelig. Der medleveres et bælte til støtte og sikkerhed, når man går. Alle indstillinger kan foretages uden brug af værktøj. Bag på gangbordet er der påsat en højdeindstillelig sikkerhedsbøjle. På model 313001 har baghjulene påmonteret slæbebremses. Alle fire hjul har fodbremses.

DynaWalk	313001 HMI-nr. 79696	313002 HMI-nr. 79697
Maks. belastning	135 kg	135 kg
Vægt	12,5 kg	12,5 kg
Længde	82 cm	82 cm
Bredde indstillelig	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
Højde af armstøtter indstillelig	100 - 123 cm	100 - 123 cm
Maks. højde af håndgreb	136 cm	136 cm
Bremses for	2 låsbare bremses med fodpedal	2 låsbare bremses med fodpedal
Bremses bag	2 låsbare bremses med slæbebremse	2 håndbremses





MODERNE HJÆLPEMIDLER TIL SKARPE PRISER

Vi tilbyder et stort udvalg af hjælpemidler og reservedele til ældre og mennesker med funktionsnedsættelse. Alle vores Mobilex-produkter er af bedste kvalitet og imødekommer brugernes særlige behov.



Kig forbi på www.mobilex.dk

