



GROÖE AUSWAHL AN MOBILEN
ROLLSTUHLRAMPEN AUS ALUMINIUM



SC-Rampen



Auffahrschiene TM-055



Faltbare Schwellenrampe

Wenn Sie auf der Suche nach einer leichten und handlichen Rampe sind, die Sie mitnehmen können, bieten wir auch diese CB-Rampe aus Kohlefaser an. Sie ist leicht und sehr stabil.



Einfach faltbare CB-Rampe



MODERNE HILFSMITTEL
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

Wir bieten eine große Auswahl an Hilfsmitteln und Ersatzteilen für Ältere und Personen mit Bewegungseinschränkungen an. Alle unsere Mobilex-Produkte sind von bester Qualität und erfüllen die besonderen Bedürfnisse der Benutzer.



Besuchen Sie uns auf www.mobilex.dk



K10012 - 09.2026



GUMMIRAMPEN


20 VERSCHIEDENE HÖHEN
IN 3 STANDARDBREITEN

Die Mobilex-Gummirampen haben eine gerillte und rutschfeste Oberfläche und sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendbar.




Die Rampen sind aus recycelbarem Gummi (TPE) hergestellt und enthalten kein PVC oder andere schädlichen Phthalate. Das ist gut für Sie und die Umwelt.

- Lieferbar in:
- 20 verschiedenen Höhen (4 - 72 mm)
 - 3 Standardbreiten (900, 700 und 1000 mm)



Alle Gummirampen haben die HMV-Nummer: 22.50.01.0101



Gummirampen mit Klebeband

GUMMIRAMPEN 700 MM		
Art.Nr.	Größe (H x T x B)	
30610L	10 x 100 x 700 mm	
30612L	12 x 120 x 700 mm	
30616L	16 x 150 x 700 mm	
30620L	20 x 150 x 700 mm	
30624L	24 x 150 x 700 mm	
30628L	28 x 200 x 700 mm	
30632L	32 x 200 x 700 mm	
30636L	36 x 200 x 700 mm	
30640L	40 x 250 x 700 mm	
30644L	44 x 250 x 700 mm	
30648L	48 x 250 x 700 mm	

GUMMIRAMPEN 1000 MM		
Art.Nr.	Größe (H x T x B)	
306042	4 x 40 x 1000 mm	
306062	6 x 60 x 1000 mm	
306082	8 x 80 x 1000 mm	
306102	10 x 100 x 1000 mm	
306122	12 x 120 x 1000 mm	
306162	16 x 150 x 1000 mm	
306202	20 x 150 x 1000 mm	
306242	24 x 150 x 1000 mm	
306283	28 x 200 x 1000 mm	

GUMMIRAMPEN 900 MM		
Art.Nr.	Größe (H x T x B)	
306040	4 x 40 x 900 mm	
306060	6 x 60 x 900 mm	
306080	8 x 80 x 900 mm	
306100	10 x 100 x 900 mm	
306120	12 x 120 x 900 mm	
306160	16 x 150 x 900 mm	
306200	20 x 150 x 900 mm	
306240	24 x 150 x 900 mm	
306280	28 x 200 x 900 mm	
306320	32 x 200 x 900 mm	
306360	36 x 200 x 900 mm	
306400	40 x 250 x 900 mm	
306440	44 x 250 x 900 mm	
306480	48 x 250 x 900 mm	
306520	52 x 300 x 900 mm	
306560	56 x 300 x 900 mm	
306600	60 x 300 x 900 mm	
306640	64 x 350 x 900 mm	
306680	68 x 350 x 900 mm	
306720	72 x 350 x 900 mm	

Gummirampen ohne Klebeband

GUMMIRAMPEN 700 MM		
Art.Nr.	Größe (H x T x B)	
30652M	52 x 300 x 700 mm	
30656M	56 x 300 x 700 mm	
30660M	60 x 300 x 700 mm	
30664M	64 x 350 x 700 mm	
30668M	68 x 350 x 700 mm	
30672M	72 x 350 x 700 mm	

GUMMIRAMPEN 1000 MM		
Art.Nr.	Größe (H x T x B)	
306282	28 x 200 x 1000 mm	
306322	32 x 200 x 1000 mm	
306362	36 x 200 x 1000 mm	
306402	40 x 250 x 1000 mm	
306442	44 x 250 x 1000 mm	
306482	48 x 250 x 1000 mm	
306522	52 x 300 x 1000 mm	
306562	56 x 300 x 1000 mm	
306602	60 x 300 x 1000 mm	
306642	64 x 350 x 1000 mm	
306682	68 x 350 x 1000 mm	
306722	72 x 350 x 1000 mm	

GUMMIRAMPEN 900 MM		
Art.Nr.	Größe (H x T x B)	
306041	4 x 40 x 900 mm	
306061	6 x 60 x 900 mm	
306081	8 x 80 x 900 mm	
306101	10 x 100 x 900 mm	
306121	12 x 120 x 900 mm	
306161	16 x 150 x 900 mm	
306201	20 x 150 x 900 mm	
306241	24 x 150 x 900 mm	
306281	28 x 200 x 900 mm	
306321	32 x 200 x 900 mm	
306361	36 x 200 x 900 mm	
306401	40 x 250 x 900 mm	
306441	44 x 250 x 900 mm	
306481	48 x 250 x 900 mm	
306521	52 x 300 x 900 mm	
306561	56 x 300 x 900 mm	
306601	60 x 300 x 900 mm	
306641	64 x 350 x 900 mm	
306681	68 x 350 x 900 mm	
306721	72 x 350 x 900 mm	

Auf glatten Böden empfehlen wir Gummirampen mit Klebeband zu verwenden.

Auf empfindlichen Böden (z. B. Teppich- oder Holzböden), empfehlen wir Gummirampen ohne Klebeband zu verwenden.

Befestigungszubehör



Befestigungsset für Gummirampen
Art.Nr. 306910
Besteht aus zwei Halterungen, mit denen man die Gummirampen (ab 28 mm Höhe) an der Türschwelle befestigen kann.



Anpassungszubehör



Sägeblatt
Art.Nr. 306904
Geeignet für alle Standard-Stichsägen, um die Mobilex-Gummirampen einfach in der Breite anzupassen.



Klebeband
Art.Nr. 306911 / 306912
Wenn Sie Ihre Rampe an einer anderen Stelle verwenden möchten, können Sie dieses Klebeband verwenden. In zwei Breiten lieferbar: 20 mm und 35 mm



Reinigungsmittel
Art.Nr. 306905
Entfernen Sie mit diesem Lösemittel Klebstoffreste auf Gummirampen oder anderen Untergründen. Inhalt: 0,5 L.