

Indendørsrollator



317410



317411



317412



317414

Ny, forbedret model:

- Lavere vægt
- Nyt hjuldesign
- Aluminiumsramme, som let kan foldes sammen
- Letvægtsrollator, som er meget stabil og kører ekstremt let
- Udstyret med 4 letløbende hjul
- De to påmonterede bremser aktiveres let vha. den lange bremsebøjle
- Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt på maks. 100 kg
- Kun til indendørs brug



317416

Som standard er rollatoren udstyret med:

- en taske
- en aftagelig bakke

Jaguar LIGHT	Varenr. 317410-12+14+16-17 Forskellige farver	Varenr. 317415 SUPREME
Højde af skubbehåndtag	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Mål af foldet rollator (H x B x D)	83,5 x 56 x 26 cm	90,3 x 56 x 26 cm
Totalbredde	56 cm	56 cm
Længde åben / sammenfoldet	66 cm / 26 cm	66 cm / 26 cm
Vægt	5,84 kg	
Maks. belastning (rollator / taske)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)	
Vendediameter	80,8 cm	
Rørdiameter	Håndtagsrør Ø21*1,5*402mm, Forreste forbindelsesrør: Ø19*1*398mm, Fast rør sjælden ramme 19*1*395mm, Ramme for Ø 18,5x 36,3/ramme bag Ø26,5x39,3mm	
Materiale	Aluminiumsramme, plastik (PA+GF), kurv af stof	



317417



317415 - SUPREME