

XXL-Ausführung des beliebten und robusten Dusch- und Toilettenrollstuhl



302021

- Mit einem Rahmen aus weißem, eloxiertem Aluminium
- Wird mit vier 5" Doppelräder mit Feststellbremsen geliefert
- Der Sitz, der Rücken und die klappbaren Armlehnen bestehen aus schwarzem, weichem PU
- Die Fußstützen sind höhenverstellbar und abnehmbar
- Wird serienmäßig mit WC-Eimer, -Deckel und schwarzer Sitz-Abdeckung geliefert
- Max. Belastung: 270 kg

ACHTUNG:

Es ist nicht möglich, 24" Antriebsräder an Kakadu XXL zu montieren, da der Stuhl dafür nicht zugelassen ist.



QR-Code scannen
und mehr erfahren

XXL-Ausführung des beliebten und robusten Dusch- und Toilettenrollstuhl



Technische Daten	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Diff. bei 24"	XXL 302021
<i>Sitzbreite</i>	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	---	61 cm
<i>Sitztiefe</i>	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---	51 cm
<i>Sitzhöhe</i>	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	---	51-53 cm
<i>Sitz Ausschnitt</i>	15,5 x 21 cm	19 x 26 cm	19 x 26 cm	19 x 26 cm	---	19 x 26 cm
<i>Überfahrbare Höhe **</i>	42,5 - 47,5 cm	43 - 48 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	---	41-43 cm
<i>Überfahrbare Breite</i>	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	---	51 cm
<i>Sitz-/Rückenwinkel</i>	90 °/ 12°				---	90 °/ 12°
<i>Abstand zwischen den Armlehnen</i>	39,5 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,6 cm	---	62,5 cm
<i>Höhe der Rückenlehne</i>	46 cm				---	46 cm
<i>Gesamtbreite</i>	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	+ 9,5 cm	72,5 cm
<i>Gesamttiefe</i>	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	+ 19 cm	93 cm
<i>Gesamthöhe</i>	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	---	99-101 cm
<i>Tragkraft</i>	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	---	270 kg
<i>Leergewicht</i>	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	+ 4,20 kg	19,75 kg
** Die Räder mit verlängertem Rohr (Zubehör - Art.Nr. 30212M) ermöglichen eine zusätzliche Bodenfreiheit von +5 cm.						