

Enkel og solid transportkørestol

Turtle er en enkel, men solid og let transportkørestol lavet i en stilfuld, sølvfarvet aluminiumsramme. Turtle har nok funktioner til at gøre brugen behagelig og pålidelig uden at gøre den for kompliceret.

Turtle har følgende funktioner:

- Sammenklappelig ramme
- Armlæn
- Aftagelige fodstøtter
- Aftageligt, vaskbart sæde- og rygbetræk (vha. burrebånd)
- Parkerings- og ledsagerbremses
- Antitip-pedal
- Testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg



271045



271145



Kan leveres i to forskellige modeller:

- Med 6" drejehjul foran og 14" soft PU-baghjul påmonteret
- Med 6" drejehjul foran og 22" PU-baghjul med quick release-aksler påmonteret



Scan QR-koden
og læs mere

Enkel og solid transportkørestol



Turtle	271045	271145
Total længde	92 cm	98 cm
Siddebredde	43 cm	
Siddedybde	40 cm	
Siddehøjde bagerst/forrest	47 - 50 cm	
Totalbredde Udfoldet og sammenfoldet	62,4/22,5 cm	66,3/27,5 cm
Vinkel på ryglæn	10°	
Vægt	12,1 kg	13,4 kg
Maks. brugervægt	150 kg	