

Einfacher und stabiler Transportrollstuhl

Einfacher, aber stabiler und leichter Transportrollstuhl mit einem eleganten silbernen Aluminiumrahmen. Turtle verfügt über genügend Funktionen, um den Gebrauch bequem und zuverlässig zu machen, ohne ihn zu kompliziert zu machen.

Turtle hat die folgenden Funktionen:

- Faltbarer Rahmen
- Armlehnen
- Abnehmbare Fußstützen
- Abnehmbarer, waschbarer Sitz- und Rückenbezug (mittels Klettverschluß)
- Feststell- und Begleitbremse
- Kippschutz
- Geprüft und zugelassen für ein Benutzergewicht bis 150 kg



271045



271145



Erhältlich in zwei unterschiedlichen Modellen:

- Mit 6" Lenkrädern vorne und 14" Soft PU-Hinterrädern
- Mit 6" Lenkrädern vorne und 22" PU-Hinterrädern mit Steckachsen



QR-Code scannen
und mehr erfahren

Einfacher und stabiler Transportrollstuhl



Turtle	271045	271145
Gesamtlänge	92 cm	98 cm
Sitzbreite	43 cm	
Sitztiefe	40 cm	
Sitzhöhe hinten/vorne	47 - 50 cm	
Gesamtbreite Ungefaltet und gefaltet	62,4/22,5 cm	66,3/27,5 cm
Rücken-Neigung	10°	
Gewicht	12,1 kg	13,4 kg
Tragfähigkeit	150 kg	